

ETHICON Gesamtkatalog

Juni 2022

Vorwort

Wir haben unsere Informationsquellen vervollständigt und freuen uns, den neuen aktuellen ETHICON Gesamtkatalog als intelligente PDF-Datei vorstellen zu können. Er ermöglicht auch offline den direkten Zugriff auf den gewünschten Produktbereich. Die Sprungmarken Funktion führt sie aus dem Inhaltsverzeichnis heraus, direkt in das gewünschte Kapitel. Der digitale Produktkatalog kann lokal abgespeichert und auch seitenweise ausgedruckt werden. Wenn bei den jeweiligen Druckereigenschaften „keine Anpassung an Seitengröße“ gewählt wird, werden die Nadelabbildungen im Ausdruck annähernd in Originalgröße wiedergegeben. Zukünftig wird es also verschiedene Infomedien geben:

Die aktuelle PDF Ausgabe enthält unser Produktportfolio der Bereiche Naht, Klammernaht, Energy, Netze und Biosurgery und umfasst somit die gesamte Produktpalette von ETHICON für verschiedenste chirurgische Fachbereiche. In einem kontinuierlichen Prozess wird der Katalog unterjährig immer wieder neu abgespeichert, so dass er immer eine an Aktualität kaum zu übertreffende Übersicht enthält. Die aktuellste Version ist mit einem Link auf der Startseite des Online Katalogs als Download zu finden unter www.jnjmedical-katalog.de

Auch zukünftig richten sich unsere Aktivitäten auf kontinuierlichen Fortschritt im Produktangebot, um maximale Patientensicherheit zu gewährleisten. Gleichzeitig ist es unser Bestreben, optimale ökologische und ökonomische Lösungen zu entwickeln, wie beispielsweise mit diesem PDF Katalog, um die Zukunft der Chirurgie weiter innovativ zu gestalten!

Vorteile im Überblick:

- ✓ Zukunftsweisend > papierlose Bestell- & Informationswerte
- ✓ Bereitstellung > PDF Download als Link im Online Katalog und auf www.ethicon.de
- ✓ Aktualität > Immer aktuell durch regelmäßige Updates
- ✓ Ökologisch > Verzicht auf ein 300-seitiger Papierkatalog
- ✓ Attribute > orientiert an verbindlichen eCl@ss Merkmalen

PDF-Katalog im Detail:

- ✓ Übersichtlicher PDF-Katalog in Anlehnung an die bewährte Papierversion
- ✓ Sprungmarken Funktion in Einzelkapitel lt. Inhaltsverzeichnis zur einfachen Produktsuche
- ✓ Abbildung nahezu aller Produkte mit Piktogrammen inkl. der Nadelabbildungen
- ✓ Ausdruck in Originalgröße dazu in Druckereinstellung „nicht an Seitengröße anpassen“ auswählen
- ✓ Fußnoten Hinweis 1 auf Produkte mit Mindestbestellmengen

Für Bestellungen und weitere Informationen wenden sie sich gern an ihren zuständigen Außendienstmitarbeiter oder an die u.g. Telefonnummer.

Klammernaht, Trokare, Clips, Magenband

Endoskopische Instrumente

Endoskopische Linear Cutter & Magazine	8
Powered Vascular Stapler & Magazine	10
Trokare & Zubehör	11
Endoskopische Instrumente	14
Endoskopische Clips & Clipapplikatoren	15
Endoskopischer Nahtautomat & Magazine	16
Minimal-invasives Dichtungssystem	16
Extraktionsbeutel	17
Endo Kits	17

Instrumente für die offene Chirurgie

Circular Stapler & Zubehör	26
Linear Cutter & Magazine	27
Linear Stapler & Magazine	29
Curved Cutter Stapler & Magazine	30
PPH Sets	30
STARR Sets	31
Clips & Clipapplikatoren	31
Haut Stapler & Zubehör	34

Magenband & Zubehör

Injektionsnadeln & Injektionsport	35
-----------------------------------	----

Energy

HARMONIC & ENSEAL Systemkomponenten

HARMONIC & ENSEAL Hardware & Generatoren	37
--	----

HARMONIC

HARMONIC Instrumente und Scheren, Laparoskopie	38
HARMONIC Instrumente und Scheren, offene Chirurgie	39

ENSEAL Versiegelungsinstrumente

ENSEAL Instrumente, Laparoskopie	40
ENSEAL Instrumente, offene Chirurgie	41

HF Instrumente & Zubehör

MEGADYNE Neutralelektroden	42
POWERSTAR Scheren & Kabel, bipolar	43

Nahtmaterial, Netze & Fixationsinstrumente, Sonstiges

Nahtmaterial

VICRYL rapide	47
VICRYL	58
VICRYL Plus	92
MONOCRYL	114
MONOCRYL Plus	126
PDS	137
PDS Plus	157
STRATAFIX Symmetric	173
STRATAFIX Spiral	179
PROLENE	192
PRONOVA	229
ETHILON	233
ETHIBOND	251
MERSILENE	270
PERMA-HAND SEIDE	277
STAHLDRÄHT	288
Ligaturen und Unterbindungen	289
MIC, spezielles Nahtmaterial	296

Netze & Fixationsinstrumente

SECURESTRAP	301
SECURESTRAP Open	301
PHYSIOMESH OPEN	301
ULTRAPRO ADVANCED	302
ULTRAPRO Netz	303
ULTRAPRO HERNIA SYSTEM	303
ULTRAPRO Plug	304
ULTRAPRO Comfort Plug	304
PROCEED NETZ	305
PROCEED Ventral Patch	305
VYPRO II Netz	306
VYPRO Netz	306
PROLENE Netz	306
PROLENE HERNIA SYSTEM	307
PROLENE 3D Patch	308
VICRYL Netz	308
VICRYL Netztasche	309

Hautkleber: DERMABOND & PRINEO

DERMABOND	309
PRINEO Wundverschluss-System	310

BLAKE Drainagen & Saugreservoirs

BLAKE Silikon Drainagen	311
BLAKE J-VAC Saugreservoir	312

Implantate (resorbierbar & nicht resorbierbar)

Folie & Membran	313
PDS Kordel	313
ETHISORB Markraumplombe	315
Vicryl Band	315
ETHISORB Patch Typ 6	316
ETHISORB Dura Patch	316
ETHISORB Nahtwiderlager	316

Sonstiges

Sonstiges	317
-----------	-----

Blutstillung & Versiegelung

BIOPATCH Antimikrobielle Auflage mit CHG

BIOPATCH Antimikrobielle Auflage mit CHG	320
--	-----

TABOTAMP Oxidierte regenerierte Cellulose

TABOTAMP Original	320
TABOTAMP Fibrillar	321
TABOTAMP Nu-Knit	322
TABOTAMP Snow	322

SPONGOSTAN Gelatinehämostyptikum

SPONGOSTAN Gelatinehämostyptikum	323
----------------------------------	-----

SURGIFLO Hämostatische Matrix

SURGIFLO Hämostatische Matrix	324
SURGIFLO Hämostatische Matrix Kit mit Thrombin	324

EVICEL Humaner Fibrinkleber

EVICEL Humaner Fibrinkleber	325
-----------------------------	-----

Gynäkologie

Inkontinenzprodukte

TVT - O	327
---------	-----

TVT - Classic	327
TVT - Abbrevio	327
TVT - Exact	328
 Adhäsionsprophylaxe	
Interceed	328
 Versapoint	
Versascope Disposables	328
 Beckenbodennetze	
Gynemesh	329
Artisyn	329
 Bestellnummern	330

Klammernaht, Trokare, Clips, Magenband

Endoskopische Instrumente

Endoskopische Linear Cutter & Magazine

	Artikel-Nr.	Beschreibung	Anzahl pro Box
	6R45B	Magazine für ENDOPATH Endo-Cutter 45mm, standard	12
	ATS45	ENDOPATH End. Linear Cutter abwinkelbar, 45mm, ohne Magazin	3
	EC45A	ECHELON FLEX Endo-Cutter, abwinkelbar, 45mm, 34cm Schaftlänge, ohne Magazin	3
	EC45AL	ECHELON FLEX Endo-Cutter abwinkelbar, 45mm, 44cm Schaftlänge, ohne Magazin	3
	EC60A	ECHELON FLEX Endo-Cutter abwinkelbar, 60mm, 34cm Schaftlänge, ohne Magazin	3
	ECR45B	Magazine für ECHELON ENDOPATH und ECHELON FLEX, standard, blau, 45mm	12
	ECR45D	Magazine für ECHELON ENDOPATH und ECHELON FLEX, standard / stark, goldfarben, 45mm	12
	ECR45G	Magazine für ECHELON ENDOPATH und ECHELON FLEX, stark, grün, 45mm	12
	ECR45M	Magazine für ECHELON ENDOPATH und ECHELON FLEX, mesenterial / dünn, grau, 45mm	12
	ECR45W	Magazine für ECHELON ENDOPATH und ECHELON FLEX, vaskular / dünn, weiß, 45mm	12
	ECR60B	Magazine für ECHELON ENDOPATH und ECHELON FLEX, standard, blau, 60mm	12
	ECR60D	Magazine für ECHELON ENDOPATH und ECHELON FLEX, standard / stark, goldfarben, 60mm	12
	ECR60G	Magazine für ECHELON ENDOPATH und ECHELON FLEX, stark, grün, 60mm	12


	Artikel-Nr.	Beschreibung	Anzahl pro Box
	ECR60M	Magazine für ECHELON ENDOPATH und ECHELON FLEX, mesenterial / dünn, grau, 60mm	12 ¹
	ECR60W	Magazine für ECHELON ENDOPATH und ECHELON FLEX, vaskular / dünn, weiß, 60mm	12
	GST45B	Magazine für ECHELON FLEX Powered Plus, mit GST, standard, blau, 45mm	12
	GST45D	Magazine für ECHELON FLEX Powered Plus, mit GST, standard/ stark, goldfarben, 45mm	12
	GST45G	Magazine für ECHELON FLEX Powered Plus, mit GST, stark, grün, 45mm	12
	GST45T	Magazine für ECHELON FLEX Powered Plus, mit GST, sehr stark, schwarz, 45mm	12
	GST45W	Magazine für ECHELON FLEX Powered Plus, mit GST, vaskular/ dünn, weiß, 45mm	12
	GST60B	Magazine für ECHELON FLEX Powered Plus, mit GST, standard, blau, 60mm	12
	GST60D	Magazine für ECHELON FLEX Powered Plus, mit GST, standard / stark, goldfarben, 60mm	12
	GST60G	Magazine für ECHELON FLEX Powered Plus, mit GST, stark, grün, 60mm	12
	GST60T	Magazine für ECHELON FLEX Powered Plus, mit GST, sehr stark, schwarz, 60mm	12
	GST60W	Magazine für ECHELON FLEX Powered Plus, mit GST, vaskular / dünn, weiß, 60mm	12
	LONG60A	ECHELON FLEX Endo-Cutter abwinkelbar, 60mm, 44cm Schaftlänge, ohne Magazin	3
	PCEE45A	ECHELON FLEX Powered Plus Endo-Cutter abwinkelbar, 45mm, 28cm Schaftlänge, batteriebetrieben, ohne Magazin	3
	PCEE60A	ECHELON FLEX Powered Plus Endo-Cutter abwinkelbar, 60mm, 28cm Schaftlänge, batteriebetrieben, ohne Magazin	3


	Artikel-Nr.	Beschreibung	Anzahl pro Box
	PLEE45A	ECHELON FLEX Powered Plus Endo-Cutter abwinkelbar, 45mm, 44cm Schaftlänge, batteriebetrieben, ohne Magazin	3
	PLEE60A	ECHELON FLEX Powered Plus Endo-Cutter abwinkelbar, 60mm, 44cm Schaftlänge, batteriebetrieben, ohne Magazin	3 ¹
	PSEE45A	ECHELON FLEX Powered Plus Endo-Cutter abwinkelbar, 45mm, 34cm Schaftlänge, batteriebetrieben, ohne Magazin	3
	PSEE60A	ECHELON FLEX Powered Plus Endo-Cutter, abwinkelbar, 60mm, 34cm Schaftlänge, batteriebetrieben, ohne Magazin	3 ¹
	SC45A	ECHELON FLEX Endo-Cutter abwinkelbar, 45mm, 28cm Schaftlänge, ohne Magazin	3
	SC60A	ECHELON ENDOPATH Endo-Cutter abwinkelbar, 60mm, 28cm Schaftlänge, ohne Magazin	3
	TR45G	Magazine für ENDOPATH endoskopische Linear Cutter, stark, 45mm	12
	TR45W	Magazine für ENDOPATH endoskopische Linear Cutter, dünn / vaskular, 45mm	12

Powered Vascular Stapler & Magazine

	Artikel-Nr.	Beschreibung	Anzahl pro Box
	PVE35A	ECHELON FLEX Powered Endo-Cutter, vaskular, abwinkelbar, 35mm, 32cm Schaftlänge, batteriebetrieben, ohne Magazin	3 ¹
	VASECR35	Magazin für ECHELON FLEX Powered Endo-Cutter, vaskular, weiß 35mm	12

Trokare & Zubehör

	Artikel-Nr.	Beschreibung	Anzahl pro Box
	2B12LT	ENDOPATH XCEL Trokar, 12mm Ø mit Optiview Technologie, 100mm Hülsenlänge	6 ¹
	2B12XT	ENDOPATH XCEL Trokar, 12mm Ø mit Optiview Technologie, 150mm Hülsenlänge	6 ¹
	2B5LT	ENDOPATH XCEL Trokar, 5mm Ø mit Optiview Technologie, 100mm Hülsenlänge	6
	2B5ST	ENDOPATH XCEL Trokar, 5mm Ø mit Optiview Technologie, 75mm Hülsenlänge	6
	2B5XT	ENDOPATH XCEL Trokar, 5mm Ø mit Optiview Technologie, 150mm Hülsenlänge	6
	2CB12LT	ENDOPATH XCEL Trokarhülse, 12mm Ø mit Optiview Technologie, 100mm Hülsenlänge	6 ¹
	2CB5LT	ENDOPATH XCEL Trokarhülse, 5mm Ø mit Optiview Technologie, 100mm Hülsenlänge	6
	2CB5ST	ENDOPATH XCEL Trokarhülse, 5mm Ø mit Optiview Technologie, 75mm Hülsenlänge	6
	2D12LT	ENDOPATH XCEL Trokar, 12mm Ø mit Optiview Technologie, 100mm Hülsenlänge	6 ¹
	2D12XT	ENDOPATH XCEL Trokar, 12mm Ø mit Optiview Technologie, 150mm Hülsenlänge	6 ¹
	2D5LT	ENDOPATH XCEL Trokar, 5mm Ø mit Optiview Technologie, 100mm Hülsenlänge	6
	2D5ST	ENDOPATH XCEL Trokar, 5mm Ø mit Optiview Technologie, 75mm Hülsenlänge	6
	2H12LP	ENDOPATH XCEL Trokar, 12mm Ø mit Optiview Technologie, 100mm Hülsenlänge	6 ¹
	B11LT	ENDOPATH XCEL BLADELESS Trokar, 11mm Ø, ohne Klinge, 100mm Hülsenlänge, mit profilierter Hülse	6

	Artikel-Nr.	Beschreibung	Anzahl pro Box
	B12LT	ENDOPATH XCEL BLADELESS Trokar, 12mm Ø ohne Klinge, 100mm Hülsenlänge, mit profilierter Hülse	6
	B12XT	ENDOPATH XCEL BLADELESS Trokar, 12mm Ø ohne Klinge, 150mm Hülsenlänge, mit profilierter Hülse	6
	B15LT	ENDOPATH XCEL BLADELESS Trokar, 15mm Ø ohne Klinge, 100mm Hülsenlänge, mit profilierter Hülse	6
	B5LT	ENDOPATH XCEL BLADELESS Trokar, 5mm Ø ohne Klinge, 100mm Hülsenlänge, mit profilierter Hülse	6
	B5ST	ENDOPATH XCEL BLADELESS Trokar, 5mm Ø ohne Klinge, 75mm Hülsenlänge, mit profilierter Hülse	6
	B5XT	ENDOPATH XCEL BLADELESS Trokar, 5mm Ø ohne Klinge, 150mm Hülsenlänge, mit profilierter Hülse	6
	B8LT	ENDOPATH XCEL BLADELESS Trokar, 8mm Ø ohne Klinge, 100mm Hülsenlänge, mit profilierter Hülse	6
	CB11LT	ENDOPATH XCEL Trokarhülse, 11mm Ø, 100mm Hülsenlänge, mit profilierter Hülse	6
	CB12LT	ENDOPATH XCEL Trokarhülse, 12mm Ø, 100mm Hülsenlänge, mit profilierter Hülse	6
	CB5LT	ENDOPATH XCEL Trokarhülse, 5mm Ø, 100mm Hülsenlänge, mit profilierter Hülse	6
	CB5ST	ENDOPATH XCEL Trokarhülse, 5mm Ø, 75mm Hülsenlänge, mit profilierter Hülse	6
ohne Abb.	CTB11LT	BASX Trokarhülse, 11mm Ø, 100mm Hülsenlänge, mit profilierter Hülse	6
ohne Abb.	CTB12LT	BASX Trokarhülse, 12mm Ø, 100mm Hülsenlänge, mit profilierter Hülse	6
ohne Abb.	CTB5LT	BASX Trokarhülse, 5mm Ø, 100mm Hülsenlänge, mit profilierter Hülse	6
ohne Abb.	CTB5ST	BASX Trokarhülse, 5mm Ø, 75mm Hülsenlänge, mit profilierter Hülse	6

	Artikel-Nr.	Beschreibung	Anzahl pro Box
	D11LT	ENDOPATH XCEL Dilatationstrokar, 11mm Ø 100mm Hülsenlänge, mit profilierter Hülse	6
	D12LT	ENDOPATH XCEL Dilatationstrokar, 12mm Ø 100mm Hülsenlänge, mit profilierter Hülse	6
	D12XT	ENDOPATH XCEL Dilatationstrokar, 12mm Ø 150mm Hülsenlänge, mit profilierter Hülse	6
	D5LT	ENDOPATH XCEL Dilatationstrokar, 5mm Ø 100mm Hülsenlänge, mit profilierter Hülse	6
	D5ST	ENDOPATH XCEL Dilatationstrokar, 5mm Ø 75mm Hülsenlänge, mit profilierter Hülse	6
	FP007	FLEXIPATH Thoraxtrokar flexible Hülse, 7mm Ø, 80mm Hülsenlänge, stumpf	6
	FP015	FLEXIPATH Thoraxtrokar flexible Hülse, 15mm Ø, 80mm Hülsenlänge, stumpf	6
	FP020	FLEXIPATH Thoraxtrokar flexible Hülse, 20mm Ø, 80mm Hülsenlänge, stumpf	6
	FPK02	FLEXIPATH Thoraxtrokar Set, ein 15mm FLEXIPATH Obturator, und drei 15mm flexible Hülsen	6
	H12LP	ENDOPATH XCEL Trokar mit atraumatischer Spitze, 12mm Ø, 100mm Hülsenlänge	6
ohne Abb.	K11LT	ENDOPATH XCEL Trokar Set Inhalt = 1xD11LT und 1xCB11LT	6
ohne Abb.	K12LT	ENDOPATH XCEL Trokar Set Inhalt = 1xD12LT und 1xCB12LT	6
ohne Abb.	K5LT	ENDOPATH XCEL Trokar Set Inhalt = 1xD5LT und 1xCB5LT	6
ohne Abb.	K5ST	ENDOPATH XCEL Trokar Set Inhalt = 1xD5ST und 1xCB5ST	6
	PN120	ENDOPATH Veress-Nadel standard, 120mm Kanülenlänge	12

	Artikel-Nr.	Beschreibung	Anzahl pro Box
	PN150	ENDOPATH Veress-Nadel standard, 150mm Kanülenlänge	12
	TB11LT	BASX Trokar, 11mm Ø, ohne Klinge, 100mm Hülsenlänge, mit profilierter Hülse	6
	TB12LT	BASX Trokar, 12mm Ø, ohne Klinge, 100mm Hülsenlänge, mit profilierter Hülse	6
	TB12ST	ENDOPATH BASX Trokar, 12mm 1 VE = 6 Stück	6
	TB5LT	BASX Trokar, 5mm Ø, ohne Klinge, 100mm Hülsenlänge, mit profilierter Hülse	6
	TB5ST	BASX Trokar, 5mm Ø, ohne Klinge, 75mm Hülsenlänge, mit profilierter Hülse	6
	TT012	ENDOPATH Thoraxtrokar, stumpf 12mm Ø, 80mm Hülsenlänge	6
	UV120	ENDOPATH Veress-Nadel, ultra 120mm Kanülenlänge	12
ohne Abb.	XAB60S	Zugangs-Set bestehend aus je Stück: 1 B11LT, 1 CB11LT, 1 B5LT, 1 CB5LT	5

Endoskopische Instrumente

	Artikel-Nr.	Beschreibung	Anzahl pro Box
	10AG	ENDOPATH Endoskopische Kopffasszange, 10mm Ø	6
	10BB	ENDOPATH Endoskopische Babcock-Klemme, 10mm Ø	6
	5BB	ENDOPATH Endoskopische Extraktionszange, 5mm Ø	6
	5DCD	ENDOPATH Endoskopische Overhold mit HF-Anschluss, 5mm Ø	6




	Artikel-Nr.	Beschreibung	Anzahl pro Box
	5DCS	ENDOPATH Endoskopische Metzenbaumschere mit HF-Anschluss, 5mm Ø	6
	5DSG	ENDOPATH Endoskopische Fasszange grobe Zahnung, 5mm Ø	6
	BCD10	ENDOPATH Präpariertupfer, 10mm Ø	12
	BTD05	ENDOPATH Präpariertupfer, 5mm Ø	12
	E705R	Endoskopischer Nadelhalter, 5mm Ø, resterilisierbar, 30cm funktionale Länge	1
	MIC500Z	Endoskopische Fasszange, 10mm Ø zerlegbar, resterilisierbar	1
	MIC503Z	Endoskopische Fasszange, 5mm Ø zerlegbar, resterilisierbar	1
	SRNH1	Endoskopischer Nadelhalter selbst justierbar, 5mm Ø, resterilisierbar	1

Endoskopische Clips & Clipapplikatoren

	Artikel-Nr.	Beschreibung	Anzahl pro Box
	AP2010S	End. ABSOLOK Clipapplikator für mittlere Clips, 10 mm Ø, resterilisierbar, spülbar	1
	AP3010S	End. ABSOLOK Clipapplikator für mittelgroße Clips, 10 mm Ø, resterilisierbar, spülbar	1
	AP4010S	End. ABSOLOK Clipapplikator für große Clips, 10 mm Ø, resterilisierbar, spülbar	1
	EL5ML	LIGAMAX Multiclipapplikator, 15 mittelgroße Titanclips, 5mm Ø, 33cm Schaftlänge	3
	ER320	LIGACLIP ERCA End. Multiclipapplikator, 20 mittelgroße Titanclips, 10mm Ø, 29cm Schaftlänge	3

	Artikel-Nr.	Beschreibung	Anzahl pro Box
	ER420	LIGACLIP ERCA End. Multiclipapplikator, 20 große Titanclips, 12mm Ø, 34cm Schaftlänge	3
	LC2010Z	End. LIGACLIP Clipapplikator für mittlere Clips, 10mm Ø, zerlegbar, resterilisierbar	1
	LC3010Z	End. LIGACLIP Clipapplikator für mittelgroße Clips, 10mm Ø, zerlegbar, resterilisierbar	1
	LC4010Z	End. LIGACLIP Clipapplikator für große Clips, 10mm Ø, zerlegbar, resterilisierbar	1

Endoskopischer Nahtautomat & Magazine

	Artikel-Nr.	Beschreibung	Anzahl pro Box
	SW100	ENDOSUTURE SYSTEM Nahtautomat 5mm Ø	4
	SW110	Magazine für ENDOSUTURE SYSTEM Ethibond, Canoe-Nadel, USP 0	10
	SW120	Magazine für ENDOSUTURE SYSTEM Ethibond, SH-Nadel, USP 0	10
	SW122	Magazine für ENDOSUTURE SYSTEM Ethibond, SH-Nadel, USP 2-0	10

Minimal-invasives Dichtungssystem

	Artikel-Nr.	Beschreibung	Anzahl pro Box
	FLR01	ENDOPATH DEXTRUS Zugangsretraktor, klein, bis zu 4cm Bauchwandstärke	6
	FLR02	ENDOPATH DEXTRUS Zugangsretraktor, mittel, 4 bis 7cm Bauchwandstärke	6
	FLR03	ENDOPATH DEXTRUS Zugangsretraktor, groß, ab 7cm Bauchwandstärke	6



Artikel-Nr.	Beschreibung	Anzahl pro Box
HAP02	ENDOPATH DEXTRUS Minimal invasives Dichtungssystem	3

Extraktionsbeutel



Artikel-Nr.	Beschreibung	Anzahl pro Box
POUCH	ENDOPOUCH RETRIVER Extraktionsbeutel, 224ml Volumen, 10mm Ø, 26cm Schaftlänge	6

Endo Kits

	Artikel-Nr.	Beschreibung	Anzahl pro Box
ohne Abb.	ELH19	Prozeduren-Set für laparoskop. Hernie, bestehend aus je Stück: 1 PCDG1, 1 STRAP25R, 1 2B12LT, 1 B5LT, 12 CB5LT	1
ohne Abb.	ELH20	Prozeduren-Set für laparoskop. Hernie, bestehend aus je Stück: 1 PCDM1, 1 STRAP25R, 1 2B12LT, 1 B5LT, 12 CB5LT	1
ohne Abb.	ELH21	Prozeduren-Set für laparoskop. Hernie, bestehend aus je Stück: 1 PCDN1, 1 STRAP25R, 1 2B12LT, 1 B5LT, 12 CB5LT	1
ohne Abb.	LAPD37	Prozeduren-Set für laparoskopische Appendektomie, bestehend aus je Stück: 1 ATS45, 1 6R45B, 1 B12LT, 1 CB12LT, 1 B5LT	1
ohne Abb.	LAPD38	Prozeduren-Set für laparoskop. Appendektomie, bestehend aus je Stück: 1 ATS45, 1 TR45W, 1 B12LT, 1 B5LT, 1 CB12LT	1
ohne Abb.	LAPD39	Prozeduren-Set für laparoskop. Appendectomy, bestehend aus je Stück: 1 ATS45, 1 6R45B, 1 D12LT, 1 CB12LT, 1 D5LT	1
ohne Abb.	LAPDB12	Prozeduren-Set für laparoskop. Appendektomie, bestehend aus je Stück: 1 ATS45, 1 TR45W, 1 POUCH, 1 TB12LT, 1 CTB12LT, 1 TB5LT	1 ¹
ohne Abb.	LAPDB19	Prozeduren-Set für laparoskop. Appendektomie, bestehend aus je Stück: 1 ATS45, 1 6R45B, 1 TB12LT, 1 TB5LT, 1 CTB5LT	1 ¹
ohne Abb.	LAPDB20	Prozeduren-Set für laparoskop. Appendektomie, bestehend aus je Stück: 1 ATS45, 1 TR45W, 1 D12LT, 1 CB12LT, 1 TB5LT	1 ¹

¹Artikel mit Mindestbestellmenge ggf. mit verlängerter Lieferzeit

	Artikel-Nr.	Beschreibung	Anzahl pro Box
ohne Abb.	LAPDB7	Prozeduren-Set für laparoskop. Appendektomie, bestehend aus je Stück: 1 ATS45, 1 6R45B, 1 TB12LT, 1 CTB12LT, 1 TB5LT	1
ohne Abb.	LAPDB8	Prozeduren-Set für laparoskop. Appendektomie, bestehend aus je Stück: 1 ATS45, 1 TR45W, 1 TB12LT, 1 CTB12LT, 1 TB5LT	1
ohne Abb.	LAPDB9	Prozeduren-Set für laparoskop. Appendektomie, bestehend aus je Stück: 1 ATS45, 1 6R45B, 1 POUCH, 1 TB12LT, 1 CTB12LT, 1 TB5LT	1 ¹
ohne Abb.	LCOL190	Prozeduren-Set für laparoskop. Kolonoperationen, bestehend aus je Stück: 1 PSEE45A, 1 GST45D, 1 CDH29P	1
ohne Abb.	LCOL196	Prozeduren-Set für laparoskop. Kolonoperationen, bestehend aus je Stück: 1 PSEE60A, 1 GST60D, 1 CDH29P	1
ohne Abb.	LCOL199	Prozeduren-Set für laparoskop. Kolonoperationen, bestehend aus je Stück: 1 PSEE60A, 1 GST60G, 1 CDH29P	1
ohne Abb.	LCOL209	Prozeduren-Set für laparoskop. Kolonoperationen, bestehend aus je Stück: 1 PSEE45A, 1 GST45D, 1 CDH31P	1
ohne Abb.	LCOL210	Prozeduren-Set für laparoskop. Kolonoperationen, bestehend aus je Stück: 1 PSEE45A, 1 GST45D, 1 CDH31P, 1 HARH36	1
ohne Abb.	LCOL211	Prozeduren-Set für laparoskop. Kolonoperationen, bestehend aus je Stück: 1 PSEE45A, 1 GST45D, 1 CDH31P, 1 HARHD36	1
ohne Abb.	LCOL212	Prozeduren-Set für laparoskop. Kolonoperationen, bestehend aus je Stück: 1 PSEE45A, 1 GST45G, 1 CDH31P	1
ohne Abb.	LCOL213	Prozeduren-Set für laparoskop. Kolonoperationen, bestehend aus je Stück: 1 PSEE45A, 1 GST45G, 1 CDH31P, 1 HARH36	1
ohne Abb.	LCOL214	Prozeduren-Set für laparoskop. Kolonoperationen, bestehend aus je Stück: 1 PSEE45A, 1 GST45G, 1 CDH31P, 1 HARHD36	1
ohne Abb.	LCOL215	Prozeduren-Set für laparoskop. Kolonoperationen, bestehend aus je Stück: 1 PSEE60A, 1 GST60D, 1 CDH31P	1
ohne Abb.	LCOL216	Prozeduren-Set für laparoskop. Kolonoperationen, bestehend aus je Stück: 1 PSEE60A, 1 GST60D, 1 CDH31P, 1 HARH36	1
ohne Abb.	LCOL217	Prozeduren-Set für laparoskop. Kolonoperationen, bestehend aus je Stück: 1 PSEE60A, 1 GST60D, 1 CDH31P, 1 HARHD36	1

	Artikel-Nr.	Beschreibung	Anzahl pro Box
ohne Abb.	LCOL218	Prozeduren-Set für laparoskop. Kolonoperationen, bestehend aus je Stück: 1 PSEE60A, 1 GST60G, 1 CDH31P	1
ohne Abb.	LCOL219	Prozeduren-Set für laparoskop. Kolonoperationen, bestehend aus je Stück: 1 PSEE60A, 1 GST60G, 1 CDH31P, 1 HARH36	1
ohne Abb.	LCOL220	Prozeduren-Set für laparoskop. Kolonoperationen, bestehend aus je Stück: 1 PSEE60A, 1 GST60G, 1 CDH31P, 1 HARHD36	1
ohne Abb.	LCOL269	Prozeduren-Set für laparoskopische Kolonoperationen bestehend aus je Stück: 1 ATS45, 1 6R45B, 1 TR45W, 1 HAR36, 1 CDH29B	1
ohne Abb.	LCOL290	Prozeduren-Set für laparoskopische Kolonoperationen bestehend aus je Stück: 1 EC60A, 1 ECR60B, 1 HAR36, 1 CDH33B	1
ohne Abb.	LCOL293	Prozeduren-Set für laparoskopische Kolonoperationen bestehend aus je Stück: 1 EC60A, 1 ECR60B, 1 HAR36, 1 CDH29B	1
ohne Abb.	LCOL296	Prozeduren-Set für laparoskopische Kolonoperationen bestehend aus je Stück: 1 EC60A, 1 ECR60B, 1 HAR36, 1 CDH29B, 1 B2LT, 1 POUCH	1
ohne Abb.	LCOL309	Prozeduren-Set für laparoskop. Kolonoperationen, bestehend aus je Stück: 1 PSEE60A, 1 GST60B, 1 CDH33B, 1 HAR36	1
ohne Abb.	LCOL327	Prozeduren-Set für laparoskop. Kolonoperationen, bestehend aus je Stück: 1 PLEE45A, 1 GST45B, 1 HARH36, 1 CDH29B, 1 B12LT, 1 B11LT, 1 CB11LT	1
ohne Abb.	LGBP286	Prozeduren-Set für laparoskop. Magen-Bypass, bestehend aus je Stück: 1 B12LT, 1 CB12LT, 1 LONG60A, 2 ECR60W, 3 ECR60B, 1 ECR60D, 1 HAR36	1 ¹
ohne Abb.	LGBP347	Prozeduren-Set für laparoskop. Magenbypass, bestehend aus je Stück: 1 PLEE60A, 2 ECR60W, 1 ECR60D, 3 ECR60B, 1 HAR36, 1 B12LT, 1 CB12LT	1
ohne Abb.	LGBP362	Prozeduren-Set für laparoskop. Magen-Bypass, bestehend aus je Stück: 9 ECR60B, 1 ECR60W, 1 HAR36	1 ¹
ohne Abb.	LGBP370	Prozeduren-Set für laparoskop. Magen-Bypass, bestehend aus je Stück: 2 CB12LT, 1 EC45AL, 5 ECR45B, 2 ECR45W, 1 HAR36	1 ¹
ohne Abb.	LGBP436	Prozeduren-Set für laparoskopischen Magen-Bypass bestehend aus je Stück: 1 EC45A, 5 ECR45B, 3 ECR45W, 1 HAR36, 1 B12LT, 3 CB12LT	1 ¹
ohne Abb.	LGBP462	Prozeduren-Set für laparoskopischen Magen-Bypass bestehend aus je Stück: 1 LONG60A, 4 ECR60B, 2 ECR60W, 1 HAR36	1 ¹

	Artikel-Nr.	Beschreibung	Anzahl pro Box
ohne Abb.	LGBP463	Prozeduren-Set für laparoskopischen Magen-Bypass bestehend aus je Stück: 1 LONG60A, 4 ECR60B, 2 ECR60W, 1 B12LT, 1 CB12LT,	1 ¹
ohne Abb.	LGBP505	Prozeduren-Set für laparoskop. Magen-Bypass, bestehend aus je Stück: 1 PLEE60A, 3 ECR60G, 1 ECR60D, 2 ECR60W, 1 HAR36, 1 B12XT, 1 B12LT, 3 CB12LT	1 ¹
ohne Abb.	LGBP540	Prozeduren-Set für laparoskop. Magen-Bypass, bestehend aus je Stück: 1 PLEE60A, 4 GST60B, 2 GST60W, 1 2B12LT, 3 CB12LT, 1 HAR36	1 ¹
ohne Abb.	LGBP542	Prozeduren-Set für laparoskop. Magen-Bypass, bestehend aus je Stück: 1 EC60A, 2 ECR60B, 1 2B12LT, 2 2CB12LT, 1 PN150, 1 HAR36	1 ¹
ohne Abb.	LGBP553	Prozeduren-Set für laparoskop. Magen-Bypass, bestehend aus je Stück: 1 PLEE60A, 5 GST60B, 4 ECR60W, 1 2B12LT, 2 CB12LT, 1 2B5LT, 1 CB5LT, 1 HAR36	1 ¹
ohne Abb.	LGBP559	Prozeduren-Set für laparoskop. Magen-Bypass, bestehend aus je Stück: 1 PLEE60A, 2 ECR60B, 2 ECR60W, 2 ECR60G, 1 2B12LT, 3 2CB12LT, 1 B12XT, 1 HAR36	1 ¹
ohne Abb.	LGBP560	Prozeduren-Set für laparoskop. Magen-Bypass, bestehend aus je Stück: 1 PSEE60A, 4 ECR60B, 2 ECR60W, 2 CB12LT, 1 HAR36	1 ¹
ohne Abb.	LGBP588	Prozeduren-Set für laparoskop. Magen-Bypass, bestehend aus je Stück: 1 PLEE60A, 2 ECR60D, 2 ECR60W, 2 ECR60G, 1 2B12LT, 3 2CB12LT, 1 B12XT, 1 HAR36	1 ¹
ohne Abb.	LGBP593	Prozeduren-Set für laparoskop. Magen-Bypass, bestehend aus je Stück: 1 PSEE45A, 3 ECR45B, 4 ECR45W, 1 HARH45	1 ¹
ohne Abb.	LGBP602	Prozeduren-Set für laparoskop. Magen-Bypass, bestehend aus je Stück: 1 PLEE45A, 5 GST45B, 2 GST45W, 1 B12LT, 1 CB12LT, 1 HAR36	1 ¹
ohne Abb.	LGBP609	Prozeduren-Set für laparoskop. Magen-Bypass, bestehend aus je Stück: 1 PLEE60A, 2 GST60G, 1 GST60D, 2 GST60B, 1 HAR36	1 ¹
ohne Abb.	LGBP634	Prozeduren-Set für laparoskop. Magen-Bypass, bestehend aus je Stück: 1 PLEE60A, 2 GST60G, 1 GST60D, 2 GST60B, 1 HAR36	1 ¹
ohne Abb.	LGBP639	Prozeduren-Set für laparoskop. Magenbypass, bestehend aus je Stück: 1 EC60A, 4 ECR60B, 2 ECR60W, 1 HAR36, 1x B12LT, 1x CB12LT	1 ¹
ohne Abb.	LGBP644	Prozeduren-Set für laparoskop. Magenbypass, bestehend aus je Stück: 1 EC60A, 4 ECR60B, 1 ECR60W, 1 HAR36	1 ¹
ohne Abb.	LGBP659	Prozeduren-Set für laparoskop. Magenbypass, bestehend aus je Stück: 1 EC60A, 4 ECR60B, 1 ECR60W, 1 HAR36	1

	Artikel-Nr.	Beschreibung	Anzahl pro Box
ohne Abb.	LGBP666	Prozeduren-Set für laparoskopischen Magenbypass, bestehend aus je Stück: 1 PSEE60A, 4 ECR60B, 2 ECR60W, 1 HAR36	1
ohne Abb.	LGBP685	Prozeduren-Set für laparoskop. Magenbypass, bestehend aus je Stück: 1 PLEE60A, 1 GST60T, 3 GST60B, 1 HARH45	1
ohne Abb.	LGBP715	Prozeduren-Set für laparoskop. Magenbypass, bestehend aus je Stück: 1 PLEE60A, 2 ECR60W, 1 ECR60D, 3 ECR60B, 1 HAR36, 1 B12LT, 1 CB12LT	1
ohne Abb.	LGBP733	Prozeduren-Set für laparoskop. Magenbypass, bestehend aus je Stück: 1 PLEE45A, 2 GST45W, 5 GST45B, 1 HAR36, 1 B12LT, 2 CB12LT	1
ohne Abb.	LGBP734	Prozeduren-Set für laparoskop. Magenbypass, bestehend aus je Stück: 1 PLEE60A, 2 ECR60W, 2 ECR60D, 3 ECR60G, 1 HARH36, 1 2B12LT, 1 2B12XT, 3 2CB12LT	1
ohne Abb.	LGBP747	Prozeduren-Set für laparoskop. Magen-Bypass, bestehend aus je Stück: 1 PLEEE60A, 2 GST60G, 1 GST60D, 2 GST60B, 1 HARH36	1
ohne Abb.	LGBP757	Prozeduren-Set für laparoskop. Magen-Bypass, bestehend aus je Stück: 1 PLEE60A, 3 GST60D, 1 HARH36	1
ohne Abb.	LGBP779	Prozeduren-Set für laparoskop. Magen-Bypass, bestehend aus je Stück: 1 PSEE60A, 4 GST60B, 2 GST60W, 1 HARH36	1
ohne Abb.	LGBP803	Prozeduren-Set für laparoskop. Magen-Bypass, bestehend aus je Stück: 1 PSEE60A, 4 GST60B, 1 GST60G, 1 HAR36	1
ohne Abb.	LGBP821	Prozeduren-Set für laparoskop. Magen-Bypass, bestehend aus je Stück: 1 PLEE60A, 2 GST60B, 2 GST60D, 1 HARH45, 1 B12LT, 3 CB12LT	1
ohne Abb.	LGBP831	Prozeduren-Set für laparoskop. Magen-Bypass, bestehend aus je Stück: 1 PSEE60A, 2 GST60B, 1 HAR36, 1 2B12LT, 2 CB12LT, 1 PN150	1
ohne Abb.	LGBP843	Prozeduren-Set für laparoskop. Magen-Bypass, bestehend aus je Stück: 1 PLEE60A, 1 HARH 36, 1 B12LT, 2 2CB12LT	1
ohne Abb.	LGBP844	Prozeduren-Set für laparoskop. Magen-Bypass, bestehend aus je Stück: 1 PLEE60A, 1 HARH 45, 1 2B12LT, 2 2CB12LT	1
ohne Abb.	LGBP845	Prozeduren-Set für laparoskop. Magen-Bypass, bestehend aus je Stück: 1 PSEE60A, 1 HARH 45, 1 2B12LT, 2 2CB12LT	1
ohne Abb.	LGBP855	Prozeduren-Set für laparoskop. Magen-Bypass, bestehend aus je Stück: 1 PSEE60A, 1 HARH36, 1 2B12LT, 2 2CB12LT	1

	Artikel-Nr.	Beschreibung	Anzahl pro Box
ohne Abb.	LSR132	Prozeduren-Set für laparoskop. Schlauchmagenbildung, bestehend aus je Stück: 1 B12LT, 2 CB12LT, 4 ECR60D, 1 ECR60G, 1 LONG60A, 1 HAR36	1 ¹
ohne Abb.	LSR158	Prozeduren-Set für die laparoskopische Schlauchmagenbildung bestehend aus je Stück: 1 PLEE60A, 1 HAR36, 1 B12LT, 2 CB12LT	1 ¹
ohne Abb.	LSR180	Prozeduren-Set für die laparoskopische Schlauchmagenbildung bestehend aus je Stück: 1 LONG60A, 5 ECR60B, 2 ECR60G, 1 HARH45	1 ¹
ohne Abb.	LSR182	Prozeduren-Set für die laparoskopische Schlauchmagenbildung bestehend aus je Stück: 1 B12LT, 1 CB12LT, 1 LONG60A, 4 ECR60G, 1 HAR36	1 ¹
ohne Abb.	LSR185	Prozeduren-Set für die laparoskopische Schlauchmagenbildung bestehend aus je Stück: 1 LONG60A, 2 GST60B, 2 GST60D, 2 GST60G, 1 HAR36	1 ¹
ohne Abb.	LSR187	Prozeduren-Set für die laparoskopische Schlauchmagenbildung bestehend aus je Stück: 1 B12LT, 1 B15LT, 1 LONG60A, 4 GST60B, 1 GST60D, 1 GST60G	1 ¹
ohne Abb.	LSR199	Prozeduren-Set für laparoskop. Magen-Bypass, bestehend aus je Stück: 1 PLEE60A, 2 GST60G, 1 GST60D, 2 GST60B, 1 HAR36	1 ¹
ohne Abb.	LSR200	Prozeduren-Set für laparoskop. Schlauchmagenbildung, bestehend aus je Stück: 1 PLEE60A, 1 B12LT, 1 CB12LT, 1 HAR36	1 ¹
ohne Abb.	LSR259	Prozeduren-Set für laparoskopische Schlauchmagenbildung, bestehend aus je Stück: 1 PLEE60A, 2 GST60B, 3 GST60D, 1 GST60G, 1 HARH45, 1 2B12LT, 2 CB12LT	1 ¹
ohne Abb.	LSR278	Prozeduren-Set für laparoskopische Schlauchmagenbildung, bestehend aus je Stück: 1 PLEE60A, 3 GST60B, 1 GST60D, 1 GST60G, 1 HARH45, 1 2B12LT, 1 CB12LT, 1 2B5LT, 1 CB5LT	1 ¹
ohne Abb.	LSR280	Prozeduren-Set für laparoskop. Schlauchmagenbildung, bestehend aus je Stück: 1 PLEE60A, 1 GST60D, 1 GST60B, 3 GST60G, 1 NSLG2S35	1 ¹
ohne Abb.	LSR283	Prozeduren-Set für laparoskop. Schlauchmagenbildung, bestehend aus je Stück: 1 PLEE60A, 3 ECR60G, 2 ECR60D, 1 B12LT, 1 CB12LT, 1 HAR36, 1 10BB	1 ¹
ohne Abb.	LSR284	Prozeduren-Set für laparoskop. Schlauchmagenbildung, bestehend aus je Stück: 1 PLEE60A, 3 ECR60B, 1 ECR60D, 1 ECR60G, 1 B12LT, 1 HAR36	1 ¹
ohne Abb.	LSR288	Prozeduren-Set für laparoskop. Schlauchmagenbildung, bestehend aus je Stück: 1 PLEE60A, 2 ECR60D, 3 ECR60G, 1 B12LT, 1 CB12LT, 1 HAR36	1 ¹
ohne Abb.	LSR289	Prozeduren-Set für laparoskop. Schlauchmagenbildung, bestehend aus je Stück: 1 PSEE60A, 3 GST60B, 2 GST60G, 1 B12LT, 3 CB12LT, 1 HAR36	1 ¹

	Artikel-Nr.	Beschreibung	Anzahl pro Box
ohne Abb.	LSR320	Prozeduren-Set für laparoskop. Schlauchmagenbildung, bestehend aus je Stück: 1 PLEE60A, 2 GST60D, 1 GST60B, 1 GST60G, 1 B12LT, 1 HAR36	1 ¹
ohne Abb.	LSR322	Prozeduren-Set für laparoskop. Schlauchmagenbildung, bestehend aus je Stück: 1 LONG60A, 1 ECR60D, 3 ECR60B, 1 ECR60G, 1 B12LT, 1 CB12LT, 1 HAR36	1 ¹
ohne Abb.	LSR323	Prozeduren-Set für laparoskop. Schlauchmagenbildung, bestehend aus je Stück: 1 PLEE60A, 3 ECR60B, 1 ECR60G, 1 ECR60D, 1 B12LT, 2 2CB12LT, 1 HAR36	1 ¹
ohne Abb.	LSR325	Prozeduren-Set für laparoskop. Schlauchmagenbildung, bestehend aus je Stück: 1 PLEE60A, 1 GST60G, 1 GST60D, 3 GST60B, 1 NSLG2S35	1 ¹
ohne Abb.	LSR326	Prozeduren-Set für laparoskop. Schlauchmagenbildung, bestehend aus je Stück: 1 PLEE60A, 3 GST60G, 2 GST60D, 1 HAR36,	1 ¹
ohne Abb.	LSR330	Prozeduren-Set für laparoskop. Schlauchmagenbildung, bestehend aus je Stück: 1 PLEE60A, 1 GST60G, 2 GST60D, 2 GST60B, 1 B12LT, 2 CB12LT	1 ¹
ohne Abb.	LSR331	Prozeduren-Set für laparoskop. Schlauchmagenbildung, bestehend aus je Stück: 1 PLEE60A, 1 ECR60G, 3 ECR60D, 1 ECR60B, 1 2B12LT, 2 2CB12LT, 1 HAR36	1 ¹
ohne Abb.	LSR362	Prozeduren-Set für laparoskop. Magen-Bypass, bestehend aus je Stück: 1 PLEE60A, 2 GST60G, 1 GST60D, 2 GST60B, 1 HAR36	1 ¹
ohne Abb.	LSR364	Prozeduren-Set für laparoskop. Magen-Bypass, bestehend aus je Stück: 1 PLEE60A, 2 GST60G, 1 GST60D, 2 GST60B, 1 HAR36	1 ¹
ohne Abb.	LSR366	Prozeduren-Set für laparoskop. Schlauchmagen, bestehend aus je Stück: 1 LONG60A, 3x ECR60B, 2x ECR60G, 1x HARH45	1 ¹
ohne Abb.	LSR379	Prozeduren-Set für laparoskop. Magen-Bypass, bestehend aus je Stück: 1 PLEE60A, 2 GST60G, 1 GST60D, 2 GST60B, 1 HAR36	1 ¹
ohne Abb.	LSR385	Prozeduren-Set für laparoskop. Magen-Bypass, bestehend aus je Stück: 1 PLEE60A, 2 GST60G, 1 GST60D, 2 GST60B, 1 HAR36	1
ohne Abb.	LSR395	Prozeduren-Set für laparoskop. Magenbypass, bestehend aus je Stück: 1 PLEE60A, 2 GST60G, 2 GST60D, 1 GST60B, 1 HARH45, 1 CB12LT, 1 2B12LT	1
ohne Abb.	LSR401	Prozeduren-Set für laparoskop. Schlauchmagen, bestehend aus je Stück: 1 PLEE60A, 1 GST60G, 2 GST60D, 1 GST60B, 1 NSLG2C35, 2 2CB12LT, 1 2B12LT, 1 B12XT	1
ohne Abb.	LSR406	Prozeduren-Set für laparoskop. Schlauchmagen, bestehend aus je Stück: 1 PSEE60A, 2 GST60B, 1 HAR36,	1

	Artikel-Nr.	Beschreibung	Anzahl pro Box
ohne Abb.	LSR411	Prozeduren-Set für laparoskop. Schlauchmagen, bestehend aus je Stück: 1 PSEE60A, 1 GST60G, 1 GST60D, 3 GST60B, 1 HARH36, 4 CB12LT, 1 B12LT	1
ohne Abb.	LSR415	Prozeduren-Set für laparoskop. Schlauchmagen, bestehend aus je Stück: 1 PLEE60A, 1 GST60B, 1 HAR36, 1 B12LT, 1 CB12LT	1
ohne Abb.	LSR416	Prozeduren-Set für laparoskop. Schlauchmagen, bestehend aus je Stück: 1 PLEE60A, 3 ECR60B, 1 GST60D, 2 GST60G, 1 HAR36, 1 B12LT, 1 CB12LT	1
ohne Abb.	LSR433	Prozeduren-Set für laparoskop. Schlauchmagenbildung, bestehend aus je Stück: 1 PLEE60A, 4 GST60B, 1 GST60D, 1 HARH45	1
ohne Abb.	LSR434	Prozeduren-Set für laparoskop. Schlauchmagenbildung, bestehend aus je Stück: 1 PLEE60A, 2 GST60D, 1 GST60B, 1 GST60G, 1 HAR36, 1 B12LT, 1 CB12LT	1
ohne Abb.	LSR455	Prozeduren-Set für laparoskop. Schlauchmagen, bestehend aus je Stück: 1 PLEEE60A, 2 GST60D, 1 GST60G, 1 GST60B, 1 HARH45; 1 2B12LT, 4 2CB12LT	1
ohne Abb.	LSR458	Prozeduren-Set für laparoskop. Schlauchmagen, bestehend aus je Stück: 1 PLEEE60A, 4 GST60B, 2 GST60W, 1 HARH36	1
ohne Abb.	LSR464	Prozeduren-Set für laparoskop. Schlauchmagenbildung, bestehend aus je Stück: 1 PLEE60A, 2 GST60B, 1 HARH45	1
ohne Abb.	LSR473	Prozeduren-Set für laparoskopische Schlauchmagenbildung, bestehend aus je Stück: 1 PLEE60A, 2 GST60G, 1 GST60D, 2 GST60B, 1 HARH36	1
ohne Abb.	LSR489	Prozeduren-Set für laparoskopische Schlauchmagenbildung, bestehend aus je Stück: 1 PLEE60A, 1 2B12LT, 3 2CB12LT, 1 2B5LT, 1 HARH36	1
ohne Abb.	LSR490	Prozeduren-Set für laparoskopische Schlauchmagenbildung, bestehend aus je Stück: 1 PLEE60A, 1 B12LT, 1 CB12LT, 1 HARH36	1
ohne Abb.	LSR499	Prozeduren-Set für laparoskopische Schlauchmagenbildung, bestehend aus je Stück: 1 PLEE60A, 2 GST60B, 1 HARH36	1
ohne Abb.	LSR509	Prozeduren-Set für laparoskop. Schlauchmagenbildung, bestehend aus je Stück: 1 PLEE60A, 2 GST60B, 1 GST60D, 2 GST60G, 1 HARH45, 1 2B12LT, 2 2CB12LT	1
ohne Abb.	LSR514	Prozeduren-Set für laparoskop. Schlauchmagenbildung, bestehend aus je Stück: 1 PLEE60A, 1 GST60G, 3 GST60D, 1 NSLX145C, 1 B12LT, 3 CB12LT	1
ohne Abb.	LSR520	Prozeduren-Set für laparoskop. Schlauchmagen, bestehend aus je Stück: 1 PLEE60A, 2 GST60B, 1 GST60D, 2 GST60B, 1 HARH45, 1 2B12LT, 2 CB12LT	1

	Artikel-Nr.	Beschreibung	Anzahl pro Box
ohne Abb.	LSR529	Prozeduren-Set für laparoskop. Schlauchmagen, bestehend aus je Stück: 1 PSEE60A, 3 GST60B, 1 NSLX137C	1
ohne Abb.	LSR54C	Prozeduren-Set für laparoskopische Schlauchmagenbildung, bestehend aus je Stück: 1 LONG60A, 5 ECR60G, 1 HARH45	1 ¹
ohne Abb.	LSR78	Prozeduren-Set für laparoskop. Schlauchmagenbildung, bestehend aus je Stück: 1 B12LT, 2 CB12LT, 1 EC60A, 3 ECR60B, 1 ECR60D, 1 ECR60G, 1 HAR36	1
ohne Abb.	LSR80	Prozeduren-Set für laparoskop. Schlauchmagenbildung, bestehend aus je Stück: 1 B12LT, 2 CB12LT, 1 LONG60A, 1 HAR36	1 ¹
ohne Abb.	LSR81	Prozeduren-Set für laparoskop. Schlauchmagenbildung, bestehend aus je Stück: 1 B12LT, 1 CB12LT, 1 LONG60A, 3 ECR60B, 2 ECR60D, 1 HAR36	1 ¹
ohne Abb.	THORAX20	Prozeduren-Set für laparoskop. Thorax OP, bestehend aus je Stück: 1 PVE35A, 2 VASECR35, 1 PSEE45A, 1 GST45G	1
ohne Abb.	THORAX23	Prozeduren-Set für laparoskop. Thorax OP, bestehend aus je Stück: 1 PVE35A, 2 VASECR35, 1 PSEE60A, 1 GST60G	1
ohne Abb.	THORAX32	Procedure Pack Thorax, THORAX32	1
ohne Abb.	THX08	Laparoscopic Thorax Kit, bestehend aus je Stück: 1 PSEE45A, 1 GST45G, 1 PVE35A, 2 VASECR35, 1 2B12LT, 1 HARHD36	4 ¹
ohne Abb.	VBAR01	VIRTUELL BARIATRIC Fixed KIT, VBAR01	1
ohne Abb.	VLAPPB	LAP. APPENDECTOMY	1
ohne Abb.	VLAPPW	LAP. APPENDECTOMY	1
ohne Abb.	VLCOL19601	VIRTUAL PROCEDURE PACK, FIXED KIT	1
ohne Abb.	VLCOL199	PROCEDURE PACK COLON FIXED KIT FIXED KIT, VLCOL199	1
ohne Abb.	VLGBP140921	LAP. GASTRIC BYPASS KIT, VLGBP140921	1

	Artikel-Nr.	Beschreibung	Anzahl pro Box
ohne Abb.	VTEK201	Virtuelles Prozeduren-Set für Thorax, bestehend aus je Box: 2 PVE35A, 1 VASECR35, 2 PSEE60A, 1 ECR60G	1
ohne Abb.	VTEK204	Virtuelles Prozeduren-Set für Thorax, bestehend aus je Box: 2 PVE35A, 1 VASECR35, 2 PCEE45A, 1 ECR45G	1
ohne Abb.	VTEK205	Virtuelles Prozeduren-Set für Thorax, bestehend aus je Box: 2 PVE35A, 1 VASECR35, 2 PSEE60A, 1 GST60G	1
ohne Abb.	VTEK206	Virtuelles Prozeduren-Set für Thorax, bestehend aus je Box: 2 PVE35A, 1 VASECR35, 2 PCEE60A, 1 GST60G	1
ohne Abb.	VTEK207	Virtuelles Prozeduren-Set für Thorax, bestehend aus je Box: 2 PVE35A, 1 VASECR35, 2 PSEE45A, 1 GST45G	1
ohne Abb.	VTEK208	Virtuelles Prozeduren-Set für Thorax, bestehend aus je Box: 2 PVE35A, 1 VASECR35, 2 PCEE45A, 1 GST45G	1

Instrumente für die offene Chirurgie

Circular Stapler & Zubehör

	Artikel-Nr.	Beschreibung	Anzahl pro Box
ohne Abb.	CDH21B	ETHICON Endo Surgery Circular Stapler gebogen, 21mm, mit atraumatischer Feineinstellung	3
ohne Abb.	CDH23P	ECHELON Circular Powered Stapler, gebogen, 23mm, mit atraumatischer Feineinstellung	3
ohne Abb.	CDH25B	ETHICON Endo Surgery Circular Stapler gebogen, 25mm, mit atraumatischer Feineinstellung	3
ohne Abb.	CDH25P	ECHELON Circular Powered Stapler, gebogen, 25mm, mit atraumatischer Feineinstellung	3
ohne Abb.	CDH29B	ETHICON Endo Surgery Circular Stapler gebogen, 29mm, mit atraumatischer Feineinstellung	3

	Artikel-Nr.	Beschreibung	Anzahl pro Box
ohne Abb.	CDH29P	ECHELON Circular Powered Stapler, gebogen, 29mm, mit atraumatischer Feineinstellung	3
ohne Abb.	CDH31P	ECHELON Circular Powered Stapler, gebogen, 31mm, mit atraumatischer Feineinstellung	3
ohne Abb.	CDH33B	ETHICON Endo Surgery Circular Stapler gebogen, 33mm, mit atraumatischer Feineinstellung	3
ohne Abb.	CSS	Bougie-Set für 25mm, 29mm und 33mm Instrumente, resterilisierbar	1
ohne Abb.	ECS21B	ETHICON Endo Surgery Circular Stapler gebogen, gasdicht, 21mm, mit atraumatischer Feineinstellung	3
ohne Abb.	ECS25B	ETHICON Endo Surgery Circular Stapler gebogen, gasdicht, 25mm, mit atraumatischer Feineinstellung	3
ohne Abb.	ECS29B	ETHICON Endo Surgery Circular Stapler gebogen, gasdicht, 29mm, mit atraumatischer Feineinstellung	3
ohne Abb.	ECS33B	ETHICON Endo Surgery Circular Stapler gebogen, gasdicht, 33mm, mit atraumatischer Feineinstellung	3
ohne Abb.	EH40	Tabakbeutelnahtklemme resterilisierbar	1
ohne Abb.	EH41L	Instrumentenkopffasszange endoskopisch, resterilisierbar	1

Linear Cutter & Magazine


	Artikel-Nr.	Beschreibung	Anzahl pro Box
	NTLC55	ETHICON Endo Surgery Linear Cutter ungeladen, 55mm, mit einstellbarer Klammerhöhe	3
	NTLC75	ETHICON Endo Surgery Linear Cutter ungeladen, 75mm, mit einstellbarer Klammerhöhe	3
	SR55	Magazine für Linear Cutter, standard bis stark, 55mm	12

	Artikel-Nr.	Beschreibung	Anzahl pro Box
	SR75	Magazine für Linear Cutter, standard bis stark, 75mm	12
	TCD75	PROXIMATE Linear Cutter standard / stark, 75mm	3
	TCR10	Magazine für PROXIMATE Linear Cutter standard, 100mm	12
	TCR55	Magazine für PROXIMATE Linear Cutter standard, 55mm	12
	TCR75	Magazine für PROXIMATE Linear Cutter standard, 75mm	12
	TCT10	PROXIMATE Linear Cutter stark, 100mm	3
	TCT55	PROXIMATE Linear Cutter stark, 55mm	3
	TCT75	PROXIMATE Linear Cutter stark, 75mm	3
	TLC10	PROXIMATE Linear Cutter standard, 100mm	3
	TLC55	PROXIMATE Linear Cutter standard, 55mm	3
	TLC75	PROXIMATE Linear Cutter standard, 75mm	3
	TRD75	Magazine für PROXIMATE Linear Cutter standard / stark, 75mm	12
	TRT10	Magazine für PROXIMATE Linear Cutter stark, 100mm	12
	TRT55	Magazine für PROXIMATE Linear Cutter stark, 55mm	12
	TRT75	Magazine für PROXIMATE Linear Cutter stark, 75mm	12



Artikel-Nr.	Beschreibung	Anzahl pro Box
TVC55	PROXIMATE Linear Cutter vaskular / dünn, 55mm	3
TVR55	Magazine für PROXIMATE Linear Cutter vaskular / dünn, 55mm	12

Linear Stapler & Magazine



Artikel-Nr.	Beschreibung	Anzahl pro Box
TX30B	PROXIMATE Linear Stapler TX standard, 30mm	3
TX30G	PROXIMATE Linear Stapler TX stark, 30mm	3
TX30V	PROXIMATE Linear Stapler TX vaskular / dünn, 30mm	3
TX60B	PROXIMATE Linear Stapler TX standard, 60mm	3
TX60G	PROXIMATE Linear Stapler TX stark, 60mm	3
XR30B	Magazine für PROXIMATE Linear Stapler TX standard, 30mm	12
XR30G	Magazine für PROXIMATE Linear Stapler TX stark, 30mm	12
XR30V	Magazine für PROXIMATE Linear Stapler TX vaskular / dünn, 30mm	12
XR60B	Magazine für PROXIMATE Linear Stapler TX standard, 60mm	12
XR60G	Magazine für PROXIMATE Linear Stapler TX stark, 60mm	12

Curved Cutter Stapler & Magazine

	Artikel-Nr.	Beschreibung	Anzahl pro Box
	CR40B	Magazine CONTOUR Curved Cutter Stapler, standard, 40mm	6
	CR40G	Magazine CONTOUR Cutter Stapler, stark, 40mm	6
	CS40B	CONTOUR Curved Cutter Stapler, gebogener Instrumentenkopf, standard, 40mm	3
	CS40G	CONTOUR Curved Cutter Stapler, gebogener Instrumentenkopf, stark, 40mm	3
ohne Abb.	GCR40B	ECHELON CONTOUR™ GST Reload Blue,GCR40B	6
ohne Abb.	GCR40G	Echelon Contour Magazin,GCR40G	6
ohne Abb.	GCS40B	ECHELON CONTOUR™ Curved Cutter with Blue Reload 40mm,GCS40B	3
ohne Abb.	GCS40G	ECHELON CONTOUR™ Curved Cutter Cutter with Green Reload 40mm,GCS40G	3





PPH Sets


	Artikel-Nr.	Beschreibung	Anzahl pro Box
	PPH03	PROXIMATE PPH03-Set für die Hämorrhoidopexie	3

STARR Sets

	Artikel-Nr.	Beschreibung	Anzahl pro Box
	CR30G	Magazine CONTOUR TRANSTAR Curved Cutter Stapler, stark, 30mm	6
	PPH01	PROXIMATE PPH01-Set für die S.T.A.R.R. Technik	3
	STR5G	CONTOUR TRANSTAR Curved Cutter Stapler, 30mm Klammernahtbreite	3

Clips & Clipapplikatoren

	Artikel-Nr.	Beschreibung	Anzahl pro Box
	AC107	ABSOLOK Clipapplikator für kleine Clips, 18,5cm Länge, resterilisierbar	1
	AC207	ABSOLOK Clipapplikator für mittlere Clips, 18,5cm Länge, resterilisierbar	1
	AC210	ABSOLOK Clipapplikator für mittlere Clips, 27,5cm Länge, resterilisierbar	1
	AC310	ABSOLOK Clipapplikator für mittelgroße Clips, 27,5cm Länge, resterilisierbar	1
ohne Abb.	AC320	ABSOLOK Clipapplikator für mittelgroße Clips, 27,5cm, 45° aufgew., resterilisierbar	1
	AC410	ABSOLOK Clipapplikator für große Clips, 27,5cm Länge, resterilisierbar	1
	AP100	ABSOLOK PLUS Clips 6*10 resorbierbar, klein, aus Polydioxanon 310	6
	AP200	ABSOLOK PLUS Clips 6*10 resorbierbar, mittel, aus Polydioxanon 310	6
	AP201	ABSOLOK PLUS Clips 6*5 resorbierbar, mittel, aus Polydioxanon 310	6



Artikel-Nr.	Beschreibung	Anzahl pro Box
AP202	ABSOLOK PLUS Clips 6*2 resorbierbar, mittel, aus Polydioxanon 310	6
AP300	ABSOLOK PLUS Clips 6*10 resorbierbar, mittelgroß, aus Polydioxanon 310	6
AP301	ABSOLOK PLUS Clips 6*5 resorbierbar, mittelgroß, aus Polydioxanon 310	6
AP302	ABSOLOK PLUS Clips 6*2 resorbierbar, mittelgroß, aus Polydioxanon 310	6
AP306	ABSOLOK PLUS Clips 6*6 resorbierbar, mittelgroß, aus Polydioxanon 310	6
AP400	ABSOLOK PLUS Clips 6*10 resorbierbar, groß, aus Polydioxanon 310	6
AP401	ABSOLOK PLUS Clips 6*5 resorbierbar, groß, aus Polydioxanon 310	6
AP402	ABSOLOK PLUS Clips 6*2 resorbierbar, groß, aus Polydioxanon 310	6
AP403	ABSOLOK PLUS Clips 6*3 resorbierbar, groß, aus Polydioxanon 310	6
AP406	ABSOLOK PLUS Clips 6*6 resorbierbar, groß, aus Polydioxanon 310	6
LC105	LIGACLIP Clipapplikator für kleine Clips, 14,5cm Länge, resterilisierbar	1
LC107	LIGACLIP Clipapplikator für kleine Clips, 18,5cm Länge, resterilisierbar	1
LC205	LIGACLIP Clipapplikator für mittlere Clips, 14,5cm Länge, resterilisierbar	1
LC207	LIGACLIP Clipapplikator für mittlere Clips, 18,5cm Länge, resterilisierbar	1
LC210	LIGACLIP Clipapplikator für mittlere Clips, 28,5cm Länge, resterilisierbar	1



Artikel-Nr.	Beschreibung	Anzahl pro Box
LC220	LIGACLIP Clipapplikator für mittlere Clips, 45° aufgew., 27,5cm Länge, resterilisierbar	1
LC307	LIGACLIP Clipapplikator für mittelgroße Clips, 18,5cm Länge, resterilisierbar	1
LC310	LIGACLIP Clipapplikator für mittelgroße Clips, 27,5cm Länge, resterilisierbar	1
LC320	LIGACLIP Clipapplikator mittelgroße Clips, 45° aufgew., 27,5cm Länge, resterilisierbar	1
LC407	LIGACLIP Clipapplikator für große Clips, 18,5cm Länge, resterilisierbar	1
LC410	LIGACLIP Clipapplikator für große Clips, 27,5cm Länge, resterilisierbar	1
LC420	LIGACLIP Clipapplikator für große Clips, 45° aufgew., 27,5cm Länge, resterilisierbar	1
LC800	Magazinhalter für ABSOLOK und LIGACLIP Clipmagazine, resterilisierbar	1
LT100	LIGACLIP EXTRA Titanclips, 36*6, klein, mit quer- und längsverlaufendem Innenprofil	36
LT102	LIGACLIP EXTRA Titanclips, 15*20, klein, mit quer- und längsverlaufendem Innenprofil	15
LT200	LIGACLIP EXTRA Titanclips, 36*6, mittel, mit quer- und längsverlaufendem Innenprofil	36
LT202	LIGACLIP EXTRA Titanclips, 15*20, mittel, mit quer- und längsverlaufendem Innenprofil	15
LT300	LIGACLIP EXTRA Titanclips, 18*6, mittelgroß, mit quer- und längsverlaufendem Innenprofil	18
LT400	LIGACLIP EXTRA Titanclips, 18*6, groß, mit quer- und längsverlaufendem Innenprofil	18
MCL20	LIGACLIP MCA Multiclipapplikator 20 große Titanclips, 34cm Länge	6



Artikel-Nr.	Beschreibung	Anzahl pro Box
MCM20	LIGACLIP MCA Multiclipapplikator 20 mittlere Titanclips, 29cm Länge	6



MCM30	LIGACLIP MCA Multiclipapplikator 30 mittlere Titanclips, 29cm Länge	6
-------	---	---



MCS20	LIGACLIP MCA Multiclipapplikator 20 kleine Titanclips, 24cm Länge	6
-------	---	---



MSM20	LIGACLIP MCA Multiclipapplikator 20 mittlere Titanclips, 24cm Länge	6
-------	---	---

Haut Stapler & Zubehör



Artikel-Nr.	Beschreibung	Anzahl pro Box
PMR35	PROXIMATE MD Haut-Stapler, 35 Klammern, regulär, 5,7mm Klammerbreite	6



PMW35	PROXIMATE MD Haut-Stapler, 35 Klammern, weit, 6,9mm Klammerbreite	6
-------	---	---



PRR35	PROXIMATE RH Haut- Stapler 35 Klammern, regulär, 5,7mm Klammerbreite	6
-------	--	---



PRW35	PROXIMATE RH Haut- Stapler 35 Klammern, weit, 6,9mm Klammerbreite	6
-------	---	---

ohne Abb.

PSX	Einweg-Hautklammerentferner, steril	12
-----	-------------------------------------	----



PXR35	PROXIMATE Haut-Stapler, 35 Klammern, regulär, 5,7mm Klammerbreite	6
-------	---	---



PXW35	PROXIMATE Haut-Stapler, 35 Klammern, weit, 6,9mm Klammerbreite	6
-------	--	---

Magenband & Zubehör

Injektionsnadeln & Injektionsport



Artikel-Nr.	Beschreibung	Anzahl pro Box
PT2XV	ETHICON Endo-Surgery VELOCITY Injektionsport mit Applikator	1

Energy

HARMONIC & ENSEAL Systemkomponenten

HARMONIC & ENSEAL Hardware & Generatoren

	Artikel-Nr.	Beschreibung	Anzahl pro Box
	CRT11	Generatorwagen für Generator G11	1 ¹
	FSW11	Fußschalter für GEN11C und Verbindungskabel	1 ¹
	GEN11C	Ethicon Generator	1
	GEN11VK	Prüfadapter für GEN11C	1 ¹
ohne Abb.	GENKIT3HAR H36	GENKIT HARH36, FIXED KIT	1
ohne Abb.	GENKIT8HAR 36	GENKIT HARH36, FIXED KIT	1
ohne Abb.	GENKIT8HAR H36	GENKIT 8HARH36, FIXED KIT	1
ohne Abb.	HARHPBL	Harmonic Handstück Blau, HARHPBL	1
ohne Abb.	HARHPGR	Harmonic Handstück Grau, HARHPGR	1
	HGA11	HARMONIC Handstück Adapter	1 ¹
	HP054	HARMONIC Handstück grau	1
	HPBLUE	HARMONIC Handstück blau	1
	HSA08	HARMONIC Handaktivierung	3

	Artikel-Nr.	Beschreibung	Anzahl pro Box
	HST01	HARMONIC Sterilisationssieb	1
	HST02	HARMONIC Testspitze für Handstück HP054	1
	TLB01	HARMONIC Klingenschlüssel (für HDH05)	2
	TTBLUE	HARMONIC Testspitze für Handstück TWBLUE	1

HARMONIC

HARMONIC Instrumente und Scheren, Laparoskopie

	Artikel-Nr.	Beschreibung	Anzahl pro Box
ohne Abb.	HAR1136	HARMONIC 1100 Schere 36CM, HAR1136	6
	HAR36	HARMONIC ACE+ Koag. Schere mit Adaptive Tissue Technology, 5,5mm Ø, 15mm Klingenlänge, 36cm Schaftlänge, kompatibel mit HP054	6
	HARH36	HARMONIC ACE+7 Koag. Schere mit Adaptive Tissue Technology und Gefäßversiegelung bis 7mm Ø, 5,5mm Ø, 36 cm Schaftlänge, kompatibel mit HP054	6
	HARH45	HARMONIC ACE+7 Koag. Schere mit Adaptive Tissue Technology und Gefäßversiegelung bis 7mm Ø, 5,5mm Ø, 45 cm Schaftlänge, kompatibel mit HP054	6
	HARHD36	HARMONIC HD 1000i Koag. Instr. mit integriertem Handstück, Advanced Hämostase Modus für Gefäßversiegelung bis 7mm Ø, 5,5 mm Ø, 36 cm Schaftlänge	6
	HDH05	HARMONIC Dissektionshaken 5mm Ø, 32cm Schaftlänge, kompatibel mit HP054	6

HARMONIC Instrumente und Scheren, offene Chirurgie

	Artikel-Nr.	Beschreibung	Anzahl pro Box
ohne Abb.	HAR1120	HARMONIC 1100 Schere 20CM,HAR1120	6
	HAR17F	HARMONIC FOCUS+ Long mit Adaptive Tissue Technology, 16mm Klingenlänge, 17cm Arbeitslänge, kompatibel mit HPBLUE	6
	HAR23	HARMONIC ACE+ Koag. Schere mit Adaptive Tissue Technology, 5,5mm Ø, 15mm Klingenlänge, 23cm Schaftlänge, kompatibel mit HP054	6
	HAR9F	HARMONIC FOCUS+ Koag. Schere mit Adaptive Tissue Technology, 16mm Klingenlänge, 9cm Arbeitslänge, kompatibel mit HPBLUE	6
	HARH23	HARMONIC ACE+7 Koag. Schere mit Adaptive Tissue Technology und Gefäßversiegelung bis 7mm Ø, 5,5mm Ø, 23 cm Schaftlänge , kompatibel mit HP054	6
	HARHD20	HARMONIC HD 1000i Koag. Instr. mit ingegriertem Handstück, Advanced Hämostase Modus für Gefäßversiegelung bis 7mm Ø, 5,5 mm Ø, 20 cm Schaftlänge	6
	SNGCB	HARMONIC SYNERGY Spatel gebogen, scharf, 8-14cm variable Gesamtarbeitslänge, kompatibel mit HPBLUE	6
	SNGHK	HARMONIC SYNERGY Dissektionshaken, 8-14cm variable Gesamtarbeitslänge, kompatibel mit HPBLUE	6
	SNGHK2	HARMONIC SYNERGY Kombinationshaken, 8-14cm variable Gesamtarbeitslänge, kompatibel mit HPBLUE	6

ENSEAL Versiegelungsinstrumente

ENSEAL Instrumente, Laparoskopie

	Artikel-Nr.	Beschreibung	Anzahl pro Box
ohne Abb.	ENSEALSTAR T37	STARTER PAKET ENSEAL 37 FIXED KIT FIXED KIT, ENSEALSTART37	1
ohne Abb.	ENSEALSTAR T45	STARTER PAKET ENSEAL 45 FIXED KIT FIXED KIT, ENSEALSTART45	1
	NSLG2C35	ENSEAL G2 Versiegelungsinstrument mit gebogenen Branchen, 5mm Ø, 35cm Schaftlänge	6 ¹
	NSLG2C35A	ENSEAL G2 Versiegelungsinstrument mit gebogenen Branchen, abwinkelbar, 5mm Ø, 35cm Schaftlänge	6 ¹
	NSLG2C45	ENSEAL G2 Versiegelungsinstrument mit gebogenen Branchen, 5mm Ø, 45cm Schaftlänge	6 ¹
	NSLG2C45A	ENSEAL G2 Versiegelungsinstrument mit gebogenen Branchen, abwinkelbar, 5mm Ø, 45cm Schaftlänge	6 ¹
	NSLG2S35	ENSEAL G2 Versiegelungsinstrument mit geraden Branchen, 5mm Ø, 35cm Schaftlänge	6 ¹
	NSLG2S35A	ENSEAL G2 Versiegelungsinstrument mit geraden Branchen, abwinkelbar, 5mm Ø, 35cm Schaftlänge	6 ¹
	NSLG2S45	ENSEAL G2 Versiegelungsinstrument mit geraden Branchen, 5mm Ø, 45cm Schaftlänge	6 ¹
	NSLG2S45A	ENSEAL G2 Versiegelungsinstrument mit geraden Branchen, abwinkelbar, 5mm Ø, 45cm Schaftlänge	6 ¹
	NSLX137C	ENSEAL X1 Curved Jaw Versiegelungsinstrument mit gebogenen Branchen und konischer Spitze, 5mm Ø, 37cm Schaftlänge	3
	NSLX145C	ENSEAL X1 Curved Jaw Versiegelungsinstrument mit gebogenen Branchen und konischer Spitze, 5mm Ø, 45cm Schaftlänge	3

ENSEAL Instrumente, offene Chirurgie

	Artikel-Nr.	Beschreibung	Anzahl pro Box
ohne Abb.	ENSEALSTAR T25	STARTER PAKET ENSEAL 25 FIXED KIT FIXED KIT,ENSEALSTART25	1
	NSEALX22L	ENSEAL G2 Makroversiegelungsinstrument "SuperJaw" mit gebogenen Branchen, 12mm Ø, 22cm Schaftlänge	6 ¹
	NSLG2C14	ENSEAL G2 Versiegelungsinstrument mit gebogenen Branchen, 5mm Ø, 14cm Schaftlänge	6 ¹
	NSLG2C25	ENSEAL G2 Versiegelungsinstrument mit gebogenen Branchen, 5mm Ø, 25cm Schaftlänge	6 ¹
	NSLG2S14	ENSEAL G2 Versiegelungsinstrument mit geraden Branchen, 5mm Ø, 14cm Schaftlänge	6 ¹
	NSLG2S25	ENSEAL G2 Versiegelungsinstrument mit geraden Branchen, 5mm Ø, 25cm Schaftlänge	6 ¹
	NSLX120L	ENSEAL X1 Makroversiegelungsinstrument „Large Jaw“ mit gebogenen Branchen, 13mm Ø, 20 cm Schaftlänge	6
	NSLX125C	ENSEAL X1 Curved Jaw Versiegelungsinstrument mit gebogenen Branchen und konischer Spitze, 5mm Ø, 25cm Schaftlänge	3


HF Instrumente & Zubehör

MEGADYNE Neutralelektroden

	Artikel-Nr.	Beschreibung	Anzahl pro Box
ohne Abb.	0800	MegaSoft Neutralelektrode; 18 Monate wiederverwendbar	1 ¹
ohne Abb.	0825	Schutzhülle; für MegaSoft Mega2000	30 ¹
	0830	MegaSoft Neutralelektrode; Gelmatte; 24 Monate wiederverwendbar; 117cm L x 51cm B x 1,25cm H	1 ¹
	0835	MegaSoft Neutralelektrode; Gelmatte, mit 2 Anschlüssen; 24 Monate wiederverwendbar; 117cm L x 51cm B x 1,25cm H	1 ¹
	0840	MegaSoft Pädiatrie; Neutralelektrode; 24 Monate wiederverwendbar; 66cm L x 30,5cm x 1,3cm H	1 ¹
	0845	MegaSoft Universal; Neutralelektrode; 24 Monate wiederverwendbar; 91cm L x 51cm B x 0,3cm H	1 ¹
	0846	MegaSoft Universal; Neutralelektrode; mit 2 Anschlüssen; 24 Monate wiederverwendbar; 91cm L x 51cm B x 0,3cm H	1 ¹
	0847	MegaSoft Universal Plus; Neutralelektrode; 24 Monate wiederverwendbar; 91cm L x 51cm B x 0,6cm H	1
	0848	MegaSoft Universal Plus; Neutralelektrode; mit 2 Anschlüssen; 24 Monate wiederverwendbar; 91cm L x 51cm B x 0,6cm H	1
	M2K01	MegaSoft Kabel; Standardanschluss; wiederverwendbar; Kabellänge 2,4m	1 ¹
	M2K02	MegaSoft Kabel; Standardanschluss; wiederverwendbar; Kabellänge 4,4m	1 ¹
	M2K03	MegaSoft Kabel; Telefon-/Klinensteckeranschluss; wiederverwendbar; Kabellänge 2,4m	1 ¹
	M2K04	MegaSoft Kabel; Telefon-/Klinensteckeranschluss; wiederverwendbar; Kabellänge 4,4m	1 ¹

	Artikel-Nr.	Beschreibung	Anzahl pro Box
	M2K05	MegaSoft Kabel; verlängerter Telefon-/Klinkensteckeranschluss; wiederverwendbar; Kabellänge 4,4m	1 ¹
	M2K06	MegaSoft; wiederverwendbar; Kabellänge 2,4m	1 ¹
	M2K07	MegaSoft Ersatzteil Kabel; wiederverwendbar	1 ¹
	M2K08	MegaSoft Kompatibilitätskabel; blau; wiederverwendbar; Kabellänge 2,4m	1 ¹
	M2K09	MegaSoft Kompatibilitätskabel; blau; wiederverwendbar; Kabellänge 4,4m	1 ¹
ohne Abb.	PKIT001	MegaSoft Reparaturkit	1 ¹

POWERSTAR Scheren & Kabel, bipolar


	Artikel-Nr.	Beschreibung	Anzahl pro Box
	BP100	POWERSTAR Bipolare Schere Tenotomie, gebogen, 115mm Länge	1 ¹
	BP120	POWERSTAR Bipolare Schere Tenotomie, gebogen, 175mm Länge	1 ¹
	BP310	POWERSTAR Bipolare Schere Metzenbaum, Präzisionsspitze, gebogen, 140mm Länge	1 ¹
	BP320	POWERSTAR Bipolare Schere Metzenbaum, Präzisionsspitze, gebogen, 180mm Länge	1 ¹
	BP340	POWERSTAR Bipolare Schere Metzenbaum, Präzisionsspitze, gebogen, 230mm Länge	1 ¹
	BP360	POWERSTAR Bipolare Schere Metzenbaum, Präzisionsspitze, gebogen, 280mm Länge	1 ¹
	BP520	POWERSTAR Bipolare Schere Metzenbaum, gebogen, 175mm Länge	1 ¹



ohne Abb.

Artikel-Nr.	Beschreibung	Anzahl pro Box
BP540	POWERSTAR Bipolare Schere Metzenbaum, gebogen, 230mm Länge	1 ¹
BP560	POWERSTAR Bipolare Schere Metzenbaum, gebogen, 280mm Länge	1 ¹
BP720	POWERSTAR Bipolare Schere Mayo, gebogen, 170mm Länge	1 ¹
BP910	POWERSTAR 5m Anschlusskabel für Aesculap, Berchtold, Martin und Wolf	1
BP930	POWERSTAR 5m Anschlusskabel für Erbe Standard und Storz	1
BP940	POWERSTAR 5m Anschlusskabel für Valleylab	1
EBC05	Bipolares Anschlusskabel mit Bananenstecker; EBC05	1

Übrige HF-Instrumente, bipolar und monopolar



Artikel-Nr.	Beschreibung	Anzahl pro Box
EBC02	Bipolares Anschlusskabel mit Koaxialstecker, 3,6m	1
EBF01	ENDOPATH bipolare HF-Fasszange endoskopisch, makro, 5mm Ø	5
EBF02	ENDOPATH bipolare HF-Fasszange endoskopisch, mikro, 5mm Ø	5
EPH02	ENDOPATH Probe Plus II HF-Inst. mit Pistolenhandgriff, Handschalteraktivierung	6
EPH04	ENDOPATH Probe Plus II HF-Inst. mit Stabgriff, Handschalteraktivierung	6
EPS01	ENDOPATH Probe Plus II HF-Inst. Hakenelektrode, 5mm Ø, 34cm Schaftlänge	6

	Artikel-Nr.	Beschreibung	Anzahl pro Box
	EPS02	ENDOPATH Probe Plus II HF-Inst. Spatulaelektrode, 5mm Ø, 34cm Schaftlänge	6
	EPS03	ENDOPATH Probe Plus II HF-Inst. rechth. Elektrode, 5mm Ø, 34cm Schaftlänge	6
	EPS04	ENDOPATH Probe Plus II HF-Inst. geb. Dissektorelektrode, 5mm Ø, 34cm Schaftlänge	6
	EPS05	ENDOPATH Probe Plus II HF-Inst. Hakenelektrode, 5mm Ø, 29cm Schaftlänge	6
	EPS06	ENDOPATH Probe Plus II HF-Inst. Spatulaelektrode, 5mm Ø, 29cm Schaftlänge	6
	EPS07	ENDOPATH Probe Plus II HF-Inst. rechth. Elektrode, 5mm Ø, 29cm Schaftlänge	6
	EPS13	ENDOPATH Probe Plus II HF-Inst. Laserport, 5mm Ø, 29cm Schaftlänge	6

Nahtmaterial, Netze & Fixationsinstrumente, Sonstiges

Metric	USP	Durchmesserspanne in mm
0,01	12 - 0	0,001-0,009
0,1	11 - 0	0,010-0,019
0,2	10 - 0	0,020-0,029
0,3	9 - 0	0,030-0,039
0,4	8 - 0	0,040-0,049
0,5	7 - 0	0,050-0,069
0,7	6 - 0	0,070-0,099
1	5 - 0	0,100-0,149
1,5	4 - 0	0,150-0,199
2	3 - 0	0,200-0,249
2,5-3	2 - 0	0,250-0,349
3,5	0	0,350-0,399
4	1	0,400-0,499
5	2	0,500-0,599
6	3	0,600-0,699
7	5	0,700-0,799
8	6	0,800-0,899
9	7	0,900-0,999




Nahtmaterial

VICRYL rapide (Polyglactin 910)

Reisskraftprofil: 50% 5 Tage, 0% 12 Tage · Resorption: ca. 42 Tage

5/8-Kreis Rundkörper Nadel spitz

 Bogenlänge
36 mm

 Nadel
UR5

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
VA1673H	VICRYL rapide ungefärbt geflochten	2-0	70	36
V401H	VICRYL rapide ungefärbt geflochten	1	90	36

1/2-Kreis Rundkörper Nadel spitz

 Bogenlänge
22 mm

 Nadel
SH1

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
V2180G	VICRYL rapide ungefärbt geflochten	4-0	70	12
V2180H	VICRYL rapide ungefärbt geflochten	4-0	70	36
V2190G	VICRYL rapide ungefärbt geflochten	3-0	70	12

1/2-Kreis Rundkörper Nadel spitz

 Bogenlänge
26 mm

 Nadel
CT2

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
V55H	VICRYL rapide ungefärbt geflochten	2-0	70	36
V56H	VICRYL rapide ungefärbt geflochten	0	70	36
V57H	VICRYL rapide ungefärbt geflochten	1	70	36

1/2-Kreis Rundkörper Nadel spitz

 Bogenlänge
31 mm

 Nadel
MH1

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
W9975	VICRYL rapide ungefärbt geflochten	2-0	75	12

1/2-Kreis Rundkörper Nadel spitz

 Bogenlänge
48 mm

 Nadel
CTX

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
PN1695H	VICRYL rapide ungefärbt geflochten	0	90	36
X605H	VICRYL rapide ungefärbt geflochten	1	90	36

VICRYL rapide (Polyglactin 910)

Reisskraftprofil: 50% 5 Tage, 0% 12 Tage · Resorption: ca. 42 Tage

1/2-Kreis Rundkörper Nadel mit flacher Spitze

Bogenlänge 17 mm Nadel RB1 PLUS		Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
		V2130H	VICRYL rapide ungefärbt geflochten	5-0	70	36
		V2140G	VICRYL rapide ungefärbt geflochten	4-0	70	12
		V2140H	VICRYL rapide ungefärbt geflochten	4-0	70	36
		V2150G	VICRYL rapide ungefärbt geflochten	3-0	70	12
		V2150H	VICRYL rapide ungefärbt geflochten	3-0	70	36

1/2-Kreis Rundkörper Nadel mit flacher Spitze

Bogenlänge 22 mm Nadel SH1 PLUS		Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
		V2190H	VICRYL rapide ungefärbt geflochten	3-0	70	36
		V62H	VICRYL rapide ungefärbt geflochten	2-0	70	36

1/2-Kreis Rundkörper Nadel mit flacher Spitze

Bogenlänge 22 mm Nadel SH1 PLUS		Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
		VR3100	VICRYL rapide ungefärbt geflochten VISI-BLACK	4-0	75	36

1/2-Kreis Rundkörper Nadel mit flacher Spitze

Bogenlänge 26 mm Nadel SH PLUS		Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
		V4150H	VICRYL rapide ungefärbt geflochten	4-0	70	36
		V4160H	VICRYL rapide ungefärbt geflochten	3-0	70	36
		V4170H	VICRYL rapide ungefärbt geflochten	2-0	70	36
		V66H	VICRYL rapide ungefärbt geflochten	0	70	36

1/2-Kreis Rundkörper Nadel mit flacher Spitze

Bogenlänge 36 mm Nadel MH PLUS		Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
		PG1674H	VICRYL rapide ungefärbt geflochten	2-0	70	36

VICRYL rapide (Polyglactin 910)

Reisskraftprofil: 50% 5 Tage, 0% 12 Tage · Resorption: ca. 42 Tage

1/2-Kreis Rundkörper Nadel mit flacher Spitze

Bogenlänge
36 mm



Nadel
CT1 PLUS

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
V9450H	VICRYL rapide ungefärbt geflochten	2-0	90	36
V9460H	VICRYL rapide ungefärbt geflochten	0	90	36
V70H	VICRYL rapide ungefärbt geflochten	1	90	36

1/2-Kreis Rundkörper Nadel mit flacher Spitze

Bogenlänge
40 mm



Nadel
CT PLUS

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
PM1694H	VICRYL rapide ungefärbt geflochten	2-0	90	36
V9580H	VICRYL rapide ungefärbt geflochten	0	90	36
V9590H	VICRYL rapide ungefärbt geflochten	1	90	36

1/2-Kreis Rundkörper Nadel mit flacher Spitze

Bogenlänge
48 mm



Nadel
CTX PLUS

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
W9978	VICRYL rapide ungefärbt geflochten	2-0	90	12

1/2-Kreis Rundkörper Nadel mit schneidender Spitze

Bogenlänge
17 mm



Nadel
V5

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
OA1674G	VICRYL rapide ungefärbt geflochten	3-0	70	12

1/2-Kreis Rundkörper Nadel mit schneidender Spitze

Bogenlänge
26 mm



Nadel
V7

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
OB1674H	VICRYL rapide ungefärbt geflochten	3-0	70	36
V1002H	VICRYL rapide ungefärbt geflochten	2-0	90	36

VICRYL rapide (Polyglactin 910)

Reisskraftprofil: 50% 5 Tage, 0% 12 Tage · Resorption: ca. 42 Tage

1/2-Kreis Rundkörper Nadel mit schneidender Spitze

Bogenlänge 36 mm		Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
Nadel V34		V5170H	VICRYL rapide ungefärbt geflochten	2-0	90	36
		V5180H	VICRYL rapide ungefärbt geflochten	0	90	36
		V5190H	VICRYL rapide ungefärbt geflochten	1	90	36

1/2-Kreis Rundkörper Nadel mit schneidender Spitze

Bogenlänge 40 mm		Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
Nadel V37		W9946	VICRYL rapide ungefärbt geflochten	2-0	90	12
		V6191H	VICRYL rapide ungefärbt geflochten	0	90	36
		VR2216	VICRYL rapide ungefärbt geflochten	1	90	36

1/2-Kreis Rundkörper Nadel mit schneidender Spitze

Bogenlänge 45 mm		Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
Nadel V39		W9945	VICRYL rapide ungefärbt geflochten	2-0	90	12
		W9947	VICRYL rapide ungefärbt geflochten	0	90	12
		V7190H	VICRYL rapide ungefärbt geflochten	1	90	36

1/2-Kreis Rundkörper Nadel mit schneidender Spitze

Bogenlänge 48 mm		Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
Nadel V40		V7191H	VICRYL rapide ungefärbt geflochten	0	90	36

1/2-Kreis schneidende Nadel

Bogenlänge 17 mm		Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
Nadel J1		18510G	VICRYL rapide ungefärbt geflochten	4-0	45	12
		V4550H	VICRYL rapide ungefärbt geflochten	4-0	45	36
		V76H	VICRYL rapide ungefärbt geflochten	3-0	45	36

VICRYL rapide (Polyglactin 910)

Reisskraftprofil: 50% 5 Tage, 0% 12 Tage · Resorption: ca. 42 Tage

1/2-Kreis schneidende Nadel ▼

		Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
Bogenlänge 22 mm		V7902H	VICRYL rapide ungefärbt geflochten	3-0	45	36
Nadel X1		V81H	VICRYL rapide ungefärbt geflochten	2-0	45	36

1/2-Kreis schneidende Nadel ▼

		Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
Bogenlänge 36 mm		V4721H	VICRYL rapide ungefärbt geflochten	2-0	90	36
Nadel CP1		V4731H	VICRYL rapide ungefärbt geflochten	0	90	36

1/2-Kreis schneidende Nadel ▼

		Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
Bogenlänge 40 mm		V4851H	VICRYL rapide ungefärbt geflochten	0	90	36
Nadel CP		V4861H	VICRYL rapide ungefärbt geflochten	1	90	36

3/8-Kreis Rundkörper Nadel mit schneidender Spitze ▼

		Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
Bogenlänge 13 mm		VR2293	VICRYL rapide ungefärbt geflochten	5-0	75	36
Nadel V18						

3/8-Kreis Rundkörper Nadel mit schneidender Spitze ▼

		Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
Bogenlänge 17 mm		VR2279	VICRYL rapide ungefärbt geflochten	4-0	75	36
Nadel V4		VR2280	VICRYL rapide ungefärbt geflochten	3-0	75	36

VICRYL rapide (Polyglactin 910)

Reisskraftprofil: 50% 5 Tage, 0% 12 Tage · Resorption: ca. 42 Tage

3/8-Kreis schneidende Nadel ▼Bogenlänge
13 mmNadel
C3

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
VR2289	VICRYL rapide ungefärbt geflochten	5-0	75	36
VR1290H	VICRYL rapide ungefärbt geflochten	4-0	45	36

3/8-Kreis schneidende Nadel ▼Bogenlänge
16 mmNadel
FS3

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
VR2296	VICRYL rapide ungefärbt geflochten	5-0	75	36
VR2294	VICRYL rapide ungefärbt geflochten	4-0	75	36
VR2295	VICRYL rapide ungefärbt geflochten	3-0	75	36

3/8-Kreis schneidende Nadel ▼Bogenlänge
19 mmNadel
FS2

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
V2910H	VICRYL rapide ungefärbt geflochten	5-0	45	36
V2920G	VICRYL rapide ungefärbt geflochten	4-0	45	12
V2920H	VICRYL rapide ungefärbt geflochten	4-0	45	36
FH1642H	VICRYL rapide ungefärbt geflochten	4-0	45	36
W9930	VICRYL rapide ungefärbt geflochten	4-0	75	12
V2930G	VICRYL rapide ungefärbt geflochten	3-0	45	12
V2930H	VICRYL rapide ungefärbt geflochten	3-0	45	36
VR2298	VICRYL rapide ungefärbt geflochten	3-0	75	36
VR2299	VICRYL rapide ungefärbt geflochten	2-0	75	36

3/8-Kreis schneidende Nadel ▼Bogenlänge
24 mmNadel
FS1

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
VR2251	VICRYL rapide ungefärbt geflochten	4-0	75	36
V4421H	VICRYL rapide ungefärbt geflochten	3-0	45	36
V4420H	VICRYL rapide ungefärbt geflochten	3-0	70	36
V4431H	VICRYL rapide ungefärbt geflochten	2-0	45	36
V4430H	VICRYL rapide ungefärbt geflochten	2-0	70	36
VR1253H	VICRYL rapide ungefärbt geflochten	2-0	75	36

VICRYL rapide (Polyglactin 910)

Reisskraftprofil: 50% 5 Tage, 0% 12 Tage · Resorption: ca. 42 Tage

3/8-Kreis schneidende Nadel ▼Bogenlänge
30 mmNadel
FSL

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
VR2286	VICRYL rapide ungefärbt geflochten	2-0	90	36
VR2287	VICRYL rapide ungefärbt geflochten	0	90	36

3/8-Kreis schneidende Nadel ▼Bogenlänge
36 mmNadel
FSLX

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
W9961	VICRYL rapide ungefärbt geflochten	2-0	75	12

3/8-Kreis schneidende Nadel mit Präzisionsspitze ▼Bogenlänge
11 mmNadel
P1

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
MPVR32H	VICRYL rapide violett geflochten MULTIPASS	6-0	45	36
MPVR9913H	VICRYL rapide ungefärbt geflochten MULTIPASS	6-0	45	36
MPVR489H	VICRYL rapide ungefärbt geflochten MULTIPASS	6-0	70	36
MPVR9915H	VICRYL rapide ungefärbt geflochten MULTIPASS	5-0	45	36

3/8-Kreis schneidende Nadel mit Präzisionsspitze ▼Bogenlänge
13 mmNadel
P3

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
V4930H	VICRYL rapide ungefärbt geflochten	5-0	45	36

3/8-Kreis schneidende Nadel mit Präzisionsspitze ▼Bogenlänge
13 mmNadel
P3

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
MPVR4930H	VICRYL rapide ungefärbt geflochten MULTIPASS	5-0	45	36
MPVR4940H	VICRYL rapide ungefärbt geflochten MULTIPASS	4-0	45	36

VICRYL rapide (Polyglactin 910)

Reisskraftprofil: 50% 5 Tage, 0% 12 Tage · Resorption: ca. 42 Tage

3/8-Kreis schneidende Nadel mit Präzisionsspitze ▼

Bogenlänge 19 mm		Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
Nadel PS2		V4960H	VICRYL rapide ungefärbt geflochten	4-0	45	36
		V4260H	VICRYL rapide ungefärbt geflochten	4-0	70	36
		V4270H	VICRYL rapide ungefärbt geflochten	3-0	70	36

3/8-Kreis schneidende Nadel mit Präzisionsspitze ▼

Bogenlänge 19 mm		Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
Nadel PS2		V4961H	VICRYL rapide ungefärbt geflochten VISI-BLACK	4-0	45	36
		V4971H	VICRYL rapide ungefärbt geflochten VISI-BLACK	3-0	45	36

3/8-Kreis schneidende Nadel mit Präzisionsspitze ▼

Bogenlänge 19 mm		Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
Nadel PS2		MPVR4260H	VICRYL rapide ungefärbt geflochten MULTIPASS	4-0	75	36
		MPVR4970H	VICRYL rapide ungefärbt geflochten MULTIPASS	3-0	45	36
		MPVR4270H	VICRYL rapide ungefärbt geflochten MULTIPASS	3-0	75	36

3/8-Kreis schneidende Nadel mit Präzisionsspitze ▼

Bogenlänge 24 mm		Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
Nadel PS1		V6830H	VICRYL rapide ungefärbt geflochten	3-0	45	36
		V9360H	VICRYL rapide ungefärbt geflochten	3-0	70	36
		V6840H	VICRYL rapide ungefärbt geflochten	2-0	45	36
		V9380H	VICRYL rapide ungefärbt geflochten	2-0	70	36

3/8-Kreis schneidende Nadel mit Präzisionsspitze ▼

Bogenlänge 24 mm		Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
Nadel PS1		MPVR9360H	VICRYL rapide ungefärbt geflochten MULTIPASS	3-0	70	36
		MPVR9380H	VICRYL rapide ungefärbt geflochten MULTIPASS	2-0	70	36

VICRYL rapide (Polyglactin 910)

Reisskraftprofil: 50% 5 Tage, 0% 12 Tage · Resorption: ca. 42 Tage

3/8-Kreis schneidende Nadel mit Präzisionsspitze (Anschliff innen) ▼Bogenlänge
19 mmNadel
PS22

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
W9926	VICRYL rapide ungefärbt geflochten CONV	4-0	45	12
W9927	VICRYL rapide ungefärbt geflochten CONV	3-0	45	12

3/8-Kreis schneidende Nadel mit Präzisionsspitze ▼Bogenlänge
11 mmNadel
P1

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
V32H	VICRYL rapide violett geflochten PRIME	6-0	45	36

3/8-Kreis schneidende Nadel mit Präzisionsspitze ▼Bogenlänge
13 mmNadel
P3

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
V4940H	VICRYL rapide ungefärbt geflochten PRIME	4-0	45	36

3/8-Kreis schneidende Nadel mit Präzisionsspitze ▼Bogenlänge
16 mmNadel
PC3

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
W9918	VICRYL rapide ungefärbt geflochten PRIME	4-0	75	12
W9919	VICRYL rapide ungefärbt geflochten PRIME	3-0	75	12

3/8-Kreis schneidende Nadel mit Präzisionsspitze ▼Bogenlänge
19 mmNadel
PS2

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
V4970H	VICRYL rapide ungefärbt geflochten PRIME	3-0	45	36

VICRYL rapide (Polyglactin 910)

Reisskraftprofil: 50% 5 Tage, 0% 12 Tage · Resorption: ca. 42 Tage

3/8-Kreis Spatula Nadel mit Mikrospitze ▼

 Bogenlänge 5.5 mm Nadel GS12	Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
	V1220G	VICRYL rapide violett geflochten	8-0	30	12

3/8-Kreis Spatula Nadel mit Mikrospitze ▼

 Bogenlänge 6.5 mm Nadel GS9	Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
	V1210G	VICRYL rapide violett geflochten	8-0	30	12
	V1211G	VICRYL rapide violett geflochten	7-0	30	12

3/8-Kreis Spatula Nadel mit Mikrospitze ▼

 Bogenlänge 6.5 mm doppelt armiert Nadel 2 x GS9	Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
	V39G	VICRYL rapide violett geflochten	8-0	30	12
	V38G	VICRYL rapide violett geflochten	7-0	45	12

3/8-Kreis Spatula Nadel mit Mikrospitze ▼

 Bogenlänge 6.5 mm Nadel TG140-8	Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
	EC1534G	VICRYL rapide violett geflochten	6-0	30	12

asymptotische schneidende Nadel ▼

 Bogenlänge 20 mm Nadel DT6	Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
	VR2275	VICRYL rapide ungefärbt geflochten	4-0	45	36

VICRYL rapide (Polyglactin 910)

Reisskraftprofil: 50% 5 Tage, 0% 12 Tage · Resorption: ca. 42 Tage

asymptotische Rundkörper Nadel mit Präzisionsspitze ▼Bogenlänge
16 mmNadel
PS4C

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
W9910	VICRYL rapide ungefärbt geflochten PRIME	5-0	45	12
W9911	VICRYL rapide ungefärbt geflochten PRIME	4-0	45	12

Gerade Rundkörper Nadel spitz ◎Bogenlänge
19 mmNadel
ST4

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
BA1673H	VICRYL rapide ungefärbt geflochten	4-0	70	36

Gerade schneidende Nadel ▼Bogenlänge
13 mmNadel
SC1

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
BH1643H	VICRYL rapide ungefärbt geflochten	4-0	45	36

Gerade schneidende Nadel ▼Bogenlänge
60 mmNadel
KS

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
AA1673H	VICRYL rapide ungefärbt geflochten	3-0	70	36

VICRYL (Polyglactin 910)

Reisskraftprofil: 50% 21 Tage, 0% 35 Tage · Resorption: ca. 56-70 Tage

5/8-Kreis Rundkörper Nadel spitz

Bogenlänge 26 mm Nadel UR6		Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
		J601H	VICRYL violett geflochten	3-0	70	36
		J602H	VICRYL violett geflochten	2-0	70	36
		V603H	VICRYL violett geflochten	0	70	36
		J2594H	VICRYL violett geflochten	0	90	36
		J2575H	VICRYL violett geflochten	1	70	36

5/8-Kreis Rundkörper Nadel spitz


Bogenlänge 26 mm Nadel 2 x UR6		Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
		VCC2573H	VICRYL violett geflochten	2-0	70	36
		VCC2593H	VICRYL violett geflochten	2-0	90	36

doppelt armiert

5/8-Kreis Rundkörper Nadel spitz

Bogenlänge 36 mm Nadel UR5		Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
		V375H	VICRYL violett geflochten	2-0	70	36
		V376H	VICRYL violett geflochten	0	70	36
		J377H	VICRYL violett geflochten	1	70	36

5/8-Kreis Rundkörper Nadel spitz

Bogenlänge 36 mm Nadel 2 x UR5		Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
		VAA2573E	VICRYL violett geflochten	2-0	70	24
		VAA2594H	VICRYL violett geflochten	0	90	36

doppelt armiert

5/8-Kreis Rundkörper Nadel spitz

Bogenlänge 40 mm Nadel UR4		Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
		J381H	VICRYL violett geflochten	0	70	36
		J382H	VICRYL violett geflochten	1	70	36

VICRYL (Polyglactin 910)

Reisskraftprofil: 50% 21 Tage, 0% 35 Tage · Resorption: ca. 56-70 Tage

1/2-Kreis Rundkörper Nadel spitz Bogenlänge
6.5 mmNadel
TF6

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
V1028H	VICRYL violett geflochten	7-0	30	36

1/2-Kreis Rundkörper Nadel spitz Bogenlänge
10 mmNadel
TF1

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
V134H	VICRYL violett geflochten	6-0	70	36

1/2-Kreis Rundkörper Nadel spitz Bogenlänge
13 mmNadel
TF

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
V926H	VICRYL violett geflochten	6-0	70	36
V797D	VICRYL violett geflochten Multipak, Control release	5-0	8 * 45	12
V924H	VICRYL violett geflochten	4-0	70	36
PA2671H	VICRYL ungefärbt geflochten	6-0	70	36

1/2-Kreis Rundkörper Nadel spitz Bogenlänge
13 mmNadel
UCL

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
V113H	VICRYL violett geflochten	3-0	70	36
V114H	VICRYL violett geflochten	2-0	70	36
J1150H	VICRYL violett geflochten	0	70	36

1/2-Kreis Rundkörper Nadel spitz Bogenlänge
13 mmNadel
RB2

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
W9981	VICRYL ungefärbt geflochten	6-0	45	12

VICRYL (Polyglactin 910)

Reisskraftprofil: 50% 21 Tage, 0% 35 Tage · Resorption: ca. 56-70 Tage

1/2-Kreis Rundkörper Nadel spitz Bogenlänge
16 mmNadel
UCLX

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
V13H	VICRYL violett geflochten	3-0	70	36
V14H	VICRYL violett geflochten	2-0	70	36
J15H	VICRYL violett geflochten	0	70	36
V16H	VICRYL violett geflochten	1	70	36

1/2-Kreis Rundkörper Nadel spitz Bogenlänge
17 mmNadel
RB1

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
V302H	VICRYL violett geflochten	6-0	70	36
V735G	VICRYL violett geflochten Multipak, Control release	4-0	4 * 45	12
4PB2544H	VICRYL violett geflochten Multipak	3-0	4 * 45	36
8PB2643YD	VICRYL ungefärbt geflochten Multipak, Control release	4-0	8 * 45	12
8PB2644YE	VICRYL ungefärbt geflochten Multipak, Control release	3-0	8 * 45	24 ¹

1/2-Kreis Rundkörper Nadel spitz Bogenlänge
22 mmNadel
SH1

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
J312H	VICRYL violett geflochten MULTIPASS	2-0	70	36

1/2-Kreis Rundkörper Nadel spitz Bogenlänge
26 mmNadel
SH

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
J316H	VICRYL violett geflochten MULTIPASS	3-0	70	36
J242H	VICRYL violett geflochten MULTIPASS	3-0	90	36
J317H	VICRYL violett geflochten MULTIPASS	2-0	70	36
J243H	VICRYL violett geflochten MULTIPASS	2-0	90	36
J318H	VICRYL violett geflochten	0	70	36

VICRYL (Polyglactin 910)

Reisskraftprofil: 50% 21 Tage, 0% 35 Tage · Resorption: ca. 56-70 Tage

1/2-Kreis Rundkörper Nadel spitz

Bogenlänge		Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
26 mm		J330H	VICRYL violett geflochten	0	90	36
Nadel		J335H	VICRYL violett geflochten	1	70	36
CT2		J331H	VICRYL violett geflochten	1	90	36

1/2-Kreis Rundkörper Nadel spitz

Bogenlänge		Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
26 mm		V237H	VICRYL violett geflochten	1	90	36
Nadel		V238H	VICRYL violett geflochten	2	90	36
MO6						

1/2-Kreis Rundkörper Nadel spitz

Bogenlänge		Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
31 mm		J246H	VICRYL violett geflochten MULTIPASS	2-0	70	36
Nadel		V808E	VICRYL violett geflochten Multipak, Control release	0	4 * 70	24
MH1						

1/2-Kreis Rundkörper Nadel spitz

Bogenlänge		Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
31 mm		W9637	VICRYL violett geflochten	2-0	100	12
Nadel		W9636	VICRYL violett geflochten	2-0	75	12
2 x MH1	doppelt armiert					

1/2-Kreis Rundkörper Nadel spitz

Bogenlänge		Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
31 mm		5TC2576YG	VICRYL violett geflochten Multipak, Control release	1	5 * 70	12
Nadel		V253H	VICRYL violett geflochten	1	90	36
MO5		V254H	VICRYL violett geflochten	2	90	36

VICRYL (Polyglactin 910)

Reisskraftprofil: 50% 21 Tage, 0% 35 Tage · Resorption: ca. 56-70 Tage

1/2-Kreis Rundkörper Nadel spitz Bogenlänge
36 mmNadel
MH

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
PG2592H	VICRYL violett geflochten	4-0	90	36 ¹
J322H	VICRYL violett geflochten MULTIPASS	3-0	70	36
J323H	VICRYL violett geflochten MULTIPASS	2-0	70	36
J324H	VICRYL violett geflochten	0	70	36

1/2-Kreis Rundkörper Nadel spitz Bogenlänge
36 mmNadel
MO4

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
J436H	VICRYL violett geflochten	0	70	36
V255H	VICRYL violett geflochten	1	90	36
V432H	VICRYL violett geflochten	2	90	36

1/2-Kreis Rundkörper Nadel spitz Bogenlänge
36 mmNadel
CT1

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
J346H	VICRYL violett geflochten	0	90	36
J347H	VICRYL violett geflochten	1	90	36
V947H	VICRYL ungefärbt geflochten	1	90	36

1/2-Kreis Rundkörper Nadel spitz Bogenlänge
40 mmNadel
CT

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
V1407E	VICRYL violett geflochten, Schlinge	0	150	24
J358H	VICRYL violett geflochten	0	90	36
V1408E	VICRYL violett geflochten, Schlinge	1	150	24
V766G	VICRYL violett geflochten Multipak, Control release	1	4 * 70	12
J359H	VICRYL violett geflochten	1	90	36
V767G	VICRYL violett geflochten Multipak, Control release	2	4 * 70	12

1/2-Kreis Rundkörper Nadel spitz Bogenlänge
40 mmNadel
LH

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
V97H	VICRYL violett geflochten	0	90	36

VICRYL (Polyglactin 910)

Reisskraftprofil: 50% 21 Tage, 0% 35 Tage · Resorption: ca. 56-70 Tage

1/2-Kreis Rundkörper Nadel spitz

Bogenlänge
45 mm



Nadel
MO45

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
W9244	VICRYL violett geflochten	0	75	12

1/2-Kreis Rundkörper Nadel spitz

Bogenlänge
48 mm



Nadel
CTX

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
V362H	VICRYL violett geflochten	3-0	70	36
V363H	VICRYL violett geflochten	2-0	70	36
W9450	VICRYL violett geflochten	0	90	12
V1428E	VICRYL violett geflochten, Schlinge	1	150	24
J371H	VICRYL violett geflochten	1	90	36

1/2-Kreis Rundkörper Nadel spitz

Bogenlänge
65 mm



Nadel
TP1

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
V585G	VICRYL violett geflochten	2	90	12

1/2-Kreis Rundkörper Nadel spitz

Bogenlänge
70 mm



Nadel
XLH

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
V581G	VICRYL violett geflochten	2-0	70	12
V582G	VICRYL violett geflochten	0	70	12

VICRYL (Polyglactin 910)

Reisskraftprofil: 50% 21 Tage, 0% 35 Tage · Resorption: ca. 56-70 Tage

1/2-Kreis Rundkörper Nadel mit flacher Spitze Bogenlänge
10 mmNadel
TF1 PLUS

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
V133H	VICRYL violett geflochten	5-0	70	36

1/2-Kreis Rundkörper Nadel mit flacher Spitze Bogenlänge
13 mmNadel
TF PLUS

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
V925H	VICRYL violett geflochten	5-0	70	36
8PA2543YD	VICRYL violett geflochten Multipak, Control release	4-0	8 * 45	12

1/2-Kreis Rundkörper Nadel mit flacher Spitze Bogenlänge
13 mmNadel
TF PLUS

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
V7970D	VICRYL violett geflochten VISI-BLACK Multipak, Control release	5-0	8 * 45	12
V7971D	VICRYL violett geflochten VISI-BLACK Multipak, Control release	4-0	8 * 45	12
V9240H	VICRYL violett geflochten VISI-BLACK	4-0	70	36

1/2-Kreis Rundkörper Nadel mit flacher Spitze Bogenlänge
17 mmNadel
RB1 PLUS

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
18303G	VICRYL violett geflochten	5-0	70	12 ¹
V303H	VICRYL violett geflochten	5-0	70	36
V734D	VICRYL violett geflochten Multipak, Control release	4-0	8 * 45	12
V799D	VICRYL violett geflochten Multipak, Control release	4-0	8 * 70	12
18304G	VICRYL violett geflochten	4-0	70	12 ¹
V304H	VICRYL violett geflochten	4-0	70	36
V733E	VICRYL violett geflochten Multipak, Control release	3-0	8 * 45	24
18305G	VICRYL violett geflochten	3-0	70	12 ¹
8PB2574YE	VICRYL violett geflochten Multipak, Control release	3-0	8 * 70	24
V305H	VICRYL violett geflochten	3-0	70	36
V306H	VICRYL violett geflochten	2-0	70	36
V213H	VICRYL ungefärbt geflochten	5-0	70	36
V214H	VICRYL ungefärbt geflochten	4-0	70	36
V215H	VICRYL ungefärbt geflochten	3-0	70	36

¹Artikel mit Mindestbestellmenge ggf. mit verlängerter Lieferzeit

VICRYL (Polyglactin 910)

Reisskraftprofil: 50% 21 Tage, 0% 35 Tage · Resorption: ca. 56-70 Tage

1/2-Kreis Rundkörper Nadel mit flacher Spitze Bogenlänge
17 mmNadel
RB1 PLUS

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
V216H	VICRYL ungefärbt geflochten	2-0	70	36

1/2-Kreis Rundkörper Nadel mit flacher Spitze Bogenlänge
17 mm

doppelt armiert

Nadel
2 x RB1 PLUS

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
V667H	VICRYL violett geflochten	3-0	70	36

1/2-Kreis Rundkörper Nadel mit flacher Spitze Bogenlänge
17 mmNadel
RB1 PLUS

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
V3030H	VICRYL violett geflochten VISI-BLACK	5-0	70	36
V7340D	VICRYL violett geflochten VISI-BLACK Multipak, Control release	4-0	8 * 45	12
V7350G	VICRYL violett geflochten VISI-BLACK Multipak, Control release	4-0	4 * 45	12
V3040H	VICRYL violett geflochten VISI-BLACK	4-0	70	36
V7330E	VICRYL violett geflochten VISI-BLACK Multipak, Control release	3-0	8 * 45	24
V3050H	VICRYL violett geflochten VISI-BLACK	3-0	70	36
V3060H	VICRYL violett geflochten VISI-BLACK	2-0	70	36

1/2-Kreis Rundkörper Nadel mit flacher Spitze Bogenlänge
20 mmNadel
SH2 PLUS

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
W9113	VICRYL violett geflochten	4-0	75	12
W9114	VICRYL violett geflochten	3-0	75	12

VICRYL (Polyglactin 910)

Reisskraftprofil: 50% 21 Tage, 0% 35 Tage · Resorption: ca. 56-70 Tage

1/2-Kreis Rundkörper Nadel mit flacher Spitze Bogenlänge
22 mmNadel
SH1 PLUS

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
V794D	VICRYL violett geflochten Multipak, Control release	4-0	8 * 45	12
V798G	VICRYL violett geflochten Multipak, Control release	4-0	8 * 70	12
V310H	VICRYL violett geflochten	4-0	70	36
V793E	VICRYL violett geflochten Multipak, Control release	3-0	8 * 45	24
V782H	VICRYL violett geflochten Multipak, Control release	3-0	4 * 45	36
V795E	VICRYL violett geflochten Multipak, Control release	3-0	8 * 70	24
V311H	VICRYL violett geflochten	3-0	70	36
4PE2545YE	VICRYL violett geflochten Multipak, Control release	2-0	4 * 45	24
V792E	VICRYL violett geflochten Multipak, Control release	2-0	8 * 45	24
18312G	VICRYL violett geflochten	2-0	70	12 ¹
V791E	VICRYL violett geflochten Multipak, Control release	2-0	8 * 70	24
V312H	VICRYL violett geflochten	2-0	70	36
V426H	VICRYL ungefärbt geflochten	4-0	70	36
V219H	VICRYL ungefärbt geflochten	3-0	70	36
4PE2674YH	VICRYL ungefärbt geflochten Multipak, Control release	3-0	4 * 70	36
V220H	VICRYL ungefärbt geflochten	2-0	70	36

1/2-Kreis Rundkörper Nadel mit flacher Spitze Bogenlänge
22 mmNadel
CT3 PLUS

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
V327H	VICRYL violett geflochten	3-0	70	36
V328H	VICRYL violett geflochten	2-0	70	36
V329H	VICRYL violett geflochten	0	70	36
V321H	VICRYL violett geflochten	1	70	36

1/2-Kreis Rundkörper Nadel mit flacher Spitze Bogenlänge
22 mmNadel
2 x CT3 PLUS
doppelt armiert

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
V928H	VICRYL violett geflochten	0	70	36 ¹

VICRYL (Polyglactin 910)

Reisskraftprofil: 50% 21 Tage, 0% 35 Tage · Resorption: ca. 56-70 Tage

1/2-Kreis Rundkörper Nadel mit flacher Spitze Bogenlänge
22 mmNadel
SH1 PLUS

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
V7940D	VICRYL violett geflochten VISI-BLACK Multipak, Control release	4-0	8 * 45	12
V7980D	VICRYL violett geflochten VISI-BLACK Multipak, Control release	4-0	8 * 70	12
V3100H	VICRYL violett geflochten VISI-BLACK	4-0	70	36
V7930E	VICRYL violett geflochten VISI-BLACK Multipak, Control release	3-0	8 * 45	24
V7820E	VICRYL violett geflochten VISI-BLACK Multipak, Control release	3-0	4 * 45	24
V7950E	VICRYL violett geflochten VISI-BLACK Multipak, Control release	3-0	8 * 70	24
V3110H	VICRYL violett geflochten VISI-BLACK	3-0	70	36
V7920E	VICRYL violett geflochten VISI-BLACK Multipak, Control release	2-0	8 * 45	24
V3120G	VICRYL violett geflochten VISI-BLACK	2-0	70	12 ¹
V3120H	VICRYL violett geflochten VISI-BLACK	2-0	70	36
V3219H	VICRYL ungefärbt geflochten VISI-BLACK	3-0	70	36

1/2-Kreis Rundkörper Nadel mit flacher Spitze Bogenlänge
26 mmNadel
SH PLUS

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
JV314	VICRYL violett geflochten	5-0	75	36
V781G	VICRYL violett geflochten Multipak, Control release	4-0	4 * 45	12
V783G	VICRYL violett geflochten Multipak, Control release	4-0	8 * 70	12
V315H	VICRYL violett geflochten	4-0	70	36
JV315	VICRYL violett geflochten	4-0	75	36
V241H	VICRYL violett geflochten	4-0	90	36
V774E	VICRYL violett geflochten Multipak, Control release	3-0	8 * 45	24
V780H	VICRYL violett geflochten Multipak, Control release	3-0	4 * 45	36
18316G	VICRYL violett geflochten	3-0	70	12 ¹
4PF2573YE	VICRYL violett geflochten Multipak, Control release	3-0	4 * 70	24
V784E	VICRYL violett geflochten Multipak, Control release	3-0	8 * 70	24
8PF2593YG	VICRYL violett geflochten Multipak, Control release	3-0	8 * 90	12
V775E	VICRYL violett geflochten Multipak, Control release	2-0	8 * 45	24
V779H	VICRYL violett geflochten Multipak, Control release	2-0	4 * 45	36
4PF2574YE	VICRYL violett geflochten Multipak, Control release	2-0	4 * 70	24
V785E	VICRYL violett geflochten Multipak, Control release	2-0	8 * 70	24
V317H	VICRYL violett geflochten	2-0	70	36

VICRYL (Polyglactin 910)

Reisskraftprofil: 50% 21 Tage, 0% 35 Tage · Resorption: ca. 56-70 Tage

1/2-Kreis Rundkörper Nadel mit flacher Spitze

Bogenlänge
26 mm



Nadel
SH PLUS

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
18318G	VICRYL violett geflochten	0	70	12 ¹
4PF2575YE	VICRYL violett geflochten Multipak, Control release	0	4 * 70	24
V244H	VICRYL violett geflochten	0	90	36
PF2577H	VICRYL violett geflochten	1	90	36
V773D	VICRYL violett geflochten Multipak, Control release	4-0	8 * 45	12
V771E	VICRYL ungefärbt geflochten Multipak, Control release	3-0	8 * 45	24
8PF2673YE	VICRYL ungefärbt geflochten Multipak, Control release	3-0	8 * 70	24
V416H	VICRYL ungefärbt geflochten	3-0	70	36
V770E	VICRYL ungefärbt geflochten Multipak, Control release	2-0	8 * 45	24
V224H	VICRYL ungefärbt geflochten	2-0	70	36
V225H	VICRYL ungefärbt geflochten	0	70	36

1/2-Kreis Rundkörper Nadel mit flacher Spitze

Bogenlänge
26 mm



Nadel
2 x SH PLUS

doppelt armiert

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
V528H	VICRYL violett geflochten	2-0	90	36

1/2-Kreis Rundkörper Nadel mit flacher Spitze

Bogenlänge
26 mm



Nadel
CT2 PLUS

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
V332H	VICRYL violett geflochten	3-0	70	36
8PK2544YG	VICRYL violett geflochten Multipak, Control release	2-0	8 * 45	12
V7642E	VICRYL violett geflochten Multipak, Control release	2-0	4 * 45	24
8PK2574YG	VICRYL violett geflochten Multipak, Control release	2-0	8 * 70	12
V333H	VICRYL violett geflochten	2-0	70	36
V326H	VICRYL violett geflochten	2-0	90	36
4PK2545YE	VICRYL violett geflochten Multipak, Control release	0	4 * 45	24
V744E	VICRYL violett geflochten Multipak, Control release	0	8 * 45	24
V747G	VICRYL violett geflochten Multipak, Control release	0	8 * 70	12
4PK2575YE	VICRYL violett geflochten Multipak, Control release	0	4 * 70	24
V334H	VICRYL violett geflochten	0	70	36
V330H	VICRYL violett geflochten	0	90	36

VICRYL (Polyglactin 910)

Reisskraftprofil: 50% 21 Tage, 0% 35 Tage · Resorption: ca. 56-70 Tage

1/2-Kreis Rundkörper Nadel mit flacher Spitze Bogenlänge
26 mmNadel
CT2 PLUS

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
V745E	VICRYL violett geflochten Multipak, Control release	1	8 * 45	24
V746E	VICRYL violett geflochten Multipak, Control release	1	4 * 45	24
V748G	VICRYL violett geflochten Multipak, Control release	1	8 * 70	12
V759E	VICRYL violett geflochten Multipak, Control release	1	4 * 70	24
V331H	VICRYL violett geflochten	1	90	36
V756E	VICRYL violett geflochten Multipak, Control release	2	4 * 45	24
V760G	VICRYL violett geflochten Multipak, Control release	2	4 * 70	12
V336H	VICRYL violett geflochten	2	70	36
PK2597H	VICRYL violett geflochten	2	90	36
V269H	VICRYL ungefärbt geflochten	2-0	70	36
V270H	VICRYL ungefärbt geflochten	0	70	36
V271H	VICRYL ungefärbt geflochten	1	70	36

1/2-Kreis Rundkörper Nadel mit flacher Spitze Bogenlänge
26 mmNadel
SH PLUS

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
V7730D	VICRYL violett geflochten VISI-BLACK Multipak, Control release	4-0	8 * 45	12
V7810G	VICRYL violett geflochten VISI-BLACK Multipak, Control release	4-0	4 * 45	12
V3150H	VICRYL violett geflochten VISI-BLACK	4-0	70	36
V7740E	VICRYL violett geflochten VISI-BLACK Multipak, Control release	3-0	8 * 45	24
V7800H	VICRYL violett geflochten VISI-BLACK Multipak, Control release	3-0	4 * 45	36
V7840E	VICRYL violett geflochten VISI-BLACK Multipak, Control release	3-0	8 * 70	24
V3160H	VICRYL violett geflochten VISI-BLACK	3-0	70	36
V2420H	VICRYL violett geflochten VISI-BLACK	3-0	90	36
V7750E	VICRYL violett geflochten VISI-BLACK Multipak, Control release	2-0	8 * 45	24
V7790H	VICRYL violett geflochten VISI-BLACK Multipak, Control release	2-0	4 * 45	36
V7850E	VICRYL violett geflochten VISI-BLACK Multipak, Control release	2-0	8 * 70	24
V3170H	VICRYL violett geflochten VISI-BLACK	2-0	70	36
V2430H	VICRYL violett geflochten VISI-BLACK	2-0	90	36
V7830D	VICRYL violett geflochten VISI-BLACK Multipak, Control release	4-0	8 * 70	12

VICRYL (Polyglactin 910)

Reisskraftprofil: 50% 21 Tage, 0% 35 Tage · Resorption: ca. 56-70 Tage

1/2-Kreis Rundkörper Nadel mit flacher Spitze

Bogenlänge
26 mm



Nadel
SH PLUS

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
V7710E	VICRYL ungefärbt geflochten VISI-BLACK Multipak, Control release	3-0	8 * 45	24
V4416H	VICRYL ungefärbt geflochten VISI-BLACK	3-0	70	36
V7700E	VICRYL ungefärbt geflochten VISI-BLACK Multipak, Control release	2-0	8 * 45	24
V3224H	VICRYL ungefärbt geflochten VISI-BLACK	2-0	70	36

1/2-Kreis Rundkörper Nadel mit flacher Spitze

Bogenlänge
31 mm



Nadel
MH1 PLUS

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
V245H	VICRYL violett geflochten	3-0	70	36
V807E	VICRYL violett geflochten Multipak, Control release	2-0	4 * 70	24
V247H	VICRYL violett geflochten	0	70	36

1/2-Kreis Rundkörper Nadel mit flacher Spitze

Bogenlänge
36 mm



Nadel
MH PLUS

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
4PG2543YG	VICRYL violett geflochten Multipak, Control release	3-0	4 * 45	12
V100H	VICRYL violett geflochten	3-0	90	36
V786G	VICRYL violett geflochten Multipak, Control release	2-0	4 * 45	12
V777G	VICRYL violett geflochten Multipak, Control release	2-0	8 * 70	12
18323G	VICRYL violett geflochten	2-0	70	12 ¹
V101H	VICRYL violett geflochten	2-0	90	36
V778G	VICRYL violett geflochten Multipak, Control release	0	8 * 70	12
V324H	VICRYL violett geflochten	0	70	36
V102H	VICRYL violett geflochten	0	90	36
18325G	VICRYL violett geflochten	1	70	12 ¹
V325H	VICRYL violett geflochten	1	70	36
V103H	VICRYL violett geflochten	1	90	36
V226H	VICRYL ungefärbt geflochten	2-0	70	36
V110H	VICRYL ungefärbt geflochten	2-0	90	36
V227H	VICRYL ungefärbt geflochten	0	70	36

¹Artikel mit Mindestbestellmenge ggf. mit verlängerter Lieferzeit

VICRYL (Polyglactin 910)

Reisskraftprofil: 50% 21 Tage, 0% 35 Tage · Resorption: ca. 56-70 Tage

1/2-Kreis Rundkörper Nadel mit flacher Spitze Bogenlänge
36 mmNadel
CT1 PLUS

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
V338H	VICRYL violett geflochten	3-0	70	36
V339H	VICRYL violett geflochten	2-0	70	36
V345H	VICRYL violett geflochten	2-0	90	36
V836G	VICRYL violett geflochten Multipak, Control release	0	4 * 45	12
V740G	VICRYL violett geflochten Multipak, Control release	0	8 * 45	12
V7361G	VICRYL violett geflochten Multipak, Control release	0	4 * 70	12
V340H	VICRYL violett geflochten	0	70	36
V837G	VICRYL violett geflochten Multipak, Control release	1	4 * 45	12
V741G	VICRYL violett geflochten Multipak, Control release	1	8 * 45	12
V736G	VICRYL violett geflochten Multipak, Control release	1	4 * 70	12
V341H	VICRYL violett geflochten	1	70	36
V742G	VICRYL violett geflochten Multipak, Control release	2	8 * 45	12
V737G	VICRYL violett geflochten Multipak, Control release	2	4 * 70	12
V348H	VICRYL violett geflochten	2	90	36
V944H	VICRYL ungefärbt geflochten	3-0	90	36
V945H	VICRYL ungefärbt geflochten	2-0	90	36
V946H	VICRYL ungefärbt geflochten	0	90	36
V719G	VICRYL ungefärbt geflochten Multipak, Control release	1	8 * 45	12 ¹
V948H	VICRYL ungefärbt geflochten	2	90	36

1/2-Kreis Rundkörper Nadel mit flacher Spitze Bogenlänge
36 mmNadel
MH PLUS

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
V7760G	VICRYL violett geflochten VISI-BLACK Multipak, Control release	3-0	8 * 70	12
V3220H	VICRYL violett geflochten VISI-BLACK	3-0	70	36
V3230H	VICRYL violett geflochten VISI-BLACK	2-0	70	36
V1010H	VICRYL violett geflochten VISI-BLACK	2-0	90	36

1/2-Kreis Rundkörper Nadel mit flacher Spitze Bogenlänge
40 mmNadel
CT PLUS

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
V350H	VICRYL violett geflochten	3-0	70	36
8PM2544YG	VICRYL violett geflochten Multipak, Control release	2-0	8 * 45	12
V357H	VICRYL violett geflochten	2-0	90	36
V352H	VICRYL violett geflochten	0	70	36

¹Artikel mit Mindestbestellmenge ggf. mit verlängerter Lieferzeit

VICRYL (Polyglactin 910)

Reisskraftprofil: 50% 21 Tage, 0% 35 Tage · Resorption: ca. 56-70 Tage

1/2-Kreis Rundkörper Nadel mit flacher Spitze

Bogenlänge
40 mm

Nadel
CT PLUS



Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
V753G	VICRYL violett geflochten Multipak, Control release	1	8 * 45	12
V353H	VICRYL violett geflochten	1	70	36
V754G	VICRYL violett geflochten Multipak, Control release	2	8 * 45	12
V360H	VICRYL violett geflochten	2	90	36
V959H	VICRYL ungefärbt geflochten	1	90	36
V960H	VICRYL ungefärbt geflochten	2	90	36

1/2-Kreis Rundkörper Nadel mit flacher Spitze

Bogenlänge
48 mm

Nadel
CTX PLUS



Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
8PN2545YG	VICRYL violett geflochten Multipak, Control release	0	8 * 45	12
4PN2545YG	VICRYL violett geflochten Multipak, Control release	0	4 * 45	12
V364H	VICRYL violett geflochten	0	70	36
V370H	VICRYL violett geflochten	0	90	36
V765G	VICRYL violett geflochten Multipak, Control release	1	8 * 45	12
V365H	VICRYL violett geflochten	1	70	36
PN2517E	VICRYL violett geflochten	2	120	24
V755G	VICRYL violett geflochten Multipak, Control release	2	8 * 45	12
8PN2577YG	VICRYL violett geflochten Multipak, Control release	2	8 * 70	12
V372H	VICRYL violett geflochten	2	90	36
V170H	VICRYL ungefärbt geflochten	0	90	36
V366H	VICRYL ungefärbt geflochten	1	90	36
V367H	VICRYL ungefärbt geflochten	2	90	36

1/2-Kreis Rundkörper Nadel mit stumpfer Spitze

Bogenlänge
31 mm

Nadel
MHB1



Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
W9984	VICRYL violett geflochten ETHIGUARD	2-0	75	12

VICRYL (Polyglactin 910)

Reisskraftprofil: 50% 21 Tage, 0% 35 Tage · Resorption: ca. 56-70 Tage

1/2-Kreis Rundkörper Nadel mit stumpfer Spitze ☉Bogenlänge
36 mmNadel
CTB1

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
W9992	VICRYL violett geflochten ETHIGUARD	3-0	75	12
W9985	VICRYL violett geflochten ETHIGUARD	2-0	75	12
W9994	VICRYL violett geflochten ETHIGUARD	0	90	12
W9995	VICRYL violett geflochten ETHIGUARD	1	90	12

1/2-Kreis Rundkörper Nadel mit stumpfer Spitze ☉Bogenlänge
40 mmNadel
CTD

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
W9988	VICRYL violett geflochten ETHIGUARD	0	75	12
W9989	VICRYL violett geflochten ETHIGUARD	1	75	12

1/2-Kreis Rundkörper Nadel mit stumpfer Spitze ☉Bogenlänge
40 mmNadel
CTB

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
W9996	VICRYL violett geflochten ETHIGUARD	0	90	12
W9997	VICRYL violett geflochten ETHIGUARD	1	90	12

1/2-Kreis Rundkörper Nadel mit stumpfer Spitze ☉Bogenlänge
45 mmNadel
TD3

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
JB9999G	VICRYL violett geflochten ETHIGUARD	2	90	12

1/2-Kreis Rundkörper Nadel mit stumpfer Spitze ☉Bogenlänge
48 mmNadel
CTXB


Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
W9990	VICRYL violett geflochten ETHIGUARD	0	90	12
W9991	VICRYL violett geflochten ETHIGUARD	1	90	12

VICRYL (Polyglactin 910)

Reisskraftprofil: 50% 21 Tage, 0% 35 Tage · Resorption: ca. 56-70 Tage

1/2-Kreis Rundkörper Nadel mit stumpfer Spitze ○

Bogenlänge
48 mm



Nadel
BP2

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
W9999	VICRYL violett geflochten	2	90	12

1/2-Kreis Rundkörper Nadel mit schneidender Spitze ▼

Bogenlänge
17 mm



Nadel
V5

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
V994G	VICRYL violett geflochten	4-0	70	12
V994H	VICRYL violett geflochten	4-0	70	36
V276H	VICRYL violett geflochten	3-0	70	36
V703D	VICRYL violett geflochten Multipak, Control release	2-0	6 * 45	12
V274H	VICRYL violett geflochten	2-0	70	36
V987H	VICRYL violett geflochten	0	70	36
V988H	VICRYL violett geflochten	1	70	36
V230H	VICRYL ungefärbt geflochten	4-0	70	36
OA2644H	VICRYL ungefärbt geflochten	3-0	45	36

1/2-Kreis Rundkörper Nadel mit schneidender Spitze ▼

Bogenlänge
22 mm



Nadel
V6

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
V277H	VICRYL violett geflochten	3-0	70	36
V278H	VICRYL violett geflochten	2-0	70	36
V231H	VICRYL ungefärbt geflochten	4-0	70	36
OK2674H	VICRYL ungefärbt geflochten	3-0	70	36

1/2-Kreis Rundkörper Nadel mit schneidender Spitze ▼

Bogenlänge
26 mm



Nadel
V7

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
V1774E	VICRYL violett geflochten Multipak, Control release	3-0	8 * 45	24
V993E	VICRYL violett geflochten Multipak, Control release	3-0	5 * 70	24
V998H	VICRYL violett geflochten	3-0	70	36
6OB2545YE	VICRYL violett geflochten Multipak, Control release	2-0	6 * 45	24
V999H	VICRYL violett geflochten	2-0	70	36
V279H	VICRYL violett geflochten	0	70	36
OB2675H	VICRYL ungefärbt geflochten	2-0	70	36

VICRYL (Polyglactin 910)

Reisskraftprofil: 50% 21 Tage, 0% 35 Tage · Resorption: ca. 56-70 Tage

1/2-Kreis Rundkörper Nadel mit schneidender Spitze Bogenlänge
31 mmNadel
V30

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
W9360	VICRYL violett geflochten	2-0	75	12
W9362	VICRYL violett geflochten	1	75	12

1/2-Kreis Rundkörper Nadel mit schneidender Spitze Bogenlänge
36 mmNadel
V34

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
V516H	VICRYL violett geflochten	3-0	90	36
8OC2544YG	VICRYL violett geflochten Multipak, Control release	2-0	8 * 45	12
J517H	VICRYL violett geflochten	2-0	90	36
V517H	VICRYL violett geflochten	2-0	90	36
V518H	VICRYL violett geflochten	0	90	36
V519H	VICRYL violett geflochten	1	90	36
W9357	VICRYL violett geflochten	2	75	12
BV0520	VICRYL violett geflochten	2	90	36
V919H	VICRYL ungefärbt geflochten	1	90	36

1/2-Kreis Rundkörper Nadel mit schneidender Spitze Bogenlänge
40 mmNadel
V37

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
W9466	VICRYL violett geflochten	2-0	90	12
W9467	VICRYL violett geflochten	0	90	12
W9368	VICRYL violett geflochten	1	75	12
W9468	VICRYL violett geflochten	1	90	12

1/2-Kreis Rundkörper Nadel mit schneidender Spitze Bogenlänge
45 mmNadel
V39

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
8OS2542YG	VICRYL violett geflochten Multipak, Control release	2-0	8 * 45	12
W9376	VICRYL violett geflochten	0	75	12
W9377	VICRYL violett geflochten	1	75	12
W9378	VICRYL violett geflochten	2	75	12

VICRYL (Polyglactin 910)

Reisskraftprofil: 50% 21 Tage, 0% 35 Tage · Resorption: ca. 56-70 Tage

1/2-Kreis Rundkörper Nadel mit schneidender Spitze

Bogenlänge
48 mm



Nadel
V40

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
VS5020H	VICRYL violett geflochten	2-0	90	36
V140G	VICRYL violett geflochten	6	75	12
J829T	VICRYL violett geflochten, Schlinge	1	150	24

1/2-Kreis schneidende Nadel

Bogenlänge
8 mm



Nadel
2 x G7

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
V561G	VICRYL violett geflochten	6-0	45	12

1/2-Kreis schneidende Nadel

Bogenlänge
17 mm



Nadel
J1

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
MD2543H	VICRYL violett geflochten	4-0	45	36

1/2-Kreis schneidende Nadel

Bogenlänge
22 mm



Nadel
X1

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
V460H	VICRYL violett geflochten	3-0	70	36
8ME2544YD	VICRYL violett geflochten Multipak, Control release	2-0	8 * 45	12
J461H	VICRYL violett geflochten	2-0	70	36
J458H	VICRYL ungefärbt geflochten	3-0	70	36

1/2-Kreis schneidende Nadel

Bogenlänge
26 mm



Nadel
CP2

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
8MF2543YE	VICRYL violett geflochten Multipak, Control release	2-0	8 * 45	24
MF2574H	VICRYL violett geflochten	0	70	36
4MF2675YE	VICRYL ungefärbt geflochten Multipak, Control release	1	4 * 70	24
MF2675H	VICRYL ungefärbt geflochten	1	70	36

VICRYL (Polyglactin 910)

Reisskraftprofil: 50% 21 Tage, 0% 35 Tage · Resorption: ca. 56-70 Tage

1/2-Kreis schneidende Nadel ▼Bogenlänge
36 mmNadel
CP1

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
J466H	VICRYL violett geflochten	2-0	70	36
V466H	VICRYL violett geflochten	2-0	70	36
J472H	VICRYL violett geflochten	2-0	90	36
V467H	VICRYL violett geflochten	0	70	36
V473H	VICRYL violett geflochten	0	90	36
V468H	VICRYL violett geflochten	1	70	36
V474H	VICRYL violett geflochten	1	90	36
J474H	VICRYL violett geflochten	1	90	36
V482H	VICRYL violett geflochten	2	90	36

1/2-Kreis schneidende Nadel ▼Bogenlänge
40 mmNadel
CP

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
V479H	VICRYL violett geflochten	0	70	36
V485H	VICRYL violett geflochten	0	90	36
V480H	VICRYL violett geflochten	1	70	36
J486H	VICRYL violett geflochten	1	90	36
V481H	VICRYL violett geflochten	2	90	36

1/2-Kreis schneidende Nadel ▼Bogenlänge
48 mmNadel
CPX

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
W9296	VICRYL violett geflochten	1	75	12
J1058H	VICRYL violett geflochten	1	90	36
V1058H	VICRYL violett geflochten	1	90	36
V1059H	VICRYL violett geflochten	2	90	36

VICRYL (Polyglactin 910)

Reisskraftprofil: 50% 21 Tage, 0% 35 Tage · Resorption: ca. 56-70 Tage

1/2-Kreis schneidende Nadel mit Präzisionsspitze ▼

Bogenlänge 8 mm Nadel 2 x P2	 doppelt armiert	Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
		V505H	VICRYL ungefärbt geflochten	5-0	45	36

1/2-Kreis schneidende Nadel mit Präzisionsspitze ▼

Bogenlänge 16 mm Nadel PS4		Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
		J507G	VICRYL ungefärbt geflochten MULTIPASS	4-0	45	12

1/2-Kreis schneidende Nadel mit Präzisionsspitze ▼

Bogenlänge 8 mm Nadel P2		Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
		J503G	VICRYL ungefärbt geflochten PRIME	5-0	45	12

1/2-Kreis Spatula Nadel mit schneidender Spitze ▼

Bogenlänge 5.5 mm Nadel 2 x GS14	 doppelt armiert	Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
		V450G	VICRYL violett monofil	10-0	30	12
		V449G	VICRYL violett monofil	9-0	30	12
		V574G	VICRYL violett geflochten	8-0	20	12

1/2-Kreis Spatula Nadel mit schneidender Spitze ▼

Bogenlänge 8 mm Nadel 2 x S22	 doppelt armiert	Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
		W9563	VICRYL violett geflochten	6-0	20	12
		W9566	VICRYL violett geflochten	6-0	45	12
		J9566G	VICRYL violett geflochten	6-0	45	12
		W9567	VICRYL violett geflochten	5-0	45	12
		W9756	VICRYL ungefärbt geflochten	6-0	45	12

VICRYL (Polyglactin 910)

Reisskraftprofil: 50% 21 Tage, 0% 35 Tage · Resorption: ca. 56-70 Tage

1/2-Kreis Spatula Nadel mit schneidender Spitze ▼

		Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
Bogenlänge 8 mm	 doppelt armiert	MLL2641H	VICRYL ungefärbt geflochten	6-0	45	36
Nadel 2 x S12						

1/2-Kreis Spatula Nadel mit Mikrospitze ▼

		Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
Bogenlänge 5.5 mm	 doppelt armiert	V349G	VICRYL violett geflochten	9-0	30	12 ¹
Nadel 2 x CS160-6						

1/2-Kreis Spatula Nadel mit Mikrospitze ▼

		Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
Bogenlänge 5.5 mm	 doppelt armiert	ENN2534H	VICRYL violett geflochten	7-0	30	36
Nadel 2 x TG160-8						

1/2-Kreis Spatula Nadel mit Mikrospitze ▼

		Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
Bogenlänge 7 mm	 doppelt armiert	W9565	VICRYL violett geflochten	7-0	45	12
Nadel 2 x TG175-8						

3/8-Kreis Rundkörper Nadel spitz ●

		Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
Bogenlänge 5.1 mm		V970G	VICRYL violett monofil	10-0	10	12
Nadel BV75-4						

VICRYL (Polyglactin 910)

Reisskraftprofil: 50% 21 Tage, 0% 35 Tage · Resorption: ca. 56-70 Tage

3/8-Kreis Rundkörper Nadel spitz

	Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
Bogenlänge 5.1 mm 	V971G	VICRYL violett monofil	10-0	15	12
Nadel BV4					

3/8-Kreis Rundkörper Nadel spitz

	Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
Bogenlänge 6.5 mm 	V239G	VICRYL violett monofil	9-0	15	12
Nadel BV2	V400G	VICRYL violett geflochten	8-0	20	12

3/8-Kreis Rundkörper Nadel spitz

	Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
Bogenlänge 9.300000 0000000 01 mm 	V301G	VICRYL violett geflochten	6-0	45	12
Nadel BV1					

3/8-Kreis Rundkörper Nadel mit flacher Spitze

	Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
Bogenlänge 17 mm 	W9074	VICRYL violett geflochten	4-0	45	12
Nadel	JV1024	VICRYL violett geflochten	4-0	75	36
BB PLUS	JV1025	VICRYL violett geflochten	3-0	75	36

3/8-Kreis Rundkörper Nadel mit schneidender Spitze

	Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
Bogenlänge 13 mm 	V991H	VICRYL violett geflochten	6-0	70	36
Nadel V18					

VICRYL (Polyglactin 910)

Reisskraftprofil: 50% 21 Tage, 0% 35 Tage · Resorption: ca. 56-70 Tage

3/8-Kreis Rundkörper Nadel mit schneidender Spitze

Bogenlänge	Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
17 mm	V240G	VICRYL ungefärbt geflochten	4-0	70	12
Nadel	W9826	VICRYL ungefärbt geflochten	3-0	70	12
V4	V249H	VICRYL ungefärbt geflochten	3-0	70	36

3/8-Kreis Rundkörper Nadel schneidend mit Kurzschliff

Bogenlänge	Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
13 mm	JV1012	VICRYL violett geflochten	6-0	75	36
Nadel	JV1013	VICRYL violett geflochten MULTIPASS	5-0	75	36
CC1					

3/8-Kreis schneidende Nadel

Bogenlänge	Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
13 mm	BV1389	VICRYL ungefärbt geflochten	5-0	45	36
Nadel	JV390	VICRYL violett geflochten	4-0	75	36
C3					

3/8-Kreis schneidende Nadel

Bogenlänge	Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
16 mm	V388H	VICRYL violett geflochten	5-0	45	36
Nadel					
FS3					

3/8-Kreis schneidende Nadel

Bogenlänge	Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
19 mm	V391H	VICRYL violett geflochten	5-0	45	36
Nadel	V396H	VICRYL violett geflochten	5-0	70	36
FS2	V392ZG	VICRYL violett geflochten	4-0	45	12
	V392ZH	VICRYL violett geflochten	4-0	45	36
	V392H	VICRYL violett geflochten	4-0	45	36
	V397H	VICRYL violett geflochten	4-0	70	36
	V393G	VICRYL violett geflochten	3-0	45	12
	V393H	VICRYL violett geflochten	3-0	45	36

VICRYL (Polyglactin 910)

Reisskraftprofil: 50% 21 Tage, 0% 35 Tage · Resorption: ca. 56-70 Tage

3/8-Kreis schneidende Nadel ▼Bogenlänge
19 mmNadel
FS2

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
V398H	VICRYL violett geflochten	3-0	70	36
V291H	VICRYL ungefärbt geflochten	5-0	45	36
V292H	VICRYL ungefärbt geflochten	4-0	45	36
V292ZH	VICRYL ungefärbt geflochten	4-0	45	36
V422H	VICRYL ungefärbt geflochten	4-0	70	36
V293H	VICRYL ungefärbt geflochten	3-0	45	36
V423H	VICRYL ungefärbt geflochten	3-0	70	36

3/8-Kreis schneidende Nadel ▼Bogenlänge
24 mmNadel
FS1

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
V451H	VICRYL violett geflochten	4-0	70	36
18452G	VICRYL violett geflochten	3-0	70	12 ¹
V452H	VICRYL violett geflochten	3-0	70	36
18453G	VICRYL violett geflochten	2-0	70	12 ¹
V453H	VICRYL violett geflochten	2-0	70	36
V441H	VICRYL ungefärbt geflochten	4-0	70	36
V442H	VICRYL ungefärbt geflochten	3-0	70	36
V443H	VICRYL ungefärbt geflochten	2-0	70	36

3/8-Kreis schneidende Nadel ▼Bogenlänge
30 mmNadel
FSL

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
V585H	VICRYL violett geflochten	3-0	70	36
V586H	VICRYL violett geflochten	2-0	70	36
J586H	VICRYL violett geflochten	2-0	70	36
J587H	VICRYL violett geflochten	0	70	36
J520H	VICRYL ungefärbt geflochten	0	70	36

3/8-Kreis schneidende Nadel schneidend (Anschliff innen) ▲Bogenlänge
16 mmNadel
FS3

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
W9442	VICRYL violett geflochten CONV	5-0	75	12

VICRYL (Polyglactin 910)

Reisskraftprofil: 50% 21 Tage, 0% 35 Tage · Resorption: ca. 56-70 Tage

3/8-Kreis schneidende Nadel mit Präzisionsspitze ▼

	Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
Bogenlänge 11 mm	MPV489H	VICRYL ungefärbt geflochten MULTIPASS	6-0	45	36
Nadel P1	MPV490H	VICRYL ungefärbt geflochten MULTIPASS	5-0	45	36

3/8-Kreis schneidende Nadel mit Präzisionsspitze ▼

	Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
Bogenlänge 13 mm	V492H	VICRYL ungefärbt geflochten	6-0	45	36
Nadel P3					

3/8-Kreis schneidende Nadel mit Präzisionsspitze ▼

	Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
Bogenlänge 13 mm	V499H	VICRYL ungefärbt geflochten VISI-BLACK	5-0	45	36
Nadel P3	V491H	VICRYL ungefärbt geflochten VISI-BLACK	4-0	45	36

3/8-Kreis schneidende Nadel mit Präzisionsspitze ▼

	Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
Bogenlänge 13 mm	JV492H	VICRYL ungefärbt geflochten MULTIPASS	6-0	45	36
Nadel P3	MPV493H	VICRYL ungefärbt geflochten MULTIPASS	5-0	45	36
	MPV494H	VICRYL ungefärbt geflochten MULTIPASS	4-0	45	36
	J494H	VICRYL ungefärbt geflochten PRIME MULTIPASS	4-0	45	36

3/8-Kreis schneidende Nadel mit Präzisionsspitze ▼

	Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
Bogenlänge 19 mm	J497H	VICRYL violett geflochten PRIME MULTIPASS	3-0	45	36
Nadel PS2	3JC2643H	VICRYL ungefärbt geflochten Multipak	3-0	3 * 45	36 ¹

¹Artikel mit Mindestbestellmenge ggf. mit verlängerter Lieferzeit

VICRYL (Polyglactin 910)

Reisskraftprofil: 50% 21 Tage, 0% 35 Tage · Resorption: ca. 56-70 Tage

3/8-Kreis schneidende Nadel mit Präzisionsspitze ▼Bogenlänge
19 mmNadel
PS2

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
V498H	VICRYL ungefärbt geflochten VISI-BLACK	3-0	45	36

3/8-Kreis schneidende Nadel mit Präzisionsspitze ▼Bogenlänge
19 mmNadel
PS2

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
J496H	VICRYL ungefärbt geflochten PRIME MULTIPASS	4-0	45	36
MPV496H	VICRYL ungefärbt geflochten MULTIPASS	4-0	45	36
MPV497H	VICRYL ungefärbt geflochten MULTIPASS	3-0	45	36

3/8-Kreis schneidende Nadel mit Präzisionsspitze ▼Bogenlänge
24 mmNadel
PS1

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
MPV683H	VICRYL ungefärbt geflochten MULTIPASS	3-0	45	36
MPV684H	VICRYL ungefärbt geflochten MULTIPASS	2-0	45	36

3/8-Kreis schneidende Nadel mit Präzisionsspitze ▼Bogenlänge
30 mmNadel
PSL

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
V686H	VICRYL violett geflochten	2-0	70	36
V687H	VICRYL violett geflochten	0	70	36

3/8-Kreis schneidende Nadel mit Präzisionsspitze ▼Bogenlänge
11 mmNadel
2 x G1

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
W9537	VICRYL violett geflochten PRIME	6-0	45	12

VICRYL (Polyglactin 910)

Reisskraftprofil: 50% 21 Tage, 0% 35 Tage · Resorption: ca. 56-70 Tage

3/8-Kreis schneidende Nadel mit Präzisionsspitze ▼

	Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
Bogenlänge 11 mm	V489H	VICRYL ungefärbt geflochten PRIME	6-0	45	36
Nadel P1	V490H	VICRYL ungefärbt geflochten PRIME	5-0	45	36

3/8-Kreis schneidende Nadel mit Präzisionsspitze ▼

	Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
Bogenlänge 13 mm	V557G	VICRYL violett geflochten PRIME	5-0	45	12
Nadel 2 x G3					

3/8-Kreis schneidende Nadel mit Präzisionsspitze ▼

	Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
Bogenlänge 13 mm	W9832T	VICRYL ungefärbt geflochten PRIME	5-0	45	24
Nadel PC1					

3/8-Kreis schneidende Nadel mit Präzisionsspitze ▼

	Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
Bogenlänge 13 mm	V493H	VICRYL ungefärbt geflochten PRIME	5-0	45	36
Nadel P3					

3/8-Kreis schneidende Nadel mit Präzisionsspitze ▼

	Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
Bogenlänge 16 mm	JV500	VICRYL ungefärbt geflochten PRIME	5-0	45	36
Nadel PS3					

VICRYL (Polyglactin 910)

Reisskraftprofil: 50% 21 Tage, 0% 35 Tage · Resorption: ca. 56-70 Tage

3/8-Kreis schneidende Nadel mit Präzisionsspitze ▼

		Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
Bogenlänge 19 mm		JV495	VICRYL ungefärbt geflochten PRIME	5-0	45	36
		V496H	VICRYL ungefärbt geflochten PRIME	4-0	45	36
Nadel PS2		V496ZH	VICRYL ungefärbt geflochten PRIME	4-0	45	36
		W9516T	VICRYL ungefärbt geflochten PRIME	3-0	45	24

3/8-Kreis schneidende Nadel mit Präzisionsspitze ▼

		Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
Bogenlänge 24 mm		JE2672H	VICRYL ungefärbt geflochten PRIME	4-0	70	36
		V683H	VICRYL ungefärbt geflochten PRIME	3-0	45	36
Nadel PS1		V684H	VICRYL ungefärbt geflochten PRIME	2-0	45	36

3/8-Kreis schneidende Nadel mit Präzisionsspitze ▼

		Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
Bogenlänge 26 mm		W9526T	VICRYL ungefärbt geflochten PRIME	3-0	75	24
		J9527H	VICRYL ungefärbt geflochten PRIME MULTIPASS	2-0	75	36
Nadel PS						

3/8-Kreis Spatula Nadel mit Mikrospitze ▼

		Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
Bogenlänge 5.5 mm		V542G	VICRYL violett geflochten	8-0	30	12
Nadel GS12						

3/8-Kreis Spatula Nadel mit Mikrospitze ▼

		Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
Bogenlänge 6 mm		V975G	VICRYL violett geflochten	8-0	30	12
Nadel 2 x CS35C	doppelt armiert					

VICRYL (Polyglactin 910)

Reisskraftprofil: 50% 21 Tage, 0% 35 Tage · Resorption: ca. 56-70 Tage

3/8-Kreis Spatula Nadel mit Mikrospitze ▼

	Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
Bogenlänge 6.2 mm	V960G	VICRYL violett geflochten	10-0	10	12
Nadel CS140-6	V429G	VICRYL violett monofil	10-0	15	12

3/8-Kreis Spatula Nadel mit Mikrospitze ▼

	Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
Bogenlänge 6.5 mm	W1702	VICRYL violett monofil	10-0	10	12
Nadel TG140-6					

3/8-Kreis Spatula Nadel mit Mikrospitze ▼

	Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
Bogenlänge 6.5 mm	V600G	VICRYL violett geflochten	9-0	30	12
	V120G	VICRYL violett geflochten	8-0	30	12
Nadel GS9	V119G	VICRYL violett geflochten	7-0	30	12

3/8-Kreis Spatula Nadel mit Mikrospitze ▼

	Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
Bogenlänge 6.5 mm	V440G	VICRYL violett monofil	10-0	30	12
doppelt armiert	V439G	VICRYL violett monofil	9-0	30	12
Nadel 2 x GS9	V549G	VICRYL violett geflochten	9-0	30	12
	V547G	VICRYL violett geflochten	8-0	20	12
	V548G	VICRYL violett geflochten	8-0	30	12
	V546G	VICRYL violett geflochten	7-0	45	12

3/8-Kreis Spatula Nadel mit Mikrospitze ▼

	Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
Bogenlänge 6.5 mm	EC2634E	VICRYL ungefärbt geflochten	6-0	30	24 ¹
Nadel TG140-8					

¹Artikel mit Mindestbestellmenge ggf. mit verlängerter Lieferzeit

VICRYL (Polyglactin 910)

Reisskraftprofil: 50% 21 Tage, 0% 35 Tage · Resorption: ca. 56-70 Tage

3/8-Kreis Spatula Nadel mit Mikrospitze ▼

Bogenlänge 6.5 mm Nadel 2 x TG140-8	 doppelt armiert	Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
		JV7440	VICRYL violett monofil	10-0	30	12
		W9559	VICRYL violett geflochten	8-0	45	12
		W9561	VICRYL violett geflochten	7-0	30	12

3/8-Kreis Spatula Nadel mit Mikrospitze ▼

Bogenlänge 6.5 mm Nadel 2 x TG140-4	 doppelt armiert	Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
		EMM2830G	VICRYL violett monofil	10-0	30	12 ¹

1/4-Kreis schneidende Nadel mit Präzisionsspitze ▼

Bogenlänge 8 mm Nadel G6	 doppelt armiert	Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
		EA2531H	VICRYL violett geflochten PRIME	7-0	30	36

1/4-Kreis schneidende Nadel mit Präzisionsspitze ▼

Bogenlänge 8 mm Nadel 2 x G6	 doppelt armiert	Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
		V551G	VICRYL violett geflochten PRIME	6-0	45	12
		EAA2641H	VICRYL ungefärbt geflochten PRIME	7-0	45	36

1/4-Kreis Spatula Nadel mit schneidender Spitze ▼

Bogenlänge 8 mm Nadel S14	 doppelt armiert	Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
		MN2641H	VICRYL ungefärbt geflochten	6-0	45	36 ¹

VICRYL (Polyglactin 910)

Reisskraftprofil: 50% 21 Tage, 0% 35 Tage · Resorption: ca. 56-70 Tage

1/4-Kreis Spatula Nadel mit schneidender Spitze ▼

Bogenlänge 8 mm Nadel 2 x S14	 doppelt armiert	Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
		MNN2531H	VICRYL violett geflochten	6-0	25	36
		V570G	VICRYL violett geflochten	6-0	45	12
		V571G	VICRYL violett geflochten	5-0	45	12
		V670G	VICRYL ungefärbt geflochten	6-0	45	12
		V671G	VICRYL ungefärbt geflochten	5-0	45	12

1/4-Kreis Spatula Nadel mit schneidender Spitze ▼

Bogenlänge 8 mm Nadel 2 x S14	 doppelt armiert	Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
		V575G	VICRYL violett geflochten VISI-BLACK	6-0	45	12
		V577G	VICRYL violett geflochten VISI-BLACK	5-0	45	12
		X943H	VICRYL ungefärbt geflochten VISI-BLACK	6-0	20	36

1/4-Kreis Spatula Nadel schneidend (Anschliff innen) ▼

Bogenlänge 8 mm Nadel 2 x S29	 doppelt armiert	Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
		J555G	VICRYL violett geflochten CONV	6-0	45	12

1/4-Kreis Spatula Nadel schneidend (Anschliff innen) ▼

Bogenlänge 8 mm Nadel 2 x S4	 doppelt armiert	Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
		J572G	VICRYL violett geflochten CONV	4-0	45	12

1/4-Kreis Spatula Nadel mit Mikrospitze ▼

Bogenlänge 6.5 mm Nadel 2 x TG100-8	 doppelt armiert	Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
		V544G	VICRYL violett geflochten	6-0	45	12

VICRYL (Polyglactin 910)

Reisskraftprofil: 50% 21 Tage, 0% 35 Tage · Resorption: ca. 56-70 Tage

asymptotische Rundkörper Nadel mit schneidender Spitze

	Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
Bogenlänge 26 mm	18531G	VICRYL violett geflochten VISI-BLACK	4-0	45	12
Nadel DA	18532G	VICRYL violett geflochten VISI-BLACK	3-0	45	12

asymptotische Rundkörper Nadel mit Präzisionsspitze ▼

	Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
Bogenlänge 16 mm	W9436	VICRYL ungefärbt geflochten	5-0	45	12
Nadel PS4C	W9437	VICRYL ungefärbt geflochten	4-0	45	12

skiförmig schneidende Nadel ▼


	Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
Bogenlänge 22 mm	V921H	VICRYL violett geflochten	3-0	45	36
Nadel PB1					

Gerade Rundkörper Nadel spitz

	Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
Bogenlänge 19 mm	BA2574H	VICRYL violett geflochten	3-0	70	36
Nadel ST4					

Gerade Rundkörper Nadel spitz

	Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
Bogenlänge 19 mm	V620H	VICRYL violett geflochten	4-0	35	36
Nadel 2 x ST4					



VICRYL (Polyglactin 910)

Reisskraftprofil: 50% 21 Tage, 0% 35 Tage · Resorption: ca. 56-70 Tage

Gerade Rundkörper Nadel spitz Bogenlänge
48 mmNadel
ST

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
V399H	VICRYL violett geflochten	2-0	90	36

Gerade schneidende Nadel ▼Bogenlänge
13 mmNadel
SC1

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
W9410	VICRYL violett geflochten	4-0	45	12

Gerade schneidende Nadel ▼Bogenlänge
13 mmNadel
2 x SC1

doppelt armiert

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
V383H	VICRYL violett geflochten	4-0	45	36

Gerade schneidende Nadel ▼Bogenlänge
60 mmNadel
KS

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
V523H	VICRYL violett geflochten	3-0	70	36
V664H	VICRYL ungefärbt geflochten	2-0	70	36
W9418	VICRYL violett geflochten	2-0	75	12

Trokarinzision Rundkörper Nadel spitz Bogenlänge
26 mmNadel
TN

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
JC515H	VICRYL violett geflochten	0	110	36

VICRYL Plus (Polyglactin 910)

Reisskraftprofil: 50% 21 Tage, 0% 35 Tage · Resorption: ca. 56-70 Tage

5/8-Kreis Rundkörper Nadel spitz Bogenlänge
26 mmNadel
UR6

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
VCP602H	VICRYL Plus violett geflochten	2-0	70	36
VCP603H	VICRYL Plus violett geflochten	0	70	36
VCP2594H	VICRYL Plus violett geflochten	0	90	36

5/8-Kreis Rundkörper Nadel spitz Bogenlänge
26 mmNadel
2 x UR6

doppelt armiert

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
VCP2593H	VICRYL Plus violett geflochten	2-0	90	36

5/8-Kreis Rundkörper Nadel spitz Bogenlänge
31 mmNadel
MF

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
VCP308H	VICRYL Plus ungefärbt geflochten	3-0	70	36

5/8-Kreis Rundkörper Nadel spitz Bogenlänge
36 mmNadel
UR5

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
VCP375H	VICRYL Plus violett geflochten	2-0	70	36
VCP376H	VICRYL Plus violett geflochten	0	70	36

1/2-Kreis Rundkörper Nadel spitz Bogenlänge
13 mmNadel
UCL

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
VCPV113H	VICRYL Plus violett geflochten	3-0	70	36
VCP115H	VICRYL Plus violett geflochten	0	70	36

VICRYL Plus (Polyglactin 910)

Reisskraftprofil: 50% 21 Tage, 0% 35 Tage · Resorption: ca. 56-70 Tage

1/2-Kreis Rundkörper Nadel spitz

Bogenlänge 13 mm Nadel RB2		Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
		VCP9982H	VICRYL Plus ungefärbt geflochten	5-0	45	36
		VCP433H	VICRYL Plus ungefärbt geflochten	5-0	70	36
		VCP434H	VICRYL Plus ungefärbt geflochten	4-0	70	36

1/2-Kreis Rundkörper Nadel spitz

Bogenlänge 16 mm  Nadel UCL X	Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
	VCP14H	VICRYL Plus violett geflochten	2-0	70	36
	VCP15H	VICRYL Plus violett geflochten	0	70	36
	VCP16H	VICRYL Plus violett geflochten	1	70	36

1/2-Kreis Rundkörper Nadel spitz

Bogenlänge 22 mm Nadel CT3		Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
		VCP328H	VICRYL Plus violett geflochten	2-0	70	36
		VCP329H	VICRYL Plus violett geflochten	0	70	36
		VCP321H	VICRYL Plus violett geflochten	1	70	36

1/2-Kreis Rundkörper Nadel spitz

Bogenlänge
22 mm



Nadel
MO7

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
VCP250H	VICRYL Plus violett geflochten	1	70	36
VCP251H	VICRYL Plus violett geflochten	2	70	36

1/2-Kreis Rundkörper Nadel spitz

Bogenlänge

26 mm

Nadel

CT2

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
VCP333H	VICRYL Plus violett geflochten	2-0	70	36
VCP326H	VICRYL Plus violett geflochten	2-0	90	36
VCP744E	VICRYL Plus violett geflochten Multipak, Control release	0	8 * 45	24
VCP747G	VICRYL Plus violett geflochten Multipak, Control release	0	8 * 70	12
VCP2575E	VICRYL Plus violett geflochten Multipak, Control release	0	4 * 70	24
VCP334H	VICRYL Plus violett geflochten	0	70	36

VICRYL Plus (Polyglactin 910)

Reisskraftprofil: 50% 21 Tage, 0% 35 Tage · Resorption: ca. 56-70 Tage

1/2-Kreis Rundkörper Nadel spitz Bogenlänge
26 mmNadel
CT2

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
VCP330H	VICRYL Plus violett geflochten	0	90	36
VCP745E	VICRYL Plus violett geflochten Multipak, Control release	1	8 * 45	24
VCP746E	VICRYL Plus violett geflochten Multipak, Control release	1	4 * 45	24
VCP748G	VICRYL Plus violett geflochten Multipak, Control release	1	8 * 70	12
VCP759E	VICRYL Plus violett geflochten Multipak, Control release	1	4 * 70	24
VCP335H	VICRYL Plus violett geflochten	1	70	36
VCP331H	VICRYL Plus violett geflochten	1	90	36
VCP756E	VICRYL Plus violett geflochten Multipak, Control release	2	4 * 45	24
VCP760G	VICRYL Plus violett geflochten Multipak, Control release	2	4 * 70	12
VCP336H	VICRYL Plus violett geflochten	2	70	36
VCP2597H	VICRYL Plus violett geflochten	2	90	36
VCP270H	VICRYL Plus ungefärbt geflochten	0	70	36
VCP271H	VICRYL Plus ungefärbt geflochten	1	70	36

1/2-Kreis Rundkörper Nadel spitz Bogenlänge
26 mmNadel
MO6

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
VCP237H	VICRYL Plus violett geflochten	1	90	36
VCP238H	VICRYL Plus violett geflochten	2	90	36

1/2-Kreis Rundkörper Nadel spitz Bogenlänge
31 mmNadel
MO5

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
VCP9215H	VICRYL Plus violett geflochten	0	70	36
VCP2576G	VICRYL Plus violett geflochten Multipak, Control release	1	5 * 70	12
VCP253H	VICRYL Plus violett geflochten	1	90	36

VICRYL Plus (Polyglactin 910)

Reisskraftprofil: 50% 21 Tage, 0% 35 Tage · Resorption: ca. 56-70 Tage

1/2-Kreis Rundkörper Nadel spitz

Bogenlänge
36 mm



Nadel
CT1

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
VCP339H	VICRYL Plus violett geflochten	2-0	70	36
VCP345H	VICRYL Plus violett geflochten	2-0	90	36
VCP836G	VICRYL Plus violett geflochten Multipak, Control release	0	4 * 45	12
VCP740G	VICRYL Plus violett geflochten Multipak, Control release	0	8 * 45	12
VCP340H	VICRYL Plus violett geflochten	0	70	36
VCP346H	VICRYL Plus violett geflochten	0	90	36
VCP741G	VICRYL Plus violett geflochten Multipak, Control release	1	8 * 45	12
VCP837G	VICRYL Plus violett geflochten Multipak, Control release	1	4 * 45	12
VCP736G	VICRYL Plus violett geflochten Multipak, Control release	1	4 * 70	12
VCP341H	VICRYL Plus violett geflochten	1	70	36
VCP347H	VICRYL Plus violett geflochten	1	90	36
VCP742G	VICRYL Plus violett geflochten Multipak, Control release	2	8 * 45	12
VCP737G	VICRYL Plus violett geflochten Multipak, Control release	2	4 * 70	12
VCP348H	VICRYL Plus violett geflochten	2	90	36
VCP945H	VICRYL Plus ungefärbt geflochten	2-0	90	36
VCP946H	VICRYL Plus ungefärbt geflochten	0	90	36
VCP947H	VICRYL Plus ungefärbt geflochten	1	90	36

1/2-Kreis Rundkörper Nadel spitz

Bogenlänge
36 mm



Nadel
MO4

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
VCP437H	VICRYL Plus violett geflochten	1	90	36
VCP438H	VICRYL Plus violett geflochten	2	90	36

1/2-Kreis Rundkörper Nadel spitz

Bogenlänge
40 mm



Nadel
CT

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
VCP351H	VICRYL Plus violett geflochten	2-0	70	36
VCP352H	VICRYL Plus violett geflochten	0	70	36
VCP358H	VICRYL Plus violett geflochten	0	90	36

VICRYL Plus (Polyglactin 910)

Reisskraftprofil: 50% 21 Tage, 0% 35 Tage · Resorption: ca. 56-70 Tage

1/2-Kreis Rundkörper Nadel spitz Bogenlänge
40 mmNadel
CT

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
VCP753G	VICRYL Plus violett geflochten Multipak, Control release	1	8 * 45	12
VCP766G	VICRYL Plus violett geflochten Multipak, Control release	1	4 * 70	12
VCP353H	VICRYL Plus violett geflochten	1	70	36
VCP359H	VICRYL Plus violett geflochten	1	90	36
VCP754G	VICRYL Plus violett geflochten Multipak, Control release	2	8 * 45	12
VCP767G	VICRYL Plus violett geflochten Multipak, Control release	2	4 * 70	12
VCP360H	VICRYL Plus violett geflochten	2	90	36
VCP960H	VICRYL Plus ungefärbt geflochten	2	90	36

1/2-Kreis Rundkörper Nadel spitz Bogenlänge
45 mmNadel
MO45

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
VCP9245H	VICRYL Plus violett geflochten	1	70	36
VCP9246H	VICRYL Plus violett geflochten	2	70	36

1/2-Kreis Rundkörper Nadel spitz Bogenlänge
48 mmNadel
CTX

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
VCP364H	VICRYL Plus violett geflochten	0	70	36
VCP370H	VICRYL Plus violett geflochten	0	90	36
VCP1428T	VICRYL PLUS violett, Schlinge	1	150	24
VCP765G	VICRYL Plus violett geflochten Multipak, Control release	1	8 * 45	12
VCP365H	VICRYL Plus violett geflochten	1	70	36
VCP371H	VICRYL Plus violett geflochten	1	90	36
VCP755G	VICRYL Plus violett geflochten Multipak, Control release	2	8 * 45	12
VCP2577G	VICRYL Plus violett geflochten Multipak, Control release	2	8 * 70	12
VCP372H	VICRYL Plus violett geflochten	2	90	36
VCP366H	VICRYL Plus ungefärbt geflochten	1	90	36

VICRYL Plus (Polyglactin 910)

Reisskraftprofil: 50% 21 Tage, 0% 35 Tage · Resorption: ca. 56-70 Tage

1/2-Kreis Rundkörper Nadel spitz

Bogenlänge
48 mm




Nadel
CTX

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
VCP367H	VICRYL Plus ungefärbt geflochten	2	90	36

1/2-Kreis Rundkörper Nadel spitz

Bogenlänge
70 mm




Nadel
XLH

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
VCP581G	VICRYL Plus violett geflochten	2-0	70	12
VCP584G	VICRYL Plus violett geflochten	1	120	12

1/2-Kreis Rundkörper Nadel spitz

Bogenlänge
75 mm



Nadel
MO75

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
VCP368G	VICRYL Plus violett geflochten	2	90	12

1/2-Kreis Rundkörper Nadel spitz

Bogenlänge
80 mm



Nadel
MO80

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
VCP9289G	VICRYL Plus violett geflochten	1	100	12

VICRYL Plus (Polyglactin 910)

Reisskraftprofil: 50% 21 Tage, 0% 35 Tage · Resorption: ca. 56-70 Tage

1/2-Kreis Rundkörper Nadel mit flacher Spitze Bogenlänge
10 mmNadel
TF1 PLUS

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
VCP133H	VICRYL Plus violett geflochten	5-0	70	36

1/2-Kreis Rundkörper Nadel mit flacher Spitze Bogenlänge
13 mmNadel
TF PLUS

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
VCP925H	VICRYL Plus violett geflochten	5-0	70	36
VCP2543D	VICRYL Plus violett geflochten Multipak, Control release	4-0	8 * 45	12
VCP924H	VICRYL Plus violett geflochten	4-0	70	36
VCP2672H	VICRYL Plus ungefärbt geflochten	5-0	70	36

1/2-Kreis Rundkörper Nadel mit flacher Spitze Bogenlänge
13 mmNadel
TF PLUS

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
VCPV9240H	VICRYL Plus violett geflochten VISI-BLACK	4-0	70	36

1/2-Kreis Rundkörper Nadel mit flacher Spitze Bogenlänge
17 mmNadel
RB1 PLUS

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
VCP303H	VICRYL Plus violett geflochten	5-0	70	36
VCP734D	VICRYL Plus violett geflochten Multipak, Control release	4-0	8 * 45	12
VCP799D	VICRYL Plus violett geflochten Multipak, Control release	4-0	8 * 70	12
VCP304H	VICRYL Plus violett geflochten	4-0	70	36
VCP733E	VICRYL Plus violett geflochten Multipak, Control release	3-0	8 * 45	24
VCP305H	VICRYL Plus violett geflochten	3-0	70	36
VCP306H	VICRYL Plus violett geflochten	2-0	70	36
VCP214H	VICRYL Plus ungefärbt geflochten	4-0	70	36
VCP215H	VICRYL Plus ungefärbt geflochten	3-0	70	36

VICRYL Plus (Polyglactin 910)

Reisskraftprofil: 50% 21 Tage, 0% 35 Tage · Resorption: ca. 56-70 Tage

1/2-Kreis Rundkörper Nadel mit flacher Spitze Bogenlänge
17 mmNadel
RB1 PLUS

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
VCP7340D	VICRYL Plus violett geflochten VISI-BLACK Multipak, Control release	4-0	8 * 45	12
VCP3040H	VICRYL Plus violett geflochten VISI-BLACK	4-0	70	36
VCP7330E	VICRYL Plus violett geflochten VISI-BLACK Multipak, Control release	3-0	8 * 45	24
VCP3050H	VICRYL Plus violett geflochten VISI-BLACK	3-0	70	36

1/2-Kreis Rundkörper Nadel mit flacher Spitze Bogenlänge
22 mmNadel
SH1 PLUS

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
VCP794D	VICRYL Plus violett geflochten Multipak, Control release	4-0	8 * 45	12
VCP798G	VICRYL Plus violett geflochten Multipak, Control release	4-0	8 * 70	12
VCP310H	VICRYL Plus violett geflochten	4-0	70	36
VCP793E	VICRYL Plus violett geflochten Multipak, Control release	3-0	8 * 45	24
VCP782H	VICRYL Plus violett geflochten Multipak, Control release	3-0	4 * 45	36
VCP795E	VICRYL Plus violett geflochten Multipak, Control release	3-0	8 * 70	24
VCP311H	VICRYL Plus violett geflochten	3-0	70	36
VCP792E	VICRYL Plus violett geflochten Multipak, Control release	2-0	8 * 45	24
VCP312H	VICRYL Plus violett geflochten	2-0	70	36
VCPV426H	VICRYL Plus ungefärbt geflochten	4-0	90	36
VCP219H	VICRYL Plus ungefärbt geflochten	3-0	70	36
VCP220H	VICRYL Plus ungefärbt geflochten	2-0	70	36

1/2-Kreis Rundkörper Nadel mit flacher Spitze Bogenlänge
22 mmNadel
CT3 PLUS

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
VCPV327H	VICRYL Plus violett geflochten	3-0	70	36

VICRYL Plus (Polyglactin 910)

Reisskraftprofil: 50% 21 Tage, 0% 35 Tage · Resorption: ca. 56-70 Tage

1/2-Kreis Rundkörper Nadel mit flacher Spitze Bogenlänge
22 mmNadel
SH1 PLUS

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
VCP7980D	VICRYL Plus violett geflochten VISI-BLACK Multipak, Control release	4-0	8 * 70	12
VCP3100H	VICRYL Plus violett geflochten VISI-BLACK	4-0	70	36
VCP7930E	VICRYL Plus violett geflochten VISI-BLACK Multipak, Control release	3-0	8 * 45	24
VCP7820E	VICRYL Plus violett geflochten VISI-BLACK Multipak, Control release	3-0	4 * 45	24
VCP7950E	VICRYL Plus violett geflochten VISI-BLACK Multipak, Control release	3-0	8 * 70	24
VCP3110H	VICRYL Plus violett geflochten VISI-BLACK	3-0	70	36
VCP7920E	VICRYL Plus violett geflochten VISI-BLACK Multipak, Control release	2-0	8 * 45	24
VCP3120H	VICRYL Plus violett geflochten VISI-BLACK	2-0	70	36

1/2-Kreis Rundkörper Nadel mit flacher Spitze Bogenlänge
26 mmNadel
SH PLUS

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
VCP773D	VICRYL Plus violett geflochten Multipak, Control release	4-0	8 * 45	12
VCP315H	VICRYL Plus violett geflochten	4-0	70	36
VCP774E	VICRYL Plus violett geflochten Multipak, Control release	3-0	8 * 45	24
VCP780H	VICRYL Plus violett geflochten Multipak, Control release	3-0	4 * 45	36
VCP784E	VICRYL Plus violett geflochten Multipak, Control release	3-0	8 * 70	24
VCP2573E	VICRYL Plus violett geflochten Multipak, Control release	3-0	4 * 70	24
VCP316H	VICRYL Plus violett geflochten	3-0	70	36
VCP242H	VICRYL Plus violett geflochten	3-0	90	36
VCP775E	VICRYL Plus violett geflochten Multipak, Control release	2-0	8 * 45	24
VCP779H	VICRYL Plus violett geflochten Multipak, Control release	2-0	4 * 45	36
VCP785E	VICRYL Plus violett geflochten Multipak, Control release	2-0	8 * 70	24
VCP2574E	VICRYL Plus violett geflochten Multipak, Control release	2-0	4 * 70	24
VCP317H	VICRYL Plus violett geflochten	2-0	70	36
VCP243H	VICRYL Plus violett geflochten	2-0	90	36
VCP318H	VICRYL Plus violett geflochten	0	70	36
VCP244H	VICRYL Plus violett geflochten	0	90	36

VICRYL Plus (Polyglactin 910)

Reisskraftprofil: 50% 21 Tage, 0% 35 Tage · Resorption: ca. 56-70 Tage

1/2-Kreis Rundkörper Nadel mit flacher Spitze Bogenlänge
26 mmNadel
SH PLUS

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
VCP416H	VICRYL Plus ungefärbt geflochten	3-0	70	36
VCP770E	VICRYL Plus ungefärbt geflochten Multipak, Control release	2-0	8 * 45	24
VCP224H	VICRYL Plus ungefärbt geflochten	2-0	70	36
VCP225H	VICRYL Plus ungefärbt geflochten	0	70	36

1/2-Kreis Rundkörper Nadel mit flacher Spitze Bogenlänge
26 mmNadel
CT2 PLUS

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
VCPV332H	VICRYL Plus violett geflochten	3-0	70	36
VCPV269H	VICRYL Plus ungefärbt geflochten	2-0	70	36

1/2-Kreis Rundkörper Nadel mit flacher Spitze Bogenlänge
26 mmNadel
SH PLUS

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
VCPJV3150H	VICRYL Plus violett geflochten VISI-BLACK	4-0	75	36
VCP7740E	VICRYL Plus violett geflochten VISI-BLACK Multipak, Control release	3-0	8 * 45	24
VCP7800H	VICRYL Plus violett geflochten VISI-BLACK Multipak, Control release	3-0	4 * 45	36
VCP7840E	VICRYL Plus violett geflochten VISI-BLACK Multipak, Control release	3-0	8 * 70	24
VCP3160H	VICRYL Plus violett geflochten VISI-BLACK	3-0	70	36
VCP2420H	VICRYL Plus violett geflochten VISI-BLACK	3-0	90	36
VCP7750E	VICRYL Plus violett geflochten VISI-BLACK Multipak, Control release	2-0	8 * 45	24
VCP7790H	VICRYL Plus violett geflochten VISI-BLACK Multipak, Control release	2-0	4 * 45	36
VCP7850E	VICRYL Plus violett geflochten VISI-BLACK Multipak, Control release	2-0	8 * 70	24
VCP3170H	VICRYL Plus violett geflochten VISI-BLACK	2-0	70	36
VCP2430H	VICRYL Plus violett geflochten VISI-BLACK	2-0	90	36
VCPV3224H	VICRYL Plus ungefärbt geflochten VISI-BLACK	2-0	70	36

VICRYL Plus (Polyglactin 910)

Reisskraftprofil: 50% 21 Tage, 0% 35 Tage · Resorption: ca. 56-70 Tage

1/2-Kreis Rundkörper Nadel mit flacher Spitze Bogenlänge
31 mmNadel
MH1 PLUS

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
VCP245H	VICRYL Plus violett geflochten	3-0	70	36
VCP807E	VICRYL Plus violett geflochten Multipak, Control release	2-0	4 * 70	24
VCP246H	VICRYL Plus violett geflochten	2-0	70	36
VCP300H	VICRYL Plus violett geflochten	2-0	90	36
VCP247H	VICRYL Plus violett geflochten	0	70	36
VCP9213H	VICRYL Plus violett geflochten	1	70	36

1/2-Kreis Rundkörper Nadel mit flacher Spitze Bogenlänge
31 mmNadel
MH1 PLUS

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
VCP3016H	VICRYL Plus violett geflochten VISI-BLACK	2-0	70	36

1/2-Kreis Rundkörper Nadel mit flacher Spitze Bogenlänge
36 mmNadel
MH PLUS

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
VCP322H	VICRYL Plus violett geflochten	3-0	70	36
VCP100H	VICRYL Plus violett geflochten	3-0	90	36
VCP786G	VICRYL Plus violett geflochten Multipak, Control release	2-0	4 * 45	12
VCP777G	VICRYL Plus violett geflochten Multipak, Control release	2-0	8 * 70	12
VCP323H	VICRYL Plus violett geflochten	2-0	70	36
VCP101H	VICRYL Plus violett geflochten	2-0	90	36
VCPV778G	VICRYL Plus violett geflochten Multipak, Control release	0	8 * 70	12
VCP324H	VICRYL Plus violett geflochten	0	70	36
VCP102H	VICRYL Plus violett geflochten	0	90	36
VCP325H	VICRYL Plus violett geflochten	1	70	36
VCP103H	VICRYL Plus violett geflochten	1	90	36
VCP226H	VICRYL Plus ungefärbt geflochten	2-0	70	36

VICRYL Plus (Polyglactin 910)

Reisskraftprofil: 50% 21 Tage, 0% 35 Tage · Resorption: ca. 56-70 Tage

1/2-Kreis Rundkörper Nadel mit flacher Spitze Bogenlänge
36 mmNadel
CT1 PLUS

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
VCPV944H	VICRYL Plus ungefärbt geflochten	3-0	90	36

1/2-Kreis Rundkörper Nadel mit flacher Spitze Bogenlänge
36 mmNadel
MH PLUS

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
VCP3230H	VICRYL Plus violett geflochten VISI-BLACK	2-0	70	36

1/2-Kreis Rundkörper Nadel mit flacher Spitze Bogenlänge
40 mmNadel
CT PLUS

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
VCPV350H	VICRYL Plus violett geflochten	3-0	70	36
VCPV357H	VICRYL Plus violett geflochten	2-0	90	36
VCPV959H	VICRYL Plus ungefärbt geflochten	1	90	36

1/2-Kreis Rundkörper Nadel mit flacher Spitze Bogenlänge
48 mmNadel
CTX PLUS

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
VCP363H	VICRYL Plus violett geflochten	2-0	70	36

1/2-Kreis Rundkörper Nadel mit stumpfer Spitze Bogenlänge
36 mmNadel
CTB1


Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
VCP9993	VICRYL PLUS violett geflochten ETHIGUARD	2-0	75	36
VCP9987G	VICRYL PLUS violett geflochten ETHIGUARD Multipak	1	4 * 45	12
VCP9995H	VICRYL PLUS violett geflochten ETHIGUARD	1	90	36

VICRYL Plus (Polyglactin 910)

Reisskraftprofil: 50% 21 Tage, 0% 35 Tage · Resorption: ca. 56-70 Tage

1/2-Kreis Rundkörper Nadel mit stumpfer Spitze ☉Bogenlänge
40 mmNadel
CTD

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
VCP9996T	VICRYL PLUS violett geflochten ETHIGUARD	0	90	24
VCP9989H	VICRYL PLUS violett geflochten ETHIGUARD	1	70	36
VCP9997T	VICRYL PLUS violett geflochten ETHIGUARD	1	90	24

1/2-Kreis Rundkörper Nadel mit stumpfer Spitze ☉Bogenlänge
48 mmNadel
CTXD

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
VCP9991T	VICRYL PLUS violett geflochten ETHIGUARD	1	90	24

1/2-Kreis Rundkörper Nadel mit schneidender Spitze ▼Bogenlänge
17 mmNadel
V5

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
VCP994H	VICRYL Plus violett geflochten	4-0	70	36
VCP276H	VICRYL Plus violett geflochten	3-0	70	36
VCPV274H	VICRYL Plus violett geflochten	2-0	70	36
VCP987H	VICRYL Plus violett geflochten	0	70	36
VCP988H	VICRYL Plus violett geflochten	1	70	36
VCP230H	VICRYL Plus ungefärbt geflochten	4-0	70	36
VCP2644H	VICRYL Plus ungefärbt geflochten	3-0	70	36

1/2-Kreis Rundkörper Nadel mit schneidender Spitze ▼Bogenlänge
22 mmNadel
V6

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
VCP277H	VICRYL Plus violett geflochten	3-0	70	36
VCP278H	VICRYL Plus violett geflochten	2-0	70	36
VCP231H	VICRYL Plus ungefärbt geflochten	4-0	70	36
VCP2674H	VICRYL Plus ungefärbt geflochten	3-0	70	36

VICRYL Plus (Polyglactin 910)

Reisskraftprofil: 50% 21 Tage, 0% 35 Tage · Resorption: ca. 56-70 Tage

1/2-Kreis Rundkörper Nadel mit schneidender Spitze ▼Bogenlänge
26 mmNadel
V7

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
VCP998H	VICRYL Plus violett geflochten	3-0	70	36
VCP1775E	VICRYL Plus violett geflochten Multipak, Control release	2-0	8 * 45	24
VCP999H	VICRYL Plus violett geflochten	2-0	70	36
VCP279H	VICRYL Plus violett geflochten	0	70	36

1/2-Kreis Rundkörper Nadel mit schneidender Spitze ▼Bogenlänge
31 mmNadel
V30

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
VCP9360H	VICRYL Plus violett geflochten	2-0	70	36
VCP9361H	VICRYL Plus violett geflochten	0	70	36
VCP9362H	VICRYL Plus violett geflochten	1	70	36

1/2-Kreis Rundkörper Nadel mit schneidender Spitze ▼Bogenlänge
36 mmNadel
V34

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
VCP516H	VICRYL Plus violett geflochten	3-0	90	36
VCP517H	VICRYL Plus violett geflochten	2-0	90	36
VCP518H	VICRYL Plus violett geflochten	0	90	36
VCP9365H	VICRYL Plus violett geflochten	1	70	36
VCP519H	VICRYL Plus violett geflochten	1	90	36
VCP9357H	VICRYL Plus violett geflochten	2	70	36
VCP520H	VICRYL Plus violett geflochten	2	90	36
VCPJV514H	VICRYL Plus ungefärbt geflochten	2-0	90	36

1/2-Kreis Rundkörper Nadel mit schneidender Spitze ▼Bogenlänge
40 mmNadel
V37

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
VCPW9467 H	VICRYL Plus violett geflochten	0	90	36
VCP9373H	VICRYL Plus violett geflochten	1	70	36
VCP9468H	VICRYL Plus violett geflochten	1	90	36
VCP9900H	VICRYL Plus ungefärbt geflochten	2-0	70	36
VCP9901H	VICRYL Plus ungefärbt geflochten	0	70	36
VCP9906H	VICRYL Plus ungefärbt geflochten	1	70	36

VICRYL Plus (Polyglactin 910)

Reisskraftprofil: 50% 21 Tage, 0% 35 Tage · Resorption: ca. 56-70 Tage

1/2-Kreis Rundkörper Nadel mit schneidender Spitze Bogenlänge
45 mmNadel
V39

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
VCP9375H	VICRYL Plus violett geflochten	2-0	70	36
VCP9376H	VICRYL Plus violett geflochten	0	70	36
VCP9377H	VICRYL Plus violett geflochten	1	70	36
VCP9378H	VICRYL Plus violett geflochten	2	70	36

1/2-Kreis Rundkörper Nadel mit schneidender Spitze Bogenlänge
48 mmNadel
V40

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
VCP5020H	VICRYL Plus violett geflochten	2-0	90	36
VCP829E	VICRYL Plus violett geflochten, Schlinge	1	150	24
VCP829T	VICRYL PLUS violett, Schlinge	1	150	24

1/2-Kreis schneidende Nadel Bogenlänge
22 mmNadel
X1

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
VCP460H	VICRYL Plus violett geflochten	3-0	45	36
VCP461H	VICRYL Plus violett geflochten	2-0	70	36
VCP458H	VICRYL Plus ungefärbt geflochten	3-0	70	36
VCP459H	VICRYL Plus ungefärbt geflochten	2-0	70	36

1/2-Kreis schneidende Nadel Bogenlänge
22 mmNadel
OS4

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
VCP9287H	VICRYL Plus violett geflochten	2	70	36
VCP694H	VICRYL Plus ungefärbt geflochten	0	70	36
VCP695H	VICRYL Plus ungefärbt geflochten	1	70	36

1/2-Kreis schneidende Nadel Bogenlänge
26 mmNadel
CP2

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
VCP969H	VICRYL Plus violett geflochten	2-0	70	36
VCP974H	VICRYL Plus violett geflochten	0	70	36

VICRYL Plus (Polyglactin 910)

Reisskraftprofil: 50% 21 Tage, 0% 35 Tage · Resorption: ca. 56-70 Tage

1/2-Kreis schneidende Nadel ▼Bogenlänge
30 mmNadel
CPA

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
VCP1086H	VICRYL Plus violett geflochten	2-0	70	36
VCP1087H	VICRYL Plus violett geflochten	0	70	36
VCP1088H	VICRYL Plus violett geflochten	1	70	36

1/2-Kreis schneidende Nadel ▼Bogenlänge
36 mmNadel
CP1

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
VCPJV471H	VICRYL Plus violett geflochten	3-0	90	36
VCP466H	VICRYL Plus violett geflochten	2-0	70	36
VCP467H	VICRYL Plus violett geflochten	0	70	36
VCP473H	VICRYL Plus violett geflochten	0	90	36
VCP468H	VICRYL Plus violett geflochten	1	70	36
VCP474H	VICRYL Plus violett geflochten	1	90	36
VCP482H	VICRYL Plus violett geflochten	2	90	36
VCP1472H	VICRYL Plus ungefärbt geflochten	2-0	90	36
VCP1473H	VICRYL Plus ungefärbt geflochten	0	90	36

1/2-Kreis Rundkörper Nadel spitz ◎Bogenlänge
40 mmNadel
CT

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
VCP1408T	VICRYL PLUS violett	1	150	24

1/2-Kreis schneidende Nadel ▼Bogenlänge
40 mmNadel
CP

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
VCPJV484H	VICRYL Plus violett geflochten	2-0	90	36
VCP479H	VICRYL Plus violett geflochten	0	70	36
VCP485H	VICRYL Plus violett geflochten	0	90	36
VCP480H	VICRYL Plus violett geflochten	1	70	36
VCP486H	VICRYL Plus violett geflochten	1	90	36
VCP471H	VICRYL Plus violett geflochten	2	70	36
VCP481H	VICRYL Plus violett geflochten	2	90	36

VICRYL Plus (Polyglactin 910)

Reisskraftprofil: 50% 21 Tage, 0% 35 Tage · Resorption: ca. 56-70 Tage

1/2-Kreis schneidende Nadel ▼

Bogenlänge
40 mm




Nadel
OS8

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
VCP699H	VICRYL Plus ungefärbt geflochten	1	70	36

1/2-Kreis schneidende Nadel ▼

Bogenlänge
48 mm



Nadel
CPX

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
VCP9295H	VICRYL Plus violett geflochten	0	70	36
VCP1058H	VICRYL Plus violett geflochten	1	90	36
VCP1059H	VICRYL Plus violett geflochten	2	90	36

1/2-Kreis schneidende Nadel ▼

Bogenlänge
48 mm



Nadel
CCS

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
VCP1410T	VICRYL Plus violett geflochten, Schlinge	1	150	24

3/8-Kreis Rundkörper Nadel spitz ⊙

Bogenlänge
22 mm



Nadel
B14

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
VCP295H	VICRYL Plus violett geflochten	3-0	70	36

3/8-Kreis Rundkörper Nadel spitz ⊙

Bogenlänge
26 mm



Nadel
B16

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
VCP296H	VICRYL Plus violett geflochten	2-0	70	36

VICRYL Plus (Polyglactin 910)

Reisskraftprofil: 50% 21 Tage, 0% 35 Tage · Resorption: ca. 56-70 Tage

3/8-Kreis Rundkörper Nadel mit flacher Spitze Bogenlänge
17 mmNadel
BB PLUS

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
VCP9074H	VICRYL Plus violett geflochten	4-0	45	36
VCPJV1025 H	VICRYL Plus violett geflochten	3-0	75	36

3/8-Kreis Rundkörper Nadel mit flacher Spitze Bogenlänge
22 mmNadel
B14 PLUS

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
VCPJV294H	VICRYL Plus violett geflochten	4-0	75	36

3/8-Kreis Rundkörper Nadel mit flacher Spitze Bogenlänge
31 mmNadel
TE PLUS

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
VCP1036H	VICRYL Plus violett geflochten	2-0	70	36
VCP1037H	VICRYL Plus violett geflochten	0	70	36
VCP1038H	VICRYL Plus violett geflochten	1	70	36

3/8-Kreis schneidende Nadel Bogenlänge
16 mmNadel
FS3

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
VCP394H	VICRYL Plus violett geflochten	4-0	70	36
VCP395H	VICRYL Plus violett geflochten	3-0	70	36

3/8-Kreis schneidende Nadel Bogenlänge
19 mmNadel
FS2

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
VCP391H	VICRYL Plus violett geflochten	5-0	45	36
VCP392H	VICRYL Plus violett geflochten	4-0	45	36
VCP392ZH	VICRYL Plus violett geflochten	4-0	45	36
VCP397H	VICRYL Plus violett geflochten	4-0	70	36
VCP393H	VICRYL Plus violett geflochten	3-0	45	36
VCP398H	VICRYL Plus violett geflochten	3-0	70	36
VCP291H	VICRYL Plus ungefärbt geflochten	5-0	45	36
VCP292H	VICRYL Plus ungefärbt geflochten	4-0	45	36

VICRYL Plus (Polyglactin 910)

Reisskraftprofil: 50% 21 Tage, 0% 35 Tage · Resorption: ca. 56-70 Tage

3/8-Kreis schneidende Nadel ▼

Bogenlänge 19 mm Nadel FS2		Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
		VCP292ZH	VICRYL Plus ungefärbt geflochten	4-0	45	36
		VCP422H	VICRYL Plus ungefärbt geflochten	4-0	70	36
		VCP293H	VICRYL Plus ungefärbt geflochten	3-0	45	36
		VCP423H	VICRYL Plus ungefärbt geflochten	3-0	70	36

3/8-Kreis schneidende Nadel ▼

Bogenlänge 24 mm Nadel FS1		Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
		VCP451H	VICRYL Plus violett geflochten	4-0	70	36
		VCP452H	VICRYL Plus violett geflochten	3-0	70	36
		VCP453H	VICRYL Plus violett geflochten	2-0	70	36
		VCP442H	VICRYL Plus ungefärbt geflochten	3-0	70	36
		VCP443H	VICRYL Plus ungefärbt geflochten	2-0	70	36

3/8-Kreis schneidende Nadel ▼

Bogenlänge 30 mm Nadel FSL		Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
		VCP585H	VICRYL Plus violett geflochten	3-0	70	36
		VCP586H	VICRYL Plus violett geflochten	2-0	70	36
		VCP587H	VICRYL Plus violett geflochten	0	70	36
		VCP589H	VICRYL Plus ungefärbt geflochten	2-0	70	36
		VCP5200H	VICRYL Plus ungefärbt geflochten	0	70	36

3/8-Kreis schneidende Nadel mit Präzisionsspitze ▼

Bogenlänge 13 mm Nadel P3		Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
		VCP499H	VICRYL Plus ungefärbt geflochten VISI-BLACK	5-0	45	36
		VCP491H	VICRYL Plus ungefärbt geflochten VISI-BLACK	4-0	45	36

3/8-Kreis schneidende Nadel mit Präzisionsspitze ▼

Bogenlänge 13 mm Nadel P3		Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
		MPVCP493 H	VICRYL Plus ungefärbt geflochten MULTIPASS	5-0	45	36
		MPVCP494 H	VICRYL Plus ungefärbt geflochten MULTIPASS	4-0	45	36

VICRYL Plus (Polyglactin 910)

Reisskraftprofil: 50% 21 Tage, 0% 35 Tage · Resorption: ca. 56-70 Tage

3/8-Kreis schneidende Nadel mit Präzisionsspitze ▼

	Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
Bogenlänge 19 mm	VCP505H	VICRYL Plus ungefärbt geflochten VISI-BLACK	4-0	45	36
Nadel PS2	VCP498H	VICRYL Plus ungefärbt geflochten VISI-BLACK	3-0	45	36

3/8-Kreis schneidende Nadel mit Präzisionsspitze ▼

	Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
Bogenlänge 19 mm	MPVCP496 H	VICRYL Plus ungefärbt geflochten MULTIPASS	4-0	45	36
Nadel PS2	MPVCP497 H	VICRYL Plus ungefärbt geflochten MULTIPASS	3-0	45	36

3/8-Kreis schneidende Nadel mit Präzisionsspitze ▼

	Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
Bogenlänge 24 mm	MPVCP683 H	VICRYL Plus ungefärbt geflochten MULTIPASS	3-0	45	36
Nadel PS1					

3/8-Kreis schneidende Nadel mit Präzisionsspitze ▼

	Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
Bogenlänge 13 mm	VCP493H	VICRYL Plus ungefärbt geflochten PRIME	5-0	45	36
Nadel P3	VCP494H	VICRYL Plus ungefärbt geflochten PRIME	4-0	45	36

3/8-Kreis schneidende Nadel mit Präzisionsspitze ▼

	Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
Bogenlänge 16 mm	VCP9505H	VICRYL Plus ungefärbt geflochten PRIME	5-0	45	36
Nadel PC3	VCP9506H	VICRYL Plus ungefärbt geflochten PRIME	4-0	45	36

VICRYL Plus (Polyglactin 910)

Reisskraftprofil: 50% 21 Tage, 0% 35 Tage · Resorption: ca. 56-70 Tage

3/8-Kreis schneidende Nadel mit Präzisionsspitze ▼

Bogenlänge 16 mm		Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
Nadel PS3		VCP500H	VICRYL Plus ungefärbt geflochten PRIME	5-0	45	36

3/8-Kreis schneidende Nadel mit Präzisionsspitze ▼

Bogenlänge 19 mm		Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
Nadel PC5		VCP9570H	VICRYL Plus ungefärbt geflochten PRIME	4-0	70	36
		VCP9571H	VICRYL Plus ungefärbt geflochten PRIME	3-0	70	36

3/8-Kreis schneidende Nadel mit Präzisionsspitze ▼

Bogenlänge 19 mm		Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
Nadel PS2		VCP496H	VICRYL Plus ungefärbt geflochten PRIME	4-0	45	36
		VCP496ZH	VICRYL Plus ungefärbt geflochten PRIME	4-0	45	36
		VCP497H	VICRYL Plus ungefärbt geflochten PRIME	3-0	45	36

3/8-Kreis schneidende Nadel mit Präzisionsspitze ▼

Bogenlänge 24 mm		Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
Nadel PS1		VCP683H	VICRYL Plus ungefärbt geflochten PRIME	3-0	45	36
		VCP684H	VICRYL Plus ungefärbt geflochten PRIME	2-0	45	36

3/8-Kreis schneidende Nadel mit Präzisionsspitze ▼


Bogenlänge 26 mm		Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
Nadel PC25		VCP9580H	VICRYL Plus ungefärbt geflochten PRIME	4-0	70	36
		VCP9581H	VICRYL Plus ungefärbt geflochten PRIME	3-0	70	36
		VCP9582H	VICRYL Plus ungefärbt geflochten PRIME	2-0	70	36

VICRYL Plus (Polyglactin 910)


Reisskraftprofil: 50% 21 Tage, 0% 35 Tage · Resorption: ca. 56-70 Tage

3/8-Kreis schneidende Nadel mit Präzisionsspitze ▼Bogenlänge
36 mmNadel
PCLX

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
VCP9531H	VICRYL Plus ungefärbt geflochten PRIME	3-0	70	36
VCP9532H	VICRYL Plus ungefärbt geflochten PRIME	2-0	70	36

asymptotische Rundkörper Nadel spitz ⊙Bogenlänge
36 mmNadel
ASH35

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
VCP9221H	VICRYL Plus violett geflochten	0	70	36

asymptotische Rundkörper Nadel mit schneidender Spitze ▼Bogenlänge
31 mmNadel
V38

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
VCP9335H	VICRYL Plus violett geflochten	1	70	36

Gerade schneidende Nadel ▼Bogenlänge
60 mmNadel
KS

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
VCP663H	VICRYL Plus ungefärbt geflochten	3-0	70	36
VCP664H	VICRYL Plus ungefärbt geflochten	2-0	70	36


MONOCRYL (Polyglecaprone 25)

Reisskraftprofil: 60% 7 Tage, 0% 28 Tage · Resorption: ca. 90-120 Tage

5/8-Kreis Rundkörper Nadel spitz

 Bogenlänge
26 mm

 Nadel
UR6

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
Y605H	MONOCRYL violett monofil	2-0	70	36

5/8-Kreis Rundkörper Nadel spitz


 Bogenlänge
26 mm

 Nadel
2 x UR6

doppelt armiert

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
Y602H	MONOCRYL violett monofil	3-0	70	36
A1H	MONOCRYL violett monofil	2-0	70	36

5/8-Kreis Rundkörper Nadel spitz

 Bogenlänge
36 mm

 Nadel
UR5

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
C380	MONOCRYL violett monofil	2-0	135	36
W3604	MONOCRYL violett monofil	2-0	70	12
Y375H	MONOCRYL violett monofil	2-0	70	36
Y376H	MONOCRYL violett monofil	0	70	36 ¹

1/2-Kreis Rundkörper Nadel spitz

 Bogenlänge
17 mm

 Nadel
RB1

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
Y304H	MONOCRYL violett monofil MULTIPASS	4-0	70	36

1/2-Kreis Rundkörper Nadel spitz

 Bogenlänge
26 mm

 Nadel
CT2

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
T4269H	MONOCRYL violett monofil	2-0	70	36
T4270H	MONOCRYL violett monofil	0	70	36


MONOCRYL (Polyglecaprone 25)

Reisskraftprofil: 60% 7 Tage, 0% 28 Tage · Resorption: ca. 90-120 Tage

1/2-Kreis Rundkörper Nadel spitz

 Bogenlänge
31 mm

 Nadel
MH1

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
Y247H	MONOCRYL violett monofil	0	70	36

1/2-Kreis Rundkörper Nadel spitz

 Bogenlänge
36 mm

 Nadel
CT1

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
T4258H	MONOCRYL violett monofil	3-0	70	36
Y346H	MONOCRYL violett monofil	0	90	36

1/2-Kreis Rundkörper Nadel spitz

 Bogenlänge
36 mm

 Nadel
MH

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
W3457	MONOCRYL violett monofil	1	70	12

1/2-Kreis Rundkörper Nadel spitz

 Bogenlänge
48 mm

 Nadel
CTX

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
Y398H	MONOCRYL violett monofil	0	90	36
Y399H	MONOCRYL violett monofil	1	90	36

1/2-Kreis Rundkörper Nadel mit flacher Spitze

 Bogenlänge
13 mm

 Nadel
TF PLUS

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
Y432H	MONOCRYL violett monofil	6-0	70	36
Y925H	MONOCRYL violett monofil	5-0	70	36

MONOCRYL (Polyglecaprone 25)

Reisskraftprofil: 60% 7 Tage, 0% 28 Tage · Resorption: ca. 90-120 Tage

1/2-Kreis Rundkörper Nadel mit flacher Spitze Bogenlänge
17 mmNadel
RB1 PLUS

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
Y213H	MONOCRYL violett monofil	5-0	70	36
Y714G	MONOCRYL violett monofil Multipak, Control release	4-0	8 * 45	12
Y215H	MONOCRYL violett monofil	3-0	70	36

1/2-Kreis Rundkörper Nadel mit flacher Spitze Bogenlänge
17 mmNadel
RB1 PLUS

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
Y3030H	MONOCRYL violett monofil VISI-BLACK	5-0	70	36
Y3040H	MONOCRYL violett monofil VISI-BLACK	4-0	70	36
Y3050H	MONOCRYL violett monofil VISI-BLACK	3-0	70	36

1/2-Kreis Rundkörper Nadel mit flacher Spitze Bogenlänge
17 mm

doppelt armiert

Nadel
2 x RB1 PLUS

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
Y3214H	MONOCRYL violett monofil VISI-BLACK	4-0	70	36

1/2-Kreis Rundkörper Nadel mit flacher Spitze Bogenlänge
22 mmNadel
SH1 PLUS

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
Y793G	MONOCRYL violett monofil Multipak, Control release	3-0	8 * 45	12
Y219H	MONOCRYL violett monofil	3-0	70	36
Y220H	MONOCRYL violett monofil	2-0	70	36

1/2-Kreis Rundkörper Nadel mit flacher Spitze Bogenlänge
22 mmNadel
SH1 PLUS

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
Y3866G	MONOCRYL violett monofil VISI-BLACK Multipak, Control release	4-0	8 * 45	12
Y3100H	MONOCRYL violett monofil VISI-BLACK	4-0	70	36
Y3793G	MONOCRYL violett monofil VISI-BLACK Multipak, Control release	3-0	8 * 45	12
Y3110H	MONOCRYL violett monofil VISI-BLACK	3-0	70	36
Y3120H	MONOCRYL violett monofil VISI-BLACK	2-0	70	36

MONOCRYL (Polyglecaprone 25)

Reisskraftprofil: 60% 7 Tage, 0% 28 Tage · Resorption: ca. 90-120 Tage

1/2-Kreis Rundkörper Nadel mit flacher Spitze Bogenlänge
22 mm

doppelt armiert

Nadel
2 x SH1 PLUS

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
Y3218H	MONOCRYL violett monofil VISI-BLACK	4-0	70	36
Y5218H	MONOCRYL violett monofil VISI-BLACK	4-0	90	36
Y3219H	MONOCRYL violett monofil VISI-BLACK	3-0	70	36

1/2-Kreis Rundkörper Nadel mit flacher Spitze Bogenlänge
26 mmNadel
SH PLUS

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
Y415H	MONOCRYL violett monofil	4-0	70	36
Y864G	MONOCRYL violett monofil Multipak, Control release	3-0	8 * 45	12
Y416H	MONOCRYL violett monofil	3-0	70	36
Y242H	MONOCRYL violett monofil	3-0	90	36
Y417H	MONOCRYL violett monofil	2-0	70	36
Y243H	MONOCRYL violett monofil	2-0	90	36
Y418H	MONOCRYL violett monofil	0	70	36

1/2-Kreis Rundkörper Nadel mit flacher Spitze Bogenlänge
26 mmNadel
CT2 PLUS

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
Y326H	MONOCRYL violett monofil	2-0	90	36
Y270H	MONOCRYL violett monofil	0	70	36
Y330H	MONOCRYL violett monofil	0	90	36
Y331H	MONOCRYL violett monofil	1	90	36

1/2-Kreis Rundkörper Nadel mit flacher Spitze Bogenlänge
26 mmNadel
SH PLUS

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
Y3150H	MONOCRYL violett monofil VISI-BLACK	4-0	70	36
Y3864G	MONOCRYL violett monofil VISI-BLACK Multipak, Control release	3-0	8 * 45	12
Y7840G	MONOCRYL violett monofil VISI-BLACK Multipak, Control release	3-0	8 * 70	12
Y3160H	MONOCRYL violett monofil VISI-BLACK	3-0	70	36
Y3170H	MONOCRYL violett monofil VISI-BLACK	2-0	70	36

MONOCRYL (Polyglecaprone 25)

Reisskraftprofil: 60% 7 Tage, 0% 28 Tage · Resorption: ca. 90-120 Tage

1/2-Kreis Rundkörper Nadel mit flacher Spitze Bogenlänge
26 mmNadel
2 x SH PLUS

doppelt armiert

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
Y3416H	MONOCRYL violett monofil VISI-BLACK	3-0	70	36
Y5270H	MONOCRYL violett monofil VISI-BLACK	3-0	90	36
Y3417H	MONOCRYL violett monofil VISI-BLACK	2-0	70	36
C5280	MONOCRYL violett monofil VISI-BLACK	2-0	90	36

1/2-Kreis Rundkörper Nadel mit flacher Spitze Bogenlänge
31 mmNadel
MH1 PLUS

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
Y246H	MONOCRYL violett monofil	2-0	70	36

1/2-Kreis Rundkörper Nadel mit flacher Spitze Bogenlänge
36 mmNadel
CT1 PLUS

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
Y259H	MONOCRYL violett monofil	2-0	70	36
Y945H	MONOCRYL violett monofil	2-0	90	36
Y260H	MONOCRYL violett monofil	0	70	36
Y261H	MONOCRYL violett monofil	1	70	36
Y947H	MONOCRYL violett monofil	1	90	36

1/2-Kreis Rundkörper Nadel mit flacher Spitze Bogenlänge
36 mmNadel
MH PLUS

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
Y227H	MONOCRYL violett monofil	2-0	70	36
Y228H	MONOCRYL violett monofil	0	70	36
Y229H	MONOCRYL violett monofil	1	70	36

1/2-Kreis Rundkörper Nadel mit flacher Spitze Bogenlänge
40 mmNadel
CT PLUS

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
Y958H	MONOCRYL violett monofil	0	90	36
Y959H	MONOCRYL violett monofil	1	90	36

MONOCRYL (Polyglecaprone 25)

Reisskraftprofil: 60% 7 Tage, 0% 28 Tage · Resorption: ca. 90-120 Tage

1/2-Kreis Rundkörper Nadel mit flacher Spitze Bogenlänge
48 mmNadel
CTX PLUS


Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
Y978G	MONOCRYL violett monofil	0	90	12
Y977G	MONOCRYL violett monofil	1	90	12

1/2-Kreis Rundkörper Nadel mit stumpfer Spitze Bogenlänge
36 mmNadel
CTB1

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
YB258H	MONOCRYL violett monofil ETHIGUARD	0	70	36

1/2-Kreis Rundkörper Nadel mit stumpfer Spitze Bogenlänge
48 mmNadel
CTXD

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
T45058G	MONOCRYL violett monofil ETHIGUARD	1	90	12

1/2-Kreis Rundkörper Nadel mit stumpfer Spitze Bogenlänge
70 mmNadel
XLHB

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
W3709	MONOCRYL violett monofil ETHIGUARD	1	90	12

MONOCRYL (Polyglecaprone 25)

Reisskraftprofil: 60% 7 Tage, 0% 28 Tage · Resorption: ca. 90-120 Tage

1/2-Kreis Rundkörper Nadel mit schneidender Spitze Bogenlänge
26 mmNadel
V7

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
Y999H	MONOCRYL violett monofil	2-0	70	36

3/8-Kreis Rundkörper Nadel spitz Bogenlänge
17 mmNadel
BB

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
W3548	MONOCRYL violett monofil	4-0	70	12

3/8-Kreis schneidende Nadel mit Präzisionsspitze Bogenlänge
19 mmNadel
PS2

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
Y513G	MONOCRYL violett monofil PRIME MULTIPASS	4-0	45	12

3/8-Kreis schneidende Nadel mit Präzisionsspitze Bogenlänge
19 mmNadel
PS2

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
MPY498H	MONOCRYL violett monofil MULTIPASS	4-0	45	36
Y426H	MONOCRYL ungefärbt monofil PRIME MULTIPASS	4-0	70	36
Y427H	MONOCRYL ungefärbt monofil PRIME MULTIPASS	3-0	70	36

3/8-Kreis schneidende Nadel mit Präzisionsspitze Bogenlänge
24 mmNadel
PS1

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
Y936H	MONOCRYL ungefärbt monofil PRIME MULTIPASS	3-0	70	36

MONOCRYL (Polyglecaprone 25)

Reisskraftprofil: 60% 7 Tage, 0% 28 Tage · Resorption: ca. 90-120 Tage

3/8-Kreis schneidende Nadel mit Präzisionsspitze ▼

		Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
Bogenlänge 11 mm		Y490H	MONOCRYL violett monofil PRIME	6-0	70	36
Nadel P1						

3/8-Kreis schneidende Nadel mit Präzisionsspitze ▼

		Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
Bogenlänge 13 mm		Y491H	MONOCRYL violett monofil PRIME	5-0	45	36
		Y470H	MONOCRYL violett monofil PRIME	4-0	45	36
Nadel P3						

3/8-Kreis schneidende Nadel mit Präzisionsspitze ▼

		Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
Bogenlänge 19 mm		Y499H	MONOCRYL violett monofil PRIME	3-0	45	36
		Y428H	MONOCRYL violett monofil PRIME	3-0	70	36
Nadel PS2						

MONOCRYL (Polyglecaprone 25)

Reisskraftprofil: 50% 7 Tage, 0% 21 Tage · Resorption: ca. 90-120 Tage

1/2-Kreis Rundkörper Nadel spitz ⊙

		Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
Bogenlänge 17 mm		T4213AH	MONOCRYL ungefärbt monofil	5-0	70	36
Nadel RB1						

1/2-Kreis Rundkörper Nadel spitz ⊙


		Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
Bogenlänge 36 mm		T4261AH	MONOCRYL ungefärbt monofil	1	70	36
Nadel CT1						


MONOCRYL (Polyglecaprone 25)

Reisskraftprofil: 50% 7 Tage, 0% 21 Tage · Resorption: ca. 90-120 Tage

1/2-Kreis Rundkörper Nadel spitz

 Bogenlänge
70 mm

 Nadel
XLH


Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
Y74G	MONOCRYL ungefärbt monofil	1	70	12 ¹

1/2-Kreis Rundkörper Nadel mit flacher Spitze

 Bogenlänge
36 mm

 Nadel
MH PLUS


Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
Y322H	MONOCRYL ungefärbt monofil	3-0	70	36 ¹

1/2-Kreis Rundkörper Nadel mit stumpfer Spitze

 Bogenlänge
48 mm

 Nadel
CTXB


Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
YB978H	MONOCRYL ungefärbt monofil ETHIGUARD	0	90	36

3/8-Kreis schneidende Nadel

 Bogenlänge
19 mm

 Nadel
FS2


Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
Y424H	MONOCRYL ungefärbt monofil	5-0	45	36
Y292H	MONOCRYL ungefärbt monofil	4-0	45	36
Y422H	MONOCRYL ungefärbt monofil	4-0	70	36
Y293H	MONOCRYL ungefärbt monofil	3-0	45	36
Y423H	MONOCRYL ungefärbt monofil	3-0	70	36

MONOCRYL (Polyglecaprone 25)

Reisskraftprofil: 50% 7 Tage, 0% 21 Tage · Resorption: ca. 90-120 Tage

3/8-Kreis schneidende Nadel ▼

Bogenlänge 24 mm		Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
Nadel FS1		Y291H	MONOCRYL ungefärbt monofil	4-0	70	36
		Y442H	MONOCRYL ungefärbt monofil	3-0	70	36
		Y443H	MONOCRYL ungefärbt monofil	2-0	70	36

3/8-Kreis schneidende Nadel ▼

Bogenlänge 30 mm		Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
Nadel FSL		C589	MONOCRYL ungefärbt monofil	2-0	70	36

3/8-Kreis schneidende Nadel mit Präzisionsspitze ▼

Bogenlänge 11 mm		Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
Nadel P1		MPY489H	MONOCRYL ungefärbt monofil MULTIPASS	6-0	45	36

3/8-Kreis schneidende Nadel mit Präzisionsspitze ▼

Bogenlänge 13 mm		Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
Nadel P3		Y4930H	MONOCRYL ungefärbt monofil VISI-BLACK	5-0	45	36
		Y4940H	MONOCRYL ungefärbt monofil VISI-BLACK	4-0	45	36

3/8-Kreis schneidende Nadel mit Präzisionsspitze ▼

Bogenlänge 13 mm		Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
Nadel P3		MPY492H	MONOCRYL ungefärbt monofil MULTIPASS	6-0	45	36
		MPY493H	MONOCRYL ungefärbt monofil MULTIPASS	5-0	45	36

MONOCRYL (Polyglecaprone 25)

Reisskraftprofil: 50% 7 Tage, 0% 21 Tage · Resorption: ca. 90-120 Tage

3/8-Kreis schneidende Nadel mit Präzisionsspitze ▼

Bogenlänge 16 mm Nadel PS3		Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
		MPY500H	MONOCRYL ungefärbt monofil MULTIPASS	5-0	45	36
		MPY501H	MONOCRYL ungefärbt monofil MULTIPASS	4-0	45	36

3/8-Kreis schneidende Nadel mit Präzisionsspitze ▼

Bogenlänge 19 mm Nadel PS2		Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
		Y4960H	MONOCRYL ungefärbt monofil VISI-BLACK	4-0	45	36
		Y4970H	MONOCRYL ungefärbt monofil VISI-BLACK	3-0	45	36

3/8-Kreis schneidende Nadel mit Präzisionsspitze ▼

Bogenlänge 19 mm Nadel PS2		Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
		MPY495H	MONOCRYL ungefärbt monofil MULTIPASS	5-0	45	36
		MPY496H	MONOCRYL ungefärbt monofil MULTIPASS	4-0	45	36
		MPY426H	MONOCRYL ungefärbt monofil MULTIPASS	4-0	70	36

3/8-Kreis schneidende Nadel mit Präzisionsspitze ▼

Bogenlänge 24 mm Nadel PS1		Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
		Y6830H	MONOCRYL ungefärbt monofil VISI-BLACK	3-0	45	36

3/8-Kreis schneidende Nadel mit Präzisionsspitze ▼

Bogenlänge 24 mm Nadel PS1		Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
		Y935H	MONOCRYL ungefärbt monofil PRIME MULTIPASS	4-0	70	36
		MPY684H	MONOCRYL ungefärbt monofil MULTIPASS	2-0	70	36

MONOCRYL (Polyglecaprone 25)

Reisskraftprofil: 50% 7 Tage, 0% 21 Tage · Resorption: ca. 90-120 Tage

3/8-Kreis schneidende Nadel mit Präzisionsspitze ▼

Bogenlänge 11 mm Nadel P1		Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
		Y489H	MONOCRYL ungefärbt monofil PRIME	6-0	45	36
		C490	MONOCRYL ungefärbt monofil PRIME	5-0	45	36

3/8-Kreis schneidende Nadel mit Präzisionsspitze ▼

Bogenlänge 13 mm Nadel P3		Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
		Y492H	MONOCRYL ungefärbt monofil PRIME	6-0	45	36
		Y493H	MONOCRYL ungefärbt monofil PRIME	5-0	45	36
		Y494H	MONOCRYL ungefärbt monofil PRIME	4-0	45	36

3/8-Kreis schneidende Nadel mit Präzisionsspitze ▼

Bogenlänge 19 mm Nadel PS2		Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
		Y496H	MONOCRYL ungefärbt monofil PRIME	4-0	45	36
		Y497H	MONOCRYL ungefärbt monofil PRIME	3-0	45	36

3/8-Kreis schneidende Nadel mit Präzisionsspitze ▼

Bogenlänge 24 mm Nadel PS1		Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
		T4682H	MONOCRYL ungefärbt monofil PRIME	4-0	45	36
		Y683H	MONOCRYL ungefärbt monofil PRIME	3-0	70	36
		Y684H	MONOCRYL ungefärbt monofil PRIME	2-0	70	36

asymptotische Rundkörper Nadel mit schneidender Spitze ▼

Bogenlänge 13 mm Nadel DA1		Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
		Y4950G	MONOCRYL ungefärbt monofil VISI-BLACK	5-0	45	12

MONOCRYL Plus (Polyglecaprone 25)

Reisskraftprofil: 60% 7 Tage, 0% 28 Tage · Resorption: ca. 90-120 Tage

5/8-Kreis Rundkörper Nadel spitz Bogenlänge
26 mmNadel
UR6

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
MCP3625H	MONOCRYL Plus violett monofil	3-0	70	36
MCP6050H	MONOCRYL Plus violett monofil	2-0	70	36

1/2-Kreis Rundkörper Nadel spitz Bogenlänge
10 mmNadel
RB4

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
MCP134H	MONOCRYL Plus violett monofil	6-0	70	36

1/2-Kreis Rundkörper Nadel spitz Bogenlänge
13 mmNadel
RB2

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
MCP3224G	MONOCRYL Plus violett monofil	6-0	45	12

1/2-Kreis Rundkörper Nadel spitz Bogenlänge
17 mmNadel
RB1

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
MCP3435G	MONOCRYL Plus violett monofil	4-0	70	12

1/2-Kreis Rundkörper Nadel spitz Bogenlänge
22 mmNadel
SH1

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
MCP219G	MONOCRYL Plus violett monofil	3-0	70	12

MONOCRYL Plus (Polyglecaprone 25)

Reisskraftprofil: 60% 7 Tage, 0% 28 Tage · Resorption: ca. 90-120 Tage

1/2-Kreis Rundkörper Nadel spitz Bogenlänge
26 mmNadel
CT2

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
MCP4232H	MONOCRYL Plus violett monofil	3-0	70	36 ¹
MCP4269H	MONOCRYL Plus violett monofil	2-0	70	36
MCP4330H	MONOCRYL Plus violett monofil	0	90	36

1/2-Kreis Rundkörper Nadel spitz Bogenlänge
31 mmNadel
MH1

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
MCP3200H	MONOCRYL Plus violett monofil	3-0	70	36
MCP3441G	MONOCRYL Plus violett monofil	2-0	70	12
MCP247H	MONOCRYL Plus violett monofil	0	70	36
MCP3755G	MONOCRYL Plus violett monofil	1	70	12 ¹

1/2-Kreis Rundkörper Nadel spitz Bogenlänge
36 mmNadel
CT1

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
MCP4259H	MONOCRYL Plus violett monofil	2-0	70	36
MCP4945H	MONOCRYL Plus violett monofil	2-0	90	36
MCP4946H	MONOCRYL Plus violett monofil	0	90	36
MCP4947H	MONOCRYL Plus violett monofil	1	90	36

1/2-Kreis Rundkörper Nadel spitz Bogenlänge
40 mmNadel
CT

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
MCP4957H	MONOCRYL Plus violett monofil	2-0	90	36
MCP3758H	MONOCRYL Plus violett monofil	0	70	36
MCP4958H	MONOCRYL Plus violett monofil	0	90	36
MCP4959H	MONOCRYL Plus violett monofil	1	90	36

1/2-Kreis Rundkörper Nadel mit flacher Spitze Bogenlänge
13 mmNadel
TF PLUS

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
MCP432H	MONOCRYL Plus violett monofil	6-0	70	36
MCP925H	MONOCRYL Plus violett monofil	5-0	70	36

MONOCRYL Plus (Polyglecaprone 25)

Reisskraftprofil: 60% 7 Tage, 0% 28 Tage · Resorption: ca. 90-120 Tage

1/2-Kreis Rundkörper Nadel mit flacher Spitze Bogenlänge
17 mmNadel
RB1 PLUS

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
MCP2131H	MONOCRYL Plus violett monofil	5-0	70	36
MCP215H	MONOCRYL Plus violett monofil	3-0	70	36

1/2-Kreis Rundkörper Nadel mit flacher Spitze Bogenlänge
17 mmNadel
RB1 PLUS

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
MCP3040H	MONOCRYL Plus violett monofil VISI-BLACK	4-0	70	36
MCP3050H	MONOCRYL Plus violett monofil VISI-BLACK	3-0	70	36

1/2-Kreis Rundkörper Nadel mit flacher Spitze Bogenlänge
17 mm

doppelt armiert

Nadel
2 x RB1 PLUS

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
MCP3070H	MONOCRYL Plus violett monofil VISI-BLACK	4-0	90	36

1/2-Kreis Rundkörper Nadel mit flacher Spitze Bogenlänge
22 mmNadel
SH1 PLUS

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
MCP218H	MONOCRYL Plus violett monofil	4-0	70	36
MCP220H	MONOCRYL Plus violett monofil	2-0	70	36

1/2-Kreis Rundkörper Nadel mit flacher Spitze Bogenlänge
22 mmNadel
SH1 PLUS

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
MCP3100H	MONOCRYL Plus violett monofil VISI-BLACK	4-0	70	36
MCP3110H	MONOCRYL Plus violett monofil VISI-BLACK	3-0	70	36

MONOCRYL Plus (Polyglecaprone 25)

Reisskraftprofil: 60% 7 Tage, 0% 28 Tage · Resorption: ca. 90-120 Tage

1/2-Kreis Rundkörper Nadel mit flacher Spitze Bogenlänge
22 mm

doppelt armiert

Nadel
2 x SH1 PLUS

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
MCP3218H	MONOCRYL Plus violett monofil VISI-BLACK	4-0	70	36
MCP5218H	MONOCRYL Plus violett monofil VISI-BLACK	4-0	90	36
MCP3219H	MONOCRYL Plus violett monofil VISI-BLACK	3-0	70	36

1/2-Kreis Rundkörper Nadel mit flacher Spitze Bogenlänge
26 mmNadel
SH PLUS

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
MCP4150H	MONOCRYL Plus violett monofil	4-0	70	36
MCP3627G	MONOCRYL Plus violett monofil	3-0	70	12
MCP4160H	MONOCRYL Plus violett monofil	3-0	70	36
MCP242H	MONOCRYL Plus violett monofil	3-0	90	36
MCP3628G	MONOCRYL Plus violett monofil	2-0	70	12
MCP4170H	MONOCRYL Plus violett monofil	2-0	70	36
MCP243H	MONOCRYL Plus violett monofil	2-0	90	36
MCP418H	MONOCRYL Plus violett monofil	0	70	36

1/2-Kreis Rundkörper Nadel mit flacher Spitze Bogenlänge
26 mmNadel
SH PLUS

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
MCP3150H	MONOCRYL Plus violett monofil VISI-BLACK	4-0	70	36
MCP3160H	MONOCRYL Plus violett monofil VISI-BLACK	3-0	70	36
MCP3170H	MONOCRYL Plus violett monofil VISI-BLACK	2-0	70	36

1/2-Kreis Rundkörper Nadel mit flacher Spitze Bogenlänge
26 mm

doppelt armiert

Nadel
2 x SH PLUS

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
MCP5270H	MONOCRYL Plus violett monofil VISI-BLACK	3-0	90	36

MONOCRYL Plus (Polyglecaprone 25)

Reisskraftprofil: 60% 7 Tage, 0% 28 Tage · Resorption: ca. 90-120 Tage

1/2-Kreis Rundkörper Nadel mit flacher Spitze Bogenlänge
36 mmNadel
MH PLUS

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
MCP227H	MONOCRYL Plus violett monofil	2-0	70	36
MCP228H	MONOCRYL Plus violett monofil	0	70	36
MCP229H	MONOCRYL Plus violett monofil	1	70	36

1/2-Kreis Rundkörper Nadel mit flacher Spitze Bogenlänge
36 mmNadel
CT1 PLUS

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
MCP260H	MONOCRYL Plus violett monofil	0	70	36 ¹

1/2-Kreis Rundkörper Nadel mit stumpfer Spitze Bogenlänge
40 mmNadel
CTD

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
MCP3288G	MONOCRYL PLUS violett monofil ETHIGUARD	0	90	12

1/2-Kreis Rundkörper Nadel mit schneidender Spitze Bogenlänge
26 mmNadel
V7

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
MCP3440G	MONOCRYL Plus violett monofil	2-0	70	12

1/2-Kreis Rundkörper Nadel mit schneidender Spitze Bogenlänge
36 mmNadel
V34

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
MCP917H	MONOCRYL Plus violett monofil	2-0	90	36
MCP918H	MONOCRYL Plus violett monofil	0	90	36
MCP919H	MONOCRYL Plus violett monofil	1	90	36 ¹

MONOCRYL Plus (Polyglecaprone 25)

Reisskraftprofil: 60% 7 Tage, 0% 28 Tage · Resorption: ca. 90-120 Tage

1/2-Kreis schneidende Nadel ▼Bogenlänge
36 mmNadel
CP1

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
MCP3600H	MONOCRYL Plus violett monofil	2-0	70	36 ¹

3/8-Kreis schneidende Nadel mit Präzisionsspitze ▼Bogenlänge
13 mmNadel
P3

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
MCP491H	MONOCRYL Plus violett monofil MULTIPASS	5-0	70	36
MCP470H	MONOCRYL Plus violett monofil MULTIPASS	4-0	70	36

3/8-Kreis schneidende Nadel mit Präzisionsspitze ▼Bogenlänge
19 mmNadel
PS2

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
MCP498H	MONOCRYL Plus violett monofil MULTIPASS	4-0	70	36

3/8-Kreis schneidende Nadel mit Präzisionsspitze ▼Bogenlänge
19 mmNadel
PS2

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
MCP428H	MONOCRYL Plus violett monofil PRIME	3-0	70	36

MONOCRYL Plus (Polyglecaprone 25)

Reisskraftprofil: 50% 7 Tage, 0% 21 Tage · Resorption: ca. 90-120 Tage

1/2-Kreis Rundkörper Nadel mit flacher Spitze ☉Bogenlänge
26 mmNadel
2 x SH PLUS

doppelt armiert

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
MCP45280H	MONOCRYL Plus ungefärbt monofil VISI-BLACK	2-0	90	36

MONOCRYL Plus (Polyglecaprone 25)

Reisskraftprofil: 50% 7 Tage, 0% 21 Tage · Resorption: ca. 90-120 Tage

1/2-Kreis Rundkörper Nadel mit flacher Spitze Bogenlänge
36 mmNadel
CT1 PLUS

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
MCP946H	MONOCRYL Plus ungefärbt monofil	0	90	36

1/2-Kreis schneidende Nadel ▼Bogenlänge
22 mmNadel
X1

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
MCP458H	MONOCRYL Plus ungefärbt monofil	3-0	70	36
MCP459H	MONOCRYL Plus ungefärbt monofil	2-0	70	36

1/2-Kreis schneidende Nadel ▼Bogenlänge
26 mmNadel
CP2

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
MCP869H	MONOCRYL Plus ungefärbt monofil	2-0	70	36

1/2-Kreis schneidende Nadel ▼Bogenlänge
36 mmNadel
CP1

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
MCP2660H	MONOCRYL Plus ungefärbt monofil	2-0	70	36
MCP267H	MONOCRYL Plus ungefärbt monofil	0	70	36
MCP268H	MONOCRYL Plus ungefärbt monofil	1	70	36 ¹

3/8-Kreis schneidende Nadel ▼Bogenlänge
16 mmNadel
FS3

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
MCP3221G	MONOCRYL Plus ungefärbt monofil	5-0	45	12
MCP4394H	MONOCRYL Plus ungefärbt monofil	4-0	70	36

MONOCRYL Plus (Polyglecaprone 25)

Reisskraftprofil: 50% 7 Tage, 0% 21 Tage · Resorption: ca. 90-120 Tage

3/8-Kreis schneidende Nadel ▼

Bogenlänge 19 mm Nadel FS2		Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
		MCP3209G	MONOCRYL Plus ungefärbt monofil	5-0	70	12
		MCP292H	MONOCRYL Plus ungefärbt monofil	4-0	45	36
		MCP4422H	MONOCRYL Plus ungefärbt monofil	4-0	70	36
		MCP293H	MONOCRYL Plus ungefärbt monofil	3-0	45	36
		MCP4423H	MONOCRYL Plus ungefärbt monofil	3-0	70	36

3/8-Kreis schneidende Nadel ▼

Bogenlänge 24 mm Nadel FS1		Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
		MCP291H	MONOCRYL Plus ungefärbt monofil	4-0	70	36
		MCP442H	MONOCRYL Plus ungefärbt monofil	3-0	70	36
		MCP4443H	MONOCRYL Plus ungefärbt monofil	2-0	70	36

3/8-Kreis schneidende Nadel ▼

Bogenlänge 26 mm Nadel FS		Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
		MCP3326G	MONOCRYL Plus ungefärbt monofil	3-0	70	12
		MCP3327G	MONOCRYL Plus ungefärbt monofil	2-0	70	12

3/8-Kreis schneidende Nadel ▼

Bogenlänge 30 mm Nadel FSL		Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
		MCP589H	MONOCRYL Plus ungefärbt monofil	2-0	70	36
		MCP587H	MONOCRYL Plus ungefärbt monofil	0	70	36

3/8-Kreis schneidende Nadel mit Präzisionsspitze ▼

Bogenlänge 11 mm Nadel P1		Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
		MCP489H	MONOCRYL Plus ungefärbt monofil MULTIPASS	6-0	70	36

MONOCRYL Plus (Polyglecaprone 25)

Reisskraftprofil: 50% 7 Tage, 0% 21 Tage · Resorption: ca. 90-120 Tage

3/8-Kreis schneidende Nadel mit Präzisionsspitze ▼

	Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
Bogenlänge 13 mm	MCP4930H	MONOCRYL Plus ungefärbt monofil VISI-BLACK	5-0	45	36
Nadel P3	MCP4940H	MONOCRYL Plus ungefärbt monofil VISI-BLACK	4-0	45	36

3/8-Kreis schneidende Nadel mit Präzisionsspitze ▼

	Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
Bogenlänge 13 mm	MCP492H	MONOCRYL Plus ungefärbt monofil MULTIPASS	6-0	70	36
Nadel P3	MCP493H	MONOCRYL Plus ungefärbt monofil MULTIPASS	5-0	70	36
	MCP494H	MONOCRYL Plus ungefärbt monofil MULTIPASS	4-0	70	36

3/8-Kreis schneidende Nadel mit Präzisionsspitze ▼

	Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
Bogenlänge 16 mm	MCP500H	MONOCRYL Plus ungefärbt monofil MULTIPASS	5-0	70	36
Nadel PS3					

3/8-Kreis schneidende Nadel mit Präzisionsspitze ▼

	Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
Bogenlänge 19 mm	MCP4960H	MONOCRYL Plus ungefärbt monofil VISI-BLACK	4-0	45	36
Nadel PS2	MCP4970H	MONOCRYL Plus ungefärbt monofil VISI-BLACK	3-0	45	36

3/8-Kreis schneidende Nadel mit Präzisionsspitze ▼

	Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
Bogenlänge 19 mm	MCP496H	MONOCRYL Plus ungefärbt monofil MULTIPASS	4-0	45	36
Nadel PS2	MCP4260H	MONOCRYL Plus ungefärbt monofil MULTIPASS	4-0	70	36
	MCP497H	MONOCRYL Plus ungefärbt monofil MULTIPASS	3-0	45	36
	MCP4271H	MONOCRYL Plus ungefärbt monofil MULTIPASS	3-0	70	36

MONOCRYL Plus (Polyglecaprone 25)

Reisskraftprofil: 50% 7 Tage, 0% 21 Tage · Resorption: ca. 90-120 Tage

3/8-Kreis schneidende Nadel mit Präzisionsspitze ▼Bogenlänge
24 mmNadel
PS1

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
MCP6830H	MONOCRYL Plus ungefärbt monofil VISI-BLACK	3-0	45	36

3/8-Kreis schneidende Nadel mit Präzisionsspitze ▼Bogenlänge
24 mmNadel
PS1

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
MCP9350H	MONOCRYL Plus ungefärbt monofil MULTIPASS	4-0	70	36
MCP683H	MONOCRYL Plus ungefärbt monofil MULTIPASS	3-0	70	36
MCP684H	MONOCRYL Plus ungefärbt monofil MULTIPASS	2-0	70	36

3/8-Kreis schneidende Nadel mit Präzisionsspitze ▼Bogenlänge
11 mmNadel
P1

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
MCP490H	MONOCRYL Plus ungefärbt monofil PRIME	5-0	70	36

3/8-Kreis schneidende Nadel mit Präzisionsspitze ▼Bogenlänge
16 mmNadel
PS3

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
MCP3205G	MONOCRYL Plus ungefärbt monofil PRIME	4-0	70	12

3/8-Kreis schneidende Nadel mit Präzisionsspitze ▼Bogenlänge
19 mmNadel
PS2

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
MCP495H	MONOCRYL Plus ungefärbt monofil PRIME	5-0	70	36

MONOCRYL Plus (Polyglecaprone 25)

Reisskraftprofil: 50% 7 Tage, 0% 21 Tage · Resorption: ca. 90-120 Tage

3/8-Kreis schneidende Nadel mit Präzisionsspitze ▼Bogenlänge
24 mmNadel
PS1

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
MCP6820H	MONOCRYL Plus ungefärbt monofil PRIME	4-0	45	36

3/8-Kreis schneidende Nadel mit Präzisionsspitze ▼Bogenlänge
26 mmNadel
PS


Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
MCP3212H	MONOCRYL Plus ungefärbt monofil PRIME	4-0	70	36
MCP3213H	MONOCRYL Plus ungefärbt monofil PRIME	3-0	70	36

asymptotische Rundkörper Nadel mit schneidender Spitze ▼Bogenlänge
13 mmNadel
DA1

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
MCP4950G	MONOCRYL Plus ungefärbt monofil VISI-BLACK	5-0	45	12

Gerade schneidende Nadel ▼Bogenlänge
48 mmNadel
TS

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
MCP1039H	MONOCRYL Plus ungefärbt monofil	3-0	70	36

Gerade schneidende Nadel ▼Bogenlänge
60 mmNadel
KS

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
MCP3650G	MONOCRYL Plus ungefärbt monofil	3-0	70	12
MCP3651G	MONOCRYL Plus ungefärbt monofil	2-0	70	12

PDS (Polydioxanone)

Reisskraftprofil: 60% 42 Tage, 0% 70 Tage · Resorption: ca. 180-240 Tage

5/8-Kreis Rundkörper Nadel spitz

Bogenlänge
26 mm



Nadel
UR6

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
Z2973H	PDS II violett monofil	1	180	12

5/8-Kreis Rundkörper Nadel spitz

Bogenlänge
26 mm




Nadel
2 x UR6

doppelt armiert

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
Z605E	PDS II violett monofil	3-0	70	24
VCC2993E	PDS II violett monofil	2-0	90	24

5/8-Kreis Rundkörper Nadel spitz

Bogenlänge
36 mm




Nadel
2 x UR5

doppelt armiert

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
VAA2973E	PDS II violett monofil	2-0	70	24

5/8-Kreis Spatula Nadel mit Mikrospitze

Bogenlänge
110 mm



Nadel
US110

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
W9269	PDS II violett monofil	1	240	12

PDS (Polydioxanone)

Reisskraftprofil: 60% 42 Tage, 0% 70 Tage · Resorption: ca. 180-240 Tage

1/2-Kreis Rundkörper Nadel spitz

Bogenlänge 10 mm	 doppelt armiert	Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
Nadel 2 x TF1		PUU2971E	PDS II violett monofil	6-0	70	24

1/2-Kreis Rundkörper Nadel spitz

Bogenlänge 13 mm		Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
Nadel TF		Z925H	PDS II violett monofil	5-0	70	36
		Z924H	PDS II violett monofil	4-0	70	36

1/2-Kreis Rundkörper Nadel spitz

Bogenlänge 13 mm		Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
Nadel UCL		Z113H	PDS II violett monofil	3-0	70	36
		Z114H	PDS II violett monofil	2-0	70	36
		Z115H	PDS II violett monofil	0	70	36

1/2-Kreis Rundkörper Nadel spitz

Bogenlänge 13 mm	 doppelt armiert	Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
Nadel 2 x RB2		Z867H	PDS II violett monofil	5-0	70	36

1/2-Kreis Rundkörper Nadel spitz

Bogenlänge 16 mm		Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
Nadel UCLX		Z13H	PDS II violett monofil	3-0	70	36
		Z14H	PDS II violett monofil	2-0	70	36
		Z15H	PDS II violett monofil	0	70	36

PDS (Polydioxanone)

Reisskraftprofil: 60% 42 Tage, 0% 70 Tage · Resorption: ca. 180-240 Tage

1/2-Kreis Rundkörper Nadel spitz

Bogenlänge 17 mm Nadel RB1		Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
		Z303H	PDS II violett monofil	5-0	70	36
		Z304H	PDS II violett monofil	4-0	70	36
		Z305H	PDS II violett monofil	3-0	70	36

1/2-Kreis Rundkörper Nadel spitz

Bogenlänge 22 mm Nadel SH1		Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
		Z311H	PDS II violett monofil	3-0	70	36

1/2-Kreis Rundkörper Nadel spitz

Bogenlänge 22 mm Nadel 2 x SH1	 doppelt armiert	Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
		PEE2993H	PDS II violett monofil	4-0	90	36
		Z1311H	PDS II violett monofil	3-0	70	36
		PEE2994H	PDS II violett monofil	3-0	90	36

1/2-Kreis Rundkörper Nadel spitz

Bogenlänge 22 mm Nadel CT3		Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
		Z328H	PDS II violett monofil	2-0	70	36
		Z329H	PDS II violett monofil	0	70	36

1/2-Kreis Rundkörper Nadel spitz

Bogenlänge 26 mm Nadel SH		Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
		Z315H	PDS II violett monofil	4-0	70	36
		Z316H	PDS II violett monofil	3-0	70	36
		Z317H	PDS II violett monofil	2-0	70	36


PDS (Polydioxanone)

Reisskraftprofil: 60% 42 Tage, 0% 70 Tage · Resorption: ca. 180-240 Tage

1/2-Kreis Rundkörper Nadel spitz

 Bogenlänge
26 mm

 Nadel
2 x SH

doppelt armiert

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
Z1316H	PDS II violett monofil	3-0	70	36

1/2-Kreis Rundkörper Nadel spitz

 Bogenlänge
26 mm

 Nadel
CT2

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
Z333H	PDS II violett monofil	2-0	70	36
Z335H	PDS II violett monofil	1	70	36

1/2-Kreis Rundkörper Nadel spitz

 Bogenlänge
31 mm

 Nadel
MH1

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
W9133H	PDS II violett monofil	2-0	70	36
W9210H	PDS II violett monofil	0	70	36
W9211H	PDS II violett monofil	1	70	36

1/2-Kreis Rundkörper Nadel spitz

 Bogenlänge
36 mm

 Nadel
2 x MH

doppelt armiert

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
PGG2972E	PDS II violett monofil	4-0	70	24

1/2-Kreis Rundkörper Nadel spitz

 Bogenlänge
40 mm

 Nadel
CT

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
Z359T	PDS II violett monofil	4-0	90	24
Z1923E	PDS II violett monofil, Schlinge	0	150	24
Z9236T	PDS II violett monofil, Schlinge	0	150	24
Z1924T	PDS II violett monofil, Schlinge	1	150	24
W9235T	PDS II violett monofil	2	90	24

PDS (Polydioxanone)

Reisskraftprofil: 60% 42 Tage, 0% 70 Tage · Resorption: ca. 180-240 Tage

1/2-Kreis Rundkörper Nadel spitz Bogenlänge
48 mmNadel
CTX

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
PN2925SG	PDS II violett monofil, Schlinge	0	150	12
Z370T	PDS II violett monofil	0	90	24
W9262T	PDS II violett monofil, Schlinge	1	150	24
Z9262T	PDS II violett monofil, Schlinge	1	150	24
Z1950G	PDS II violett monofil, Schlinge	1	180	12

1/2-Kreis Rundkörper Nadel mit flacher Spitze Bogenlänge
13 mmNadel
TF PLUS

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
Z926H	PDS II violett monofil	6-0	70	36

1/2-Kreis Rundkörper Nadel mit flacher Spitze Bogenlänge
13 mm

doppelt armiert

Nadel
2 x TF PLUS

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
Z935H	PDS II violett monofil	5-0	70	36

1/2-Kreis Rundkörper Nadel mit flacher Spitze Bogenlänge
17 mmNadel
RB1 PLUS

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
Z302H	PDS II violett monofil	6-0	70	36
6PB2973G	PDS II violett monofil Multipak	4-0	6 * 70	12

PDS (Polydioxanone)

Reisskraftprofil: 60% 42 Tage, 0% 70 Tage · Resorption: ca. 180-240 Tage

1/2-Kreis Rundkörper Nadel mit flacher Spitze Bogenlänge
17 mm

doppelt armiert

Nadel

2 x RB1 PLUS

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
Z863H	PDS II violett monofil	5-0	70	36
Z864H	PDS II violett monofil	4-0	70	36

1/2-Kreis Rundkörper Nadel mit flacher Spitze Bogenlänge
17 mm

Nadel

RB1 PLUS

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
X1153G	PDS II violett monofil VISI-BLACK Multipak, Control release	5-0	4 * 70	12
Z3030H	PDS II violett monofil VISI-BLACK	5-0	70	36
Z3040H	PDS II violett monofil VISI-BLACK	4-0	70	36

1/2-Kreis Rundkörper Nadel mit flacher Spitze Bogenlänge
22 mm

Nadel

SH1 PLUS

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
Z310H	PDS II violett monofil	4-0	70	36
PE2975H	PDS II violett monofil	2-0	70	36 ¹

1/2-Kreis Rundkörper Nadel mit flacher Spitze Bogenlänge
22 mm

doppelt armiert

Nadel

2 x SH1 PLUS

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
Z1310H	PDS II violett monofil	4-0	70	36

1/2-Kreis Rundkörper Nadel mit flacher Spitze Bogenlänge
22 mm

Nadel

SH1 PLUS

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
X1154G	PDS II violett monofil VISI-BLACK Multipak, Control release	4-0	4 * 70	12
Z3100H	PDS II violett monofil VISI-BLACK	4-0	70	36
Z3110H	PDS II violett monofil VISI-BLACK	3-0	70	36

PDS (Polydioxanone)

Reisskraftprofil: 60% 42 Tage, 0% 70 Tage · Resorption: ca. 180-240 Tage

1/2-Kreis Rundkörper Nadel mit flacher Spitze Bogenlänge
22 mm

doppelt armiert

Nadel

2 x SH1 PLUS

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
Z1312H	PDS II violett monofil VISI-BLACK	4-0	75	36

1/2-Kreis Rundkörper Nadel mit flacher Spitze Bogenlänge
26 mm

Nadel

SH PLUS

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
Z3150BG	PDS II violett monofil Multipak	4-0	4 * 70	12
Z316CG	PDS II violett monofil Multipak	3-0	6 * 70	12

1/2-Kreis Rundkörper Nadel mit flacher Spitze Bogenlänge
26 mm

doppelt armiert

Nadel

2 x SH PLUS

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
Z1315H	PDS II violett monofil	4-0	70	36
PFF2992E	PDS II violett monofil	4-0	90	24
PFF2993H	PDS II violett monofil	3-0	90	36
Z1317H	PDS II violett monofil	2-0	70	36
Z528H	PDS II violett monofil	2-0	90	36

1/2-Kreis Rundkörper Nadel mit flacher Spitze Bogenlänge
26 mm

Nadel

CT2 PLUS

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
Z334H	PDS II violett monofil	0	70	36

1/2-Kreis Rundkörper Nadel mit flacher Spitze Bogenlänge
26 mm

Nadel

SH PLUS

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
Z3150H	PDS II violett monofil VISI-BLACK	4-0	70	36
Z7800G	PDS II violett monofil VISI-BLACK Multipak, Control release	3-0	4 * 45	12
Z3160H	PDS II violett monofil VISI-BLACK	3-0	70	36
Z3170H	PDS II violett monofil VISI-BLACK	2-0	70	36

PDS (Polydioxanone)

Reisskraftprofil: 60% 42 Tage, 0% 70 Tage · Resorption: ca. 180-240 Tage

1/2-Kreis Rundkörper Nadel mit flacher Spitze Bogenlänge
26 mmNadel
2 x SH PLUS

doppelt armiert

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
Z5270H	PDS II violett monofil VISI-BLACK	3-0	90	36

1/2-Kreis Rundkörper Nadel mit flacher Spitze Bogenlänge
36 mmNadel
MH PLUS

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
Z322H	PDS II violett monofil	3-0	70	36
Z323H	PDS II violett monofil	2-0	70	36

1/2-Kreis Rundkörper Nadel mit flacher Spitze Bogenlänge
36 mmNadel
CT1 PLUS

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
Z1927G	PDS II violett monofil	2-0	150	12
Z339H	PDS II violett monofil	2-0	70	36
Z340H	PDS II violett monofil	0	70	36
PL2995E	PDS II violett monofil	0	90	24
Z341H	PDS II violett monofil	1	70	36

1/2-Kreis Rundkörper Nadel mit flacher Spitze Bogenlänge
40 mmNadel
CT PLUS

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
Z357E	PDS II violett monofil	2-0	90	24

1/2-Kreis Rundkörper Nadel spitz Bogenlänge
40 mmNadel
CT

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
Z358T	PDS II violett	0	90	24

PDS (Polydioxanone)

Reisskraftprofil: 60% 42 Tage, 0% 70 Tage · Resorption: ca. 180-240 Tage

1/2-Kreis Rundkörper Nadel mit flacher Spitze Bogenlänge
48 mmNadel
CTX PLUS

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
Z371E	PDS II violett monofil	1	90	24
PN2997E	PDS II violett monofil	2	90	24

1/2-Kreis Rundkörper Nadel mit stumpfer Spitze Bogenlänge
31 mmNadel
MHB1

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
W9959H	PDS II violett monofil ETHIGUARD	2-0	70	36

1/2-Kreis Rundkörper Nadel mit stumpfer Spitze Bogenlänge
48 mmNadel
CTXD

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
W9966T	PDS II violett monofil ETHIGUARD, Schlinge	0	150	24
W9967T	PDS II violett monofil ETHIGUARD, Schlinge	1	150	24

1/2-Kreis Rundkörper Nadel mit schneidender Spitze Bogenlänge
17 mmNadel
V5

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
Z995H	PDS II violett monofil	5-0	70	36
Z994H	PDS II violett monofil	4-0	70	36
Z276H	PDS II violett monofil	3-0	70	36
Z274H	PDS II violett monofil	2-0	70	36

PDS (Polydioxanone)

Reisskraftprofil: 60% 42 Tage, 0% 70 Tage · Resorption: ca. 180-240 Tage

1/2-Kreis Rundkörper Nadel mit schneidender Spitze Bogenlänge
17 mmNadel
2 x V5

doppelt armiert

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
Z137E	PDS II violett monofil	4-0	90	24

1/2-Kreis Rundkörper Nadel mit schneidender Spitze Bogenlänge
22 mmNadel
V6

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
Z275H	PDS II violett monofil	4-0	70	36
Z277H	PDS II violett monofil	3-0	70	36

1/2-Kreis Rundkörper Nadel mit schneidender Spitze Bogenlänge
26 mmNadel
V7

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
Z997H	PDS II violett monofil	4-0	70	36
Z998H	PDS II violett monofil	3-0	70	36
Z999H	PDS II violett monofil	2-0	70	36

1/2-Kreis Rundkörper Nadel mit schneidender Spitze Bogenlänge
26 mmNadel
2 x V7

doppelt armiert


Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
Z177H	PDS II violett monofil	3-0	90	36

1/2-Kreis Rundkörper Nadel mit schneidender Spitze Bogenlänge
45 mmNadel
V39


Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
W9385T	PDS II violett monofil	1	90	24
Z9385T	PDS II violett monofil	1	90	24

PDS (Polydioxanone)

Reisskraftprofil: 60% 42 Tage, 0% 70 Tage · Resorption: ca. 180-240 Tage

1/2-Kreis Rundkörper Nadel mit schneidender Spitze Bogenlänge
48 mmNadel
V40

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
Z1940G	PDS II violett monofil, Schlinge	1	150	12
Z1939G	PDS II violett monofil, Schlinge	1	180	12

1/2-Kreis Rundkörper Nadel mit schneidender Spitze Bogenlänge
63 mmNadel
V42

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
ZT2924SG	PDS II violett monofil, Schlinge	1	150	12

1/2-Kreis schneidende Nadel Bogenlänge
22 mmNadel
OS4

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
W9286T	PDS II violett monofil	1	70	24

1/2-Kreis schneidende Nadel Bogenlänge
22 mmNadel
X1

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
Z458E	PDS II ungefärbt monofil	3-0	70	24

PDS (Polydioxanone)

Reisskraftprofil: 60% 42 Tage, 0% 70 Tage · Resorption: ca. 180-240 Tage

1/2-Kreis schneidende Nadel ▼Bogenlänge
26 mmNadel
CP2

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
Z969H	PDS II violett monofil	2-0	70	36
Z983H	PDS II violett monofil	0	70	36
Z984H	PDS II violett monofil	1	70	36

1/2-Kreis schneidende Nadel ▼Bogenlänge
36 mmNadel
CP1

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
Z466H	PDS II violett monofil	2-0	70	36
Z467H	PDS II violett monofil	0	70	36
Z468H	PDS II violett monofil	1	70	36

1/2-Kreis schneidende Nadel ▼Bogenlänge
40 mmNadel
CP

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
Z485E	PDS II violett monofil	0	90	24
MH2976E	PDS II violett monofil	2	70	24

1/2-Kreis schneidende Nadel ▼Bogenlänge
48 mmNadel
CPX

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
Z1058E	PDS II violett monofil	1	90	24
Z9299T	PDS II violett monofil	1	90	24

1/2-Kreis schneidende Nadel mit Präzisionsspitze ▼Bogenlänge
8 mmNadel
P2

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
JG2942H	PDS II violett monofil PRIME	5-0	45	36 ¹

¹Artikel mit Mindestbestellmenge ggf. mit verlängerter Lieferzeit

PDS (Polydioxanone)

Reisskraftprofil: 60% 42 Tage, 0% 70 Tage · Resorption: ca. 180-240 Tage

3/8-Kreis Rundkörper Nadel spitz

		Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
Bogenlänge 6.5 mm	 doppelt armiert	SP4693	PDS II violett monofil	7-0	45	24
Nadel 2 x BV130-5						

3/8-Kreis Rundkörper Nadel spitz

		Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
Bogenlänge 9.300000 0000000 01 mm	 doppelt armiert	Z1701E	PDS II violett monofil	7-0	70	24
		Z1702H	PDS II violett monofil	6-0	70	36
Nadel 2 x BV1						

3/8-Kreis Rundkörper Nadel spitz

		Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
Bogenlänge 9.300000 0000000 01 mm		Z161E	PDS II violett monofil VISI-BLACK	7-0	70	24
Nadel BV1						

3/8-Kreis Rundkörper Nadel spitz

		Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
Bogenlänge 9.300000 0000000 01 mm	 doppelt armiert	Z162E	PDS II violett monofil VISI-BLACK	7-0	75	24
Nadel 2 x BV1						

3/8-Kreis Rundkörper Nadel spitz

		Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
Bogenlänge 11 mm	 doppelt armiert	Z1002H	PDS II violett monofil	6-0	70	36
Nadel 2 x BV						

PDS (Polydioxanone)

Reisskraftprofil: 60% 42 Tage, 0% 70 Tage · Resorption: ca. 180-240 Tage

3/8-Kreis Rundkörper Nadel spitz

Bogenlänge 13 mm Nadel C1		Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
		Z1012H	PDS II violett monofil	6-0	70	36
		Z1013H	PDS II violett monofil	5-0	70	36

3/8-Kreis Rundkörper Nadel spitz

Bogenlänge 13 mm Nadel 2 x C1	 doppelt armiert	Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
		Z1721H	PDS II violett monofil	6-0	70	36
		Z1722H	PDS II violett monofil	5-0	70	36

3/8-Kreis Rundkörper Nadel spitz

Bogenlänge 13 mm Nadel 2 x C1	 doppelt armiert	Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
		Z165H	PDS II violett monofil VISI-BLACK	6-0	70	36
		Z166H	PDS II violett monofil VISI-BLACK	5-0	75	36

3/8-Kreis Rundkörper Nadel spitz

Bogenlänge 17 mm Nadel 2 x BB	 doppelt armiert	Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
		Z171H	PDS II violett monofil VISI-BLACK	4-0	70	36

3/8-Kreis Rundkörper Nadel mit schneidender Spitze

Bogenlänge 13 mm Nadel V18		Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
		Z991H	PDS II violett monofil	6-0	70	36 ¹
		Z990H	PDS II violett monofil	5-0	70	36

¹Artikel mit Mindestbestellmenge ggf. mit verlängerter Lieferzeit

PDS (Polydioxanone)

Reisskraftprofil: 60% 42 Tage, 0% 70 Tage · Resorption: ca. 180-240 Tage

3/8-Kreis Rundkörper Nadel mit schneidender Spitze Bogenlänge
13 mmNadel
2 x V18

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
Z898E	PDS II violett monofil	5-0	70	24

3/8-Kreis Rundkörper Nadel schneidend mit Kurzschliff Bogenlänge
**9.300000
000000
01 mm**Nadel
2 x CC175-8

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
Z1711E	PDS II violett monofil	7-0	70	24
Z1712H	PDS II violett monofil	6-0	70	36

3/8-Kreis Rundkörper Nadel schneidend mit Kurzschliff Bogenlänge
13 mmNadel
CC1

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
Z1042H	PDS II violett monofil MULTIPASS	6-0	70	36
Z1043H	PDS II violett monofil MULTIPASS	5-0	70	36

3/8-Kreis Rundkörper Nadel schneidend mit Kurzschliff Bogenlänge
13 mmNadel
2 x CC1

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
Z1032H	PDS II violett monofil MULTIPASS	6-0	70	36
Z1033E	PDS II violett monofil MULTIPASS	5-0	70	24

3/8-Kreis schneidende Nadel Bogenlänge
19 mmNadel
FS2

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
Z282H	PDS II violett monofil, Schlinge	4-0	30	36
Z291E	PDS II ungefärbt monofil	5-0	45	24
Z292E	PDS II ungefärbt monofil	4-0	45	24
Z292ZE	PDS II ungefärbt monofil	4-0	45	24
Z422E	PDS II ungefärbt monofil	4-0	70	24
Z422ZE	PDS II ungefärbt monofil	4-0	70	24

PDS (Polydioxanone)

Reisskraftprofil: 60% 42 Tage, 0% 70 Tage · Resorption: ca. 180-240 Tage

3/8-Kreis schneidende Nadel ▼

Bogenlänge		Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
19 mm		Z293E	PDS II ungefärbt monofil	3-0	45	24
Nadel		Z423E	PDS II ungefärbt monofil	3-0	70	24
FS2						

3/8-Kreis schneidende Nadel ▼

Bogenlänge		Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
24 mm		Z441E	PDS II ungefärbt monofil	4-0	70	24
Nadel		Z442E	PDS II ungefärbt monofil	3-0	70	24
FS1		Z443E	PDS II ungefärbt monofil	2-0	70	24

3/8-Kreis schneidende Nadel schneidend (Anschliff innen) ▲

Bogenlänge		Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
16 mm		W9734T	PDS II ungefärbt monofil CONV	4-0	70	24
Nadel						
FS3						

3/8-Kreis schneidende Nadel mit Präzisionsspitze ▼

Bogenlänge		Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
11 mm		MPZ489H	PDS II ungefärbt monofil MULTIPASS	6-0	45	36
Nadel						
P1						

3/8-Kreis schneidende Nadel mit Präzisionsspitze ▼

Bogenlänge		Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
13 mm		Z4630H	PDS II violett monofil VISI-BLACK	5-0	45	36
Nadel		Z4640H	PDS II violett monofil VISI-BLACK	4-0	45	36
P3		Z492E	PDS II ungefärbt monofil VISI-BLACK	5-0	45	24
		Z495E	PDS II ungefärbt monofil VISI-BLACK	4-0	45	24

PDS (Polydioxanone)

Reisskraftprofil: 60% 42 Tage, 0% 70 Tage · Resorption: ca. 180-240 Tage

3/8-Kreis schneidende Nadel mit Präzisionsspitze ▼

Bogenlänge 13 mm Nadel P3		Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
		MPZ493H	PDS II ungefärbt monofil MULTIPASS	5-0	45	36
		MPZ494H	PDS II ungefärbt monofil MULTIPASS	4-0	45	36

3/8-Kreis schneidend Nadel ▼

Bogenlänge 16 mm Nadel PS3		Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
		Z2942H	PDS II VIOL MONOFIL MULTIPASS	5-0	45	36

3/8-Kreis schneidende Nadel mit Präzisionsspitze ▼

Bogenlänge 19 mm Nadel PS2		Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
		Z500E	PDS II ungefärbt monofil VISI-BLACK	4-0	45	24
		Z498E	PDS II ungefärbt monofil VISI-BLACK	3-0	45	24

3/8-Kreis schneidend Nadel ▼

Bogenlänge 19 mm Nadel PS2		Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
		Z2973SH	PDS II violett monofil PRIME MULTIPASS	3-0	75	36
		MPZ496H	PDS II ungefärbt monofil MULTIPASS	4-0	45	36
		MPZ497H	PDS II ungefärbt monofil MULTIPASS	3-0	45	36

3/8-Kreis schneidende Nadel mit Präzisionsspitze ▼

Bogenlänge 24 mm Nadel PS1		Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
		Z683G	PDS II ungefärbt monofil PRIME MULTIPASS	3-0	45	12
		Z682G	PDS II ungefärbt monofil PRIME MULTIPASS	1	45	12

PDS (Polydioxanone)

Reisskraftprofil: 60% 42 Tage, 0% 70 Tage · Resorption: ca. 180-240 Tage

3/8-Kreis schneidende Nadel mit Präzisionsspitze ▼Bogenlänge
26 mmNadel
PS

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
MPZ9626H	PDS II ungefärbt monofil MULTIPASS	2-0	70	36

3/8-Kreis schneidende Nadel mit Präzisionsspitze ▼Bogenlänge
11 mmNadel
P1

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
Z487H	PDS II violett monofil PRIME	6-0	45	36
Z489E	PDS II ungefärbt monofil PRIME	6-0	45	24
Z490E	PDS II ungefärbt monofil PRIME	5-0	45	24

3/8-Kreis schneidende Nadel mit Präzisionsspitze ▼Bogenlänge
13 mmNadel
P3

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
Z463H	PDS II violett monofil PRIME	5-0	45	36
Z464BE	PDS II violett monofil PRIME	4-0	45	24
Z464H	PDS II violett monofil PRIME	4-0	45	36
Z493E	PDS II ungefärbt monofil PRIME	5-0	45	24
Z494E	PDS II ungefärbt monofil PRIME	4-0	45	24

3/8-Kreis schneidende Nadel mit Präzisionsspitze ▼Bogenlänge
16 mmNadel
PS3

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
FZ500E	PDS II ungefärbt monofil PRIME	5-0	45	24
W9873T	PDS II ungefärbt monofil PRIME	4-0	45	24

3/8-Kreis schneidende Nadel mit Präzisionsspitze ▼Bogenlänge
19 mmNadel
PS2

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
Z513H	PDS II violett monofil PRIME	4-0	45	36
Z513ZH	PDS II violett monofil PRIME	4-0	45	36
Z514ZH	PDS II violett monofil PRIME	3-0	45	36
Z496E	PDS II ungefärbt monofil PRIME	4-0	45	24
Z496ZE	PDS II ungefärbt monofil PRIME	4-0	45	24
Z497E	PDS II ungefärbt monofil PRIME	3-0	45	24

PDS (Polydioxanone)

Reisskraftprofil: 60% 42 Tage, 0% 70 Tage · Resorption: ca. 180-240 Tage

3/8-Kreis schneidende Nadel mit Präzisionsspitze ▼Bogenlänge
24 mmNadel
PS1

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
Z684E	PDS II ungefärbt monofil PRIME	2-0	45	24

3/8-Kreis schneidende Nadel mit Präzisionsspitze ▼Bogenlänge
26 mmNadel
PS

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
Z9626H	PDS II ungefärbt monofil PRIME MULTIPASS	2-0	70	36

3/8-Kreis schneidende Nadel mit Präzisionsspitze ▼Bogenlänge
36 mmNadel
PCLX

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
W9631T	PDS II ungefärbt monofil PRIME	2-0	70	24

3/8-Kreis Spatula Nadel mit Mikrospitze ▼Bogenlänge
6.5 mmNadel
2 x GS9

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
ECC2933E	PDS II violett monofil	7-0	30	24 ¹

asymptotische Rundkörper Nadel spitz ●Bogenlänge
13 mmNadel
2 x AC1

doppelt armiert

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
X1252E	PDS II violett monofil	6-0	70	24 ¹


PDS (Polydioxanone)

Reisskraftprofil: 60% 42 Tage, 0% 70 Tage · Resorption: ca. 180-240 Tage

Gerade Rundkörper Nadel spitz

Bogenlänge 19 mm Nadel 2 x ST4	 doppelt armiert	Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
		Z620E	PDS II violett monofil	4-0	35	24
		Z621E	PDS II violett monofil	4-0	70	24 ¹

Gerade Rundkörper Nadel spitz

Bogenlänge 65 mm Nadel 2 x STA	 doppelt armiert	Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
		Z630E	PDS II violett monofil	0	70	24
		Z630T	PDS II violett monofil	0	70	24
		Z631E	PDS II violett monofil	1	70	24

Gerade Rundkörper Nadel mit schneidender Spitze

Bogenlänge 36 mm Nadel 2 x V47	 doppelt armiert	Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
		Z425E	PDS II violett monofil	4-0	35	24
		Z920E	PDS II violett monofil	3-0	35	24

Gerade Rundkörper Nadel mit schneidender Spitze

Bogenlänge 254 mm Nadel 2 x STP10	 doppelt armiert	Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
		Z997C	PDS II violett monofil	2-0	70	12

Gerade schneidende Nadel

Bogenlänge 13 mm Nadel SC1		Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
		Z996H	PDS II violett monofil	4-0	45	36

PDS Plus (Polydioxanone)

Reisskraftprofil: 60% 42 Tage, 0% 70 Tage · Resorption: ca. 180-240 Tage

1/2-Kreis Rundkörper Nadel spitz

Bogenlänge 10 mm  doppelt armiert Nadel 2 x TF1	Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
	PDP2971H	PDS Plus violett monofil	6-0	70	36

1/2-Kreis Rundkörper Nadel spitz

Bogenlänge 13 mm  Nadel TF	Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
	PDP925H	PDS Plus violett monofil	5-0	70	36
	PDP924H	PDS Plus violett monofil	4-0	70	36

1/2-Kreis Rundkörper Nadel spitz

Bogenlänge 13 mm  Nadel UCL	Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
	PDP113H	PDS Plus violett monofil	3-0	70	36
	PDP114H	PDS Plus violett monofil	2-0	70	36
	PDP115H	PDS Plus violett monofil	0	70	36

1/2-Kreis Rundkörper Nadel spitz

Bogenlänge 13 mm  doppelt armiert Nadel 2 x RB2	Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
	PDP866H	PDS Plus violett monofil	6-0	70	36
	PDP9201H	PDS Plus violett monofil	5-0	70	36

1/2-Kreis Rundkörper Nadel spitz

Bogenlänge 16 mm  Nadel UCLX	Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
	PDP13H	PDS Plus violett monofil	3-0	70	36
	PDP14H	PDS Plus violett monofil	2-0	70	36
	PDP15H	PDS Plus violett monofil	0	70	36

PDS Plus (Polydioxanone)

Reisskraftprofil: 60% 42 Tage, 0% 70 Tage · Resorption: ca. 180-240 Tage

1/2-Kreis Rundkörper Nadel spitz Bogenlänge
17 mmNadel
RB1

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
PDP303H	PDS Plus violett monofil	5-0	70	36
PDP304H	PDS Plus violett monofil	4-0	70	36
PDP305H	PDS Plus violett monofil	3-0	70	36

1/2-Kreis Rundkörper Nadel spitz Bogenlänge
17 mm

doppelt armiert

Nadel
2 x RB1

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
PDP9108H	PDS Plus violett monofil	5-0	90	36
PDP9109H	PDS Plus violett monofil	4-0	90	36
PDP6261H	PDS II PLUS violett monofil MULTIPASS	4-0	90	36

1/2-Kreis Rundkörper Nadel spitz Bogenlänge
22 mmNadel
SH1

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
PDP311H	PDS Plus violett monofil	3-0	70	36

1/2-Kreis Rundkörper Nadel spitz Bogenlänge
22 mm

doppelt armiert

Nadel
2 x SH1

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
PDP2993H	PDS Plus violett monofil	4-0	90	36
PDP1311H	PDS Plus violett monofil	3-0	70	36

1/2-Kreis Rundkörper Nadel spitz Bogenlänge
22 mmNadel
CT3

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
PDP328H	PDS Plus violett monofil	2-0	70	36
PDP329H	PDS Plus violett monofil	0	70	36

PDS Plus (Polydioxanone)

Reisskraftprofil: 60% 42 Tage, 0% 70 Tage · Resorption: ca. 180-240 Tage

1/2-Kreis Rundkörper Nadel spitz Bogenlänge
22 mmNadel
2 x CT3

doppelt armiert

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
PDP271H	PDS Plus violett monofil	2-0	70	36 ¹

1/2-Kreis Rundkörper Nadel spitz Bogenlänge
26 mmNadel
SH

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
PDP315H	PDS Plus violett monofil	4-0	70	36
PDP316H	PDS Plus violett monofil	3-0	70	36
PDP317H	PDS Plus violett monofil	2-0	70	36

1/2-Kreis Rundkörper Nadel spitz Bogenlänge
26 mmNadel
2 x SH

doppelt armiert

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
PDP1317H	PDS Plus violett monofil	2-0	70	36

1/2-Kreis Rundkörper Nadel spitz Bogenlänge
26 mmNadel
CT2


Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
PDP333H	PDS Plus violett monofil	2-0	70	36
D10180	PDS II Plus violett monofil	0	150	24
PDP335H	PDS Plus violett monofil	1	70	36

1/2-Kreis Rundkörper Nadel spitz Bogenlänge
31 mmNadel
MH1

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
PDP9132H	PDS Plus violett monofil	3-0	70	36
PDP9133H	PDS Plus violett monofil	2-0	70	36

PDS Plus (Polydioxanone)

Reisskraftprofil: 60% 42 Tage, 0% 70 Tage · Resorption: ca. 180-240 Tage

1/2-Kreis Rundkörper Nadel spitz Bogenlänge
31 mmNadel
2 x MH1

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
PDP9134H	PDS Plus violett monofil	3-0	90	36

1/2-Kreis Rundkörper Nadel spitz Bogenlänge
36 mmNadel
CT1

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
PDP338H	PDS Plus violett monofil	3-0	70	36
PDP339H	PDS Plus violett monofil	2-0	70	36
D10179	PDS II Plus violett monofil	0	150	24
PDP340H	PDS Plus violett monofil	0	70	36
PDPL995H	PDS Plus violett monofil	0	90	36
PDP341H	PDS Plus violett monofil	1	70	36

1/2-Kreis Rundkörper Nadel spitz Bogenlänge
40 mmNadel
CT

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
PDP357H	PDS Plus violett monofil	2-0	90	36
PDP1923T	PDS Plus violett monofil, Schlinge	0	150	24
PDP358H	PDS Plus violett monofil	0	90	36
PDP1924T	PDS Plus violett monofil, Schlinge	1	150	24
PDP359T	PDS II PLUS violett monofil	1	90	24

1/2-Kreis Rundkörper Nadel spitz Bogenlänge
40 mmNadel
MO2

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
PDP9237T	PDS Plus violett monofil, Schlinge	1	150	24

PDS Plus (Polydioxanone)

Reisskraftprofil: 60% 42 Tage, 0% 70 Tage · Resorption: ca. 180-240 Tage

1/2-Kreis Rundkörper Nadel spitz

Bogenlänge
48 mm



Nadel
CTX

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
PDP925ST	PDS Plus violett monofil, Schlinge	0	150	24
PDP9262T	PDS Plus violett monofil, Schlinge	1	150	24
D10178	PDS II Plus violett monofil, Schlinge	1	244	12

1/2-Kreis Rundkörper Nadel spitz

Bogenlänge
65 mm



Nadel
TP1

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
PDPS925ST	PDS Plus violett monofil, Schlinge	0	150	24

1/2-Kreis Rundkörper Nadel spitz

Bogenlänge
70 mm



Nadel
XLH

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
PDP582G	PDS II PLUS violett monofil	0	70	12

1/2-Kreis Rundkörper Nadel mit flacher Spitze

Bogenlänge
13 mm



Nadel
TF PLUS

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
PDP926H	PDS Plus violett monofil	6-0	70	36

PDS Plus (Polydioxanone)

Reisskraftprofil: 60% 42 Tage, 0% 70 Tage · Resorption: ca. 180-240 Tage

1/2-Kreis Rundkörper Nadel mit flacher Spitze
 Bogenlänge
13 mm

 doppelt armiert

 Nadel
2 x TF PLUS

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
PDP935H	PDS Plus violett monofil	5-0	70	36

1/2-Kreis Rundkörper Nadel mit flacher Spitze
 Bogenlänge
17 mm


 Nadel
RB1 PLUS

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
PDP302H	PDS Plus violett monofil	6-0	70	36

1/2-Kreis Rundkörper Nadel mit flacher Spitze
 Bogenlänge
17 mm

 doppelt armiert

 Nadel
2 x RB1 PLUS

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
PDP863H	PDS Plus violett monofil	5-0	70	36
PDP864H	PDS Plus violett monofil	4-0	70	36

1/2-Kreis Rundkörper Nadel mit flacher Spitze
 Bogenlänge
17 mm


 Nadel
RB1 PLUS

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
PDP3030H	PDS Plus violett monofil VISI-BLACK	5-0	70	36

1/2-Kreis Rundkörper Nadel mit flacher Spitze
 Bogenlänge
20 mm


 Nadel
SH2 PLUS

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
PDP9115H	PDS Plus violett monofil	4-0	70	36
PDP9116H	PDS Plus violett monofil	3-0	70	36

PDS Plus (Polydioxanone)

Reisskraftprofil: 60% 42 Tage, 0% 70 Tage · Resorption: ca. 180-240 Tage

1/2-Kreis Rundkörper Nadel mit flacher Spitze Bogenlänge
22 mmNadel
SH1 PLUS

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
PDP310H	PDS Plus violett monofil	4-0	70	36

1/2-Kreis Rundkörper Nadel mit flacher Spitze Bogenlänge
22 mm

doppelt armiert

Nadel
2 x SH1 PLUS

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
PDP1310H	PDS Plus violett monofil	4-0	70	36

1/2-Kreis Rundkörper Nadel mit flacher Spitze Bogenlänge
22 mmNadel
SH1 PLUS

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
PDP3100H	PDS Plus violett monofil VISI-BLACK	4-0	70	36
PDP3110H	PDS Plus violett monofil VISI-BLACK	3-0	70	36

1/2-Kreis Rundkörper Nadel mit flacher Spitze Bogenlänge
22 mm

doppelt armiert

Nadel
2 x SH1 PLUS

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
PDP1312H	PDS Plus violett monofil VISI-BLACK	4-0	70	36

1/2-Kreis Rundkörper Nadel mit flacher Spitze Bogenlänge
26 mmNadel
SH PLUS

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
PDP314H	PDS Plus violett monofil	5-0	90	36 ¹
PDP9124H	PDS Plus violett monofil	3-0	70	36

¹Artikel mit Mindestbestellmenge ggf. mit verlängerter Lieferzeit

PDS Plus (Polydioxanone)

Reisskraftprofil: 60% 42 Tage, 0% 70 Tage · Resorption: ca. 180-240 Tage

1/2-Kreis Rundkörper Nadel mit flacher Spitze Bogenlänge
26 mmNadel
2 x SH PLUS

doppelt armiert

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
PDP1315H	PDS Plus violett monofil	4-0	70	36
PDP526H	PDS Plus violett monofil	4-0	90	36
PDP527H	PDS Plus violett monofil	3-0	90	36
PDP528H	PDS Plus violett monofil	2-0	90	36

1/2-Kreis Rundkörper Nadel mit flacher Spitze Bogenlänge
26 mmNadel
CT2 PLUS

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
PDP334H	PDS Plus violett monofil	0	70	36

1/2-Kreis Rundkörper Nadel mit flacher Spitze Bogenlänge
26 mmNadel
SH PLUS

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
PDP3150H	PDS Plus violett monofil VISI-BLACK	4-0	70	36
PDP3160H	PDS Plus violett monofil VISI-BLACK	3-0	70	36
PDP3170H	PDS Plus violett monofil VISI-BLACK	2-0	70	36

1/2-Kreis Rundkörper Nadel mit flacher Spitze Bogenlänge
36 mmNadel
MH PLUS

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
PDP322H	PDS Plus violett monofil	3-0	70	36
PDP323H	PDS Plus violett monofil	2-0	70	36

1/2-Kreis Rundkörper Nadel mit flacher Spitze Bogenlänge
48 mmNadel
CTX PLUS


Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
PDP1926T	PDS Plus violett monofil	0	150	24
PDP370H	PDS Plus violett monofil	0	90	36
PDP371H	PDS Plus violett monofil	1	90	36

PDS Plus (Polydioxanone)

Reisskraftprofil: 60% 42 Tage, 0% 70 Tage · Resorption: ca. 180-240 Tage

1/2-Kreis Rundkörper Nadel mit stumpfer Spitze ☉Bogenlänge
31 mmNadel
MHB1

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
PDP9959H	PDS PLUS violett monofil ETHIGUARD	2-0	70	36

1/2-Kreis Rundkörper Nadel mit stumpfer Spitze ○Bogenlänge
45 mmNadel
BT3

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
PDP9965H	PDS Plus violett monofil	1	90	36

1/2-Kreis Rundkörper Nadel mit stumpfer Spitze ☉Bogenlänge
48 mmNadel
CTXB

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
PDP9966T	PDS Plus violett monofil ETHIGUARD, Schlinge	0	150	24
PDP9967T	PDS PLUS violett monofil ETHIGUARD, Schlinge	1	150	24

1/2-Kreis Rundkörper Nadel mit schneidender Spitze ▼Bogenlänge
17 mmNadel
V5

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
PDP995H	PDS Plus violett monofil	5-0	70	36
PDP994H	PDS Plus violett monofil	4-0	70	36
PDP276H	PDS Plus violett monofil	3-0	70	36
PDP274H	PDS Plus violett monofil	2-0	70	36

1/2-Kreis Rundkörper Nadel mit schneidender Spitze ▼Bogenlänge
22 mmNadel
V6

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
PDP275H	PDS Plus violett monofil	4-0	70	36
PDP277H	PDS Plus violett monofil	3-0	70	36

PDS Plus (Polydioxanone)

Reisskraftprofil: 60% 42 Tage, 0% 70 Tage · Resorption: ca. 180-240 Tage

1/2-Kreis Rundkörper Nadel mit schneidender Spitze Bogenlänge
26 mmNadel
V7

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
PDP997H	PDS Plus violett monofil	4-0	70	36
PDP9179H	PDS Plus violett monofil	3-0	70	36
PDP9184H	PDS Plus violett monofil	2-0	70	36

1/2-Kreis Rundkörper Nadel mit schneidender Spitze Bogenlänge
26 mmNadel
2 x V7

doppelt armiert

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
PDP177H	PDS Plus violett monofil	3-0	90	36

1/2-Kreis Rundkörper Nadel mit schneidender Spitze Bogenlänge
40 mmNadel
V37

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
PDP1935T	PDS Plus violett monofil, Schlinge	1	150	24

1/2-Kreis Rundkörper Nadel mit schneidender Spitze Bogenlänge
48 mmNadel
V40

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
PDP1936T	PDS Plus violett monofil, Schlinge	1	150	24

1/2-Kreis schneidende Nadel Bogenlänge
22 mmNadel
X1

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
PDP458H	PDS Plus ungefärbt monofil	3-0	70	36

PDS Plus (Polydioxanone)

Reisskraftprofil: 60% 42 Tage, 0% 70 Tage · Resorption: ca. 180-240 Tage

1/2-Kreis schneidende Nadel ▼

Bogenlänge		Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
26 mm		PDP969H	PDS Plus violett monofil	2-0	70	36
Nadel		PDP983H	PDS Plus violett monofil	0	70	36
CP2						

1/2-Kreis schneidende Nadel ▼

Bogenlänge		Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
36 mm		PDP466H	PDS Plus violett monofil	2-0	70	36
Nadel		PDP467H	PDS Plus violett monofil	0	70	36
CP1		PDP468H	PDS Plus violett monofil	1	70	36

1/2-Kreis schneidende Nadel ▼

Bogenlänge		Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
40 mm		PDP485H	PDS Plus violett monofil	0	90	36
Nadel						
CP						

1/2-Kreis schneidende Nadel ▼

Bogenlänge		Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
48 mm						
Nadel		PDP9299H	PDS Plus violett monofil	1	90	36
CPX						

1/2-Kreis schneidende Nadel mit Präzisionsspitze ▼

Bogenlänge		Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
8 mm		PDP941H	PDS Plus violett monofil PRIME	6-0	45	36 ¹
Nadel						
P2						

PDS Plus (Polydioxanone)

Reisskraftprofil: 60% 42 Tage, 0% 70 Tage · Resorption: ca. 180-240 Tage

1/2-Kreis schneidende Nadel mit Präzisionsspitze ▼

Bogenlänge		Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
16 mm		PDP507H	PDS Plus ungefärbt monofil PRIME Multipak	4-0	45	36 ¹
Nadel						
PS4						

3/8-Kreis Rundkörper Nadel spitz ⊙

Bogenlänge		Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
9.300000 000000 01 mm	doppelt armiert	PDP1702H	PDS Plus violett monofil	6-0	70	36
Nadel						
2 x BV1						

3/8-Kreis Rundkörper Nadel spitz ⊙

Bogenlänge		Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
11 mm	doppelt armiert	PDP1002H	PDS Plus violett monofil	6-0	70	36
Nadel						
2 x BV						

3/8-Kreis Rundkörper Nadel spitz ⊙

Bogenlänge		Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
13 mm		PDP1012H	PDS Plus violett monofil	6-0	70	36
		PDP1013H	PDS Plus violett monofil	5-0	70	36
Nadel		PDP072H	PDS Plus ungefärbt monofil	4-0	70	36
C1						

3/8-Kreis Rundkörper Nadel spitz ⊙

Bogenlänge		Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
13 mm	doppelt armiert	PDP1721H	PDS Plus violett monofil	6-0	70	36
		PDP1722H	PDS Plus violett monofil	5-0	70	36
Nadel						
2 x C1						

PDS Plus (Polydioxanone)

Reisskraftprofil: 60% 42 Tage, 0% 70 Tage · Resorption: ca. 180-240 Tage

3/8-Kreis Rundkörper Nadel spitz Bogenlänge
13 mmNadel
2 x C1

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
PDP166H	PDS Plus violett monofil VISI-BLACK	5-0	70	36

3/8-Kreis Rundkörper Nadel spitz Bogenlänge
17 mmNadel
BB

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
PDP9077H	PDS Plus violett monofil	4-0	70	36

3/8-Kreis Rundkörper Nadel mit schneidender Spitze Bogenlänge
17 mmNadel
V4

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
PDPA2993H	PDS Plus violett monofil	4-0	90	36 ¹

3/8-Kreis Rundkörper Nadel schneidend mit Kurzschliff Bogenlänge
**9.300000
000000
01 mm**Nadel
CC175-8

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
PDP1712H	PDS Plus violett monofil	6-0	70	36

3/8-Kreis Rundkörper Nadel schneidend mit Kurzschliff Bogenlänge
13 mmNadel
CC1

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
PDP1032H	PDS Plus violett monofil	6-0	70	36
PDP1033H	PDS Plus violett monofil	5-0	70	36
PDP1043H	PDS Plus violett monofil	5-0	70	36

PDS Plus (Polydioxanone)

Reisskraftprofil: 60% 42 Tage, 0% 70 Tage · Resorption: ca. 180-240 Tage

3/8-Kreis schneidende Nadel ▼Bogenlänge
16 mmNadel
FS3

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
PDP9733H	PDS Plus ungefärbt monofil	5-0	70	36
PDP9734H	PDS Plus ungefärbt monofil	4-0	70	36

3/8-Kreis schneidende Nadel ▼Bogenlänge
19 mmNadel
FS2

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
PDP421H	PDS Plus ungefärbt monofil	5-0	70	36
PDP9950H	PDS Plus ungefärbt monofil	4-0	45	36
PDP422H	PDS Plus ungefärbt monofil	4-0	70	36
PDP293H	PDS Plus ungefärbt monofil	3-0	45	36
PDP423H	PDS Plus ungefärbt monofil	3-0	70	36

3/8-Kreis schneidende Nadel ▼Bogenlänge
24 mmNadel
FS1

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
PDP441H	PDS Plus ungefärbt monofil	4-0	70	36
PDP442H	PDS Plus ungefärbt monofil	3-0	70	36
PDP443H	PDS Plus ungefärbt monofil	2-0	70	36

3/8-Kreis schneidende Nadel mit Präzisionsspitze ▼Bogenlänge
11 mmNadel
P1

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
PDP4870H	PDS Plus violett monofil VISI-BLACK	6-0	45	36

3/8-Kreis schneidende Nadel mit Präzisionsspitze ▼Bogenlänge
11 mmNadel
P1

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
PDP487H	PDS Plus violett monofil MULTIPASS	6-0	45	36
PDP489H	PDS Plus ungefärbt monofil MULTIPASS	6-0	45	36
PDP490H	PDS Plus ungefärbt monofil MULTIPASS	5-0	45	36 ¹

PDS Plus (Polydioxanone)

Reisskraftprofil: 60% 42 Tage, 0% 70 Tage · Resorption: ca. 180-240 Tage

3/8-Kreis schneidende Nadel mit Präzisionsspitze ▼

Bogenlänge 13 mm		Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
Nadel P3		PDP4630H	PDS Plus violett monofil VISI-BLACK	5-0	45	36
		PDP4640H	PDS Plus violett monofil VISI-BLACK	4-0	45	36
		PDP492H	PDS Plus ungefärbt monofil VISI-BLACK	5-0	45	36
		PDP495H	PDS Plus ungefärbt monofil VISI-BLACK	4-0	45	36

3/8-Kreis schneidende Nadel mit Präzisionsspitze ▼

Bogenlänge 13 mm		Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
Nadel P3		PDP463H	PDS Plus violett monofil MULTIPASS	5-0	45	36
		PDP464H	PDS Plus violett monofil MULTIPASS	4-0	45	36
		PDP493H	PDS Plus ungefärbt monofil MULTIPASS	5-0	45	36
		PDP494H	PDS Plus ungefärbt monofil MULTIPASS	4-0	45	36

3/8-Kreis schneidende Nadel mit Präzisionsspitze ▼

Bogenlänge 16 mm		Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
Nadel PS3		PDPJD942H	PDS Plus violett monofil MULTIPASS	5-0	45	36
		PDP500H	PDS Plus ungefärbt monofil MULTIPASS	5-0	45	36

3/8-Kreis schneidende Nadel mit Präzisionsspitze ▼

Bogenlänge 19 mm		Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
Nadel PS2		PDPZ500H	PDS Plus ungefärbt monofil VISI-BLACK	4-0	45	36
		PDP498H	PDS Plus ungefärbt monofil VISI-BLACK	3-0	45	36

3/8-Kreis schneidende Nadel mit Präzisionsspitze ▼

Bogenlänge 19 mm		Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
Nadel PS2		PDP514ZH	PDS Plus violett monofil MULTIPASS	3-0	45	36
		PDP973SH	PDS Plus violett monofil MULTIPASS	3-0	70	36 ¹
		PDP496H	PDS Plus ungefärbt monofil MULTIPASS	4-0	45	36
		PDP497H	PDS Plus ungefärbt monofil MULTIPASS	3-0	45	36

¹Artikel mit Mindestbestellmenge ggf. mit verlängerter Lieferzeit

PDS Plus (Polydioxanone)

Reisskraftprofil: 60% 42 Tage, 0% 70 Tage · Resorption: ca. 180-240 Tage

3/8-Kreis schneidende Nadel mit Präzisionsspitze ▼

Bogenlänge 24 mm		Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
Nadel PS1		PDPZ682H	PDS Plus ungefärbt monofil MULTIPASS	4-0	45	36 ¹
		PDP683H	PDS Plus ungefärbt monofil MULTIPASS	3-0	45	36
		PDP684H	PDS Plus ungefärbt monofil MULTIPASS	2-0	45	36

3/8-Kreis schneidende Nadel mit Präzisionsspitze ▼

Bogenlänge 26 mm		Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
Nadel PS		PDP9626H	PDS Plus ungefärbt monofil MULTIPASS	2-0	70	36

3/8-Kreis schneidende Nadel mit Präzisionsspitze ▼

Bogenlänge 19 mm		Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
Nadel PS2		PDP513H	PDS Plus violett monofil PRIME	4-0	45	36

Gerade schneidende Nadel ▼

Bogenlänge 13 mm		Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
Nadel SC1		PDP996H	PDS Plus violett monofil	4-0	45	36

Gerade schneidende Nadel ▼

Bogenlänge 60 mm		Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
Nadel KS		PDP662H	PDS Plus ungefärbt monofil	4-0	70	36
		PDP9714H	PDS Plus ungefärbt monofil	3-0	70	36
		PDP9715H	PDS Plus ungefärbt monofil	2-0	70	36

STRATAFIX Symmetric (PDS Plus)

Reisskraftprofil: 80% 28 Tage, 40% - 70% 42 Tage · Resorption: ca. 120-180 Tage

5/8-Kreis Rundkörper Nadel spitz

Bogenlänge
26 mm



Nadel
UR6

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
SXPP1A417	STRATAFIX Symmetric PDS Plus gefärbt monofil	2-0	15	12

1/2-Kreis Rundkörper Nadel spitz

Bogenlänge
26 mm



Nadel
SH

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
SXPP1A410	STRATAFIX Symmetric PDS Plus gefärbt monofil	3-0	45	12
SXPP1A409	STRATAFIX Symmetric PDS Plus gefärbt monofil	2-0	45	12

1/2-Kreis Rundkörper Nadel spitz

Bogenlänge
26 mm



Nadel
CT2

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
SXPP1A408	STRATAFIX Symmetric PDS Plus gefärbt monofil	2-0	45	12
SXPP1A407	STRATAFIX Symmetric PDS Plus gefärbt monofil	0	45	12

1/2-Kreis Rundkörper Nadel spitz

Bogenlänge
36 mm



Nadel
CT1

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
SXPP1A403	STRATAFIX Symmetric PDS Plus gefärbt monofil	2-0	45	12
SXPP1A401	STRATAFIX Symmetric PDS Plus gefärbt monofil	0	45	12
SXPP1A404	STRATAFIX Symmetric PDS Plus gefärbt monofil	1	45	12

1/2-Kreis Rundkörper Nadel spitz

Bogenlänge
40 mm



Nadel
CT

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
SXPP1A406	STRATAFIX Symmetric PDS Plus gefärbt monofil	0	45	12
SXPP1A405	STRATAFIX Symmetric PDS Plus gefärbt monofil	1	45	12

STRATAFIX Symmetric (PDS Plus)

Reisskraftprofil: 80% 28 Tage, 40% - 70% 42 Tage · Resorption: ca. 120-180 Tage

1/2-Kreis Rundkörper Nadel spitz Bogenlänge
48 mmNadel
CTX

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
SXPP1A402	STRATAFIX Symmetric PDS Plus gefärbt monofil	0	45	12
SXPP1A400	STRATAFIX Symmetric PDS Plus gefärbt monofil	1	45	12

1/2-Kreis Rundkörper Nadel mit stumpfer Spitze Bogenlänge
36 mmNadel
CTB1

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
SXPP1A301	STRATAFIX Symmetric PDS Plus gefärbt monofil ETHIGUARD	1	45	12

1/2-Kreis Rundkörper Nadel mit stumpfer Spitze Bogenlänge
48 mmNadel
CTXB

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
SXPP1A302	STRATAFIX Symmetric PDS Plus gefärbt monofil ETHIGUARD	0	45	12
SXPP1A300	STRATAFIX Symmetric PDS Plus gefärbt monofil ETHIGUARD	1	45	12

1/2-Kreis schneidende Nadel Bogenlänge
36 mmNadel
OS6

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
SXPP1A200	STRATAFIX Symmetric PDS Plus gefärbt monofil	0	45	12
SXPP1A201	STRATAFIX Symmetric PDS Plus gefärbt monofil	1	45	12

STRATAFIX Symmetric (PDS Plus)

Reisskraftprofil: 80% 28 Tage, 40% - 70% 42 Tage · Resorption: ca. 120-180 Tage

1/2-Kreis Rundkörper Nadel spitz ⓘ

Bogenlänge
17 mm



Nadel
RB1

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
SXPP1A411	STRATAFIX Symmetric PDS Plus gefärbt monofil	3-0	15	12

1/2-Kreis Rundkörper Nadel spitz ⓘ

Bogenlänge
26 mm



Nadel
SH

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
SXPP1A413	STRATAFIX Symmetric PDS Plus gefärbt monofil	3-0	15	12
SXPP1A428	STRATAFIX Symmetric PDS Plus gefärbt monofil	3-0	30	12
SXPP1A414	STRATAFIX Symmetric PDS Plus gefärbt monofil	2-0	15	12
SXPP1A421	STRATAFIX Symmetric PDS Plus gefärbt monofil	2-0	23	12
SXPP1A431	STRATAFIX Symmetric PDS Plus gefärbt monofil	2-0	30	12

1/2-Kreis Rundkörper Nadel spitz ⓘ

Bogenlänge
36 mm



Nadel
CT1

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
SXPP1A429	STRATAFIX Symmetric PDS Plus gefärbt monofil	3-0	30	12
SXPP1A416	STRATAFIX Symmetric PDS Plus gefärbt monofil	2-0	15	12
SXPP1A422	STRATAFIX Symmetric PDS Plus gefärbt monofil	2-0	23	12
SXPP1A423	STRATAFIX Symmetric PDS Plus gefärbt monofil	2-0	23	12
SXPP1A432	STRATAFIX Symmetric PDS Plus gefärbt monofil	2-0	30	12
SXPP1A439	STRATAFIX Symmetric PDS Plus gefärbt monofil	2-0	60	12
SXPP1A418	STRATAFIX Symmetric PDS Plus gefärbt monofil	0	15	12
SXPP1A425	STRATAFIX Symmetric PDS Plus gefärbt monofil	0	23	12
SXPP1A433	STRATAFIX Symmetric PDS Plus gefärbt monofil	0	30	12
SXPP1A440	STRATAFIX Symmetric PDS Plus gefärbt monofil	0	60	12
SXPP1A420	STRATAFIX Symmetric PDS Plus gefärbt monofil	1	15	12
SXPP1A435	STRATAFIX Symmetric PDS Plus gefärbt monofil	1	30	12
SXPP1A443	STRATAFIX Symmetric PDS Plus gefärbt monofil	1	60	12

STRATAFIX Symmetric (PDS Plus)

Reisskraftprofil: 80% 28 Tage, 40% - 70% 42 Tage · Resorption: ca. 120-180 Tage

1/2-Kreis Rundkörper Nadel spitz Bogenlänge
26 mmNadel
CT2

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
SXPP1A415	STRATAFIX Symmetric PDS Plus gefärbt monofil	2-0	15	12
SXPP1A446	STRATAFIX Symmetric PDS Plus gefärbt monofil	0	23	12
SXPP1A419	STRATAFIX Symmetric PDS Plus gefärbt monofil	1	15	12

1/2-Kreis Rundkörper Nadel spitz Bogenlänge
40 mmNadel
CT

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
SXPP1A412	STRATAFIX Symmetric PDS Plus gefärbt monofil	0	30	12
SXPP1A441	STRATAFIX Symmetric PDS Plus gefärbt monofil	0	60	12
SXPP1A444	STRATAFIX Symmetric PDS Plus gefärbt monofil	1	60	12

1/2-Kreis schneidende Nadel Bogenlänge
36 mmNadel
OS6

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
SXPP1A202	STRATAFIX Symmetric PDS Plus gefärbt monofil	0	60	12
SXPP1A203	STRATAFIX Symmetric PDS Plus gefärbt monofil	1	60	12

1/2-Kreis schneidende Nadel Bogenlänge
40 mmNadel
OS8

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
SXPP1A204	STRATAFIX Symmetric PDS Plus gefärbt monofil	0	60	12
SXPP1A205	STRATAFIX Symmetric PDS Plus gefärbt monofil	1	60	12

1/2-Kreis Rundkörper Nadel spitz Bogenlänge
48 mmNadel
CTX

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
SXPP1A442	STRATAFIX Symmetric PDS Plus gefärbt monofil	0	60	12
SXPP1A445	STRATAFIX Symmetric PDS Plus gefärbt monofil	1	60	12

STRATAFIX Symmetric (PDS Plus)

Reisskraftprofil: 80% 28 Tage, 40% - 70% 42 Tage · Resorption: ca. 120-180 Tage

1/2-Kreis Rundkörper Nadel mit stumpfer Spitze ☉

Bogenlänge
36 mm



Nadel
CTB1

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
SXPP1A304	STRATAFIX Symmetric PDS Plus gefärbt monofil ETHIGUARD	1	60	12

1/2-Kreis Rundkörper Nadel mit stumpfer Spitze ☉

Bogenlänge
48 mm



Nadel
CTXB

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
SXPP1A306	STRATAFIX Symmetric PDS Plus gefärbt monofil ETHIGUARD	1	60	12

3/8-Kreis schneidende Nadel mit Präzisionsspitze ▼

Bogenlänge
19 mm



Nadel
PS2

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
SXPP1A101	STRATAFIX Symmetric PDS Plus gefärbt monofil	3-0	45	12

3/8-Kreis schneidende Nadel mit Präzisionsspitze ▼

Bogenlänge
24 mm



Nadel
PS1

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
SXPP1A100	STRATAFIX Symmetric PDS Plus gefärbt monofil	3-0	45	12

STRATAFIX Symmetric (PDS Plus)

Reisskraftprofil: 75% 14 Tage, 65% 28 Tage, 55% 42 Tage · Resorption: ca. 180-240 Tage

1/2-Kreis Rundkörper Nadel spitz ☉

Bogenlänge
17 mm



Nadel
RB1

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
SXPP1A427	STRATAFIX Symmetric PDS Plus violett monofil	3-0	30	12

STRATAFIX Symmetric (PDS Plus)
Reisskraftprofil: 75% 14 Tage, 65% 28 Tage, 55% 42 Tage · Resorption: ca. 180-240 Tage

1/2-Kreis Rundkörper Nadel mit schneidender Spitze

Bogenlänge 26 mm		Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
		SXPP1A424	STRATAFIX Symmetric PDS Plus violett monofil	2-0	23	12
		Nadel V7				

STRATAFIX Spiral PDS Plus unidirektional (Polydioxanone, antiseptisch)
 Reisskraftprofil: 60% 42 Tage, 0% 70 Tage · Resorption: ca. 180-240 Tage

5/8-Kreis Rundkörper Nadel spitz

	Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
Bogenlänge 26 mm	SXPP1B419	STRATAFIX Spiral PDS Plus gefärbt monofil, unidirektional	2-0	30	12
Nadel UR6	SXPP1B434	STRATAFIX Spiral PDS Plus violett monofil, unidirektional	2-0	15	12

1/2-Kreis Rundkörper Nadel spitz

	Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
Bogenlänge 17 mm	SXPP1B427	STRATAFIX Spiral PDS Plus gefärbt monofil, unidirektional	4-0	15	12
Nadel RB1	SXPP1B422	STRATAFIX Spiral PDS Plus gefärbt monofil, unidirektional	3-0	15	12
	SXPP1B423	STRATAFIX Spiral PDS Plus gefärbt monofil, unidirektional	3-0	70	12

1/2-Kreis Rundkörper Nadel spitz

	Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
Bogenlänge 22 mm	SXPP1B454	STRATAFIX Spiral PDS Plus violett monofil, unidirektional	4-0	22	12
Nadel SH1	SXPP1B453	STRATAFIX Spiral PDS Plus violett monofil, unidirektional	3-0	23	12

1/2-Kreis Rundkörper Nadel spitz

	Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
Bogenlänge 26 mm	SXPP1B420	STRATAFIX Spiral PDS Plus gefärbt monofil, unidirektional	3-0	15	12
Nadel SH	SXPP1B421	STRATAFIX Spiral PDS Plus gefärbt monofil, unidirektional	3-0	70	12
	SXPP1B415	STRATAFIX Spiral PDS Plus gefärbt monofil, unidirektional	2-0	15	12
	SXPP1B416	STRATAFIX Spiral PDS Plus gefärbt monofil, unidirektional	2-0	30	12
	SXPP1B417	STRATAFIX Spiral PDS Plus gefärbt monofil, unidirektional	2-0	70	12
	SXPP1B433	STRATAFIX Spiral PDS Plus violett monofil, unidirektional	2-0	23	12

STRATAFIX Spiral PDS Plus unidirektional (Polydioxanone, antiseptisch)
Reisskraftprofil: 60% 42 Tage, 0% 70 Tage · Resorption: ca. 180-240 Tage

1/2-Kreis Rundkörper Nadel spitz

	Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
Bogenlänge 26 mm	SXPP1B413	STRATAFIX Spiral PDS Plus gefärbt monofil, unidirektional	2-0	15	12
Nadel CT2	SXPP1B405	STRATAFIX Spiral PDS Plus gefärbt monofil, unidirektional	0	30	12

1/2-Kreis Rundkörper Nadel spitz

	Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
Bogenlänge 31 mm	SXPP1B451	STRATAFIX Spiral PDS Plus gefärbt monofil, unidirektional	0	70	12
Nadel MO5					

1/2-Kreis Rundkörper Nadel spitz

	Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
Bogenlänge 36 mm	SXPP1B409	STRATAFIX Spiral PDS Plus gefärbt monofil, unidirektional	2-0	15	12
Nadel CT1	SXPP1B410	STRATAFIX Spiral PDS Plus gefärbt monofil, unidirektional	2-0	30	12
	SXPP1B411	STRATAFIX Spiral PDS Plus gefärbt monofil, unidirektional	2-0	45	12
	SXPP1B412	STRATAFIX Spiral PDS Plus gefärbt monofil, unidirektional	2-0	70	12
	SXPP1B406	STRATAFIX Spiral PDS Plus gefärbt monofil, unidirektional	0	15	12
	SXPP1B408	STRATAFIX Spiral PDS Plus gefärbt monofil, unidirektional	0	70	12
	SXPP1B429	STRATAFIX Spiral PDS Plus gefärbt monofil, unidirektional	1	30	12
	SXPP1B430	STRATAFIX Spiral PDS Plus gefärbt monofil, unidirektional	1	45	12
	SXPP1B431	STRATAFIX Spiral PDS Plus gefärbt monofil, unidirektional	1	70	12
	SXPP1B456	STRATAFIX Spiral PDS Plus violett monofil, unidirektional	2-0	23	12
	SXPP1B455	STRATAFIX Spiral PDS Plus violett monofil, unidirektional	0	23	12
	SXPP1B450	STRATAFIX Spiral PDS Plus gefärbt monofil, unidirektional	0	30	12

STRATAFIX Spiral PDS Plus unidirektional (Polydioxanone, antiseptisch)
 Reisskraftprofil: 60% 42 Tage, 0% 70 Tage · Resorption: ca. 180-240 Tage

1/2-Kreis Rundkörper Nadel spitz

 Bogenlänge
36 mm

 Nadel
MO4

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
SXPP1B205	STRATAFIX Spiral PDS Plus gefärbt monofil, unidirektional	1	70	12

1/2-Kreis Rundkörper Nadel spitz

 Bogenlänge
48 mm

 Nadel
CTX

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
SXPP1B401	STRATAFIX Spiral PDS Plus gefärbt monofil, unidirektional	1	70	12
SXPP1B402	STRATAFIX Spiral PDS Plus gefärbt monofil, unidirektional	1	90	12

1/2-Kreis Rundkörper Nadel mit schneidender Spitze

 Bogenlänge
36 mm

 Nadel
V34

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
SXPP1B458	STRATAFIX Spiral PDS Plus violett monofil, unidirektional	2-0	22	12
SXPP1B457	STRATAFIX Spiral PDS Plus violett monofil, unidirektional	0	22	12

1/2-Kreis schneidende Nadel

 Bogenlänge
22 mm

 Nadel
X1

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
SXPP1B120	STRATAFIX Spiral PDS Plus gefärbt monofil, unidirektional	3-0	70	12

1/2-Kreis schneidende Nadel

 Bogenlänge
26 mm

 Nadel
CP2

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
SXPP1B202	STRATAFIX Spiral PDS Plus gefärbt monofil, unidirektional	0	45	12
SXPP1B403	STRATAFIX Spiral PDS Plus gefärbt monofil, unidirektional	1	45	12

STRATAFIX Spiral PDS Plus unidirektional (Polydioxanone, antiseptisch)
Reisskraftprofil: 60% 42 Tage, 0% 70 Tage · Resorption: ca. 180-240 Tage

1/2-Kreis schneidende Nadel ▼

		Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
Bogenlänge 36 mm		SXPP1B201	STRATAFIX Spiral PDS Plus gefärbt monofil, unidirektional	1	45	12
Nadel OS6		SXPP1B203	STRATAFIX Spiral PDS Plus gefärbt monofil, unidirektional	1	70	12

1/2-Kreis schneidende Nadel ▼

		Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
Bogenlänge 40 mm		SXPP1B204	STRATAFIX Spiral PDS Plus gefärbt monofil, unidirektional	1	70	12
Nadel OS8						

1/2-Kreis schneidende Nadel mit Präzisionsspitze ▼

		Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
Bogenlänge 16 mm		SXPP1B119	STRATAFIX Spiral PDS Plus gefärbt monofil, unidirektional	4-0	45	12
Nadel PS4						

3/8-Kreis schneidende Nadel mit Präzisionsspitze ▼

		Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
Bogenlänge 19 mm		SXPP1B114	STRATAFIX Spiral PDS Plus gefärbt monofil, unidirektional	4-0	70	12
Nadel PS2		SXPP1B103	STRATAFIX Spiral PDS Plus gefärbt monofil, unidirektional	3-0	15	12
		SXPP1B104	STRATAFIX Spiral PDS Plus gefärbt monofil, unidirektional	3-0	30	12
		SXPP1B105	STRATAFIX Spiral PDS Plus gefärbt monofil, unidirektional	3-0	45	12

3/8-Kreis schneidende Nadel mit Präzisionsspitze ▼

		Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
Bogenlänge 24 mm		SXPP1B110	STRATAFIX Spiral PDS Plus gefärbt monofil, unidirektional	3-0	70	12
Nadel PS1						

STRATAFIX Spiral PDS Plus unidirektional (Polydioxanone, antiseptisch)
 Reisskraftprofil: 60% 42 Tage, 0% 70 Tage · Resorption: ca. 180-240 Tage

3/8-Kreis schneidende Nadel mit Präzisionsspitze ▼

		Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
Bogenlänge 26 mm		SXPP1B108	STRATAFIX Spiral PDS Plus gefärbt monofil, unidirektional	3-0	45	12
Nadel PS		SXPP1B109	STRATAFIX Spiral PDS Plus gefärbt monofil, unidirektional	3-0	70	12

skiförmig Rundkörper Nadel spitz ◎

		Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
Bogenlänge 19 mm		SXPP1B452	STRATAFIX Spiral PDS Plus gefärbt monofil, unidirektional	0	30	12
Nadel ENS						

Gerade Rundkörper Nadel spitz ◎

		Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
Bogenlänge 19 mm		SXPP1B424	STRATAFIX Spiral PDS Plus gefärbt monofil, unidirektional	3-0	15	12
Nadel ST4						

STRATAFIX Spiral PDO bidirektional (Polydioxanone)
 Reisskraftprofil: 80% 28 Tage, 40% - 70% 42 Tage · Resorption: ca. 120-180 Tage

1/2-Kreis Rundkörper Nadel spitz ◎

		Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
Bogenlänge 22 mm		SXPD2B404	STRATAFIX Spiral PDO gefärbt monofil, bidirektional	0	28	12
Nadel 2 x CT3	doppelt armiert					

1/2-Kreis Rundkörper Nadel spitz ◎


		Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
Bogenlänge 26 mm		SXPD2B413	STRATAFIX Spiral PDO gefärbt monofil, bidirektional	2-0	20	12
Nadel 2 x SH	doppelt armiert	SXPD2B414	STRATAFIX Spiral PDO gefärbt monofil, bidirektional	2-0	28	12


STRATAFIX Spiral PDO bidirektional (Polydioxanone)

Reisskraftprofil: 80% 28 Tage, 40% - 70% 42 Tage · Resorption: ca. 120-180 Tage

1/2-Kreis Rundkörper Nadel spitz


 Bogenlänge
36 mm

 Nadel
2 x MH


Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
SXPD2B406	STRATAFIX Spiral PDO gefärbt monofil, bidirektional	2-0	14	12
SXPD2B407	STRATAFIX Spiral PDO gefärbt monofil, bidirektional	2-0	28	12
SXPD2B408	STRATAFIX Spiral PDO gefärbt monofil, bidirektional	2-0	48	12
SXPD2B412	STRATAFIX Spiral PDO gefärbt monofil, bidirektional	2-0	72	12
SXPD2B409	STRATAFIX Spiral PDO gefärbt monofil, bidirektional	0	28	12
SXPD2B410	STRATAFIX Spiral PDO gefärbt monofil, bidirektional	0	48	12
SXPD2B411	STRATAFIX Spiral PDO gefärbt monofil, bidirektional	0	60	12

1/2-Kreis Rundkörper Nadel spitz


 Bogenlänge
36 mm

 Nadel
2 x CT1


Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
SXPD2B401	STRATAFIX Spiral PDO gefärbt monofil, bidirektional	1	28	12
SXPD2B402	STRATAFIX Spiral PDO gefärbt monofil, bidirektional	1	48	12
SXPD2B403	STRATAFIX Spiral PDO gefärbt monofil, bidirektional	1	60	12

1/2-Kreis Rundkörper Nadel spitz


 Bogenlänge
36 mm

 Nadel
2 x MO4


Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
SXPD2B400	STRATAFIX Spiral PDO gefärbt monofil, bidirektional	1	72	12

1/2-Kreis Rundkörper Nadel spitz

 Bogenlänge
48 mm

 Nadel
2 x CTX


Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
SXPD2B405	STRATAFIX Spiral PDO gefärbt monofil, bidirektional	1	72	12

STRATAFIX Spiral PDO bidirektional (Polydioxanone)

Reisskraftprofil: 80% 28 Tage, 40% - 70% 42 Tage · Resorption: ca. 120-180 Tage

1/2-Kreis schneidende Nadel ▼

Bogenlänge
26 mm




Nadel
2 x CP2

doppelt armiert

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
SXPD2B415	STRATAFIX Spiral PDO gefärbt monofil, bidirektional	0	48	12
SXPD2B416	STRATAFIX Spiral PDO gefärbt monofil, bidirektional	1	48	12

1/2-Kreis schneidende Nadel ▼

Bogenlänge
36 mm



Nadel
2 x OS6

doppelt armiert

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
SXPD2B200	STRATAFIX Spiral PDO gefärbt monofil, bidirektional	1	48	12
SXPD2B201	STRATAFIX Spiral PDO gefärbt monofil, bidirektional	1	60	12

1/2-Kreis schneidende Nadel ▼

Bogenlänge
40 mm



Nadel
2 x OS8

doppelt armiert

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
SXPD2B202	STRATAFIX Spiral PDO gefärbt monofil, bidirektional	1	72	12

3/8-Kreis Rundkörper Nadel mit schneidender Spitze ▼

Bogenlänge
17 mm



Nadel
2 x V4

doppelt armiert

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
SXPD2B426	STRATAFIX Spiral PDO gefärbt monofil, bidirektional	4-0	48	12

3/8-Kreis Rundkörper Nadel mit schneidender Spitze ▼

Bogenlänge
26 mm



Nadel
2 x V26

doppelt armiert

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
SXPD2B425	STRATAFIX Spiral PDO gefärbt monofil, bidirektional	4-0	28	12
SXPD2B424	STRATAFIX Spiral PDO gefärbt monofil, bidirektional	4-0	48	12

STRATAFIX Spiral PDO bidirektional (Polydioxanone)

Reisskraftprofil: 80% 28 Tage, 40% - 70% 42 Tage · Resorption: ca. 120-180 Tage

3/8-Kreis schneidende Nadel ▼

Bogenlänge
19 mm



doppelt armiert

Nadel
2 x FS2

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
SXPD2B421	STRATAFIX Spiral PDO gefärbt monofil, bidirektional	5-0	14	12
SXPD2B422	STRATAFIX Spiral PDO gefärbt monofil, bidirektional	4-0	14	12
SXPD2B423	STRATAFIX Spiral PDO gefärbt monofil, bidirektional	4-0	28	12

3/8-Kreis schneidende Nadel ▼

Bogenlänge
26 mm



doppelt armiert

Nadel
2 x FS

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
SXPD2B417	STRATAFIX Spiral PDO gefärbt monofil, bidirektional	3-0	28	12
SXPD2B419	STRATAFIX Spiral PDO gefärbt monofil, bidirektional	3-0	48	12
SXPD2B418	STRATAFIX Spiral PDO gefärbt monofil, bidirektional	2-0	28	12
SXPD2B420	STRATAFIX Spiral PDO gefärbt monofil, bidirektional	2-0	48	12

STRATAFIX Spiral Monocryl Plus unidirektional (Polyglecaprone 25, antiseptisch)

Reisskraftprofil: 60% 7 Tage, 0% 28 Tage · Resorption: ca. 90-120 Tage

1/2-Kreis Rundkörper Nadel spitz ◎

Bogenlänge
17 mm



Nadel
RB1

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
SXMP1B434	STRATAFIX Spiral MONOCRYL Plus ungefärbt monofil, unidirektional	4-0	15	12
SXMP1B439	STRATAFIX Spiral MONOCRYL Plus ungefärbt monofil, unidirektional	4-0	23	12
SXMP1B435	STRATAFIX Spiral MONOCRYL Plus ungefärbt monofil, unidirektional	4-0	30	12
SXMP1B424	STRATAFIX Spiral MONOCRYL Plus ungefärbt monofil, unidirektional	3-0	15	12
SXMP1B438	STRATAFIX Spiral MONOCRYL Plus ungefärbt monofil, unidirektional	3-0	23	12
SXMP1B425	STRATAFIX Spiral MONOCRYL Plus ungefärbt monofil, unidirektional	3-0	30	12

1/2-Kreis Rundkörper Nadel spitz ◎

Bogenlänge
26 mm



Nadel
SH

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
SXMP1B427	STRATAFIX Spiral MONOCRYL Plus ungefärbt monofil, unidirektional	3-0	20	12
SXMP1B428	STRATAFIX Spiral MONOCRYL Plus ungefärbt monofil, unidirektional	3-0	70	12
SXMP1B408	STRATAFIX Spiral MONOCRYL Plus ungefärbt monofil, unidirektional	2-0	15	12
SXMP1B409	STRATAFIX Spiral MONOCRYL Plus ungefärbt monofil, unidirektional	2-0	20	12

STRATAFIX Spiral Monocryl Plus unidirektional (Polyglecaprone 25, antiseptisch)
Reisskraftprofil: 60% 7 Tage, 0% 28 Tage · Resorption: ca. 90-120 Tage

1/2-Kreis Rundkörper Nadel spitz

Bogenlänge
26 mm



Nadel
SH

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
SXMP1B410	STRATAFIX Spiral MONOCRYL Plus ungefärbt monofil, unidirektional	2-0	30	12

1/2-Kreis Rundkörper Nadel spitz

Bogenlänge
26 mm



Nadel
CT2

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
SXMP1B416	STRATAFIX Spiral MONOCRYL Plus ungefärbt monofil, unidirektional	2-0	30	12
SXMP1B417	STRATAFIX Spiral MONOCRYL Plus ungefärbt monofil, unidirektional	2-0	45	12

1/2-Kreis Rundkörper Nadel spitz

Bogenlänge
36 mm



Nadel
CT1

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
SXMP1B429	STRATAFIX Spiral MONOCRYL Plus ungefärbt monofil, unidirektional	3-0	45	12
SXMP1B411	STRATAFIX Spiral MONOCRYL Plus ungefärbt monofil, unidirektional	2-0	15	12
SXMP1B413	STRATAFIX Spiral MONOCRYL Plus ungefärbt monofil, unidirektional	2-0	45	12
SXMP1B414	STRATAFIX Spiral MONOCRYL Plus ungefärbt monofil, unidirektional	2-0	70	12

1/2-Kreis schneidende Nadel

Bogenlänge
36 mm



Nadel
CP1

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
SXMP1B419	STRATAFIX Spiral MONOCRYL Plus ungefärbt monofil, unidirektional	2-0	70	12

3/8-Kreis schneidende Nadel mit Präzisionsspitze

Bogenlänge
19 mm



Nadel
PS2

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
SXMP1B117	STRATAFIX Spiral MONOCRYL Plus ungefärbt monofil, unidirektional	4-0	30	12
SXMP1B119	STRATAFIX Spiral MONOCRYL Plus ungefärbt monofil, unidirektional	4-0	70	12
SXMP1B105	STRATAFIX Spiral MONOCRYL Plus ungefärbt monofil, unidirektional	3-0	15	12

STRATAFIX Spiral Monocryl Plus unidirektional (Polyglecaprone 25, antiseptisch)
Reisskraftprofil: 60% 7 Tage, 0% 28 Tage · Resorption: ca. 90-120 Tage

3/8-Kreis schneidende Nadel mit Präzisionsspitze ▼

Bogenlänge		Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
19 mm		SXMP1B106	STRATAFIX Spiral MONOCRYL Plus ungefärbt monofil, unidirektional	3-0	30	12
Nadel		SXMP1B107	STRATAFIX Spiral MONOCRYL Plus ungefärbt monofil, unidirektional	3-0	45	12
PS2		SXMP1B108	STRATAFIX Spiral MONOCRYL Plus ungefärbt monofil, unidirektional	3-0	60	12
		SXMP1B109	STRATAFIX Spiral MONOCRYL Plus ungefärbt monofil, unidirektional	3-0	70	12

3/8-Kreis schneidende Nadel mit Präzisionsspitze ▼

Bogenlänge		Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
24 mm		SXMP1B114	STRATAFIX Spiral MONOCRYL Plus ungefärbt monofil, unidirektional	4-0	30	12
Nadel		SXMP1B101	STRATAFIX Spiral MONOCRYL Plus ungefärbt monofil, unidirektional	3-0	30	12
PS1		SXMP1B102	STRATAFIX Spiral MONOCRYL Plus ungefärbt monofil, unidirektional	3-0	45	12
		SXMP1B103	STRATAFIX Spiral MONOCRYL Plus ungefärbt monofil, unidirektional	3-0	60	12
		SXMP1B104	STRATAFIX Spiral MONOCRYL Plus ungefärbt monofil, unidirektional	3-0	70	12

3/8-Kreis schneidende Nadel mit Präzisionsspitze ▼

Bogenlänge		Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
26 mm		SXMP1B110	STRATAFIX Spiral MONOCRYL Plus ungefärbt monofil, unidirektional	3-0	30	12
Nadel		SXMP1B111	STRATAFIX Spiral MONOCRYL Plus ungefärbt monofil, unidirektional	3-0	45	12
PS		SXMP1B113	STRATAFIX Spiral MONOCRYL Plus ungefärbt monofil, unidirektional	3-0	70	12

3/8-Kreis schneidende Nadel mit Präzisionsspitze ▼

Bogenlänge		Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
30 mm		SXMP1B421	STRATAFIX Spiral MONOCRYL Plus ungefärbt monofil, unidirektional	2-0	70	12
Nadel						
PSL						

STRATAFIX Spiral Monocryl Plus unidirektional (Polyglecaprone 25, antiseptisch)
 Reisskraftprofil: 60% 7 Tage, 0% 28 Tage · Resorption: ca. 90-120 Tage

Gerade Rundkörper Nadel spitz

	Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
Bogenlänge 19 mm Nadel ST4	SXMP1B433	STRATAFIX Spiral MONOCRYL Plus ungefärbt monofil, unidirektional	3-0	30	12

STRATAFIX Spiral PGA-PCL bidirektional (PGA-PCL)
 Reisskraftprofil: 62% 7 Tage, 27% 14 Tage · Resorption: ca. 90-120 Tage

1/2-Kreis Rundkörper Nadel spitz

	Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
Bogenlänge 17 mm Nadel 2 x RB1	SXMD2B403	STRATAFIX Spiral PGA-PCL ungefärbt monofil, bidirektional	4-0	32	12
	SXMD2B402	STRATAFIX Spiral PGA-PCL ungefärbt monofil, bidirektional	3-0	32	12

1/2-Kreis Rundkörper Nadel spitz

	Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
Bogenlänge 36 mm Nadel 2 x MH	SXMD2B400	STRATAFIX Spiral PGA-PCL ungefärbt monofil, bidirektional	2-0	28	12
	SXMD2B401	STRATAFIX Spiral PGA-PCL ungefärbt monofil, bidirektional	2-0	72	12

1/2-Kreis schneidende Nadel

	Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
Bogenlänge 26 mm Nadel 2 x CP2	SXMD2B414	STRATAFIX Spiral PGA-PCL ungefärbt monofil, bidirektional	2-0	28	12

3/8-Kreis schneidende Nadel

	Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
Bogenlänge 19 mm Nadel 2 x FS2	SXMD2B405	STRATAFIX Spiral PGA-PCL ungefärbt monofil, bidirektional	4-0	14	12
	SXMD2B407	STRATAFIX Spiral PGA-PCL ungefärbt monofil, bidirektional	4-0	28	12
	SXMD2B409	STRATAFIX Spiral PGA-PCL ungefärbt monofil, bidirektional	4-0	60	12

STRATAFIX Spiral PGA-PCL bidirektional (PGA-PCL)
 Reisskraftprofil: 62% 7 Tage, 27% 14 Tage · Resorption: ca. 90-120 Tage

3/8-Kreis schneidende Nadel ▼

 Bogenlänge
19 mm


doppelt armiert

 Nadel
2 x FS2

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
SXMD2B404	STRATAFIX Spiral PGA-PCL ungefärbt monofil, bidirektional	3-0	14	12
SXMD2B406	STRATAFIX Spiral PGA-PCL ungefärbt monofil, bidirektional	3-0	28	12
SXMD2B408	STRATAFIX Spiral PGA-PCL ungefärbt monofil, bidirektional	3-0	60	12

3/8-Kreis schneidende Nadel ▼

 Bogenlänge
24 mm


doppelt armiert

 Nadel
2 x FS1

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
SXMD2B410	STRATAFIX Spiral PGA-PCL ungefärbt monofil, bidirektional	3-0	60	12

3/8-Kreis schneidende Nadel ▼

 Bogenlänge
26 mm


doppelt armiert

 Nadel
2 x FS

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
SXMD2B413	STRATAFIX Spiral PGA-PCL ungefärbt monofil, bidirektional	4-0	60	12
SXMD2B411	STRATAFIX Spiral PGA-PCL ungefärbt monofil, bidirektional	3-0	28	12
SXMD2B412	STRATAFIX Spiral PGA-PCL ungefärbt monofil, bidirektional	3-0	60	12

3/8-Kreis schneidende Nadel mit Präzisionsspitze ▼

 Bogenlänge
24 mm


doppelt armiert

 Nadel
2 x PS1

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
SXMD2B150	STRATAFIX Spiral PGA-PCL ungefärbt monofil, bidirektional	4-0	60	12

STRATAFIX Spiral Polypropylen unidirektional (Polypropylen)
nicht resorbierbar

STRATAFIX Spiral Polypropylen unidirektional (Polypropylen)
nicht resorbierbar

1/2-Kreis Rundkörper Nadel spitz

Bogenlänge		Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
22 mm		SXPL1B400	STRATAFIX Spiral Polypropylene ungefärbt monofil, unidirektional	2-0	30	12
Nadel SH1						

STRATAFIX Spiral Polypropylen bidirektional (Polypropylen)
nicht resorbierbar

1/2-Kreis Rundkörper Nadel spitz

Bogenlänge		Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
22 mm		SXPL2B401	STRATAFIX Spiral Polypropylene ungefärbt monofil, bidirektional	0	28	12
Nadel 2 x CT3	doppelt armiert					

1/2-Kreis Rundkörper Nadel spitz

Bogenlänge		Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
36 mm		SXPL2B400	STRATAFIX Spiral Polypropylene ungefärbt monofil, bidirektional	1	48	12
Nadel 2 x CT1	doppelt armiert					

PROLENE (Polypropylen)
 nicht resorbierbar

5/8-Kreis Rundkörper Nadel spitz

Bogenlänge 26 mm 	Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
	VC5673H	PROLENE blau monofil	2-0	75	36
Nadel UR6					

1/2-Kreis Rundkörper Nadel spitz

Bogenlänge 6.5 mm 	Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
	EH7811E	PROLENE blau monofil	7-0	30	24
Nadel TF6					

1/2-Kreis Rundkörper Nadel spitz

Bogenlänge 6.5 mm  doppelt armiert	Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
	EH7813E	PROLENE blau monofil	7-0	45	24
	PQQ5671H	PROLENE blau monofil	7-0	75	36
	EH7814E	PROLENE blau monofil	6-0	45	24
	PQQ5660E	PROLENE blau monofil	6-0	60	24
Nadel 2 x TF6					

1/2-Kreis Rundkörper Nadel spitz

Bogenlänge 10 mm 	Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
	EH7830H	PROLENE blau monofil	6-0	45	36
Nadel TF1					

1/2-Kreis Rundkörper Nadel spitz

Bogenlänge 10 mm  doppelt armiert	Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
	EH7835H	PROLENE blau monofil	6-0	75	36
	EH7834LG	PROLENE blau monofil, Langwickler, Pledget 2x2mm	5-0	60	12
Nadel 2 x TF1					
	PUU5662SH	PROLENE blau monofil	5-0	60	36


PROLENE (Polypropylen)
 nicht resorbierbar

1/2-Kreis Rundkörper Nadel spitz

Bogenlänge 11 mm  doppelt armiert	Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
	8206H	PROLENE blau monofil	7-0	60	36
Nadel 2 x RB3					

1/2-Kreis Rundkörper Nadel spitz

Bogenlänge 13 mm  doppelt armiert	Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
	EH7404H	PROLENE blau monofil	5-0	75	36
Nadel TF					

1/2-Kreis Rundkörper Nadel spitz

Bogenlänge 13 mm  doppelt armiert	Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
	EH7400H	PROLENE blau monofil	6-0	75	36
	8205H	PROLENE blau monofil	5-0	60	36
	EH7401H	PROLENE blau monofil	5-0	75	36
	EH7412H	PROLENE blau monofil, Pledget 2x2mm	5-0	75	36
	8204H	PROLENE blau monofil	4-0	60	36
	EH7411H	PROLENE blau monofil	4-0	90	36
Nadel 2 x TF					

1/2-Kreis Rundkörper Nadel spitz

Bogenlänge 13 mm  doppelt armiert	Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
	8711H	PROLENE blau monofil	6-0	75	36
	8713H	PROLENE blau monofil	5-0	45	36
	8710H	PROLENE blau monofil	5-0	75	36
Nadel 2 x RB2					

1/2-Kreis Rundkörper Nadel spitz

Bogenlänge 13 mm  doppelt armiert	Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
	EP8711H	PROLENE blau monofil EVERPOINT	6-0	75	36
Nadel 2 x RB2					

PROLENE (Polypropylen)
 nicht resorbierbar

1/2-Kreis Rundkörper Nadel spitz

Bogenlänge 13 mm Nadel 2 x RB2	 doppelt armiert	Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
		EPH8710H	PROLENE blau monofil EVERPOINT / HEMOSEAL	5-0	75	36
		EPH8716H	PROLENE blau monofil EVERPOINT / HEMOSEAL	5-0	90	36

1/2-Kreis Rundkörper Nadel spitz

Bogenlänge 17 mm Nadel RB1	 doppelt armiert	Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
		8870H	PROLENE blau monofil	5-0	75	36
		8871H	PROLENE blau monofil	4-0	75	36
		8872H	PROLENE blau monofil	3-0	75	36

1/2-Kreis Rundkörper Nadel spitz

Bogenlänge 17 mm Nadel 2 x RB1	 doppelt armiert	Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
		8756H	PROLENE blau monofil	5-0	45	36
		8556H	PROLENE blau monofil	5-0	90	36
		PBB5613H	PROLENE blau monofil	4-0	120	36
		8557H	PROLENE blau monofil	4-0	90	36
		8558H	PROLENE blau monofil	3-0	90	36
		8559H	PROLENE blau monofil	2-0	90	36 ¹

1/2-Kreis Rundkörper Nadel spitz

Bogenlänge 17 mm Nadel 2 x RB1	 doppelt armiert	Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
		8356H	PROLENE blau monofil VISI-BLACK	5-0	90	36

1/2-Kreis Rundkörper Nadel spitz

Bogenlänge 17 mm Nadel 2 x RB1	 doppelt armiert	Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
		HS6856H	PROLENE blau monofil HEMOSEAL	5-0	75	36
		HS8556H	PROLENE blau monofil HEMOSEAL	5-0	90	36
		HS6857H	PROLENE blau monofil HEMOSEAL	4-0	90	36

PROLENE (Polypropylen)
 nicht resorbierbar

1/2-Kreis Rundkörper Nadel spitz

Bogenlänge		Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
20 mm		HS6861H	PROLENE blau monofil HEMOSEAL	4-0	90	36
Nadel 2 x SH2	doppelt armiert					

1/2-Kreis Rundkörper Nadel spitz

Bogenlänge		Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
22 mm		PEE5692H	PROLENE blau monofil	5-0	90	36
Nadel SH1		EH7581H	PROLENE blau monofil	4-0	75	36
		PEE5693SH	PROLENE blau monofil	4-0	90	36

1/2-Kreis Rundkörper Nadel spitz

Bogenlänge		Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
22 mm		EH7535H	PROLENE blau monofil, Pledget 3x6mm	4-0	75	36
Nadel 2 x SH1	doppelt armiert	8526H	PROLENE blau monofil	4-0	75	36
		EH7585H	PROLENE blau monofil	4-0	90	36
		EH7586H	PROLENE blau monofil	3-0	90	36

1/2-Kreis Rundkörper Nadel spitz

Bogenlänge		Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
26 mm		8417H	PROLENE blau monofil	5-0	90	36
Nadel MO6		TB5696H	PROLENE blau monofil	1	90	36 ¹

1/2-Kreis Rundkörper Nadel spitz

Bogenlänge		Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
26 mm		8831H	PROLENE blau monofil	4-0	75	36
Nadel SH		W8534	PROLENE blau monofil	3-0	120	12
		8832H	PROLENE blau monofil	3-0	75	36
		8833H	PROLENE blau monofil	2-0	75	36
		8834H	PROLENE blau monofil	0	75	36


PROLENE (Polypropylen)
 nicht resorbierbar

1/2-Kreis Rundkörper Nadel spitz

 Bogenlänge
26 mm

 Nadel
2 x SH


doppelt armiert

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
EH7587H	PROLENE blau monofil	5-0	75	36
EH7583H	PROLENE blau monofil	4-0	120	36
8529H	PROLENE blau monofil	4-0	75	36
8521H	PROLENE blau monofil	4-0	90	36
EH7580H	PROLENE blau monofil, Pledget 4x10mm	4-0	90	36 ¹
EH7588H	PROLENE blau monofil, Pledget 6x3mm	4-0	90	36
EH7584H	PROLENE blau monofil	3-0	120	36
8528H	PROLENE blau monofil	3-0	75	36
8522H	PROLENE blau monofil	3-0	90	36
8523H	PROLENE blau monofil	2-0	90	36

1/2-Kreis Rundkörper Nadel spitz

 Bogenlänge
26 mm

 Nadel
CT2


Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
PK5676H	PROLENE blau monofil	1	75	36

1/2-Kreis Rundkörper Nadel spitz

 Bogenlänge
26 mm

 Nadel
2 x SH


doppelt armiert

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
HS6855H	PROLENE blau monofil HEMOSEAL	4-0	90	36
HS6822H	PROLENE blau monofil HEMOSEAL	3-0	90	36

1/2-Kreis Rundkörper Nadel spitz


 Bogenlänge
31 mm

 Nadel
MH1


Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
W295H	PROLENE blau monofil	2-0	75	36


PROLENE (Polypropylen)
 nicht resorbierbar

1/2-Kreis Rundkörper Nadel spitz

Bogenlänge 36 mm Nadel 2 x MH	 doppelt armiert	Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
		EH7499H	PROLENE blau monofil	3-0	90	36
		PGG5614H	PROLENE blau monofil	2-0	120	36
		PGG5694H	PROLENE blau monofil	2-0	90	36
		8843H	PROLENE blau monofil	2-0	90	36


1/2-Kreis Rundkörper Nadel spitz

Bogenlänge 40 mm Nadel CT		Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
		W742G	PROLENE blau monofil	1	100	12

1/2-Kreis Rundkörper Nadel spitz

Bogenlänge 48 mm Nadel CTX		Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
		PN5695H	PROLENE blau monofil	0	90	36
		8527G	PROLENE blau monofil, Schlinge	1	150	12

1/2-Kreis Rundkörper Nadel spitz

Bogenlänge 70 mm Nadel 2 x XLH	 doppelt armiert	Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
		POO5694G	PROLENE blau monofil	0	90	12 ¹

¹Artikel mit Mindestbestellmenge ggf. mit verlängerter Lieferzeit

PROLENE (Polypropylen)
nicht resorbierbar

1/2-Kreis Rundkörper Nadel mit flacher Spitze

Bogenlänge 17 mm Nadel 2 x RB1 PLUS	 doppelt armiert	Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
		EH8074H	PROLENE blau monofil VISI-BLACK	4-0	90	36
		EH8073H	PROLENE blau monofil VISI-BLACK	3-0	90	36

1/2-Kreis Rundkörper Nadel mit flacher Spitze

Bogenlänge 22 mm Nadel SH1 PLUS	 doppelt armiert	Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
		EH8078H	PROLENE blau monofil VISI-BLACK	4-0	75	36

1/2-Kreis Rundkörper Nadel mit flacher Spitze

Bogenlänge 22 mm Nadel 2 x SH1 PLUS	 doppelt armiert	Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
		EH8081H	PROLENE blau monofil VISI-BLACK	4-0	90	36
		EH8080H	PROLENE blau monofil VISI-BLACK	3-0	90	36

1/2-Kreis Rundkörper Nadel mit flacher Spitze

Bogenlänge 26 mm Nadel SH PLUS	 doppelt armiert	Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
		PF5672SH	PROLENE blau monofil	4-0	75	36

1/2-Kreis Rundkörper Nadel mit flacher Spitze

Bogenlänge 26 mm Nadel 2 x SH PLUS	 doppelt armiert	Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
		EH7190LG	PROLENE blau monofil, Pledget 3x6mm	4-0	90	12

PROLENE (Polypropylen)
 nicht resorbierbar

1/2-Kreis Rundkörper Nadel mit flacher Spitze

		Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
Bogenlänge 26 mm		8411H	PROLENE blau monofil	2-0	75	36
Nadel CT2 PLUS		8412H	PROLENE blau monofil	0	75	36

1/2-Kreis Rundkörper Nadel mit flacher Spitze

		Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
Bogenlänge 26 mm		EH8084H	PROLENE blau monofil VISI-BLACK	4-0	75	36
		EH8083H	PROLENE blau monofil VISI-BLACK	3-0	75	36
Nadel SH PLUS		EH8082H	PROLENE blau monofil VISI-BLACK	2-0	75	36

1/2-Kreis Rundkörper Nadel mit flacher Spitze

		Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
Bogenlänge 26 mm		EH8062H	PROLENE blau monofil VISI-BLACK, Pledget 5x8mm	4-0	90	36 ¹
		EH8087H	PROLENE blau monofil VISI-BLACK	4-0	90	36
Nadel 2 x SH PLUS	doppelt armiert	EH8086H	PROLENE blau monofil VISI-BLACK	3-0	90	36

1/2-Kreis Rundkörper Nadel mit flacher Spitze

		Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
Bogenlänge 31 mm		EH8088H	PROLENE blau monofil VISI-BLACK	2-0	75	36
Nadel MH1 PLUS						

1/2-Kreis Rundkörper Nadel mit flacher Spitze

		Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
Bogenlänge 31 mm		X1295H	PROLENE blau monofil VISI-BLACK	3-0	120	36
		EH8091H	PROLENE blau monofil VISI-BLACK	3-0	90	36
Nadel 2 x MH1 PLUS	doppelt armiert	X1296H	PROLENE blau monofil VISI-BLACK	2-0	120	36


PROLENE (Polypropylen)
 nicht resorbierbar

1/2-Kreis Rundkörper Nadel mit flacher Spitze

 Bogenlänge
36 mm

 Nadel
CT1 PLUS

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
8423H	PROLENE blau monofil	2-0	75	36
8424H	PROLENE blau monofil	0	75	36
8425H	PROLENE blau monofil	1	75	36

1/2-Kreis Rundkörper Nadel mit stumpfer Spitze

 Bogenlänge
36 mm

 Nadel
CTB1

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
PB21H	PROLENE blau monofil ETHIGUARD	0	75	36
PB20H	PROLENE blau monofil ETHIGUARD	1	75	36

1/2-Kreis Rundkörper Nadel mit stumpfer Spitze

 Bogenlänge
40 mm

 Nadel
CTD

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
W8998G	PROLENE blau monofil ETHIGUARD	1	100	12

1/2-Kreis Rundkörper Nadel mit stumpfer Spitze

 Bogenlänge
36 mm

 Nadel
CTB1

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
PB30H	PROLENE blau monofil ETHIGUARD	1	75	36

1/2-Kreis Rundkörper Nadel mit schneidender Spitze

 Bogenlänge
17 mm

 Nadel
V5

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
8951H	PROLENE blau monofil	5-0	75	36
8952H	PROLENE blau monofil	4-0	75	36
8953H	PROLENE blau monofil	3-0	75	36

PROLENE (Polypropylen)
nicht resorbierbar

1/2-Kreis Rundkörper Nadel mit schneidender Spitze ▼

Bogenlänge
17 mm

Nadel
2 x V5

doppelt armiert



Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
8934H	PROLENE blau monofil	5-0	90	36
8954G	PROLENE blau monofil, Pledget 3x6mm	4-0	90	12
8955G	PROLENE blau monofil, Pledget 3x6mm	4-0	90	12
8935H	PROLENE blau monofil	4-0	90	36
8936H	PROLENE blau monofil	3-0	90	36
EH7383H	PROLENE blau monofil	2-0	120	36 ¹
8937H	PROLENE blau monofil	2-0	90	36

1/2-Kreis Rundkörper Nadel mit schneidender Spitze ▼

Bogenlänge
22 mm

Nadel
V6



Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
EH7770H	PROLENE blau monofil	4-0	75	36
EH7771H	PROLENE blau monofil	3-0	75	36
EH7772H	PROLENE blau monofil	2-0	75	36

1/2-Kreis Rundkörper Nadel mit schneidender Spitze ▼

Bogenlänge
22 mm

Nadel
2 x V6

doppelt armiert



Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
EH7774H	PROLENE blau monofil	4-0	90	36
EH7775H	PROLENE blau monofil	3-0	90	36

1/2-Kreis Rundkörper Nadel mit schneidender Spitze ▼

Bogenlänge
26 mm

Nadel
V7



Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
8962H	PROLENE blau monofil	4-0	75	36
8963H	PROLENE blau monofil	3-0	75	36
8964H	PROLENE blau monofil	2-0	75	36

1/2-Kreis Rundkörper Nadel mit schneidender Spitze ▼

Bogenlänge
26 mm

Nadel
2 x V7

doppelt armiert



Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
F2840	PROLENE blau monofil	4-0	120	36
8975H	PROLENE blau monofil	4-0	90	36
EH7778H	PROLENE blau monofil	3-0	120	36
8976H	PROLENE blau monofil	3-0	90	36

¹Artikel mit Mindestbestellmenge ggf. mit verlängerter Lieferzeit

PROLENE (Polypropylen) nicht resorbierbar

1/2-Kreis Rundkörper Nadel mit schneidender Spitze ▼

Bogenlänge 26 mm Nadel 2 x V7	 doppelt armiert	Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
		OBB5694SH	PROLENE blau monofil, Pledget 3x6mm	3-0	90	36
		EH7779H	PROLENE blau monofil	2-0	120	36
		OBL5695LG	PROLENE blau monofil Multipak, Langwickler	2-0	4 * 90	12
		8977H	PROLENE blau monofil	2-0	90	36

1/2-Kreis Rundkörper Nadel schneidend mit Kurzschliff ⌚

Bogenlänge 13 mm Nadel 2 x CC4	 doppelt armiert	Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
		W8665	PROLENE blau monofil	4-0	75	12

1/2-Kreis Rundkörper Nadel schneidend mit Kurzschliff ⌚

Bogenlänge 13 mm Nadel 2 x CC6	 doppelt armiert	Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
		X1004G	PROLENE blau monofil VISI-BLACK, Langwickler	7-0	60	12

1/2-Kreis Rundkörper Nadel schneidend mit Kurzschliff ⌚

Bogenlänge 13 mm Nadel 2 x CC4	 doppelt armiert	Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
		X924G	PROLENE blau monofil VISI-BLACK, Langwickler	6-0	60	12
		EH7244G	PROLENE blau monofil VISI-BLACK Multipak, Langwickler	6-0	2 * 60	12
		EH7242H	PROLENE blau monofil VISI-BLACK	6-0	75	36
		EH7241H	PROLENE blau monofil VISI-BLACK	5-0	75	36

1/2-Kreis schneidende Nadel ▼

Bogenlänge 17 mm Nadel J1		Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
		MD5642H	PROLENE blau monofil	5-0	45	36
		EH7545H	PROLENE blau monofil	3-0	45	36

PROLENE (Polypropylen)
 nicht resorbierbar

1/2-Kreis schneidende Nadel ▼

Bogenlänge		Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
26 mm		F2820H	PROLENE blau monofil	0	75	36
Nadel CP2						

1/2-Kreis schneidende Nadel mit Präzisionsspitze ▼

Bogenlänge		Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
16 mm		EH7759H	PROLENE blau monofil	4-0	45	36
Nadel PS4						

1/2-Kreis schneidende Nadel mit Präzisionsspitze ▼

Bogenlänge		Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
16 mm		8603G	PROLENE ungefärbt monofil PRIME	4-0	45	12
Nadel PS4						

1/2-Kreis Spatula Nadel mit schneidender Spitze ▼

Bogenlänge	 doppelt armiert	Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
5.5 mm		1755G	PROLENE blau monofil	10-0	15	12 ¹
Nadel 2 x GS14						

3/8-Kreis Rundkörper Nadel spitz ●

Bogenlänge		Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
5.1 mm		EH7595G	PROLENE blau monofil	10-0	10	12
Nadel BV6						

PROLENE (Polypropylen)
 nicht resorbierbar

3/8-Kreis Rundkörper Nadel spitz

	Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
Bogenlänge 5.1 mm Nadel BV100-4	2794G	PROLENE blau monofil	10-0	13	12

3/8-Kreis Rundkörper Nadel spitz

	Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
Bogenlänge 6.5 mm Nadel BV2	EH7597G	PROLENE blau monofil	9-0	15	12

3/8-Kreis Rundkörper Nadel spitz

	Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
Bogenlänge 6.5 mm doppelt armiert Nadel 2 x BV130-5	EH7470E	PROLENE blau monofil	8-0	45	24
	8730H	PROLENE blau monofil	8-0	45	36
	8732H	PROLENE blau monofil	8-0	60	36
	KHH5662H	PROLENE blau monofil	8-0	60	36
	EH7469LG	PROLENE blau monofil, Langwickler	8-0	75	12
	EH7469E	PROLENE blau monofil	8-0	75	24
	KHH5673SH	PROLENE blau monofil	7-0	70	36
	KHL5673JG	PROLENE blau monofil Multipak, Langwickler	7-0	2 * 75	12

3/8-Kreis Rundkörper Nadel spitz

	Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
Bogenlänge 6.5 mm doppelt armiert Nadel 2 x BV130-5	X916G	PROLENE blau monofil VISI-BLACK	8-0	45	12
	F1894	PROLENE blau monofil VISI-BLACK	8-0	60	12
	EH7456E	PROLENE blau monofil VISI-BLACK	8-0	7	24
	EH7459LG	PROLENE blau monofil VISI-BLACK, Langwickler	8-0	75	12
	EH7459E	PROLENE blau monofil VISI-BLACK	8-0	75	24
	8207H	PROLENE blau monofil VISI-BLACK	7-0	60	36
	KHL5674LG	PROLENE blau monofil VISI-BLACK, Langwickler	7-0	75	12


PROLENE (Polypropylen)
 nicht resorbierbar

3/8-Kreis Rundkörper Nadel spitz

Bogenlänge 6.5 mm Nadel 2 x BV130-5	 doppelt armiert	Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
		EP8730H	PROLENE blau monofil EVERPOINT	8-0	45	36
		EP8732H	PROLENE blau monofil EVERPOINT	8-0	60	36
		EP8729H	PROLENE blau monofil EVERPOINT	8-0	75	36
		EP8729LG	PROLENE blau monofil EVERPOINT, Langwickler	8-0	75	36

3/8-Kreis Rundkörper Nadel spitz

Bogenlänge 8 mm Nadel 2 x BV175-6	 doppelt armiert	Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
		8740H	PROLENE blau monofil	8-0	45	36
		8741H	PROLENE blau monofil	8-0	60	36
		8734H	PROLENE blau monofil	7-0	45	36
		8735H	PROLENE blau monofil	7-0	60	36

3/8-Kreis Rundkörper Nadel spitz

Bogenlänge 8 mm Nadel 2 x BV175-7	 doppelt armiert	Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
		8767H	PROLENE blau monofil	8-0	60	36
		8766H	PROLENE blau monofil	7-0	60	36

3/8-Kreis Rundkörper Nadel spitz

Bogenlänge 8 mm Nadel 2 x BV175-6	 doppelt armiert	Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
		8841H	PROLENE blau monofil VISI-BLACK	8-0	60	36
		M8935	PROLENE blau monofil VISI-BLACK Multipak, Langwickler	7-0	2 * 60	12
		8335H	PROLENE blau monofil VISI-BLACK	7-0	60	36

3/8-Kreis Rundkörper Nadel spitz

Bogenlänge 8 mm Nadel 2 x BV175-7	 doppelt armiert	Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
		8967H	PROLENE blau monofil VISI-BLACK	8-0	60	36
		8966H	PROLENE blau monofil VISI-BLACK	7-0	60	36

PROLENE (Polypropylen)
 nicht resorbierbar

3/8-Kreis Rundkörper Nadel spitz

Bogenlänge 8 mm Nadel 2 x BV175-6	 doppelt armiert	Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
		EP8740H	PROLENE blau monofil EVERPOINT	8-0	45	36
		EP8741H	PROLENE blau monofil EVERPOINT	8-0	60	36
		EP8734H	PROLENE blau monofil EVERPOINT	7-0	45	36
		EP8735H	PROLENE blau monofil EVERPOINT	7-0	60	36

3/8-Kreis Rundkörper Nadel spitz

Bogenlänge 8 mm Nadel 2 x BV175-7	 doppelt armiert	Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
		EP8767H	PROLENE blau monofil EVERPOINT	8-0	60	36
		EP8766H	PROLENE blau monofil EVERPOINT	7-0	60	36

3/8-Kreis Rundkörper Nadel spitz

Bogenlänge 9.300000 0000000 01 mm Nadel BV1		Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
		EH7403H	PROLENE blau monofil	6-0	75	36

3/8-Kreis Rundkörper Nadel spitz

Bogenlänge 9.300000 0000000 01 mm Nadel 2 x BV1	 doppelt armiert	Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
		8701H	PROLENE blau monofil	7-0	45	36
		8702H	PROLENE blau monofil	7-0	60	36
		EH7406H	PROLENE blau monofil	6-0	75	36
		EH7245H	PROLENE blau monofil	6-0	75	36
		8709H	PROLENE blau monofil	6-0	75	36

PROLENE (Polypropylen)
 nicht resorbierbar

3/8-Kreis Rundkörper Nadel spitz

Bogenlänge 9.300000 0000000 01 mm Nadel 2 x BV175-8	 doppelt armiert	Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
		KAA5660H	PROLENE blau monofil	7-0	60	36
		M8702G	PROLENE blau monofil Multipak, Langwickler	7-0	4 * 75	12
		8703H	PROLENE blau monofil	7-0	75	36
		EH7405H	PROLENE blau monofil	7-0	75	36

3/8-Kreis Rundkörper Nadel spitz

Bogenlänge 9.300000 0000000 01 mm Nadel BV1		Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
		EH7221H	PROLENE blau monofil VISI-BLACK	6-0	75	36

3/8-Kreis Rundkörper Nadel spitz

Bogenlänge 9.300000 0000000 01 mm Nadel 2 x BV1	 doppelt armiert	Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
		EH7240H	PROLENE blau monofil VISI-BLACK	6-0	75	36
		EH7223H	PROLENE blau monofil VISI-BLACK	6-0	75	36

3/8-Kreis Rundkörper Nadel spitz

Bogenlänge 9.300000 0000000 01 mm Nadel 2 x BV175-8	 doppelt armiert	Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
		EH7225H	PROLENE blau monofil VISI-BLACK	7-0	45	36
		X967G	PROLENE blau monofil VISI-BLACK Multipak, Langwickler	7-0	4 * 60	12
		MEH7224JG	PROLENE blau monofil VISI-BLACK Multipak, Langwickler	7-0	2 * 75	12
		EH7222H	PROLENE blau monofil VISI-BLACK	7-0	75	36

PROLENE (Polypropylen)
 nicht resorbierbar

3/8-Kreis Rundkörper Nadel spitz

Bogenlänge

9.300000

0000000

01 mm

doppelt armiert

Nadel

2 x BV1X

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
EH7238H	PROLENE blau monofil VISI-BLACK	7-0	75	36

3/8-Kreis Rundkörper Nadel spitz

Bogenlänge

9.300000

0000000

01 mm

Nadel

BV1

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
EP7402H	PROLENE blau monofil EVERPOINT	7-0	75	36
EP7403H	PROLENE blau monofil EVERPOINT	6-0	75	36

3/8-Kreis Rundkörper Nadel spitz

Bogenlänge 9.300000 0000000 01 mm	 doppelt armiert	Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
		EP8702H	PROLENE blau monofil EVERPOINT	7-0	60	36
		EP8703H	PROLENE blau monofil EVERPOINT	7-0	75	36
		EP8806H	PROLENE blau monofil EVERPOINT	6-0	45	36
		EP8805H	PROLENE blau monofil EVERPOINT	6-0	60	36
		EP8709H	PROLENE blau monofil EVERPOINT	6-0	75	36
Nadel 2 x BV1						

3/8-Kreis Rundkörper Nadel spitz

<


PROLENE (Polypropylen)
 nicht resorbierbar

3/8-Kreis Rundkörper Nadel spitz

Bogenlänge

9.300000

0000000

01 mm



doppelt armiert

Nadel

2 x BV175-8

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
EP8746H	PROLENE blau monofil EVERPOINT	7-0	45	36
EP8747H	PROLENE blau monofil EVERPOINT	7-0	60	36
EP8755H	PROLENE blau monofil EVERPOINT	7-0	75	36

3/8-Kreis Rundkörper Nadel spitz

Bogenlänge

9.300000

0000000

01 mm

Nadel

BV175-8

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
EH7402H	PROLENE blau monofil MULTIPASS	7-0	75	36

3/8-Kreis Rundkörper Nadel spitz

Bogenlänge 9.300000 0000000 01 mm	 doppelt armiert	Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
		EPH9702H	PROLENE blau monofil EVERPOINT / HEMOSEAL	5-0	60	36
		Nadel 2 x BV1				

3/8-Kreis Rundkörper Nadel spitz

Bogenlänge
11 mm



doppelt armiert

Nadel

2 x BV

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
8776H	PROLENE blau monofil	6-0	75	36

3/8-Kreis Rundkörper Nadel spitz

Bogenlänge 13 mm		Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
		8889H	PROLENE blau monofil	6-0	75	36
		8890H	PROLENE blau monofil	5-0	75	36
		EH7476H	PROLENE blau monofil	4-0	75	36
Nadel C1						

PROLENE (Polypropylen)
 nicht resorbierbar

3/8-Kreis Rundkörper Nadel spitz

Bogenlänge 13 mm Nadel 2 x C1	 doppelt armiert	Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
		KBB5650H	PROLENE blau monofil	6-0	55	36
		8726H	PROLENE blau monofil	6-0	60	36
		M8706G	PROLENE blau monofil Multipak, Langwickler	6-0	4 * 75	12
		M8206	PROLENE blau monofil Multipak, Langwickler	6-0	2 * 75	12
		8706H	PROLENE blau monofil	6-0	75	36
		KBL5690JG	PROLENE blau monofil Multipak, Langwickler	6-0	2 * 90	12
		8717H	PROLENE blau monofil	5-0	45	36
		8725H	PROLENE blau monofil	5-0	60	36
		KBB5661H	PROLENE blau monofil	5-0	60	36
		EH7477H	PROLENE blau monofil	5-0	75	36
		EH7255H	PROLENE blau monofil	5-0	75	36
		8720H	PROLENE blau monofil	5-0	90	36
		EH7478H	PROLENE blau monofil	4-0	75	36

3/8-Kreis Rundkörper Nadel spitz

Bogenlänge 13 mm Nadel C1X		Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
		EH7254H	PROLENE blau monofil	5-0	75	36

3/8-Kreis Rundkörper Nadel spitz

Bogenlänge 13 mm Nadel C1		Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
		EH7226H	PROLENE blau monofil VISI-BLACK	6-0	75	36
		8725BG	PROLENE blau monofil VISI-BLACK Multipak	5-0	4 * 70	12 ¹
		EH7227H	PROLENE blau monofil VISI-BLACK	5-0	75	36

3/8-Kreis Rundkörper Nadel spitz

Bogenlänge 13 mm Nadel 2 x C1	 doppelt armiert	Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
		X577H	PROLENE blau monofil VISI-BLACK	6-0	45	36
		MEH7232JG	PROLENE blau monofil VISI-BLACK Multipak, Langwickler	6-0	2 * 75	12
		M8307	PROLENE blau monofil VISI-BLACK Multipak, Langwickler	6-0	4 * 75	12
		M807C	PROLENE blau monofil VISI-BLACK Multipak	6-0	4 * 75	12


PROLENE (Polypropylen)
 nicht resorbierbar

3/8-Kreis Rundkörper Nadel spitz

Bogenlänge 13 mm Nadel 2 x C1	 doppelt armiert	Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
		EH7228H	PROLENE blau monofil VISI-BLACK	6-0	75	36
		EH7230H	PROLENE blau monofil VISI-BLACK	6-0	90	36
		EH7229H	PROLENE blau monofil VISI-BLACK	5-0	75	36
		EH7257H	PROLENE blau monofil VISI-BLACK	5-0	75	36
		EH7231H	PROLENE blau monofil VISI-BLACK	5-0	90	36

3/8-Kreis Rundkörper Nadel spitz

Bogenlänge 13 mm Nadel C1	 doppelt armiert	Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
		EP8889H	PROLENE blau monofil EVERPOINT	6-0	75	36

3/8-Kreis Rundkörper Nadel spitz

Bogenlänge 13 mm Nadel 2 x C1	 doppelt armiert	Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
		EP8800H	PROLENE blau monofil EVERPOINT	7-0	45	36
		EP8727H	PROLENE blau monofil EVERPOINT	7-0	60	36
		EP8708H	PROLENE blau monofil EVERPOINT	7-0	75	36
		EP8726H	PROLENE blau monofil EVERPOINT	6-0	60	36
		EP8706H	PROLENE blau monofil EVERPOINT	6-0	75	36

3/8-Kreis Rundkörper Nadel spitz

Bogenlänge 13 mm Nadel C1	 doppelt armiert	Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
		EPH8890H	PROLENE blau monofil EVERPOINT / HEMOSEAL	5-0	75	36

3/8-Kreis Rundkörper Nadel spitz

Bogenlänge 13 mm Nadel 2 x C1	 doppelt armiert	Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
		EPH8725H	PROLENE blau monofil EVERPOINT / HEMOSEAL	5-0	60	36
		EPH7477H	PROLENE blau monofil EVERPOINT / HEMOSEAL	5-0	75	36
		EPH8720H	PROLENE blau monofil EVERPOINT / HEMOSEAL	5-0	90	36

PROLENE (Polypropylen)
 nicht resorbierbar

3/8-Kreis Rundkörper Nadel spitz

Bogenlänge		Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
13 mm	doppelt armiert	9706H	PROLENE blau monofil HEMOSEAL	4-0	75	36
Nadel 2 x C1						

3/8-Kreis Rundkörper Nadel spitz

Bogenlänge		Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
17 mm		8880H	PROLENE blau monofil	5-0	75	36
Nadel BB		8881H	PROLENE blau monofil	4-0	75	36

3/8-Kreis Rundkörper Nadel spitz

Bogenlänge		Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
17 mm	doppelt armiert	8580H	PROLENE blau monofil	5-0	90	36
Nadel 2 x BB		8581H	PROLENE blau monofil	4-0	90	36
		8862H	PROLENE blau monofil	3-0	60	36
		EH7480H	PROLENE blau monofil	3-0	90	36

3/8-Kreis Rundkörper Nadel spitz

Bogenlänge		Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
22 mm	doppelt armiert	F1826	PROLENE blau monofil	4-0	75	36
Nadel 2 x B14		F1827	PROLENE blau monofil	3-0	75	36

3/8-Kreis Rundkörper Nadel mit flacher Spitze

Bogenlänge		Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
17 mm		EH8051H	PROLENE blau monofil VISI-BLACK	5-0	75	36
Nadel BB PLUS		EH8050H	PROLENE blau monofil VISI-BLACK	4-0	75	36

PROLENE (Polypropylen)
 nicht resorbierbar

3/8-Kreis Rundkörper Nadel mit schneidender Spitze

Bogenlänge 5.5 mm	 doppelt armiert	Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
		EH7828E	PROLENE blau monofil	8-0	60	24

Nadel
2 x MV14

3/8-Kreis Rundkörper Nadel mit schneidender Spitze

Bogenlänge 13 mm		Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
		EH7471H	PROLENE blau monofil	6-0	75	36
		EH7472H	PROLENE blau monofil	5-0	75	36

Nadel
V18

3/8-Kreis Rundkörper Nadel mit schneidender Spitze

Bogenlänge 13 mm	 doppelt armiert	Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
		EH7474H	PROLENE blau monofil	6-0	75	36
		EH7475H	PROLENE blau monofil	5-0	75	36

Nadel
2 x V18

3/8-Kreis Rundkörper Nadel mit schneidender Spitze

Bogenlänge 17 mm		Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
		8942H	PROLENE blau monofil	4-0	75	36
		8943H	PROLENE blau monofil	3-0	75	36

Nadel
V4

3/8-Kreis Rundkörper Nadel mit schneidender Spitze

Bogenlänge 17 mm	 doppelt armiert	Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
		F2829	PROLENE blau monofil	5-0	75	36
		8925H	PROLENE blau monofil	4-0	90	36

Nadel
2 x V4

PROLENE (Polypropylen)
 nicht resorbierbar

3/8-Kreis Rundkörper Nadel mit schneidender Spitze

Bogenlänge		Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
26 mm		EH7787H	PROLENE blau monofil	4-0	90	36
Nadel 2 x V26	doppelt armiert	EH7788H	PROLENE blau monofil	3-0	90	36

3/8-Kreis Rundkörper Nadel schneidend mit Kurzschliff

Bogenlänge		Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
9.300000		EH7970H	PROLENE blau monofil	7-0	75	36
0000000		EH7971H	PROLENE blau monofil	6-0	75	36
01 mm						
Nadel CC175-8						

3/8-Kreis Rundkörper Nadel schneidend mit Kurzschliff

Bogenlänge		Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
9.300000		8705H	PROLENE blau monofil	7-0	45	36
0000000	doppelt armiert	8807H	PROLENE blau monofil	6-0	75	36
01 mm						
Nadel 2 x CC175-8						

3/8-Kreis Rundkörper Nadel schneidend mit Kurzschliff

Bogenlänge		Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
9.300000		EH7972E	PROLENE blau monofil	8-0	60	24
0000000	doppelt armiert	EH7973H	PROLENE blau monofil	7-0	60	36
01 mm		EH7236H	PROLENE blau monofil	7-0	75	36
Nadel 2 x CC		EH7235H	PROLENE blau monofil	6-0	75	36

PROLENE (Polypropylen)
 nicht resorbierbar

3/8-Kreis Rundkörper Nadel schneidend mit Kurzschliff

<

3/8-Kreis Rundkörper Nadel schneidend mit Kurzschliff

Bogenlänge 9.300000 0000000 01 mm	 doppelt armiert	Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
		EP7972H	PROLENE blau monofil EVERPOINT	8-0	60	36
Nadel 2 x CC175-8		EP8705SLH	PROLENE blau monofil EVERPOINT	7-0	45	36
		EP8704SLH	PROLENE blau monofil EVERPOINT	7-0	60	36
		EP8812SLH	PROLENE blau monofil EVERPOINT	7-0	75	36

3/8-Kreis Rundkörper Nadel schneidend mit Kurzschliff

Bogenlänge 9.300000 0000000 01 mm	 doppelt armiert	Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
		EP8704H	PROLENE blau monofil EVERPOINT	7-0	60	36
Nadel 2 x CC		EP8812H	PROLENE blau monofil EVERPOINT	7-0	75	36
		EP8807H	PROLENE blau monofil EVERPOINT	6-0	60	36
		EP8811H	PROLENE blau monofil EVERPOINT	6-0	75	36

3/8-Kreis Rundkörper Nadel schneidend mit Kurzschliff

Bogenlänge

9.300000

0000000

01 mm



doppelt armiert

Nadel

2 x CC175-8

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
8704H	PROLENE blau monofil MULTIPASS	7-0	75	36

PROLENE (Polypropylen)
 nicht resorbierbar

3/8-Kreis Rundkörper Nadel schneidend mit Kurzschliff ⌚

Bogenlänge 13 mm Nadel CC1		Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
		EH7975H	PROLENE blau monofil	6-0	75	36
		EH7258H	PROLENE blau monofil	6-0	75	36
		EH7976H	PROLENE blau monofil	5-0	75	36

3/8-Kreis Rundkörper Nadel schneidend mit Kurzschliff ⌚

Bogenlänge 13 mm Nadel 2 x CC1	 doppelt armiert	Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
		8719H	PROLENE blau monofil	6-0	45	36
		EH7259H	PROLENE blau monofil	6-0	75	36
		EH7977H	PROLENE blau monofil	5-0	75	36
		8721H	PROLENE blau monofil	5-0	90	36

3/8-Kreis Rundkörper Nadel schneidend mit Kurzschliff ⌚

Bogenlänge 13 mm Nadel 2 x CC1X	 doppelt armiert	Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
		EH7251H	PROLENE blau monofil	5-0	75	36

3/8-Kreis Rundkörper Nadel schneidend mit Kurzschliff ⌚

Bogenlänge 13 mm Nadel 2 x V18	 doppelt armiert	Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
		EH7253H	PROLENE blau monofil	5-0	75	36

3/8-Kreis Rundkörper Nadel schneidend mit Kurzschliff ⌚

Bogenlänge 13 mm Nadel 2 x CC1	 doppelt armiert	Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
		X1003H	PROLENE blau monofil VISI-BLACK	6-0	75	36

PROLENE (Polypropylen)
 nicht resorbierbar

3/8-Kreis Rundkörper Nadel schneidend mit Kurzschliff ⌚

Bogenlänge 13 mm		Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
Nadel CC1		EP7975H	PROLENE blau monofil EVERPOINT	6-0	75	36

3/8-Kreis Rundkörper Nadel schneidend mit Kurzschliff ⌚

Bogenlänge 13 mm	 doppelt armiert	Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
Nadel 2 x CC1		EP8719H	PROLENE blau monofil EVERPOINT	6-0	45	36
		EP8707H	PROLENE blau monofil EVERPOINT	6-0	75	36

3/8-Kreis Rundkörper Nadel schneidend mit Kurzschliff ⌚

Bogenlänge 13 mm	 doppelt armiert	Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
Nadel 2 x CC1		X535G	PROLENE blau monofil MULTIPASS Multipak, Langwickler	6-0	2 * 75	12 ¹
		8707H	PROLENE blau monofil MULTIPASS	6-0	75	36

3/8-Kreis schneidende Nadel ▼

Bogenlänge 13 mm		Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
Nadel C2		FD5640H	PROLENE blau monofil	6-0	45	36

3/8-Kreis schneidende Nadel ▼

Bogenlänge 16 mm		Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
Nadel FS3		8660H	PROLENE blau monofil	6-0	45	36
		8614H	PROLENE blau monofil	5-0	45	36

PROLENE (Polypropylen)
 nicht resorbierbar

3/8-Kreis schneidende Nadel ▼

 Bogenlänge
16 mm

 Nadel
M3

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
8750G	PROLENE blau monofil VISI-BLACK	6-0	45	12

3/8-Kreis schneidende Nadel ▼

 Bogenlänge
16 mm

 Nadel
FS3

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
EH7175H	PROLENE blau monofil VISI-BLACK	6-0	45	36
EH7176H	PROLENE blau monofil VISI-BLACK	5-0	45	36

3/8-Kreis schneidende Nadel ▼

 Bogenlänge
19 mm

 Nadel
FS2

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
8661G	PROLENE blau monofil	5-0	45	12
8661H	PROLENE blau monofil	5-0	45	36
8683G	PROLENE blau monofil	4-0	45	12
8683H	PROLENE blau monofil	4-0	45	36
EH7151H	PROLENE blau monofil	4-0	45	36
EH7150H	PROLENE blau monofil	4-0	75	36
EH7692H	PROLENE blau monofil	4-0	75	36
8665G	PROLENE blau monofil	3-0	45	12
8665H	PROLENE blau monofil	3-0	45	36
EH7693H	PROLENE blau monofil	3-0	75	36

3/8-Kreis schneidende Nadel ▼

 Bogenlänge
19 mm

 Nadel
FS2

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
EH7284H	PROLENE blau monofil VISI-BLACK	5-0	45	36
EH7285H	PROLENE blau monofil VISI-BLACK	4-0	45	36
EH7008H	PROLENE blau monofil	4-0	45	36
EH7026H	PROLENE blau monofil VISI-BLACK	4-0	75	36
EH7286H	PROLENE blau monofil VISI-BLACK	3-0	45	36

PROLENE (Polypropylen)
nicht resorbierbar

3/8-Kreis schneidende Nadel ▼

Bogenlänge 24 mm Nadel FS1		Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
		8629H	PROLENE blau monofil	4-0	45	36
		8684G	PROLENE blau monofil	3-0	45	12
		8684H	PROLENE blau monofil	3-0	45	36
		EH7694H	PROLENE blau monofil	3-0	75	36

3/8-Kreis schneidende Nadel ▼

Bogenlänge 24 mm Nadel FS1		Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
		EH7032H	PROLENE blau monofil VISI-BLACK	4-0	45	36
		EH7287H	PROLENE blau monofil VISI-BLACK	3-0	75	36
		EH7299H	PROLENE blau monofil VISI-BLACK	2-0	45	36

3/8-Kreis schneidende Nadel ▼

Bogenlänge 26 mm Nadel FS		Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
		8685H	PROLENE blau monofil	2-0	45	36
		8666H	PROLENE blau monofil	2-0	75	36

3/8-Kreis schneidende Nadel ▼

Bogenlänge 30 mm Nadel FSL		Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
		8675H	PROLENE blau monofil	3-0	75	36
		EH7697H	PROLENE blau monofil	2-0	75	36
		EH7920H	PROLENE blau monofil	0	45	36

3/8-Kreis schneidende Nadel ▼

Bogenlänge 36 mm Nadel FSLX		Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
		8689H	PROLENE blau monofil	2-0	75	36
		8690H	PROLENE blau monofil	0	75	36 ¹


¹Artikel mit Mindestbestellmenge ggf. mit verlängerter Lieferzeit

PROLENE (Polypropylen)
nicht resorbierbar

3/8-Kreis schneidende Nadel schneidend (Anschliff innen) ▲

Bogenlänge
90 mm

Nadel
KP3



Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
W2989	PROLENE blau CONV Multipak	1	2 * 50	12

3/8-Kreis schneidende Nadel mit Präzisionsspitze ▼

Bogenlänge
11 mm

Nadel
P1



Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
EH7060H	PROLENE blau monofil VISI-BLACK	6-0	45	36

3/8-Kreis schneidende Nadel mit Präzisionsspitze ▼

Bogenlänge
11 mm

Nadel
P1



Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
F2854H	PROLENE blau monofil MULTIPASS	7-0	75	36
MPP8697H	PROLENE blau monofil MULTIPASS	6-0	45	36

3/8-Kreis schneidende Nadel mit Präzisionsspitze ▼

Bogenlänge
13 mm

Nadel
P3



Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
F2858H	PROLENE ungefärbt monofil MULTIPASS	5-0	75	36
F2860H	PROLENE ungefärbt monofil MULTIPASS	4-0	75	36

3/8-Kreis schneidende Nadel mit Präzisionsspitze ▼

Bogenlänge
13 mm

Nadel
P3



Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
8698H	PROLENE blau monofil MULTIPASS	5-0	45	36
F2831H	PROLENE blau monofil MULTIPASS	4-0	30	12
8699H	PROLENE blau monofil MULTIPASS	4-0	45	36
F2847H	PROLENE blau monofil MULTIPASS	4-0	75	36

PROLENE (Polypropylen)
 nicht resorbierbar

3/8-Kreis schneidende Nadel mit Präzisionsspitze ▼

 Bogenlänge
13 mm

 Nadel
P3

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
MPP2860H	PROLENE ungefärbt monofil MULTIPASS	4-0	75	36

3/8-Kreis schneidende Nadel mit Präzisionsspitze ▼

 Bogenlänge
16 mm

 Nadel
PS3

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
8681H	PROLENE blau monofil	5-0	45	36
EH7764H	PROLENE blau monofil	4-0	45	36

3/8-Kreis schneidende Nadel mit Präzisionsspitze ▼

 Bogenlänge
16 mm

 Nadel
PS3

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
F2832H	PROLENE blau monofil MULTIPASS	6-0	75	36
MPP2833H	PROLENE blau monofil MULTIPASS	5-0	75	36
F2859H	PROLENE ungefärbt monofil MULTIPASS	5-0	75	36

3/8-Kreis schneidende Nadel mit Präzisionsspitze ▼

 Bogenlänge
19 mm

 Nadel
PS2

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
EH7168H	PROLENE blau monofil	4-0	45	36
8682H	PROLENE blau monofil	4-0	45	36

3/8-Kreis schneidende Nadel mit Präzisionsspitze ▼

 Bogenlänge
19 mm

 Nadel
PS2

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
EH7291H	PROLENE blau monofil VISI-BLACK	4-0	45	36
EH7293H	PROLENE blau monofil VISI-BLACK	3-0	45	36

PROLENE (Polypropylen)
 nicht resorbierbar

3/8-Kreis schneidende Nadel mit Präzisionsspitze ▼

Bogenlänge 19 mm Nadel PS2		Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
		8686H	PROLENE blau monofil MULTIPASS	5-0	45	36
		8682SLH	PROLENE blau monofil MULTIPASS	4-0	45	36
		MPP8682H	PROLENE blau monofil MULTIPASS	4-0	45	36
		EH7167H	PROLENE blau monofil	4-0	75	36
		EH7167SLH	PROLENE blau monofil MULTIPASS	4-0	75	36
		8687H	PROLENE blau monofil MULTIPASS	3-0	45	36
		EH7691H	PROLENE blau monofil MULTIPASS	3-0	75	36
		MPP2861H	PROLENE ungefärbt monofil MULTIPASS	4-0	75	36
		MPP2862H	PROLENE ungefärbt monofil MULTIPASS	3-0	75	36

3/8-Kreis schneidende Nadel mit Präzisionsspitze ▼

Bogenlänge 24 mm Nadel PS1		Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
		EH7758H	PROLENE blau monofil MULTIPASS	4-0	45	36
		8663G	PROLENE blau monofil MULTIPASS	3-0	45	12
		EH7756H	PROLENE blau monofil MULTIPASS	2-0	45	36

3/8-Kreis schneidende Nadel mit Präzisionsspitze ▼

Bogenlänge 26 mm Nadel PS		Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
		EH7102H	PROLENE blau monofil	2-0	45	36

3/8-Kreis schneidende Nadel mit Präzisionsspitze ▼

Bogenlänge 30 mm Nadel PSL		Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
		EH7120H	PROLENE blau monofil	3-0	75	36
		EH7121H	PROLENE blau monofil	2-0	75	36
		EH7124H	PROLENE blau monofil	0	45	36

PROLENE (Polypropylen)
 nicht resorbierbar

3/8-Kreis schneidende Nadel mit Präzisionsspitze ▼

		Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
Bogenlänge 11 mm		8697H	PROLENE blau monofil PRIME	6-0	45	36
Nadel P1						

3/8-Kreis schneidende Nadel mit Präzisionsspitze ▼

		Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
Bogenlänge 13 mm		8617G	PROLENE blau monofil PRIME	6-0	45	12
		8618G	PROLENE blau monofil PRIME	5-0	45	12
Nadel PC1						

3/8-Kreis schneidende Nadel mit Präzisionsspitze ▼

		Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
Bogenlänge 13 mm		8695H	PROLENE blau monofil PRIME	6-0	45	36
		JA5742H	PROLENE ungefärbt monofil PRIME	4-0	45	36
Nadel P3						

3/8-Kreis schneidende Nadel mit Präzisionsspitze ▼

		Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
Bogenlänge 16 mm		8681G	PROLENE blau monofil PRIME	5-0	45	12
Nadel PS3						

3/8-Kreis schneidende Nadel mit Präzisionsspitze ▼

		Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
Bogenlänge 19 mm		EH7555H	PROLENE blau monofil PRIME	2-0	45	36
Nadel PS2						

PROLENE (Polypropylen)
 nicht resorbierbar

3/8-Kreis schneidende Nadel mit Präzisionsspitze ▼

Bogenlänge 24 mm		Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
Nadel PS1		EH7695H	PROLENE blau monofil PRIME	4-0	75	36
		EH7568H	PROLENE blau monofil PRIME	3-0	75	36
		EH7550H	PROLENE blau monofil PRIME	2-0	75	36

3/8-Kreis Spatula Nadel mit Mikrospitze ▼

Bogenlänge 5.5 mm		Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
Nadel GS12		EH7473G	PROLENE blau monofil	10-0	30	12

3/8-Kreis Spatula Nadel mit Mikrospitze ▼

Bogenlänge 5.5 mm	 doppelt armiert	Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
Nadel 2 x GS12		EH7598G	PROLENE blau monofil	10-0	30	12 ¹

3/8-Kreis Spatula Nadel mit Mikrospitze ▼

Bogenlänge 6 mm	 doppelt armiert	Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
Nadel 2 x CS35C		EH7984G	PROLENE blau monofil	10-0	30	12 ¹

3/8-Kreis Spatula Nadel mit Mikrospitze ▼

Bogenlänge 6.5 mm	 doppelt armiert	Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
Nadel 2 x GS9		1757G	PROLENE blau monofil	10-0	15	12 ¹
		1754G	PROLENE blau monofil	9-0	15	12

PROLENE (Polypropylen)
 nicht resorbierbar

3/8-Kreis Spatula Nadel mit Mikrospitze ▼

Bogenlänge 6.5 mm	 doppelt armiert	Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
		1753G	PROLENE blau monofil	9-0	23	12 ¹
Nadel 2 x GS9 / 1 x STC6						

1/4-Kreis Rundkörper Nadel spitz ⊙

Bogenlänge 13 mm	 doppelt armiert	Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
		788G	PROLENE blau monofil	10-0	20	12
Nadel 2 x CIF4						

1/4-Kreis schneidende Nadel mit Präzisionsspitze ▼

Bogenlänge 8 mm		Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
		8648G	PROLENE blau monofil	7-0	45	12
Nadel P6						

1/4-Kreis Spatula Nadel mit schneidender Spitze ▼

Bogenlänge 13 mm		Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
		EH7896G	PROLENE blau monofil, Schlinge	10-0	10	12
		EH7897G	PROLENE blau monofil	10-0	10	12
Nadel CTC6L						

1/4-Kreis Spatula Nadel mit schneidender Spitze ▼

Bogenlänge 13 mm	 doppelt armiert	Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
		HKK5631G	PROLENE blau monofil	10-0	10	12
Nadel 2 x CTC6L						

PROLENE (Polypropylen)
 nicht resorbierbar

asymptotische Rundkörper Nadel spitz

Bogenlänge		Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
9.300000 0000000 01 mm	doppelt armiert	EH8000H	PROLENE blau monofil	7-0	75	36
Nadel						
2 x ABV1						

asymptotische Rundkörper Nadel spitz

Bogenlänge		Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
13 mm	doppelt armiert	EH8010H	PROLENE blau monofil	6-0	75	36
Nadel		EH8014H	PROLENE blau monofil	5-0	75	36
2 x AC1						

asymptotische Rundkörper Nadel mit schneidender Spitze

Bogenlänge		Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
9.300000 0000000 01 mm	doppelt armiert	EH8020H	PROLENE blau monofil VISI-BLACK	7-0	60	36
Nadel		MEH8024G	PROLENE blau monofil VISI-BLACK, Langwickler	7-0	75	12
2 x ACC		MEH8024JG	PROLENE blau monofil VISI-BLACK Multipak, Langwickler	7-0	2 * 75	12
		EH8021E	PROLENE blau monofil VISI-BLACK	7-0	75	24
		EH8025H	PROLENE blau monofil VISI-BLACK	6-0	75	36

asymptotische Rundkörper Nadel mit schneidender Spitze

Bogenlänge		Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
13 mm		EH8032H	PROLENE blau monofil VISI-BLACK	6-0	75	36
Nadel						
ACC1						

asymptotische Rundkörper Nadel mit schneidender Spitze

Bogenlänge		Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
13 mm	doppelt armiert	MEH8040G	PROLENE blau monofil VISI-BLACK, Langwickler	7-0	75	12
Nadel		MEH8033JG	PROLENE blau monofil VISI-BLACK Multipak, Langwickler	6-0	2 * 60	12
2 x ACC1		MEH8034G	PROLENE blau monofil VISI-BLACK, Langwickler	6-0	75	12

PROLENE (Polypropylen)
 nicht resorbierbar

asymptotische Rundkörper Nadel mit schneidender Spitze

Bogenlänge 13 mm Nadel 2 x ACC1	 doppelt armiert	Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
		MEH8034JG	PROLENE blau monofil VISI-BLACK Multipak, Langwickler	6-0	2 * 75	12
		EH8030H	PROLENE blau monofil VISI-BLACK	6-0	75	36
		EH8031H	PROLENE blau monofil VISI-BLACK	6-0	90	36
		EH8036H	PROLENE blau monofil VISI-BLACK	5-0	75	36
		EH8037H	PROLENE blau monofil VISI-BLACK	5-0	90	36

skiförmig Spatula Nadel mit Mikrospitze

Bogenlänge 16 mm Nadel 2 x CSS160	 doppelt armiert	Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
		EH7997G	PROLENE blau monofil	10-0	30	12

Gerade Rundkörper Nadel spitz

Bogenlänge 19 mm Nadel 2 x ST4	 doppelt armiert	Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
		EH7508H	PROLENE blau monofil	4-0	35	36

Gerade Rundkörper Nadel spitz

Bogenlänge 45 mm Nadel 2 x ST1	 doppelt armiert	Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
		EH7921H	PROLENE blau monofil	3-0	35	36

Gerade Rundkörper Nadel spitz

Bogenlänge 70 mm Nadel 2 x ST70	 doppelt armiert	Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
		W8400	PROLENE blau monofil	2-0	75	12

PROLENE (Polypropylen)
 nicht resorbierbar

Gerade Rundkörper Nadel mit schneidender Spitze

 Bogenlänge 36 mm Nadel 2 x V47	doppelt armiert	Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
		8592G	PROLENE blau monofil	4-0	35	12

Gerade schneidende Nadel

 Bogenlänge 13 mm Nadel SC1	Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
	EH7730H	PROLENE blau monofil	4-0	45	36

Gerade schneidende Nadel

 Bogenlänge 16 mm Nadel STC6	Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
	EH7900G	PROLENE blau monofil, Schlinge	10-0	15	12

Gerade schneidende Nadel

 Bogenlänge 16 mm Nadel 2 x STC6	doppelt armiert	Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
		1713G	PROLENE blau monofil	10-0	20	12

Gerade schneidende Nadel

 Bogenlänge 60 mm Nadel KS	Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
	8622H	PROLENE blau monofil	3-0	75	36
	8623H	PROLENE blau monofil	2-0	75	36

PRONOVA (Poly (Hexafluoropropylen-VDF))
 nicht resorbierbar

1/2-Kreis Rundkörper Nadel spitz

Bogenlänge		Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
13 mm	doppelt armiert	PN3711H	PRONOVA blau monofil	6-0	75	36
Nadel 2 x RB2						

1/2-Kreis Rundkörper Nadel spitz

Bogenlänge		Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
17 mm	doppelt armiert	PN1800H	PRONOVA blau monofil	5-0	75	36
Nadel 2 x RB1						

1/2-Kreis Rundkörper Nadel spitz

Bogenlänge		Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
26 mm		PN1837H	PRONOVA blau monofil	5-0	75	36
Nadel SH						

3/8-Kreis Rundkörper Nadel spitz

Bogenlänge		Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
6.5 mm	doppelt armiert	PN1836LG	PRONOVA blau monofil	8-0	45	36
Nadel 2 x BV2						

3/8-Kreis Rundkörper Nadel spitz

Bogenlänge		Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
8 mm	doppelt armiert	PN1890LG	PRONOVA blau monofil	8-0	60	12
Nadel 2 x BV175-6						
		PN1889H	PRONOVA blau monofil	7-0	60	36

PRONOVA (Poly (Hexafluoropropylen-VDF))
 nicht resorbierbar

3/8-Kreis Rundkörper Nadel spitz

Bogenlänge

9.300000

0000000

01 mm



doppelt armiert

Nadel

2 x BV175-8

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
PN8714H	PRONOVA blau monofil	7-0	60	36
PN1851H	PRONOVA blau monofil	7-0	75	36
PN1852H	PRONOVA blau monofil	6-0	75	36

3/8-Kreis Rundkörper Nadel spitz

Bogenlänge

9.300000

0000000

01 mm



doppelt armiert

Nadel

2 x BV1

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
PN8709H	PRONOVA blau monofil	7-0	75	36
PN3703H	PRONOVA blau monofil	7-0	75	36
PN8612H	PRONOVA blau monofil	6-0	75	36

3/8-Kreis Rundkörper Nadel spitz

Bogenlänge

9.300000

0000000

01 mm

doppelt armiert

Nadel

2 x BV1

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
PN8706H	PRONOVA blau monofil VISI-BLACK	7-0	60	36

3/8-Kreis Rundkörper Nadel spitz

Bogenlänge
13 mm

Nadel
C1



Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
PN8502H	PRONOVA blau monofil	5-0	75	36 ¹

3/8-Kreis Rundkörper Nadel spitz

Bogenlänge 13 mm	 doppelt armiert	Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
		PN3706H	PRONOVA blau monofil	6-0	75	36
		PN3720H	PRONOVA blau monofil	5-0	90	36
Nadel 2 x C1						

PRONOVA (Poly (Hexafluoropropylen-VDF))
 nicht resorbierbar

3/8-Kreis Rundkörper Nadel spitz

Bogenlänge 13 mm Nadel 2 x C1	 doppelt armiert	Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
		PN1855H	PRONOVA blau monofil VISI-BLACK	6-0	75	36
		PN1856H	PRONOVA blau monofil VISI-BLACK	5-0	75	36
		PN8522H	PRONOVA blau monofil VISI-BLACK	5-0	90	36

3/8-Kreis Rundkörper Nadel spitz

Bogenlänge 17 mm Nadel 2 x BB	 doppelt armiert	Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
		PN1830H	PRONOVA blau monofil	5-0	75	36
		PN1860H	PRONOVA blau monofil	5-0	90	36

3/8-Kreis Rundkörper Nadel spitz

Bogenlänge 17 mm Nadel 2 x BB	 doppelt armiert	Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
		PN1859H	PRONOVA blau monofil VISI-BLACK	5-0	75	36
		PN1863H	PRONOVA blau monofil VISI-BLACK	5-0	90	36

3/8-Kreis Rundkörper Nadel mit schneidender Spitze

Bogenlänge 5.5 mm Nadel 2 x MV14	 doppelt armiert	Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
		PN2890LG	PRONOVA blau monofil	8-0	60	12

3/8-Kreis Rundkörper Nadel schneidend mit Kurzschliff

Bogenlänge 9.300000 0000000 01 mm Nadel 2 x CC175-8	 doppelt armiert	Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
		PN1831H	PRONOVA blau monofil	7-0	75	36
		PN1832H	PRONOVA blau monofil	6-0	75	36

PRONOVA (Poly (Hexafluoropropylen-VDF))
nicht resorbierbar

3/8-Kreis Rundkörper Nadel schneidend mit Kurzschliff ⌚

Bogenlänge
13 mm



doppelt armiert

Nadel
2 x CC1

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
PN1811H	PRONOVA blau monofil	6-0	75	36
PN1812H	PRONOVA blau monofil	5-0	75	36

asymptotische Rundkörper Nadel mit schneidender Spitze ▼

Bogenlänge
13 mm



doppelt armiert

Nadel
2 x ACC1

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
PN8623H	PRONOVA blau monofil VISI-BLACK	6-0	75	36
PN8529H	PRONOVA blau monofil VISI-BLACK	5-0	75	36

ETHILON (Polyamid)
nicht resorbierbar

1/2-Kreis Rundkörper Nadel spitz

Bogenlänge  doppelt armiert
4.7 mm

Nadel
2 x BVH100-3

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
EH7504G	ETHILON schwarz monofil	10-0	10	12 ¹
2860G	ETHILON schwarz monofil	10-0	13	12

1/2-Kreis Rundkörper Nadel spitz

Bogenlänge  **40 mm**

Nadel
CT

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
W746	ETHILON schwarz monofil	0	100	12
W747	ETHILON schwarz monofil	1	100	12

1/2-Kreis Rundkörper Nadel spitz

Bogenlänge  **48 mm**

Nadel
CTX

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
W748	ETHILON schwarz monofil, Schlinge	1	150	12

1/2-Kreis Rundkörper Nadel mit stumpfer Spitze

Bogenlänge  **36 mm**

Nadel
CTB1

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
B020G	ETHILON schwarz monofil ETHIGUARD	1	100	12

1/2-Kreis schneidende Nadel

Bogenlänge  **8 mm**

Nadel
G7

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
W1765	ETHILON schwarz monofil	8-0	45	12

ETHILON (Polyamid)
 nicht resorbierbar

1/2-Kreis schneidende Nadel ▼

Bogenlänge 13 mm Nadel M1		Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
		EH7940H	ETHILON II blau monofil	5-0	45	36
		648H	ETHILON schwarz monofil	5-0	45	36

1/2-Kreis schneidende Nadel ▼

Bogenlänge 17 mm Nadel J1		Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
		F2423H	ETHILON schwarz monofil	5-0	75	36
		EH7942BH	ETHILON schwarz monofil	4-0	45	36

1/2-Kreis schneidende Nadel ▼

Bogenlänge 22 mm Nadel X1		Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
		642G	ETHILON schwarz monofil	3-0	45	12

1/2-Kreis schneidende Nadel ▼

Bogenlänge 30 mm Nadel CPA		Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
		F2427H	ETHILON schwarz monofil	3-0	90	36
		F2428H	ETHILON schwarz monofil	2-0	90	36

1/2-Kreis schneidende Nadel ▼

Bogenlänge 36 mm Nadel CP1		Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
		F2446	ETHILON schwarz monofil	3-0	90	36

ETHILON (Polyamid)
 nicht resorbierbar


1/2-Kreis schneidende Nadel ▼

 Bogenlänge
40 mm

 Nadel
CP

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
W737	ETHILON schwarz monofil	0	100	12

1/2-Kreis schneidende Nadel ▼

 Bogenlänge
48 mm

 Nadel
CPX

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
W738G	ETHILON schwarz monofil	1	100	12

1/2-Kreis Spatula Nadel mit Mikrospitze ▼

 Bogenlänge
5.5 mm

 Nadel
CS44C

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
EH7990G	ETHILON schwarz monofil	10-0	15	12
EH7991G	ETHILON schwarz monofil	9-0	15	12

1/2-Kreis Spatula Nadel mit Mikrospitze ▼

 Bogenlänge
5.5 mm

 Nadel
2 x CS44C

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
EH7995G	ETHILON schwarz monofil	10-0	30	12

1/2-Kreis Spatula Nadel mit Mikrospitze ▼

 Bogenlänge
5.5 mm

 Nadel
CS160-6

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
7061G	ETHILON schwarz monofil	10-0	15	12

ETHILON (Polyamid)
 nicht resorbierbar

1/2-Kreis Spatula Nadel mit Mikrospitze

	Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
Bogenlänge  doppelt armiert 5.5 mm	7000G	ETHILON schwarz monofil	10-0	30	12
Nadel 2 x CS160-6					

1/2-Kreis Spatula Nadel mit Mikrospitze

	Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
Bogenlänge  doppelt armiert 5.5 mm	W1756	ETHILON schwarz monofil	10-0	30	12
Nadel 2 x TG160-6					

1/2-Kreis Spatula Nadel mit Mikrospitze

	Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
Bogenlänge  doppelt armiert 7 mm	1716G	ETHILON schwarz monofil	8-0	30	12 ¹
Nadel 2 x TG175-8					

3/8-Kreis Rundkörper Nadel spitz

	Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
Bogenlänge  3.8 mm	EH7436G	ETHILON schwarz monofil	11-0	5	12
Nadel BV50-3					

3/8-Kreis Rundkörper Nadel spitz

	Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
Bogenlänge  5 mm	W2814	ETHILON schwarz monofil	10-0	13	12
Nadel BV130-4					

ETHILON (Polyamid)
 nicht resorbierbar

3/8-Kreis Rundkörper Nadel spitz

		Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
Bogenlänge 5.1 mm		EH7444G	ETHILON schwarz monofil	10-0	10	12
Nadel BV75-4						

3/8-Kreis Rundkörper Nadel spitz

		Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
Bogenlänge 5.1 mm		2814G	ETHILON schwarz monofil	10-0	15	12
Nadel BV100-4		EH7448G	ETHILON schwarz monofil	9-0	15	12

3/8-Kreis Rundkörper Nadel spitz

		Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
Bogenlänge 6.5 mm		2810G	ETHILON schwarz monofil	10-0	15	12
Nadel BV2		2809G	ETHILON schwarz monofil	9-0	15	12

3/8-Kreis Rundkörper Nadel spitz

		Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
Bogenlänge 6.5 mm	 doppelt armiert	EH7466E	ETHILON schwarz monofil	9-0	10	24
Nadel 2 x BV2						

3/8-Kreis Rundkörper Nadel spitz

		Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
Bogenlänge 6.5 mm		W2808	ETHILON schwarz monofil	8-0	13	12
Nadel BV130-5		2808G	ETHILON schwarz monofil	8-0	15	12

ETHILON (Polyamid)
 nicht resorbierbar

3/8-Kreis Rundkörper Nadel spitz

Bogenlänge

9.300000

0000000

01 mm

Nadel

BV1

Bestell-Nr.

Beschreibung

Stärke USP

Länge (cm)

Folie / Box

EH7446H

ETHILON schwarz monofil

7-0

45

36

3/8-Kreis Rundkörper Nadel spitz

Bogenlänge

9.300000

0000000

01 mm



doppelt armiert

Nadel

2 x BV1

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
W8170	ETHILON schwarz monofil	8-0	45	12

3/8-Kreis schneidende Nadel

Bogenlänge
13 mm



Nadel
C2

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
667H	ETHILON schwarz monofil	6-0	45	36
668H	ETHILON schwarz monofil	5-0	45	36

3/8-Kreis schneidende Nadel

Bogenlänge 13 mm		Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
		F2403	ETHILON schwarz monofil	6-0	75	36
		F2412H	ETHILON schwarz monofil	5-0	75	36
Nadel C3		F3206BH	ETHILON schwarz monofil	4-0	75	36

3/8-Kreis schneidende Nadel

Bogenlänge 16 mm		Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
		EH7823H	ETHILON II blau monofil	5-0	45	36
		G1628H	ETHILON grün monofil	5-0	45	36
		660H	ETHILON schwarz monofil	6-0	45	36
		1628H	ETHILON schwarz monofil	5-0	45	36
		1162H	ETHILON schwarz monofil	4-0	45	36
Nadel FS3						

ETHILON (Polyamid)
 nicht resorbierbar

3/8-Kreis schneidende Nadel ▼

 Bogenlänge
16 mm

 Nadel
FS3

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
F3211BH	ETHILON schwarz monofil	3-0	75	36

3/8-Kreis schneidende Nadel ▼

 Bogenlänge
16 mm

 Nadel
FS3

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
EH7177H	ETHILON schwarz monofil VISI-BLACK	6-0	45	36

3/8-Kreis schneidende Nadel ▼

 Bogenlänge
19 mm

 Nadel
FS2

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
EH7144H	ETHILON II blau monofil	4-0	45	36
EH7797H	ETHILON II blau monofil	3-0	75	36
G661H	ETHILON grün monofil	5-0	45	36
G662G	ETHILON grün monofil	4-0	45	12
G7143H	ETHILON grün monofil	4-0	75	36
661H	ETHILON schwarz monofil	5-0	45	36
FH5171H	ETHILON schwarz monofil	5-0	75	36
EH7145H	ETHILON schwarz monofil	4-0	45	36
EH7143BH	ETHILON schwarz monofil	4-0	75	36
EH7793BH	ETHILON schwarz monofil	4-0	75	36
653H	ETHILON schwarz monofil	3-0	45	36
EH7797BH	ETHILON schwarz monofil	3-0	75	36
F2448H	ETHILON schwarz monofil	2-0	90	36
611H	ETHILON ungefärbt monofil	4-0	45	36
EH7146H	ETHILON ungefärbt monofil	4-0	45	36 ¹

ETHILON (Polyamid)
 nicht resorbierbar

3/8-Kreis schneidende Nadel ▼

 Bogenlänge
19 mm

 Nadel
FS2S

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
662SLH	ETHILON schwarz monofil	4-0	45	36

3/8-Kreis schneidende Nadel ▼

 Bogenlänge
19 mm

 Nadel
FS2

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
EH7270H	ETHILON II blau monofil VISI-BLACK	4-0	45	36

3/8-Kreis schneidende Nadel ▼

 Bogenlänge
24 mm

 Nadel
FS1

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
EH7795H	ETHILON II blau monofil	3-0	75	36
EH7827H	ETHILON II blau monofil	2-0	75	36
EH7640H	ETHILON schwarz monofil	5-0	45	36
1629H	ETHILON schwarz monofil	4-0	45	36
FJ5272BH	ETHILON schwarz monofil	4-0	75	36
663H	ETHILON schwarz monofil	3-0	45	36
669H	ETHILON schwarz monofil	3-0	75	36
EH7826BH	ETHILON schwarz monofil	2-0	45	36
EH7827BH	ETHILON schwarz monofil	2-0	75	36

3/8-Kreis schneidende Nadel ▼

 Bogenlänge
24 mm

 Nadel
FS1

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
EH7276H	ETHILON II blau monofil VISI-BLACK	2-0	75	36

ETHILON (Polyamid)
nicht resorbierbar

3/8-Kreis schneidende Nadel ▼

Bogenlänge 26 mm Nadel FS		Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
		W320BG	ETHILON schwarz monofil	3-0	45	12
		664H	ETHILON schwarz monofil	2-0	45	36
		W1686BG	ETHILON schwarz monofil	2-0	75	12
		7013H	ETHILON schwarz monofil	0	75	36

3/8-Kreis schneidende Nadel ▼

Bogenlänge 30 mm Nadel FSL		Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
		1670H	ETHILON II blau monofil	4-0	75	36
		EH7939H	ETHILON II blau monofil	3-0	75	36
		EH7937H	ETHILON II blau monofil	2-0	45	36
		EH7798H	ETHILON II blau monofil	2-0	75	36
		1171H	ETHILON schwarz monofil	3-0	45	36
		1215H	ETHILON schwarz monofil	2-0	45	36
		EH7798BH	ETHILON schwarz monofil	2-0	75	36
		EH7938BH	ETHILON schwarz monofil	0	45	36
		EH7799BH	ETHILON schwarz monofil	0	75	36
		F2440H	ETHILON schwarz monofil	1	90	36

3/8-Kreis schneidende Nadel ▼

Bogenlänge 36 mm Nadel FSLX		Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
		EH7807H	ETHILON II blau monofil	2-0	75	36
		EH7809H	ETHILON II blau monofil	0	75	36
		1673BH	ETHILON schwarz monofil	3-0	75	36
		1674BH	ETHILON schwarz monofil	2-0	75	36
		P7085H	ETHILON schwarz monofil	0	75	36
		F2441H	ETHILON schwarz monofil	1	90	36

ETHILON (Polyamid) nicht resorbierbar

3/8-Kreis schneidende Nadel ▼

Bogenlänge
40 mm




Nadel
CEC135-40

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
W786	ETHILON II blau monofil	2-0	45	12

3/8-Kreis schneidende Nadel ▼

Bogenlänge
45 mm




Nadel
LS1

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
W736G	ETHILON schwarz monofil	2-0	100	12

3/8-Kreis schneidende Nadel schneidend (Anschliff innen) ▲

Bogenlänge
90 mm



Nadel
KP3

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
W2797	ETHILON schwarz monofil CONV	1	2 * 50	12

3/8-Kreis schneidende Nadel mit Präzisionsspitze ▼

Bogenlänge
13 mm



Nadel
P3

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
G698G	ETHILON grün monofil PRIME MULTIPASS	5-0	45	12

ETHILON (Polyamid)
 nicht resorbierbar

3/8-Kreis schneidende Nadel mit Präzisionsspitze ▼

	Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
Bogenlänge 11 mm	1696G	ETHILON schwarz monofil MULTIPASS	7-0	45	12
Nadel P1	697H	ETHILON schwarz monofil MULTIPASS	6-0	45	36

3/8-Kreis schneidende Nadel mit Präzisionsspitze ▼

	Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
Bogenlänge 13 mm	690G	ETHILON weiß monofil	5-0	45	12
Nadel P3					

3/8-Kreis schneidende Nadel mit Präzisionsspitze ▼

	Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
Bogenlänge 13 mm	1698H	ETHILON schwarz monofil MULTIPASS	6-0	45	36
Nadel P3	698H	ETHILON schwarz monofil MULTIPASS	5-0	45	36
	699H	ETHILON schwarz monofil MULTIPASS	4-0	45	36
	691G	ETHILON weiß monofil MULTIPASS	4-0	45	12

3/8-Kreis schneidende Nadel mit Präzisionsspitze ▼

	Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
Bogenlänge 16 mm	1665G	ETHILON schwarz monofil MULTIPASS	6-0	45	12
Nadel PS3	1668H	ETHILON schwarz monofil MULTIPASS	5-0	45	36
	F24012H	ETHILON schwarz monofil MULTIPASS	5-0	75	36
	EH7761H	ETHILON schwarz monofil MULTIPASS	4-0	45	36

3/8-Kreis schneidende Nadel mit Präzisionsspitze ▼

	Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
Bogenlänge 19 mm	G1667SLH	ETHILON grün monofil PRIME MULTIPASS	4-0	45	36
Nadel PS2S					

ETHILON (Polyamid)
 nicht resorbierbar

3/8-Kreis schneidende Nadel mit Präzisionsspitze ▼

 Bogenlänge
19 mm

 Nadel
PS2

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
MPE1855H	ETHILON II blau monofil MULTIPASS	4-0	45	36
G667G	ETHILON grün monofil PRIME MULTIPASS	4-0	45	12
1666H	ETHILON schwarz monofil MULTIPASS	5-0	45	36
1667SLH	ETHILON schwarz monofil MULTIPASS	4-0	45	36
F24022H	ETHILON schwarz monofil MULTIPASS	4-0	75	36
1669H	ETHILON schwarz monofil MULTIPASS	3-0	45	36
7665H	ETHILON schwarz monofil MULTIPASS	3-0	75	36
1611G	ETHILON ungefärbt monofil MULTIPASS	4-0	45	12

3/8-Kreis schneidende Nadel mit Präzisionsspitze ▼

 Bogenlänge
11 mm

 Nadel
P1

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
W1611G	ETHILON schwarz monofil PRIME MULTIPASS	5-0	45	12

3/8-Kreis schneidende Nadel mit Präzisionsspitze ▼

 Bogenlänge
24 mm

 Nadel
PS1

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
EH7563H	ETHILON schwarz monofil MULTIPASS	3-0	75	36

3/8-Kreis schneidende Nadel mit Präzisionsspitze ▼

 Bogenlänge
26 mm

 Nadel
PS

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
585H	ETHILON schwarz monofil	2-0	45	36

ETHILON (Polyamid)
 nicht resorbierbar

3/8-Kreis schneidende Nadel mit Präzisionsspitze ▼

Bogenlänge 26 mm Nadel PS		Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
		MPE1626H	ETHILON II blau monofil MULTIPASS	2-0	75	36
		W1625BH	ETHILON schwarz monofil MULTIPASS	3-0	45	36
		W1685BH	ETHILON schwarz monofil MULTIPASS	3-0	75	36
		W1626BH	ETHILON schwarz monofil MULTIPASS	2-0	75	36

3/8-Kreis schneidende Nadel mit Präzisionsspitze ▼

Bogenlänge 30 mm Nadel PSL		Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
		EH7113H	ETHILON II blau monofil	3-0	75	36
		EH7114H	ETHILON II blau monofil	2-0	75	36
		1691H	ETHILON schwarz monofil	3-0	75	36
		EH7118BH	ETHILON schwarz monofil	0	45	36
		EH7115BH	ETHILON schwarz monofil	0	75	36

3/8-Kreis schneidende Nadel mit Präzisionsspitze ▼

Bogenlänge 13 mm Nadel P3		Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
		EH7801H	ETHILON II blau monofil PRIME	4-0	45	36

3/8-Kreis schneidende Nadel mit Präzisionsspitze ▼

Bogenlänge 16 mm Nadel PC3		Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
		1865H	ETHILON schwarz monofil PRIME	5-0	45	36

3/8-Kreis schneidende Nadel mit Präzisionsspitze ▼

Bogenlänge 19 mm Nadel PS2		Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
		EH7162H	ETHILON II blau monofil PRIME	4-0	45	36
		EH7953H	ETHILON II blau monofil PRIME	2-0	45	36
		EH7163H	ETHILON schwarz monofil PRIME	4-0	45	36
		593H	ETHILON schwarz monofil PRIME	2-0	45	36

ETHILON (Polyamid)
 nicht resorbierbar

3/8-Kreis schneidende Nadel mit Präzisionsspitze ▼

Bogenlänge 24 mm Nadel PS1		Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
		EH7806H	ETHILON II blau monofil PRIME	2-0	45	36
		EH7957BH	ETHILON schwarz monofil PRIME	4-0	45	36
		1663H	ETHILON schwarz monofil PRIME	3-0	45	36
		EH7553H	ETHILON schwarz monofil PRIME	2-0	45	36
		EH7808BH	ETHILON schwarz monofil PRIME	2-0	75	36

3/8-Kreis Spatula Nadel mit Mikrospitze ▼

Bogenlänge 5.5 mm Nadel GS12		Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
		EF5130G	ETHILON schwarz monofil	10-0	30	12

3/8-Kreis Spatula Nadel mit Mikrospitze ▼

Bogenlänge 6 mm Nadel CS35C		Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
		EH7980G	ETHILON schwarz monofil	10-0	15	12
		EH7981G	ETHILON schwarz monofil	9-0	15	12

3/8-Kreis Spatula Nadel mit Mikrospitze ▼

Bogenlänge 6 mm Nadel 2 x CS35C	 doppelt armiert	Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
		EH7985G	ETHILON schwarz monofil	10-0	30	12

3/8-Kreis Spatula Nadel mit Mikrospitze ▼

Bogenlänge 6.2 mm Nadel CS140-6		Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
		9060G	ETHILON schwarz monofil	10-0	10	12
		7060G	ETHILON schwarz monofil	10-0	15	12
		U7061	ETHILON schwarz monofil	10-0	30	12

ETHILON (Polyamid)
 nicht resorbierbar

3/8-Kreis Spatula Nadel mit Mikrospitze

Bogenlänge 6.5 mm Nadel TG140-4		Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
		EH7465G	ETHILON schwarz monofil	11-0	10	12
		EH7467G	ETHILON schwarz monofil	10-0	10	12

3/8-Kreis Spatula Nadel mit Mikrospitze

Bogenlänge 6.5 mm Nadel TG140-6		Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
		W1768	ETHILON schwarz monofil	10-0	30	12

3/8-Kreis Spatula Nadel mit Mikrospitze

Bogenlänge 6.5 mm Nadel 2 x TG140-6	 doppelt armiert	Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
		W1770	ETHILON schwarz monofil	10-0	30	12
		W1769	ETHILON schwarz monofil	9-0	30	12

3/8-Kreis Spatula Nadel mit Mikrospitze

Bogenlänge 6.5 mm Nadel 2 x U20	 doppelt armiert	Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
		U7003	ETHILON schwarz monofil	10-0	30	12

3/8-Kreis Spatula Nadel mit Mikrospitze

Bogenlänge 6.5 mm Nadel 2 x TG140-8	 doppelt armiert	Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
		B7718	ETHILON schwarz monofil	10-0	30	12

ETHILON (Polyamid)
 nicht resorbierbar

3/8-Kreis Spatula Nadel mit Mikrospitze ▼

Bogenlänge 6.5 mm	 doppelt armiert	Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
		1717G	ETHILON schwarz monofil	9-0	30	12
Nadel 2 x GS9						

1/4-Kreis Rundkörper Nadel mit schneidender Spitze ▼

</

1/4-Kreis schneidende Nadel ▼

Bogenlänge 13 mm		Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
		EH7822H	ETHILON II blau monofil	4-0	45	36
		644H	ETHILON schwarz monofil	5-0	45	36
Nadel M2						
		EH7822BH	ETHILON schwarz monofil	4-0	45	36

1/4-Kreis schneidende Nadel mit Präzisionsspitze ▼

Bogenlänge

8 mm

Nadel

P6

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
1647H	ETHILON schwarz monofil	7-0	45	36

1/4-Kreis Spatula Nadel schneidend (Anschliff innen) ▼

Bogenlänge

8 mm



doppelt armiert

Nadel

2 x S4

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
EH7136G	ETHILON ungefärbt monofil CONV	4-0	45	12

ETHILON (Polyamid)
 nicht resorbierbar

1/4-Kreis Spatula Nadel mit Mikrospitze ▼

		Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
Bogenlänge 6.5 mm		EB5133H	ETHILON schwarz monofil	7-0	30	36
Nadel GS8						

asymptotische Spatula Nadel mit Mikrospitze ▼

		Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
Bogenlänge 5 mm		EH7998G	ETHILON schwarz monofil	10-0	10	12
Nadel CSA48C						

asymptotische Spatula Nadel mit Mikrospitze ▼

		Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
Bogenlänge 5 mm		7062G	ETHILON schwarz monofil	10-0	15	12
Nadel CSC6						

asymptotische Spatula Nadel mit Mikrospitze ▼

		Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
Bogenlänge 5 mm	doppelt armiert	7008G	ETHILON schwarz monofil	10-0	20	12 ¹
Nadel 2 x UCSA48						

Gerade schneidende Nadel ▼

		Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
Bogenlänge 48 mm		F2429	ETHILON schwarz monofil	4-0	90	36
Nadel TS		F2430H	ETHILON schwarz monofil	3-0	90	36
		F2431	ETHILON schwarz monofil	2-0	90	36
		F2431H	ETHILON schwarz monofil	2-0	90	36
		F2442H	ETHILON schwarz monofil	1	90	36

ETHILON (Polyamid)
nicht resorbierbar

Gerade schneidende Nadel ▼

Bogenlänge 60 mm Nadel KS					
	Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
	627H	ETHILON schwarz monofil	3-0	75	36
	F2433	ETHILON schwarz monofil	3-0	90	36
	628H	ETHILON schwarz monofil	2-0	75	36
	F2434	ETHILON schwarz monofil	2-0	90	36

ETHIBOND (Polyester beschichtet)
 nicht resorbierbar

5/8-Kreis Rundkörper Nadel spitz

	Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
Bogenlänge 8.5 mm Nadel TF5	PP6373H	ETHIBOND EXCEL grün geflochten	4-0	75	36

5/8-Kreis Rundkörper Nadel spitz

	Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
Bogenlänge 36 mm Nadel UR5	X7909H	ETHIBOND EXCEL grün geflochten	1	75	36

1/2-Kreis Rundkörper Nadel spitz

	Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
Bogenlänge 13 mm Nadel TF	EH7416H	ETHIBOND EXCEL grün geflochten	5-0	75	36
	CB84D	ETHIBOND EXCEL grün geflochten Multipak, Control release	4-0	8 * 45	12
	4PA6343YH	ETHIBOND EXCEL grün geflochten Multipak, Control release	4-0	4 * 45	36
	EH7417H	ETHIBOND EXCEL grün geflochten	4-0	75	36
	PAA6373SH	ETHIBOND EXCEL grün geflochten, Pledget 3x6mm	4-0	75	36 ¹

1/2-Kreis Rundkörper Nadel spitz

	Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
Bogenlänge 13 mm doppelt armiert Nadel 2 x TF	EH7420H	ETHIBOND EXCEL grün geflochten, Pledget 4x10mm	4-0	45	36 ¹
	EH7419H	ETHIBOND EXCEL grün geflochten, Pledget 2x4mm	4-0	75	36 ¹

1/2-Kreis Rundkörper Nadel spitz

	Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
Bogenlänge 13 mm Nadel UCL	X7497H	ETHIBOND EXCEL grün geflochten	1	75	36

ETHIBOND (Polyester beschichtet)
 nicht resorbierbar

1/2-Kreis Rundkörper Nadel spitz

Bogenlänge 13 mm	 doppelt armiert	Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
		EH7493H	ETHIBOND EXCEL grün geflochten, Pledget 3x3mm	5-0	75	36 ¹
		6710H	ETHIBOND EXCEL grün geflochten	5-0	75	36
Nadel 2 x RB2						

1/2-Kreis Rundkörper Nadel spitz

Bogenlänge 17 mm Nadel RB1		Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
		6870H	ETHIBOND EXCEL grün geflochten	5-0	75	36
		X870H	ETHIBOND EXCEL grün geflochten	5-0	75	36
		CB54D	ETHIBOND EXCEL grün geflochten Multipak, Control release	4-0	8 * 45	12
		6871H	ETHIBOND EXCEL grün geflochten	4-0	75	36
		CB53D	ETHIBOND EXCEL grün geflochten Multipak, Control release	3-0	8 * 45	12
		6872H	ETHIBOND EXCEL grün geflochten	3-0	75	36
		X873H	ETHIBOND EXCEL grün geflochten	2-0	75	36

1/2-Kreis Rundkörper Nadel spitz

Bogenlänge 17 mm	 doppelt armiert	Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
		X6757G	ETHIBOND EXCEL grün geflochten	5-0	60	12
		W6757	ETHIBOND EXCEL grün geflochten	5-0	60	12
		X550H	ETHIBOND EXCEL grün geflochten	5-0	75	36
		6550H	ETHIBOND EXCEL grün geflochten	5-0	75	36 ¹
		6557H	ETHIBOND EXCEL grün geflochten	4-0	90	36
		6558H	ETHIBOND EXCEL grün geflochten	3-0	90	36
		W6760	ETHIBOND EXCEL grün geflochten	2-0	90	12

1/2-Kreis Rundkörper Nadel spitz

Bogenlänge 22 mm		Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
		EH7397H	ETHIBOND EXCEL grün geflochten	4-0	75	36
		EH7393H	ETHIBOND EXCEL grün geflochten Multipak, Control release	3-0	4 * 45	36
		EH7398H	ETHIBOND EXCEL grün geflochten	3-0	75	36
		EH7395H	ETHIBOND EXCEL grün geflochten Multipak, Control release	2-0	4 * 45	36
		EH7399H	ETHIBOND EXCEL grün geflochten	2-0	75	36
Nadel SH1						

ETHIBOND (Polyester beschichtet)
 nicht resorbierbar

1/2-Kreis Rundkörper Nadel spitz

 Bogenlänge
22 mm

 Nadel
2 x MO7

doppelt armiert

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
EH7845H	ETHIBOND EXCEL grün geflochten	2	75	36

1/2-Kreis Rundkörper Nadel spitz

 Bogenlänge
26 mm

 Nadel
SH

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
X832H	ETHIBOND EXCEL grün geflochten	3-0	75	36
PF6324E	ETHIBOND EXCEL grün geflochten	2-0	190	24
6833H	ETHIBOND EXCEL grün geflochten	2-0	75	36
PF6315H	ETHIBOND EXCEL grün geflochten	0	120	36
X834H	ETHIBOND EXCEL grün geflochten	0	75	36
EH7528H	ETHIBOND EXCEL grün geflochten	1	75	36

1/2-Kreis Rundkörper Nadel spitz

 Bogenlänge
26 mm

 Nadel
2 x SH

doppelt armiert

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
6521H	ETHIBOND EXCEL grün geflochten	4-0	90	36
PFF6374LG	ETHIBOND EXCEL grün/weiß geflochten Multipak	3-0	4 * 75	12 ¹
X562H	ETHIBOND EXCEL grün geflochten	3-0	75	36
X522H	ETHIBOND EXCEL grün geflochten	3-0	90	36
6523H	ETHIBOND EXCEL grün geflochten	2-0	90	36
X524H	ETHIBOND EXCEL grün geflochten	0	90	36

1/2-Kreis Rundkörper Nadel spitz

 Bogenlänge
26 mm

 Nadel
CT2

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
X411H	ETHIBOND EXCEL grün geflochten	2-0	75	36
X412H	ETHIBOND EXCEL grün geflochten	0	75	36

¹Artikel mit Mindestbestellmenge ggf. mit verlängerter Lieferzeit

ETHIBOND (Polyester beschichtet)
nicht resorbierbar

1/2-Kreis Rundkörper Nadel spitz

Bogenlänge		Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
26 mm		CX27D	ETHIBOND EXCEL grün geflochten Multipak, Control release	0	8 * 45	12
Nadel	doppelt armiert					
2 x CT2						

1/2-Kreis Rundkörper Nadel spitz

Bogenlänge		Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
26 mm		4TB7177E	ETHIBOND EXCEL grün/weiß geflochten Multipak	2	4 * 75	24
Nadel						
MO6						

1/2-Kreis Rundkörper Nadel spitz

Bogenlänge		Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
26 mm		CX45D	ETHIBOND EXCEL grün geflochten Multipak, Control release	0	8 * 45	12
Nadel	doppelt armiert	EH7851H	ETHIBOND EXCEL grün geflochten	3	75	36
2 x MO6						

1/2-Kreis Rundkörper Nadel spitz

Bogenlänge		Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
31 mm		W975G	ETHIBOND EXCEL grün geflochten	0	75	12
Nadel						
MH1						

1/2-Kreis Rundkörper Nadel spitz

Bogenlänge		Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
36 mm		X423H	ETHIBOND EXCEL grün geflochten	2-0	75	36
Nadel		X424H	ETHIBOND EXCEL grün geflochten	0	75	36
CT1		X425H	ETHIBOND EXCEL grün geflochten	1	75	36


ETHIBOND (Polyester beschichtet)
 nicht resorbierbar

1/2-Kreis Rundkörper Nadel spitz

		Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
Bogenlänge 36 mm		EH7490H	ETHIBOND EXCEL grün geflochten	2-0	75	36
Nadel MH		EH7491H	ETHIBOND EXCEL grün geflochten	0	75	36
		EH7492H	ETHIBOND EXCEL grün geflochten	1	75	36

1/2-Kreis Rundkörper Nadel spitz

		Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
Bogenlänge 36 mm		X843H	ETHIBOND EXCEL grün geflochten	2-0	90	36
Nadel 2 x MH		PGG6396H	ETHIBOND EXCEL grün geflochten	1	90	36

doppelt armiert

1/2-Kreis Rundkörper Nadel spitz

		Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
Bogenlänge 40 mm		PE6434H	ETHIBOND EXCEL grün geflochten	2	75	36
Nadel CT						

1/2-Kreis Rundkörper Nadel spitz

		Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
Bogenlänge 48 mm		PN6376H	ETHIBOND EXCEL grün geflochten	1	75	36
Nadel CTX		PN6371H	ETHIBOND EXCEL grün geflochten	5	75	36 ¹

1/2-Kreis Rundkörper Nadel spitz

		Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
Bogenlänge 48 mm		PNN6375H	ETHIBOND EXCEL grün geflochten	0	75	36 ¹
Nadel 2 x CTX		X31059H	ETHIBOND EXCEL grün geflochten	2	75	36

doppelt armiert

ETHIBOND (Polyester beschichtet)
 nicht resorbierbar

1/2-Kreis Rundkörper Nadel mit flacher Spitze

Bogenlänge		Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
17 mm		E6871H	ETHIBOND EXCEL grün geflochten	4-0	75	36
Nadel						
RB1 PLUS						

1/2-Kreis Rundkörper Nadel mit flacher Spitze

Bogenlänge		Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
22 mm		E7398H	ETHIBOND EXCEL grün geflochten	3-0	75	36
		E7399H	ETHIBOND EXCEL grün geflochten	2-0	75	36
Nadel						
SH1 PLUS						

1/2-Kreis Rundkörper Nadel mit flacher Spitze

Bogenlänge		Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
22 mm	 doppelt armiert	E6761H	ETHIBOND EXCEL grün geflochten	4-0	90	36
Nadel						
2 x SH1 PLUS						

1/2-Kreis Rundkörper Nadel mit flacher Spitze

Bogenlänge		Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
22 mm		PJ6375H	ETHIBOND EXCEL grün geflochten	0	75	36 ¹
Nadel						
CT3 PLUS						

1/2-Kreis Rundkörper Nadel mit flacher Spitze

Bogenlänge		Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
26 mm		E6833H	ETHIBOND EXCEL grün geflochten	2-0	75	36
		6836E	ETHIBOND EXCEL grün geflochten Multipak, Control release	0	4 * 45	24
Nadel						
SH PLUS						

ETHIBOND (Polyester beschichtet)
nicht resorbierbar

1/2-Kreis Rundkörper Nadel mit flacher Spitze

Bogenlänge
26 mm



Nadel
2 x SH PLUS

doppelt armiert

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
E6562H	ETHIBOND EXCEL grün geflochten	3-0	75	36
E6563H	ETHIBOND EXCEL grün geflochten	2-0	75	36

1/2-Kreis Rundkörper Nadel mit flacher Spitze

Bogenlänge
36 mm




Nadel
2 x CT1 PLUS

doppelt armiert

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
PLL6375H	ETHIBOND EXCEL grün geflochten	0	75	36

1/2-Kreis Rundkörper Nadel mit stumpfer Spitze

Bogenlänge
65 mm



Nadel
BP1

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
X31060	ETHIBOND EXCEL grün geflochten, Schlinge	3	150	12
X31060G	ETHIBOND EXCEL grün geflochten, Schlinge	3	150	12

1/2-Kreis Rundkörper Nadel mit schneidender Spitze

Bogenlänge
17 mm



Nadel
V5

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
6951H	ETHIBOND EXCEL grün geflochten	5-0	75	36
EH7384H	ETHIBOND EXCEL grün geflochten	4-0	75	36
E6953H	ETHIBOND EXCEL grün geflochten	3-0	45	36
6953H	ETHIBOND EXCEL grün geflochten	3-0	75	36
6954H	ETHIBOND EXCEL grün geflochten	2-0	75	36
P6937H	ETHIBOND EXCEL grün geflochten, Pledget 3x6mm	2-0	75	36

ETHIBOND (Polyester beschichtet)
 nicht resorbierbar

1/2-Kreis Rundkörper Nadel mit schneidender Spitze

 Bogenlänge
17 mm

 Nadel
2 x V5


doppelt armiert

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
B934H	ETHIBOND EXCEL grün geflochten	5-0	75	36
6935H	ETHIBOND EXCEL grün geflochten	4-0	75	36
6936H	ETHIBOND EXCEL grün geflochten	3-0	75	36
MEH6937N	ETHIBOND EXCEL grün geflochten Multipak, Pledget 3x6mm	2-0	8 * 75	6
MEH7710P G	ETHIBOND EXCEL grün geflochten Multipak	2-0	5 * 75	12
6937LG	ETHIBOND EXCEL grün geflochten Multipak	2-0	4 * 75	12
6937H	ETHIBOND EXCEL grün geflochten	2-0	75	36
W6937	ETHIBOND EXCEL grün geflochten	2-0	90	12
EH7408H	ETHIBOND EXCEL grün geflochten	0	75	36
MEH7719LG	ETHIBOND EXCEL grün/weiß geflochten Multipak	4-0	4 * 75	12
6959G	ETHIBOND EXCEL grün/weiß geflochten Multipak	3-0	4 * 75	12
MEH7712N	ETHIBOND EXCEL grün/weiß geflochten Multipak	2-0	8 * 75	6
MEH7715N	ETHIBOND EXCEL grün/weiß geflochten Multipak, Pledget 3x6mm	2-0	8 * 75	6
EH7712LG	ETHIBOND EXCEL grün/weiß geflochten Multipak	2-0	4 * 75	12
EH7715LG	ETHIBOND EXCEL grün/weiß geflochten Multipak, Pledget 3x6mm	2-0	4 * 75	12
EH7719LG	ETHIBOND EXCEL grün/weiß geflochten Multipak	2-0	4 * 90	12
MEH7718LG	ETHIBOND EXCEL grün/weiß geflochten Multipak, Pledget 3x6mm	2-0	4 * 90	12
EH7718LG	ETHIBOND EXCEL grün/weiß geflochten Multipak, Pledget 3x6mm	0	4 * 75	12
W6917	ETHIBOND EXCEL weiß geflochten	2-0	90	12

1/2-Kreis Rundkörper Nadel mit schneidender Spitze

 Bogenlänge
22 mm

 Nadel
V6


Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
X32019	ETHIBOND EXCEL grün geflochten	2-0	90	36

**ETHIBOND (Polyester beschichtet)
nicht resorbierbar**

1/2-Kreis Rundkörper Nadel mit schneidender Spitze

Bogenlänge 22 mm		Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
Nadel 2 x V6	doppelt armiert	EH7786H	ETHIBOND EXCEL grün geflochten	2-0	90	36
		MEH7714LG	ETHIBOND EXCEL grün/weiß geflochten Multipak, Pledget 3x6mm	2-0	4 * 75	12
		MEH7722LG	ETHIBOND EXCEL grün/weiß geflochten Multipak, Pledget 3x6mm	2-0	4 * 90	12
		EH7769G	ETHIBOND EXCEL grün/weiß geflochten Multipak	2-0	4 * 90	12

1/2-Kreis Rundkörper Nadel mit schneidender Spitze

Bogenlänge 26 mm		Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
Nadel V7		6963H	ETHIBOND EXCEL grün geflochten	3-0	75	36
		6964H	ETHIBOND EXCEL grün geflochten	2-0	75	36
		P6977H	ETHIBOND EXCEL grün geflochten, Pledget 3x6mm	2-0	75	36
		6965H	ETHIBOND EXCEL grün geflochten	0	75	36

1/2-Kreis Rundkörper Nadel mit schneidender Spitze

Bogenlänge 26 mm		Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
Nadel 2 x V7	doppelt armiert	6976H	ETHIBOND EXCEL grün geflochten	3-0	75	36
		6977H	ETHIBOND EXCEL grün geflochten	2-0	75	36
		6903H	ETHIBOND EXCEL grün geflochten, Pledget 3x6mm	0	90	36 ¹
		X905H	ETHIBOND EXCEL grün geflochten	0	90	36
		MEH7716N	ETHIBOND EXCEL grün/weiß geflochten Multipak, Pledget 3x6mm	2-0	8 * 75	6
		EH7716LG	ETHIBOND EXCEL grün/weiß geflochten Multipak, Pledget 3x6mm	2-0	4 * 75	12
		EH7711LG	ETHIBOND EXCEL grün/weiß geflochten Multipak	2-0	4 * 75	12
		EH7714LG	ETHIBOND EXCEL grün/weiß geflochten Multipak	2-0	4 * 90	12
		MEH7710LG	ETHIBOND EXCEL grün/weiß geflochten Multipak, Pledget 3x6mm	2-0	4 * 90	12
		PX1003	ETHIBOND EXCEL grün/weiß geflochten Multipak, Pledget 3x6mm	2-0	10 * 90	12
		MEH7717N	ETHIBOND EXCEL grün/weiß geflochten Multipak, Pledget 3x6mm	0	8 * 90	6
		EH7717LG	ETHIBOND EXCEL grün/weiß geflochten Multipak, Pledget 3x6mm	0	4 * 90	12
		EH7713LG	ETHIBOND EXCEL grün/weiß geflochten Multipak	0	4 * 90	12
		6987H	ETHIBOND EXCEL weiß geflochten	2-0	75	36
		W6987	ETHIBOND EXCEL weiß geflochten	2-0	90	12

¹Artikel mit Mindestbestellmenge ggf. mit verlängerter Lieferzeit

ETHIBOND (Polyester beschichtet)
 nicht resorbierbar

1/2-Kreis Rundkörper Nadel mit schneidender Spitze

 Bogenlänge
36 mm

 Nadel
V34

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
EB4407H	ETHIBOND EXCEL grün geflochten	1	90	36

1/2-Kreis Rundkörper Nadel mit schneidender Spitze

 Bogenlänge
40 mm

 Nadel
V37

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
869G	ETHIBOND EXCEL grün geflochten	2	75	12
X32082G	ETHIBOND EXCEL grün geflochten	6	75	12

1/2-Kreis Rundkörper Nadel mit schneidender Spitze

 Bogenlänge
48 mm

 Nadel
V40

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
RS71G	ETHIBOND EXCEL grün geflochten	6	75	12

1/2-Kreis schneidende Nadel

 Bogenlänge
17 mm

 Nadel
J1

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
MD6343H	ETHIBOND EXCEL grün geflochten	4-0	45	36
EH7544H	ETHIBOND EXCEL grün geflochten	3-0	45	36

1/2-Kreis schneidende Nadel

 Bogenlänge
22 mm

 Nadel
X1

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
EH7679H	ETHIBOND EXCEL grün geflochten	2-0	75	36

ETHIBOND (Polyester beschichtet)
 nicht resorbierbar

1/2-Kreis schneidende Nadel ▼

		Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
Bogenlänge 22 mm		X517H	ETHIBOND EXCEL grün geflochten	0	75	36
Nadel OS4		X518H	ETHIBOND EXCEL grün geflochten	1	75	36
		MS6377H	ETHIBOND EXCEL grün geflochten	2	75	36

1/2-Kreis schneidende Nadel ▼

		Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
Bogenlänge 26 mm		EH7673H	ETHIBOND EXCEL grün geflochten	0	75	36
Nadel CP2						

1/2-Kreis schneidende Nadel ▼

		Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
Bogenlänge 36 mm		EH7674H	ETHIBOND EXCEL grün geflochten	1	75	36
Nadel CP1						

1/2-Kreis schneidende Nadel ▼

		Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
Bogenlänge 36 mm		X4407H	ETHIBOND EXCEL weiß geflochten	2	75	36
Nadel OS6						

1/2-Kreis schneidende Nadel ▼

		Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
Bogenlänge 40 mm		X6805H	ETHIBOND EXCEL grün geflochten	2	75	36
Nadel CP		X32071H	ETHIBOND EXCEL grün geflochten	3	75	36

ETHIBOND (Polyester beschichtet)
 nicht resorbierbar

1/2-Kreis Spatula Nadel mit schneidender Spitze ▼

Bogenlänge 8 mm	 doppelt armiert	Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
		W883	ETHIBOND EXCEL weiß geflochten	5-0	45	12

Nadel
2 x S22

3/8-Kreis Rundkörper Nadel spitz ⊙

Bogenlänge 11 mm	 doppelt armiert	Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
		W6597	ETHIBOND EXCEL grün geflochten	6-0	75	12

Nadel
2 x BV

3/8-Kreis Rundkörper Nadel spitz ⊙

Bogenlänge 13 mm	 doppelt armiert	Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
		6890H	ETHIBOND EXCEL grün geflochten	5-0	75	36
		E6890H	ETHIBOND EXCEL grün geflochten	5-0	75	36

Nadel
C1

3/8-Kreis Rundkörper Nadel spitz ⊙

Bogenlänge 13 mm	 doppelt armiert	Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
		W6891	ETHIBOND EXCEL grün geflochten	4-0	75	12
		X6891G	ETHIBOND EXCEL grün geflochten	4-0	75	12

Nadel
2 x C1

3/8-Kreis Rundkörper Nadel spitz ⊙

Bogenlänge 17 mm	 doppelt armiert	Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
		6881H	ETHIBOND EXCEL grün geflochten	4-0	75	36
		6882H	ETHIBOND EXCEL grün geflochten	3-0	75	36

Nadel
BB

ETHIBOND (Polyester beschichtet)
 nicht resorbierbar

3/8-Kreis Rundkörper Nadel mit schneidender Spitze

	Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
Bogenlänge 17 mm	E6942H	ETHIBOND EXCEL grün geflochten	4-0	75	36
Nadel V4	6943H	ETHIBOND EXCEL grün geflochten	3-0	75	36
	6944H	ETHIBOND EXCEL grün geflochten	2-0	75	36

3/8-Kreis Rundkörper Nadel mit schneidender Spitze

	Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
Bogenlänge 17 mm	B925H	ETHIBOND EXCEL grün geflochten	4-0	75	36
Nadel 2 x V4					

3/8-Kreis schneidende Nadel

	Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
Bogenlänge 19 mm	6661H	ETHIBOND EXCEL grün geflochten	5-0	45	36
Nadel FS2	6683H	ETHIBOND EXCEL grün geflochten	4-0	45	36
	EH7142H	ETHIBOND EXCEL grün geflochten	4-0	45	36
	EH7346H	ETHIBOND EXCEL grün geflochten	3-0	45	36

3/8-Kreis schneidende Nadel

	Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
Bogenlänge 19 mm	EH7018H	ETHIBOND EXCEL grün geflochten VISI-BLACK	4-0	45	36 ¹
Nadel FS2					

3/8-Kreis schneidende Nadel

	Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
Bogenlänge 24 mm	6663H	ETHIBOND EXCEL grün geflochten	3-0	45	36
Nadel FS1					

ETHIBOND (Polyester beschichtet)
 nicht resorbierbar

3/8-Kreis schneidende Nadel ▼

		Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
Bogenlänge 24 mm		EH7033H	ETHIBOND EXCEL grün geflochten VISI-BLACK	3-0	75	36
Nadel FS1						

3/8-Kreis schneidende Nadel ▼

		Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
Bogenlänge 26 mm		6664H	ETHIBOND EXCEL grün geflochten	2-0	45	36
Nadel FS						


3/8-Kreis schneidende Nadel ▼

		Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
Bogenlänge 30 mm		EH7687H	ETHIBOND EXCEL grün geflochten	2-0	75	36
		PE6680H	ETHIBOND EXCEL grün geflochten	0	45	36
Nadel FSL		EH7688H	ETHIBOND EXCEL grün geflochten	0	75	36

3/8-Kreis schneidende Nadel ▼

		Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
Bogenlänge 36 mm						
Nadel FSLX		EH7562H	ETHIBOND EXCEL grün geflochten	0	75	36

3/8-Kreis schneidende Nadel ▼

		Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
Bogenlänge 75 mm						
Nadel 2 x LR						
	doppelt geschnitten	R499G	ETHIBOND EXCEL grün geflochten	5	75	12

ETHIBOND (Polyester beschichtet)
 nicht resorbierbar

3/8-Kreis schneidende Nadel mit Präzisionsspitze ▼

		Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
Bogenlänge 13 mm		JA6442H	ETHIBOND EXCEL weiß geflochten	4-0	45	36
Nadel P3						

3/8-Kreis schneidende Nadel mit Präzisionsspitze ▼

		Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
Bogenlänge 13 mm		X698G	ETHIBOND EXCEL grün geflochten MULTIPASS	5-0	45	12
Nadel P3						

3/8-Kreis schneidende Nadel mit Präzisionsspitze ▼

		Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
Bogenlänge 16 mm		EH7760H	ETHIBOND EXCEL grün geflochten	4-0	45	36
Nadel PS3						

3/8-Kreis schneidende Nadel mit Präzisionsspitze ▼

		Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
Bogenlänge 16 mm		EH7081H	ETHIBOND EXCEL grün geflochten VISI-BLACK	4-0	45	36
Nadel PS3						

3/8-Kreis schneidende Nadel mit Präzisionsspitze ▼

		Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
Bogenlänge 16 mm		X681G	ETHIBOND EXCEL grün geflochten MULTIPASS	5-0	45	12
Nadel PS3						

ETHIBOND (Polyester beschichtet)
 nicht resorbierbar

3/8-Kreis schneidende Nadel mit Präzisionsspitze ▼

		Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
Bogenlänge 19 mm		W6582G	ETHIBOND EXCEL grün geflochten	4-0	45	12
Nadel PS2		EH7556H	ETHIBOND EXCEL grün geflochten	2-0	45	36

3/8-Kreis schneidende Nadel mit Präzisionsspitze ▼

		Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
Bogenlänge 19 mm		EH7085H	ETHIBOND EXCEL grün geflochten VISI-BLACK	4-0	45	36
Nadel PS2		EH7086H	ETHIBOND EXCEL grün geflochten VISI-BLACK	3-0	45	36

3/8-Kreis schneidende Nadel mit Präzisionsspitze ▼

		Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
Bogenlänge 19 mm		X692G	ETHIBOND EXCEL weiß geflochten PRIME MULTIPASS	4-0	45	12
Nadel PS2						

3/8-Kreis schneidende Nadel mit Präzisionsspitze ▼

		Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
Bogenlänge 30 mm		EH7111H	ETHIBOND EXCEL grün geflochten	0	75	36
Nadel PSL						

3/8-Kreis schneidende Nadel mit Präzisionsspitze ▼

		Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
Bogenlänge 13 mm		EH7573H	ETHIBOND EXCEL grün geflochten PRIME	4-0	45	36
Nadel P3						

ETHIBOND (Polyester beschichtet)
 nicht resorbierbar

3/8-Kreis schneidende Nadel mit Präzisionsspitze ▼

Bogenlänge		Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
19 mm		EH7160BH	ETHIBOND EXCEL grün geflochten PRIME Multipak	4-0	4 * 45	36 ¹
Nadel PS2		EH7570H	ETHIBOND EXCEL grün geflochten PRIME	3-0	45	36

3/8-Kreis schneidende Nadel mit Präzisionsspitze ▼

Bogenlänge		Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
24 mm		EH7755H	ETHIBOND EXCEL grün geflochten PRIME	3-0	45	36
Nadel PS1		EH7551H	ETHIBOND EXCEL grün geflochten PRIME	3-0	75	36
		EH7569H	ETHIBOND EXCEL grün geflochten PRIME	2-0	75	36

1/4-Kreis Spatula Nadel mit schneidender Spitze ▼

Bogenlänge		Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
8 mm	doppelt armiert	X893G	ETHIBOND EXCEL weiß geflochten	5-0	45	12
Nadel 2 x S14						

asymptotische Rundkörper Nadel mit schneidender Spitze ▼

Bogenlänge		Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
13 mm		18538G	ETHIBOND EXCEL grün geflochten VISI-BLACK	5-0	45	12
Nadel DA1		18537G	ETHIBOND EXCEL grün geflochten VISI-BLACK	4-0	45	12

asymptotische Rundkörper Nadel mit schneidender Spitze ▼

Bogenlänge		Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
26 mm		18536G	ETHIBOND EXCEL grün geflochten VISI-BLACK	4-0	45	12
Nadel DA		18535G	ETHIBOND EXCEL grün geflochten VISI-BLACK	3-0	45	12

ETHIBOND (Polyester beschichtet)
 nicht resorbierbar

skiförmig schneidende Nadel ▼

	Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
Bogenlänge 22 mm Nadel PB1	EH7579H	ETHIBOND EXCEL grün geflochten	3-0	45	36

Gerade Rundkörper Nadel spitz ⊙

	Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
Bogenlänge 19 mm Nadel ST4	18540G	ETHIBOND EXCEL grün geflochten	5-0	45	12
	18539G	ETHIBOND EXCEL grün geflochten	4-0	45	12
	X7733H	ETHIBOND EXCEL grün geflochten	3-0	45	36

Gerade Rundkörper Nadel spitz ⊙

	Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
Bogenlänge 19 mm Nadel 2 x ST4	X7418H	ETHIBOND EXCEL grün geflochten	4-0	353	36

Gerade Rundkörper Nadel spitz ⊙

	Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
Bogenlänge 19 mm Nadel ST4	EH7735H	ETHIBOND EXCEL grün geflochten VISI-BLACK	2-0	120	36

Gerade Rundkörper Nadel spitz ⊙

	Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
Bogenlänge 65 mm Nadel 2 x STA	X7479G	ETHIBOND EXCEL grün geflochten	3-0	75	12

ETHIBOND (Polyester beschichtet)
nicht resorbierbar

Gerade Rundkörper Nadel spitz

Bogenlänge 65 mm		doppelt bestärkt	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
Nadel 2 x STAW		BLL6375E	ETHIBOND EXCEL grün geflochten	0	75	24

Gerade schneidende Nadel

Bogenlänge 60 mm		Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
Nadel KS		EH7722H	ETHIBOND EXCEL grün geflochten	3-0	75	36
		X7723H	ETHIBOND EXCEL grün geflochten	2-0	75	36

ETHIBOND
Reisskraftprofil: · Resorption:

MERSILENE (Polyester)
 nicht resorbierbar

1/2-Kreis Rundkörper Nadel spitz

		Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
Bogenlänge 26 mm		R836H	MERSILENE grün geflochten Multipak, Control release	0	4 * 45	36
Nadel SH		EH7526H	MERSILENE grün geflochten	1	75	36

1/2-Kreis Rundkörper Nadel mit flacher Spitze

		Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
Bogenlänge 17 mm		R870H	MERSILENE grün geflochten	5-0	75	36
Nadel RB1 PLUS		R871H	MERSILENE grün geflochten	4-0	75	36
		R872H	MERSILENE grün geflochten	3-0	75	36
		R873H	MERSILENE grün geflochten	2-0	75	36

1/2-Kreis Rundkörper Nadel mit flacher Spitze

		Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
Bogenlänge 22 mm		EH7385H	MERSILENE grün geflochten	4-0	75	36
Nadel SH1 PLUS		EH7386H	MERSILENE grün geflochten	3-0	75	36
		EH7387H	MERSILENE grün geflochten	2-0	75	36

1/2-Kreis Rundkörper Nadel mit flacher Spitze

		Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
Bogenlänge 26 mm		R832H	MERSILENE grün geflochten	3-0	75	36
Nadel SH PLUS		R833H	MERSILENE grün geflochten	2-0	75	36
		R834H	MERSILENE grün geflochten	0	75	36

1/2-Kreis Rundkörper Nadel mit flacher Spitze

		Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
Bogenlänge 36 mm		R843H	MERSILENE grün geflochten	2-0	75	36
Nadel MH PLUS		R844H	MERSILENE grün geflochten	0	75	36
		R845H	MERSILENE grün geflochten	1	75	36

MERSILENE (Polyester)
 nicht resorbierbar

1/2-Kreis Rundkörper Nadel mit flacher Spitze

 Bogenlänge
36 mm

 Nadel
CT1 PLUS

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
R424H	MERSILENE grün geflochten	0	75	36

1/2-Kreis Rundkörper Nadel mit schneidender Spitze

 Bogenlänge
17 mm

 Nadel
V5

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
18513G	MERSILENE grün geflochten	4-0	45	12
R952H	MERSILENE grün geflochten	4-0	75	36
18506G	MERSILENE grün geflochten	3-0	45	12
R953H	MERSILENE grün geflochten	3-0	75	36

1/2-Kreis Rundkörper Nadel mit schneidender Spitze

 Bogenlänge
22 mm

 Nadel
V6

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
18516G	MERSILENE grün geflochten	3-0	45	12

1/2-Kreis Rundkörper Nadel mit schneidender Spitze

 Bogenlänge
26 mm

 Nadel
V7

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
R964H	MERSILENE grün geflochten	2-0	75	36

1/2-Kreis schneidende Nadel

 Bogenlänge
17 mm

 Nadel
J1

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
R730H	MERSILENE grün geflochten	5-0	45	36
18521G	MERSILENE grün geflochten	4-0	45	12
EH7546H	MERSILENE grün geflochten	2-0	45	36

MERSILENE (Polyester)
 nicht resorbierbar

1/2-Kreis schneidende Nadel ▼

 Bogenlänge
22 mm

 Nadel
X1

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
EH7689H	MERSILENE grün geflochten	3-0	45	36

1/2-Kreis schneidende Nadel ▼

 Bogenlänge
26 mm

 Nadel
CP2

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
EH7325H	MERSILENE grün geflochten	0	75	36
MF6175H	MERSILENE grün geflochten	1	75	36 ¹

1/2-Kreis schneidende Nadel ▼

 Bogenlänge
36 mm

 Nadel
CP1

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
EH7350H	MERSILENE grün geflochten	1	75	36

1/2-Kreis Spatula Nadel mit schneidender Spitze ▼

 Bogenlänge
8 mm

 Nadel
2 x S22

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
1765G	MERSILENE weiß geflochten	5-0	45	12

3/8-Kreis Rundkörper Nadel mit schneidender Spitze ▼

 Bogenlänge
17 mm

 Nadel
V4

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
R943H	MERSILENE grün geflochten	3-0	75	36


MERSILENE (Polyester)
 nicht resorbierbar

3/8-Kreis schneidende Nadel ▼

Bogenlänge		Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
8 mm	doppelt armiert	EH7338G	MERSILENE weiß geflochten VISI-BLACK	4-0	45	12
Nadel 2 x V8						

3/8-Kreis schneidende Nadel ▼

Bogenlänge		Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
16 mm		R670H	MERSILENE grün geflochten	5-0	45	36
Nadel FS3						

3/8-Kreis schneidende Nadel ▼

Bogenlänge 19 mm		Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
		R683H	MERSILENE grün geflochten	4-0	45	36
		EH7147H	MERSILENE grün geflochten	4-0	45	36
		EH7352H	MERSILENE grün geflochten	3-0	45	36
		R633H	MERSILENE weiß geflochten	4-0	45	36
Nadel FS2						

3/8-Kreis schneidende Nadel ▼

Bogenlänge 24 mm  Nadel FS1	Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
	EH7684H	MERSILENE grün geflochten	3-0	45	36
	EH7683H	MERSILENE grün geflochten	2-0	45	36
	R647H	MERSILENE weiß geflochten	3-0	45	36

3/8-Kreis schneidende Nadel ▼

Bogenlänge		Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
26 mm		R665H	MERSILENE weiß geflochten	2-0	45	36
Nadel FS						

MERSILENE (Polyester)
 nicht resorbierbar

3/8-Kreis schneidende Nadel ▼

Bogenlänge 30 mm		Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
Nadel FSL		EH7638H	MERSILENE grün geflochten	2-0	75	36
		EH7637H	MERSILENE grün geflochten	0	75	36
		R677H	MERSILENE weiß geflochten	2-0	45	36

3/8-Kreis schneidende Nadel ▼

Bogenlänge 36 mm		Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
Nadel FSLX		P1625H	MERSILENE grün geflochten	0	75	36
		P1626H	MERSILENE grün geflochten	1	75	36

3/8-Kreis schneidende Nadel mit Präzisionsspitze ▼

Bogenlänge 13 mm		Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
Nadel P3		R691G	MERSILENE weiß geflochten PRIME MULTIPASS	4-0	45	12
		R690G	MERSILENE weiß geflochten PRIME MULTIPASS	5-0	45	12

3/8-Kreis schneidende Nadel mit Präzisionsspitze ▼

Bogenlänge 19 mm		Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
Nadel PS2		EH7559H	MERSILENE grün geflochten	2-0	45	36

3/8-Kreis schneidende Nadel mit Präzisionsspitze ▼

Bogenlänge 19 mm		Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
Nadel PS2		EH7164H	MERSILENE grün geflochten PRIME	4-0	45	36
		EH7750H	MERSILENE grün geflochten PRIME	3-0	45	36

MERSILENE (Polyester)
 nicht resorbierbar

3/8-Kreis schneidende Nadel mit Präzisionsspitze ▼

Bogenlänge		Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
24 mm		EH7554H	MERSILENE grün geflochten PRIME	2-0	75	36
Nadel						
PS1						

1/4-Kreis Spatula Nadel mit schneidender Spitze ▼

Bogenlänge		Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
8 mm	doppelt armiert	1722G	MERSILENE weiß geflochten	6-0	45	12
		1760G	MERSILENE weiß geflochten	5-0	45	12
Nadel						
2 x S14						

1/4-Kreis Spatula Nadel mit schneidender Spitze ▼


Bogenlänge		Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
8 mm	doppelt armiert	746G	MERSILENE weiß geflochten	5-0	45	12
Nadel						
2 x RD1						

1/4-Kreis Spatula Nadel mit schneidender Spitze ▼

Bogenlänge		Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
8 mm	doppelt armiert	1763G	MERSILENE weiß geflochten	4-0	45	12
Nadel						
2 x S24						

1/4-Kreis Spatula Nadel schneidend (Anschliff innen) ▼

Bogenlänge		Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
8 mm	doppelt armiert	1778G	MERSILENE weiß geflochten CONV	4-0	45	12
Nadel						
2 x S4						

MERSILENE (Polyester)
nicht resorbierbarasymptotische Rundkörper Nadel mit schneidender Spitze Bogenlänge
26 mmNadel
DA

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
18528G	MERSILENE grün geflochten VISI-BLACK	4-0	45	12

Gerade schneidende Nadel Bogenlänge
60 mmNadel
KS

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
R623H	MERSILENE grün geflochten	2-0	75	36

PERMA-HAND SEIDE (Seide)
 nicht resorbierbar

1/2-Kreis Rundkörper Nadel spitz

	Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
Bogenlänge 8 mm 	N271H	PH-SEIDE schwarz geflochten	5-0	45	36
Nadel TF4					

1/2-Kreis Rundkörper Nadel spitz

	Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
Bogenlänge 13 mm 	C84D	PH-SEIDE schwarz geflochten Multipak, Control release	4-0	8 * 45	12
Nadel TF	N267H	PH-SEIDE schwarz geflochten	4-0	45	36

1/2-Kreis Rundkörper Nadel spitz

	Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
Bogenlänge 22 mm 	C3D	PH-SEIDE schwarz geflochten Multipak, Control release	3-0	8 * 45	12
Nadel SH1					

1/2-Kreis Rundkörper Nadel spitz

	Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
Bogenlänge 26 mm 	K835H	PH-SEIDE schwarz geflochten	1	75	36
Nadel SH					

1/2-Kreis Rundkörper Nadel spitz

	Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
Bogenlänge 36 mm 	K843H	PH-SEIDE schwarz geflochten	2-0	75	36
Nadel MH					

PERMA-HAND SEIDE (Seide)
 nicht resorbierbar

1/2-Kreis Rundkörper Nadel mit flacher Spitze

Bogenlänge 13 mm Nadel TF PLUS		Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
		N266H	PH-SEIDE schwarz geflochten	5-0	45	36
		8PA3544YD	PH-SEIDE schwarz geflochten Multipak, Control release	3-0	8 * 45	12

1/2-Kreis Rundkörper Nadel mit flacher Spitze

Bogenlänge 17 mm Nadel RB1 PLUS		Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
		K870H	PH-SEIDE schwarz geflochten	5-0	75	36
		K871H	PH-SEIDE schwarz geflochten	4-0	75	36
		C53D	PH-SEIDE schwarz geflochten Multipak, Control release	3-0	8 * 45	12
		K872H	PH-SEIDE schwarz geflochten	3-0	75	36
		K873H	PH-SEIDE schwarz geflochten	2-0	75	36

1/2-Kreis Rundkörper Nadel mit flacher Spitze

Bogenlänge 22 mm Nadel SH1 PLUS		Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
		18509G	PH-SEIDE schwarz geflochten	3-0	45	12
		EH7343H	PH-SEIDE schwarz geflochten	3-0	75	36
		7344H	PH-SEIDE schwarz geflochten	2-0	75	36

1/2-Kreis Rundkörper Nadel mit flacher Spitze

Bogenlänge 26 mm Nadel SH PLUS		Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
		K831H	PH-SEIDE schwarz geflochten	4-0	75	36
		K832H	PH-SEIDE schwarz geflochten	3-0	75	36
		K833H	PH-SEIDE schwarz geflochten	2-0	75	36
		K834H	PH-SEIDE schwarz geflochten	0	75	36

1/2-Kreis Rundkörper Nadel mit flacher Spitze

Bogenlänge 36 mm Nadel MH PLUS		Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
		K844H	PH-SEIDE schwarz geflochten	0	75	36
		K845H	PH-SEIDE schwarz geflochten	1	75	36
		K846H	PH-SEIDE schwarz geflochten	2	75	36

PERMA-HAND SEIDE (Seide)
 nicht resorbierbar

1/2-Kreis Rundkörper Nadel mit schneidender Spitze

 Bogenlänge
17 mm

 Nadel
V5

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
K951H	PH-SEIDE schwarz geflochten	5-0	75	36
18515G	PH-SEIDE schwarz geflochten	4-0	45	12
K952H	PH-SEIDE schwarz geflochten	4-0	75	36
18514G	PH-SEIDE schwarz geflochten	3-0	45	12
K953H	PH-SEIDE schwarz geflochten	3-0	75	36
K954H	PH-SEIDE schwarz geflochten	2-0	75	36

1/2-Kreis Rundkörper Nadel mit schneidender Spitze

 Bogenlänge
17 mm


doppelt armiert

 Nadel
2 x V5

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
K936H	PH-SEIDE schwarz geflochten	3-0	75	36

1/2-Kreis Rundkörper Nadel mit schneidender Spitze

 Bogenlänge
26 mm

 Nadel
V7

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
K963G	PH-SEIDE schwarz geflochten	3-0	75	12
K964H	PH-SEIDE schwarz geflochten	2-0	75	36

1/2-Kreis schneidende Nadel

 Bogenlänge
17 mm

 Nadel
J1

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
18501G	PH-SEIDE schwarz geflochten	4-0	45	12
734H	PH-SEIDE schwarz geflochten	4-0	45	36
EH7547H	PH-SEIDE schwarz geflochten	3-0	45	36

1/2-Kreis schneidende Nadel

 Bogenlänge
22 mm

 Nadel
X1

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
632G	PH-SEIDE schwarz geflochten	3-0	45	12
632H	PH-SEIDE schwarz geflochten	3-0	45	36
737G	PH-SEIDE schwarz geflochten	2-0	45	12
737H	PH-SEIDE schwarz geflochten	2-0	45	36


PERMA-HAND SEIDE (Seide)
 nicht resorbierbar

3/8-Kreis Rundkörper Nadel spitz

Bogenlänge

9.300000

0000000

01 mm

Nadel

BV1

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
K803H	PH-SEIDE schwarz geflochten	7-0	30	36
K802H	PH-SEIDE schwarz geflochten	6-0	45	36

3/8-Kreis Rundkörper Nadel spitz

Bogenlänge

9.300000

0000000

01 mm



doppelt armiert

Nadel

2 x BV1

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
K804H	PH-SEIDE schwarz geflochten	7-0	75	36 ¹

3/8-Kreis Rundkörper Nadel spitz

Bogenlänge 13 mm		Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
		K889H	PH-SEIDE schwarz geflochten	6-0	75	36
		K890H	PH-SEIDE schwarz geflochten	5-0	75	36
Nadel C1		K891H	PH-SEIDE schwarz geflochten	4-0	75	36

3/8-Kreis Rundkörper Nadel spitz

Bogenlänge

13 mm



doppelt armiert

Nadel

2 x C1

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
706H	PH-SEIDE schwarz geflochten	6-0	45	36 ¹

3/8-Kreis Rundkörper Nadel spitz

Bogenlänge 17 mm		Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
		K880H	PH-SEIDE schwarz geflochten	5-0	75	36
		K881H	PH-SEIDE schwarz geflochten	4-0	75	36
Nadel BB		K882H	PH-SEIDE schwarz geflochten	3-0	75	36

PERMA-HAND SEIDE (Seide)
 nicht resorbierbar

3/8-Kreis Rundkörper Nadel mit stumpfer Spitze ○

Bogenlänge
17 mm



Nadel
BBS

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
EH7434G	PH-SEIDE schwarz geflochten Multipak	3-0	2 * 45	12

3/8-Kreis Rundkörper Nadel mit schneidender Spitze ▼

Bogenlänge
17 mm



Nadel
V4

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
K942H	PH-SEIDE schwarz geflochten	4-0	75	36

3/8-Kreis schneidende Nadel ▼

Bogenlänge 13 mm		Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
		711H	PH-SEIDE schwarz geflochten	6-0	30	36
		719H	PH-SEIDE schwarz geflochten	5-0	45	36
		736H	PH-SEIDE schwarz geflochten	4-0	45	36
Nadel C3						

3/8-Kreis schneidende Nadel ▼

Bogenlänge
16 mm



Nadel
FS3

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
681H	PH-SEIDE schwarz geflochten	6-0	45	36

3/8-Kreis schneidende Nadel ▼

Bogenlänge 19 mm  Nadel FS2	Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
	682H	PH-SEIDE schwarz geflochten	5-0	45	36
	EH7149G	PH-SEIDE schwarz geflochten	4-0	45	12
	683H	PH-SEIDE schwarz geflochten	4-0	45	36
	EH7345H	PH-SEIDE schwarz geflochten	3-0	45	36

PERMA-HAND SEIDE (Seide)
 nicht resorbierbar

3/8-Kreis schneidende Nadel ▼

Bogenlänge 24 mm Nadel FS1		Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
		629H	PH-SEIDE schwarz geflochten	4-0	45	36
		684H	PH-SEIDE schwarz geflochten	3-0	45	36
		EH7633H	PH-SEIDE schwarz geflochten	2-0	45	36

3/8-Kreis schneidende Nadel ▼

Bogenlänge 26 mm Nadel FS		Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
		685G	PH-SEIDE schwarz geflochten	2-0	45	12

3/8-Kreis schneidende Nadel ▼

Bogenlänge 30 mm Nadel FSL		Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
		677G	PH-SEIDE schwarz geflochten	2-0	45	12
		679H	PH-SEIDE schwarz geflochten	2-0	75	36
		678G	PH-SEIDE schwarz geflochten	0	45	12
		680H	PH-SEIDE schwarz geflochten	0	75	36

3/8-Kreis schneidende Nadel ▼

Bogenlänge 36 mm Nadel FSLX		Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
		P1690H	PH-SEIDE schwarz geflochten	0	75	36

3/8-Kreis schneidende Nadel mit Präzisionsspitze ▼

Bogenlänge 13 mm Nadel P3		Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
		641G	PH-SEIDE schwarz geflochten	4-0	75	12

PERMA-HAND SEIDE (Seide)
 nicht resorbierbar

3/8-Kreis schneidende Nadel mit Präzisionsspitze ▼

Bogenlänge 13 mm 	Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
	640G	PH-SEIDE schwarz geflochten MULTIPASS	5-0	45	12
Nadel P3					

3/8-Kreis schneidende Nadel mit Präzisionsspitze ▼

Bogenlänge 16 mm 	Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
	1675H	PH-SEIDE schwarz geflochten	6-0	45	36
Nadel PS3	EH7763H	PH-SEIDE schwarz geflochten	4-0	45	36

3/8-Kreis schneidende Nadel mit Präzisionsspitze ▼

Bogenlänge 16 mm 	Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
	1678H	PH-SEIDE schwarz geflochten MULTIPASS	5-0	45	36
Nadel PS3					

3/8-Kreis schneidende Nadel mit Präzisionsspitze ▼

Bogenlänge 19 mm 	Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
	1677SLH	PH-SEIDE schwarz geflochten PRIME MULTIPASS	4-0	45	36
Nadel PS2S					

3/8-Kreis schneidende Nadel mit Präzisionsspitze ▼

Bogenlänge 19 mm 	Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
	1679H	PH-SEIDE schwarz geflochten MULTIPASS	3-0	45	36
Nadel PS2					
	583H	PH-SEIDE schwarz geflochten PRIME MULTIPASS	2-0	45	36

PERMA-HAND SEIDE (Seide)
 nicht resorbierbar

3/8-Kreis schneidende Nadel mit Präzisionsspitze ▼

 Bogenlänge
11 mm


 Nadel
G1

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
786G	PH-SEIDE schwarz geflochten PRIME	6-0	45	12

3/8-Kreis schneidende Nadel mit Präzisionsspitze ▼

 Bogenlänge
11 mm

 doppelt armiert

 Nadel
2 x G1

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
780G	PH-SEIDE schwarz geflochten PRIME	6-0	45	12

3/8-Kreis schneidende Nadel mit Präzisionsspitze ▼

 Bogenlänge
11 mm


 Nadel
P1

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
639H	PH-SEIDE schwarz geflochten PRIME	6-0	45	36

3/8-Kreis schneidende Nadel mit Präzisionsspitze ▼

 Bogenlänge
13 mm


 Nadel
G3

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
789G	PH-SEIDE schwarz geflochten PRIME	4-0	45	12

3/8-Kreis schneidende Nadel mit Präzisionsspitze ▼

 Bogenlänge
13 mm

 doppelt armiert

 Nadel
2 x G3

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
783G	PH-SEIDE schwarz geflochten PRIME	4-0	45	12

PERMA-HAND SEIDE (Seide)
 nicht resorbierbar

3/8-Kreis schneidende Nadel mit Präzisionsspitze ▼

Bogenlänge		Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
24 mm		EH7552H	PH-SEIDE schwarz geflochten PRIME	2-0	75	36
Nadel PS1						

3/8-Kreis Spatula Nadel mit Mikrospitze ▼

Bogenlänge		Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
6 mm	doppelt armiert	EH7983G	PH-SEIDE blau gedreht	8-0	30	12 ¹
Nadel 2 x CS35C						

3/8-Kreis Spatula Nadel mit Mikrospitze ▼

Bogenlänge		Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
6.5 mm		W1782	PH-SEIDE ungefärbt geflochten	8-0	30	12
Nadel TG140-6						

3/8-Kreis Spatula Nadel mit Mikrospitze ▼

Bogenlänge		Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
6.5 mm	doppelt armiert	ECC3543G	PH-SEIDE schwarz geflochten	7-0	45	12
Nadel 2 x TG140-8						

1/4-Kreis schneidende Nadel ▼

Bogenlänge		Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
13 mm		739H	PH-SEIDE schwarz geflochten	4-0	45	36
Nadel M2						

PERMA-HAND SEIDE (Seide)
 nicht resorbierbar

1/4-Kreis schneidende Nadel mit Präzisionsspitze ▼

 Bogenlänge 8 mm Nadel G6	Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
	EH7464G	PH-SEIDE schwarz geflochten PRIME	7-0	30	12
	EH7435G	PH-SEIDE schwarz geflochten PRIME	6-0	30	12

1/4-Kreis schneidende Nadel mit Präzisionsspitze ▼

 Bogenlänge 8 mm doppelt armiert Nadel 2 x G6	Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
	768G	PH-SEIDE schwarz geflochten PRIME	7-0	45	12
	769G	PH-SEIDE schwarz geflochten PRIME	6-0	45	12

1/4-Kreis Spatula Nadel mit schneidender Spitze ▼

 Bogenlänge 8 mm doppelt armiert Nadel 2 x S14	Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
	1780G	PH-SEIDE schwarz geflochten	6-0	45	12
	EH7440G	PH-SEIDE schwarz geflochten	5-0	45	12

asymptotische Rundkörper Nadel mit schneidender Spitze ▼

 Bogenlänge 13 mm Nadel DA1	Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
	18534G	PH-SEIDE schwarz geflochten VISI-BLACK	4-0	45	12

asymptotische Rundkörper Nadel mit schneidender Spitze ▼

 Bogenlänge 26 mm Nadel DA	Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
	18529G	PH-SEIDE schwarz geflochten VISI-BLACK	4-0	45	12
	18530G	PH-SEIDE schwarz geflochten VISI-BLACK	3-0	45	12

PERMA-HAND SEIDE (Seide)
 nicht resorbierbar

Gerade Rundkörper Nadel spitz

		Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
Bogenlänge 19 mm		18507G	PH-SEIDE schwarz geflochten	4-0	45	12
Nadel ST4		K861H	PH-SEIDE schwarz geflochten	4-0	75	36

Gerade Rundkörper Nadel spitz

		Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
Bogenlänge 48 mm		K853H	PH-SEIDE schwarz geflochten	2-0	75	36
Nadel ST		K854H	PH-SEIDE schwarz geflochten	0	75	36

Gerade schneidende Nadel

		Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
Bogenlänge 60 mm		622H	PH-SEIDE schwarz geflochten	3-0	75	36
Nadel KS		EH7724H	PH-SEIDE schwarz geflochten	2-0	75	36

STAHLDRAHT (Stahldraht)
nicht resorbierbar

1/2-Kreis Rundkörper Nadel mit schneidender Spitze ▼

Bogenlänge
48 mm



Nadel
V40

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
M649G	STAHL DRAHT silber monofil Multipak	6	4 * 45	12

1/2-Kreis schneidende Nadel ▼

Bogenlänge
48 mm



Nadel
CCS

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
M653G	STAHL DRAHT silber monofil Multipak	5	4 * 45	12
M654G	STAHL DRAHT silber monofil Multipak	6	4 * 45	12
MEH7213G	STAHL DRAHT silber monofil Multipak	6	6 * 45	12
M655G	STAHL DRAHT silber monofil Multipak	7	4 * 45	12

1/2-Kreis schneidende Nadel ▼

Bogenlänge
55 mm



Nadel
CPXX

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
MEH7216G	STAHL DRAHT silber monofil Multipak, 360° Nadel	5	6 * 45	12
EH7216G	STAHL DRAHT silber monofil, 360° Nadel	5	45	12

Ligaturen und Unterbindungen (Polyglactin 910)
Reisskraftprofil: 50% 5 Tage, 0% 12 Tage · Resorption: ca. 42 Tage

VICRYL rapide - Ligaturen Sutupak, vorgeschchnittene Fäden



Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
V8643E	VICRYL rapide ungefärbt geflochten Sutupak	4-0	3 * 45	24
V8644E	VICRYL rapide ungefärbt geflochten Sutupak	3-0	3 * 45	24
V8978E	VICRYL rapide ungefärbt geflochten Sutupak	3-0	6 * 45	24
V8979E	VICRYL rapide ungefärbt geflochten Sutupak	2-0	6 * 45	24
V8645E	VICRYL rapide ungefärbt geflochten Sutupak	2-0	3 * 45	24
V8653E	VICRYL rapide ungefärbt geflochten Sutupak	2-0	2 * 70	24
V8980E	VICRYL rapide ungefärbt geflochten Sutupak	0	6 * 45	24
V8654E	VICRYL rapide ungefärbt geflochten Sutupak	0	2 * 70	24
VS3530E	VICRYL rapide ungefärbt geflochten Sutupak, Schlinge Tiefenunterbinder	0	75	24
V8981E	VICRYL rapide ungefärbt geflochten Sutupak	1	6 * 45	24
V8655H	VICRYL rapide ungefärbt geflochten Sutupak	1	2 * 70	36
VS3540E	VICRYL rapide ungefärbt geflochten Sutupak, Schlinge Tiefenunterbinder	1	75	24

Ligaturen und Unterbindungen (Polyglactin 910)
Reisskraftprofil: 50% 21 Tage, 0% 35 Tage · Resorption: ca. 56-70 Tage

VICRYL - Ligaturen Sutupak, vorgeschchnittene Fäden



Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
V632H	VICRYL violett geflochten Sutupak	5-0	3 * 45	36
V1223H	VICRYL violett geflochten Sutupak	5-0	6 * 45	36
V1224H	VICRYL violett geflochten Sutupak	4-0	6 * 45	36
V903H	VICRYL violett geflochten Sutupak	4-0	12 * 45	36
V633H	VICRYL violett geflochten Sutupak	4-0	3 * 45	36
V623E	VICRYL violett geflochten Sutupak	4-0	2 * 70	24
V1214E	VICRYL violett geflochten Sutupak	4-0	5 * 70	24
V614H	VICRYL violett geflochten Sutupak	3-0	140	36
V1225H	VICRYL violett geflochten Sutupak	3-0	6 * 45	36
V904H	VICRYL violett geflochten Sutupak	3-0	12 * 45	36
V634H	VICRYL violett geflochten Sutupak	3-0	3 * 45	36
V624E	VICRYL violett geflochten Sutupak	3-0	2 * 70	24
V1215E	VICRYL violett geflochten Sutupak	3-0	5 * 70	24
V615H	VICRYL violett geflochten Sutupak	2-0	140	36
V905E	VICRYL violett geflochten Sutupak	2-0	12 * 45	24
V1226H	VICRYL violett geflochten Sutupak	2-0	6 * 45	36
V635H	VICRYL violett geflochten Sutupak	2-0	3 * 45	36

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
V625E	VICRYL violett geflochten Sutupak	2-0	2 * 70	24
V1216E	VICRYL violett geflochten Sutupak	2-0	5 * 70	24
V616H	VICRYL violett geflochten Sutupak	0	140	36
18636G	VICRYL violett geflochten Sutupak	0	3 * 45	12 ¹
V1227E	VICRYL violett geflochten Sutupak	0	6 * 45	24
V906E	VICRYL violett geflochten Sutupak	0	12 * 45	24
V636E	VICRYL violett geflochten Sutupak	0	3 * 45	24
18626G	VICRYL violett geflochten Sutupak	0	2 * 70	12
V626E	VICRYL violett geflochten Sutupak	0	2 * 70	24
V1217E	VICRYL violett geflochten Sutupak	0	5 * 70	24
V617H	VICRYL violett geflochten Sutupak	1	140	36
18637G	VICRYL violett geflochten Sutupak	1	3 * 45	12 ¹
V1228E	VICRYL violett geflochten Sutupak	1	6 * 45	24
V907E	VICRYL violett geflochten Sutupak	1	12 * 45	24
V637E	VICRYL violett geflochten Sutupak	1	3 * 45	24
V627H	VICRYL violett geflochten Sutupak	1	2 * 70	36
V1218H	VICRYL violett geflochten Sutupak	1	5 * 70	36
V618H	VICRYL violett geflochten Sutupak	2	140	36
V908E	VICRYL violett geflochten Sutupak	2	12 * 45	24
V1229H	VICRYL violett geflochten Sutupak	2	6 * 45	36
V638H	VICRYL violett geflochten Sutupak	2	3 * 45	36
V628H	VICRYL violett geflochten Sutupak	2	2 * 70	36
V1219H	VICRYL violett geflochten Sutupak	2	5 * 70	36
V642H	VICRYL ungefärbt geflochten Sutupak	5-0	3 * 45	36
V643H	VICRYL ungefärbt geflochten Sutupak	4-0	3 * 45	36
V977H	VICRYL ungefärbt geflochten Sutupak	4-0	6 * 45	36
V909H	VICRYL ungefärbt geflochten Sutupak	4-0	12 * 45	36
V962E	VICRYL ungefärbt geflochten Sutupak	4-0	5 * 70	24
V644H	VICRYL ungefärbt geflochten Sutupak	3-0	3 * 45	36
V978H	VICRYL ungefärbt geflochten Sutupak	3-0	6 * 45	36
V910H	VICRYL ungefärbt geflochten Sutupak	3-0	12 * 45	36
V963E	VICRYL ungefärbt geflochten Sutupak	3-0	5 * 70	24
JV1211	VICRYL ungefärbt geflochten Sutupak	2-0	250	20
V911E	VICRYL ungefärbt geflochten Sutupak	2-0	12 * 45	24
V645H	VICRYL ungefärbt geflochten Sutupak	2-0	3 * 45	36
V979H	VICRYL ungefärbt geflochten Sutupak	2-0	6 * 45	36
V964E	VICRYL ungefärbt geflochten Sutupak	2-0	5 * 70	24
V646E	VICRYL ungefärbt geflochten Sutupak	0	3 * 45	24
V980E	VICRYL ungefärbt geflochten Sutupak	0	6 * 45	24
V912E	VICRYL ungefärbt geflochten Sutupak	0	12 * 45	24
V965E	VICRYL ungefärbt geflochten Sutupak	0	5 * 70	24

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
V611H	VICRYL ungefärbt geflochten Sutupak	1	140	36
V913E	VICRYL ungefärbt geflochten Sutupak	1	12 * 45	24
V981E	VICRYL ungefärbt geflochten Sutupak	1	6 * 45	24
V966H	VICRYL ungefärbt geflochten Sutupak	1	5 * 70	36
V914E	VICRYL ungefärbt geflochten Sutupak	2	12 * 45	24
V982H	VICRYL ungefärbt geflochten Sutupak	2	6 * 45	36
V967H	VICRYL ungefärbt geflochten Sutupak	2	5 * 70	36

VICRYL - Ligaturen Ligapak, Nahtmaterial auf Spule



Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
V1204G	VICRYL violett geflochten Ligapak	4-0	250	12
V1205G	VICRYL violett geflochten Ligapak	3-0	250	12
V1206G	VICRYL violett geflochten Ligapak	2-0	250	12
V1207G	VICRYL violett geflochten Ligapak	0	250	12
V1208G	VICRYL violett geflochten Ligapak	1	250	12
V1209G	VICRYL violett geflochten Ligapak	2	250	12

VICRYL Plus - Ligaturen Sutupak, vorgeschnittene Fäden



Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
VCP1224H	VICRYL Plus violett geflochten Sutupak	4-0	6 * 45	36
VCP633H	VICRYL Plus violett geflochten Sutupak	4-0	3 * 45	36
VCP1214E	VICRYL Plus violett geflochten Sutupak	4-0	5 * 70	24
VCP1225H	VICRYL Plus violett geflochten Sutupak	3-0	6 * 45	36
VCP634H	VICRYL Plus violett geflochten Sutupak	3-0	3 * 45	36
VCP624E	VICRYL Plus violett geflochten Sutupak	3-0	2 * 70	24
VCP1215E	VICRYL Plus violett geflochten Sutupak	3-0	5 * 70	24
VCP1226H	VICRYL Plus violett geflochten Sutupak	2-0	6 * 45	36
VCP635H	VICRYL Plus violett geflochten Sutupak	2-0	3 * 45	36
VCP625E	VICRYL Plus violett geflochten Sutupak	2-0	2 * 70	24
VCP1216E	VICRYL Plus violett geflochten Sutupak	2-0	5 * 70	24
VCP1227E	VICRYL Plus violett geflochten Sutupak	0	6 * 45	24
VCP636E	VICRYL Plus violett geflochten Sutupak	0	3 * 45	24
VCP626E	VICRYL Plus violett geflochten Sutupak	0	2 * 70	24
VCP1217E	VICRYL Plus violett geflochten Sutupak	0	5 * 70	24
VCP1228E	VICRYL Plus violett geflochten Sutupak	1	6 * 45	24
VCP637E	VICRYL Plus violett geflochten Sutupak	1	3 * 45	24
VCP627H	VICRYL Plus violett geflochten Sutupak	1	2 * 70	36
VCP1218H	VICRYL Plus violett geflochten Sutupak	1	5 * 70	36
VCP1229H	VICRYL Plus violett geflochten Sutupak	2	6 * 45	36

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
VCP638H	VICRYL Plus violett geflochten Sutupak	2	3 * 45	36
VCP628H	VICRYL Plus violett geflochten Sutupak	2	2 * 70	36
VCP1219H	VICRYL Plus violett geflochten Sutupak	2	5 * 70	36
VCPV643H	VICRYL Plus ungefärbt geflochten Sutupak	4-0	3 * 45	36
VCPV977H	VICRYL Plus ungefärbt geflochten Sutupak	4-0	6 * 45	36
VCP9781H	VICRYL Plus ungefärbt geflochten Sutupak	3-0	6 * 45	36
VCP6441H	VICRYL Plus ungefärbt geflochten Sutupak	3-0	3 * 45	36
VCPV963T	VICRYL Plus ungefärbt geflochten Sutupak	3-0	5 * 70	24
VCP9791H	VICRYL Plus ungefärbt geflochten Sutupak	2-0	6 * 45	36
VCP645H	VICRYL Plus ungefärbt geflochten Sutupak	2-0	3 * 45	36
VCP964E	VICRYL Plus ungefärbt geflochten Sutupak	2-0	5 * 70	24
VCP980E	VICRYL Plus ungefärbt geflochten Sutupak	0	6 * 45	24
VCPV646T	VICRYL Plus ungefärbt geflochten Sutupak	0	3 * 45	24
VCP965E	VICRYL Plus ungefärbt geflochten Sutupak	0	5 * 70	24
VCP981E	VICRYL Plus ungefärbt geflochten Sutupak	1	6 * 45	24
VCP966H	VICRYL Plus ungefärbt geflochten Sutupak	1	5 * 70	36
VCP982H	VICRYL Plus ungefärbt geflochten Sutupak	2	6 * 45	36
VCPV967H	VICRYL Plus ungefärbt geflochten Sutupak	2	4 * 70	36

Ligaturen und Unterbindungen (Polyglecaprone 25)

Reisskraftprofil: 50% 7 Tage, 0% 21 Tage · Resorption: ca. 90-120 Tage

MONOCRYL - Ligaturen Sutupak, vorgeschnittene Fäden



Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
Y735H	MONOCRYL ungefärbt monofil Sutupak	4-0	4 * 45	36 ¹

Ligaturen und Unterbindungen (Polydioxanone)

Reisskraftprofil: 60% 42 Tage, 0% 70 Tage · Resorption: ca. 180-240 Tage

PDS - Ligaturen Sutupak, vorgeschnittene Fäden



Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
Z633H	PDS II violett monofil Sutupak	4-0	3 * 45	36
Z634H	PDS II violett monofil Sutupak	3-0	3 * 45	36
Z635H	PDS II violett monofil Sutupak	2-0	3 * 45	36
Z625H	PDS II violett monofil Sutupak	2-0	2 * 70	36
Z636E	PDS II violett monofil Sutupak	0	3 * 45	24
Z626E	PDS II violett monofil Sutupak	0	2 * 70	24
Z627E	PDS II violett monofil Sutupak	1	2 * 70	24

¹Artikel mit Mindestbestellmenge ggf. mit verlängerter Lieferzeit

PDS Plus - Ligaturen Sutupak, vorgeschchnittene Fäden



Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
PDP626H	PDS Plus violett monofil Sutupak	0	2 * 70	36
PDP637H	PDS Plus violett monofil Sutupak	1	3 * 45	36

Ligaturen und Unterbindungen (Polyester beschichtet)
nicht resorbierbar

ETHIBOND EXCEL - Ligaturen Sutupak, vorgeschchnittene Fäden



Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
EH6441H	ETHIBOND EXCEL grün geflochten Sutupak	5-0	6 * 45	36
EH6442H	ETHIBOND EXCEL grün geflochten Sutupak	4-0	6 * 45	36
EH6372H	ETHIBOND EXCEL grün geflochten Sutupak	4-0	12 * 45	36
EH6373H	ETHIBOND EXCEL grün geflochten Sutupak	3-0	12 * 45	36
EH6443H	ETHIBOND EXCEL grün geflochten Sutupak	3-0	6 * 45	36
EH6523H	ETHIBOND EXCEL grün geflochten Sutupak	3-0	5 * 70	36
EH6453H	ETHIBOND EXCEL grün geflochten Sutupak	3-0	2 * 70	36
EH6444H	ETHIBOND EXCEL grün geflochten Sutupak	2-0	6 * 45	36
EH6374H	ETHIBOND EXCEL grün geflochten Sutupak	2-0	12 * 45	36
EH6434H	ETHIBOND EXCEL grün geflochten Sutupak	2-0	3 * 45	36
EH6524H	ETHIBOND EXCEL grün geflochten Sutupak	2-0	5 * 70	36
EH6454H	ETHIBOND EXCEL grün geflochten Sutupak	2-0	2 * 70	36
EH6445H	ETHIBOND EXCEL grün geflochten Sutupak	0	6 * 45	36
EH6435H	ETHIBOND EXCEL grün geflochten Sutupak	0	3 * 45	36
EH6525H	ETHIBOND EXCEL grün geflochten Sutupak	0	5 * 70	36
EH6455H	ETHIBOND EXCEL grün geflochten Sutupak	0	2 * 70	36
EH6376E	ETHIBOND EXCEL grün geflochten Sutupak	1	12 * 45	24
EH6446H	ETHIBOND EXCEL grün geflochten Sutupak	1	6 * 45	36
EH6526H	ETHIBOND EXCEL grün geflochten Sutupak	1	5 * 70	36
EH6456H	ETHIBOND EXCEL grün geflochten Sutupak	1	2 * 70	36
W6156	ETHIBOND EXCEL grün geflochten Sutupak	2	180	12
EH6447H	ETHIBOND EXCEL grün geflochten Sutupak	2	6 * 45	36
EH6437H	ETHIBOND EXCEL grün geflochten Sutupak	2	3 * 45	36
EH6527H	ETHIBOND EXCEL grün geflochten Sutupak	2	5 * 70	36
EH6457H	ETHIBOND EXCEL grün geflochten Sutupak	2	2 * 70	36
EH6458H	ETHIBOND EXCEL grün geflochten Sutupak	3	2 * 70	36
SP4491	ETHIBOND EXCEL grün geflochten Sutupak	5	125	20
EH6459H	ETHIBOND EXCEL grün geflochten Sutupak	5	2 * 70	36

ETHIBOND EXCEL - Ligaturen Ligapak, Nahtmaterial auf Spule



Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
X41007	ETHIBOND EXCEL grün geflochten Ligapak	3	250	20

MERSILENE - Ligaturen Sutupak, vorgeschnittene Fäden



Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
EH6732H	MERSILENE grün geflochten Sutupak	4-0	6 * 45	36
EH6733H	MERSILENE grün geflochten Sutupak	3-0	6 * 45	36
EH6663H	MERSILENE grün geflochten Sutupak	3-0	12 * 45	36
EH6853H	MERSILENE grün geflochten Sutupak	3-0	3 * 45	36
L153	MERSILENE grün geflochten Sutupak	2-0	250	12
EH6854H	MERSILENE grün geflochten Sutupak	2-0	3 * 45	36
EH6664H	MERSILENE grün geflochten Sutupak	2-0	12 * 45	36
EH6734H	MERSILENE grün geflochten Sutupak	2-0	6 * 45	36
EH6934H	MERSILENE grün geflochten Sutupak	2-0	5 * 70	36
L154	MERSILENE grün geflochten Sutupak	0	250	12
EH6665E	MERSILENE grün geflochten Sutupak	0	12 * 45	24
EH6735H	MERSILENE grün geflochten Sutupak	0	6 * 45	36
EH6855H	MERSILENE grün geflochten Sutupak	0	3 * 45	36
EH6935H	MERSILENE grün geflochten Sutupak	0	5 * 70	36
L155	MERSILENE grün geflochten Sutupak	1	250	12
EH6666E	MERSILENE grün geflochten Sutupak	1	12 * 45	24
EH6736H	MERSILENE grün geflochten Sutupak	1	6 * 45	36
EH6856H	MERSILENE grün geflochten Sutupak	1	3 * 45	36
EH6936H	MERSILENE grün geflochten Sutupak	1	5 * 70	36
EH6857H	MERSILENE grün geflochten Sutupak	2	3 * 45	36
EH6737H	MERSILENE grün geflochten Sutupak	2	6 * 45	36
EH6937H	MERSILENE grün geflochten Sutupak	2	5 * 70	36
EH6887H	MERSILENE grün geflochten Sutupak	2	2 * 70	36
EH6858H	MERSILENE grün geflochten Sutupak	3	3 * 45	36
EH6888E	MERSILENE grün geflochten Sutupak	3	2 * 70	24

PH-SEIDE - Ligaturen Sutupak, vorgeschnittene Fäden



Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
EH6722E	PH-SEIDE schwarz geflochten Sutupak	4-0	12 * 45	24
EH6712H	PH-SEIDE schwarz geflochten Sutupak	4-0	6 * 45	36
EH6723E	PH-SEIDE schwarz geflochten Sutupak	3-0	12 * 45	24
EH6823H	PH-SEIDE schwarz geflochten Sutupak	3-0	5 * 70	36

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
EH6724H	PH-SEIDE schwarz geflochten Sutupak	2-0	12 * 45	36
EH6714H	PH-SEIDE schwarz geflochten Sutupak	2-0	6 * 45	36
EH6824H	PH-SEIDE schwarz geflochten Sutupak	2-0	5 * 70	36
EH6715E	PH-SEIDE schwarz geflochten Sutupak	0	6 * 45	24
EH6765H	PH-SEIDE schwarz geflochten Sutupak	0	3 * 45	36
EH6835E	PH-SEIDE schwarz geflochten Sutupak	0	2 * 70	24
EH6825H	PH-SEIDE schwarz geflochten Sutupak	0	5 * 70	36
EH6726E	PH-SEIDE schwarz geflochten Sutupak	1	12 * 45	24
EH6716H	PH-SEIDE schwarz geflochten Sutupak	1	6 * 45	36
EH6836E	PH-SEIDE schwarz geflochten Sutupak	1	2 * 70	24
EH6717E	PH-SEIDE schwarz geflochten Sutupak	2	6 * 45	24
EH6837E	PH-SEIDE schwarz geflochten Sutupak	2	2 * 70	24
EH6768H	PH-SEIDE schwarz geflochten Sutupak	3	3 * 45	36 ¹
EH6839E	PH-SEIDE schwarz geflochten Sutupak	5	2 * 70	24 ¹

STAHLDRAHT - Ligaturen Sutupak, vorgeschchnittene Fäden



Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
F6715G	STAHLDRAHT silber monofil Sutupak	0	6 * 45	12


PROLENE - Ligaturen Sutupak, vorgeschchnittene Fäden



Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
KBB5671VG	PROLENE blau monofil Sutupak	5-0	70	12

Ethi-Endo-Naht, Langpackung für extrakorporale Knotung mit Kunststoffknotenschieber



	Artikel-Nr.	Beschreibung	Anzahl pro Box
	MIC136G	PDS II violett monofil; 2-0; 1 x SH PLUS; 1 x 120cm; 12	12 ¹
	MIC131G	PDS II violett monofil VISI-BLACK, Ethi-Endo-Naht; 2-0; 1 x SHT; 1 x 100cm; 12	12
	MIC133G	PDS II violett monofil VISI-BLACK, Ethi-Endo-Naht; 2-0; 1 x ST4; 1 x 100cm; 12	12
	MIC135G	PDS II violett monofil VISI-BLACK; 2-0; 1 x SH PLUS; 1 x 100cm; 12	12
	MIC134G	PDS II violett monofil, Ethi-Endo-Naht; 0; 1 x SH PLUS; 1 x 100cm; 12	12
	MIC130G	PDS II violett monofil, Ethi-Endo-Naht; 0; 1 x SHT; 1 x 100cm; 12	12
	MIC171G	PDS II violett monofil, Ethi-Endo-Naht; 0; 1 x PSG; 1 x 100cm; 12	12
	MIC170G	PDS II violett monofil, Ethi-Endo-Naht; 1; 1 x PSG; 1 x 100cm; 12	12

Endo-Suture-System Applikator



	Artikel-Nr.	Beschreibung	Anzahl pro Box
ohne Abb.	ESS15	wiederverwendbarer MIC Applikator für das Endo Suture System	1

Endo-Suture-System Schlinge



	Artikel-Nr.	Beschreibung	Anzahl pro Box
	EZ11	PDS II violett monofil, Schlinge; 0; 1 x 50cm; 12	12




Artikel-Nr.	Beschreibung	Anzahl pro Box
EJ11	VICRYL violett geflochten, Endoloop; 0; 1 x 50cm; 12	12

Endoloop Ligaturschlinge, Langpackung mit Kunststoffknotenschieber



Artikel-Nr.	Beschreibung	Anzahl pro Box
MIC511G	VICRYL violett geflochten, Endoloop; 0; 1 x 60cm; 12	12
MIC108G	PDS II violett monofil, Endoloop; 3-0; 1 x 60cm; 12	12
MIC109G	PDS II violett monofil, Endoloop; 2-0; 1 x 60cm; 12	12
MIC110G	PDS II violett monofil, Endoloop; 0; 1 x 60cm; 12	12
MIC111G	PDS II violett monofil, Endoloop; 1; 1 x 60cm; 12	12
MIC112G	PDS II violett monofil, Endoloop; 0; 1 x 70cm; 12	12
MIC113G	PDS II violett monofil, Endoloop; 1; 1 x 70cm; 12	12 ¹

Endo-Suture-System Naht



Artikel-Nr.	Beschreibung	Anzahl pro Box
EB11	VICRYL violett geflochten, Endo-Suture-System; 0; 1 x EN3; 1 x 110cm; 12	12
EB12	VICRYL violett geflochten, Endo-Suture-System; 2-0; 1 x EN3; 1 x 110cm; 12	12
EA12	PDS II violett monofil; 2-0; 1 x EN3; 1 x 110cm; 12	12

¹Artikel mit Mindestbestellmenge ggf. mit verlängerter Lieferzeit

	Artikel-Nr.	Beschreibung	Anzahl pro Box
	EA62G	PDS II violett monofil VISI-BLACK; 2-0; 1 x SHT; 1 x 110cm; 12	12
	EC12	ETHIBOND EXCEL grün geflochten, Endo-Suture-System; 2-0; 1 x EN3; 1 x 110cm; 12	12
	EC22	ETHIBOND EXCEL grün geflochten, Endo-Suture-System; 2-0; 1 x EN4; 1 x 110cm; 12	12
	EC52	ETHIBOND EXCEL grün geflochten VISI-BLACK; 2-0; 1 x SH PLUS; 1 x 110cm; 12	12
	EC50	ETHIBOND EXCEL grün geflochten; 0; 1 x SH PLUS; 1 x 110cm; 12	12
	EC11	ETHIBOND EXCEL grün geflochten, Endo-Suture-System; 0; 1 x EN3; 1 x 110cm; 12	12
	ED12	PROLENE blau monofil, Endo-Suture-System; 2-0; 1 x EN3; 1 x 110cm; 12	12

Extrakorporale Naht

	Artikel-Nr.	Beschreibung	Anzahl pro Box
	MIC586H	VICRYL violett geflochten VISI-BLACK; 3-0; 1 x SHT PLUS; 1 x 120cm; 36	36
	Z120H	PDS II violett monofil; 2-0; 1 x SH PLUS; 1 x 120cm; 36	36
	MIC253H	ETHIBOND EXCEL grün geflochten VISI-BLACK; 2-0; 1 x SH PLUS; 1 x 120cm; 36	36
	X1059H	ETHIBOND EXCEL grün geflochten; 0; 1 x SH PLUS; 1 x 120cm; 36	36
	MIC252H	ETHIBOND EXCEL grün geflochten VISI-BLACK; 2-0; 1 x SHT; 1 x 120cm; 36	36

Intrakorporale Naht

	Artikel-Nr.	Beschreibung	Anzahl pro Box
	MIC552H	VICRYL violett geflochten VISI-BLACK; 3-0; 1 x SHT; 1 x 20cm; 36	36
	MIC582H	VICRYL violett geflochten VISI-BLACK; 3-0; 1 x SHT PLUS; 1 x 20cm; 36	36
	MIC551H	VICRYL violett geflochten VISI-BLACK; 2-0; 1 x SHT; 1 x 20cm; 36	36
	MIC103H	VICRYL violett geflochten VISI-BLACK; 4-0; 1 x ST4; 1 x 20cm; 36	36
	MIC573H	VICRYL violett geflochten VISI-BLACK; 3-0; 1 x ST4; 1 x 20cm; 36	36
	MIC182H	PDS II violett monofil VISI-BLACK; 3-0; 1 x SHT PLUS; 1 x 20cm; 36	36
	MIC102H	PDS II violett monofil VISI-BLACK; 4-0; 1 x ST4; 1 x 20cm; 36	36
	E6102S	ETHIBOND EXCEL weiß geflochten VISI-BLACK; 2-0; 1 x SKI22; 1 x 20cm; 24	24

Clipnaht



	Artikel-Nr.	Beschreibung	Anzahl pro Box
ohne Abb.	MIC4030	Wiederverwendbarer Metall-Applikator für LAPRA-TY Fadenfixier-Clips	1
ohne Abb.	MIC4032	Fadenfixier-Clip resorbierbar, 2 Stk. je Einheit, für LAPRA-TY Applikator; 6	6
ohne Abb.	MIC4034	Fadenfixier-Clip resorbierbar, 4 Stk. je Einheit, für LAPRA-TY Applikator; 6	6
ohne Abb.	MIC4036	Fadenfixier-Clip resorbierbar, 6 Stk. je Einheit, für LAPRA-TY Applikator; 6	6

	Artikel-Nr.	Beschreibung	Anzahl pro Box
	MIC55E	PDS II violett monofil VISI-BLACK, mit Clip für Absolok Applikator mittel; 3-0; 1 x BB; 1 x 10cm; 24	24
	MIC54E	PDS II violett monofil VISI-BLACK, mit Clip für Absolok Applikator mittel; 3-0; 1 x BB; 1 x 7cm; 24	24
	MIC52E	PDS II violett monofil VISI-BLACK, mit Clip für Absolok Applikator mittel; 3-0; 1 x ST4; 1 x 7cm; 24	24

Trokarinzisionsnaht

	Artikel-Nr.	Beschreibung	Anzahl pro Box
	MIC514H	VICRYL violett geflochten; 2-0; 1 x TN; 1 x 110cm; 36	36
	MIC114H	PDS II violett monofil; 2-0; 1 x TN; 1 x 110cm; 36	36
	MIC115H	PDS II violett monofil; 0; 1 x TN; 1 x 110cm; 36	36 ¹
	MIC507E	VICRYL Plus violett geflochten; 2-0; 1 x TN; 1 x 110cm; 24	24
	MIC509E	VICRYL Plus violett geflochten; 0; 1 x TN; 1 x 110cm; 24	24

¹Artikel mit Mindestbestellmenge ggf. mit verlängerter Lieferzeit

Netze & Fixationsinstrumente

SECURESTRAP

	Artikel-Nr.	Beschreibung	Anzahl pro Box
	STRAP12	ETHICON SECURESTRAP FIXATIONSINSTRUMENT - Einweginstrument mit 12 resorbierbaren PDS Befestigungsklammern für die laparoskopische Versorgung	6
ohne Abb.	STRAP12R	ETHICON SECURESTRAP, STRAP12R	1
	STRAP25	ETHICON SECURESTRAP FIXATIONSINSTRUMENT - Einweginstrument mit 25 resorbierbaren PDS Befestigungsklammern für die laparoskopische Versorgung	6

SECURESTRAP Open

	Artikel-Nr.	Beschreibung	Anzahl pro Box
	OPSTRAP20	ETHICON SECURESTRAP OPEN FIXATIONSINSTRUMENT - Einweginstrument mit 20 resorbierbaren PDS Befestigungsklammern für die offene Versorgung	6

PHYSIOMESH OPEN

	Artikel-Nr.	Beschreibung	Anzahl pro Box
	OPHY1010	PHYSIOMESH OPEN 10 x 10cm, sechseckig, teilresorbierbar, Polypropylen, PDS & Monocryl, für die offene Versorgung	1
	OPHY1215	PHYSIOMESH OPEN 12 x 15cm, sechseckig, teilresorbierbar, Polypropylen, PDS & Monocryl, für die offene Versorgung	1
	OPHY1520	PHYSIOMESH OPEN 15 x 20cm, sechseckig, teilresorbierbar, Polypropylen, PDS & Monocryl, für die offene Versorgung	1
	OPHY1525	PHYSIOMESH OPEN 15 x 25cm, sechseckig, teilresorbierbar, Polypropylen, PDS & Monocryl, für die offene Versorgung	1
	OPHY2030	PHYSIOMESH OPEN 20 x 30cm, sechseckig, teilresorbierbar, Polypropylen, PDS & Monocryl, für die offene Versorgung	1





Artikel-Nr.	Beschreibung	Anzahl pro Box
OPHY2536	PHYSIOMESH OPEN 25 x 36cm, sechseckig, teilresorbierbar, Polypropylen, PDS & Monocryl, für die offene Versorgung	1

ULTRAPRO ADVANCED



Artikel-Nr.	Beschreibung	Anzahl pro Box
UPA1015	ULTRAPRO ADVANCED Netz, 10x15cm, teilresorbierbar, Monocryl-Prolene-Composite, ungefärbt mit blauen Streifen	1
UPA1515	ULTRAPRO ADVANCED Netz, 15x15cm, teilresorbierbar, Monocryl-Prolene-Composite, ungefärbt mit blauen Streifen, 1 St.	1
UPA1530	ULTRAPRO ADVANCED Netz, 15x30cm, teilresorbierbar, Monocryl-Prolene-Composite, ungefärbt mit blauen Streifen	1
UPA3030	ULTRAPRO ADVANCED Netz, 30x30cm, teilresorbierbar, Monocryl-Prolene-Composite, ungefärbt mit blauen Streifen	1
UPA31015	ULTRAPRO ADVANCED Netz, 10x15cm, teilresorbierbar, Monocryl-Prolene-Composite, ungefärbt mit blauen Streifen	3
UPA31515	ULTRAPRO ADVANCED Netz, 15x15cm, teilresorbierbar, Monocryl-Prolene-Composite, ungefärbt mit blauen Streifen, 3 St.	3
UPA3612	ULTRAPRO ADVANCED Netz, 6x12cm, teilresorbierbar, Monocryl-Prolene-Composite, ungefärbt mit blauen Streifen	3
UPA37615	ULTRAPRO ADVANCED Netz, 7,6x15cm, teilresorbierbar, Monocryl-Prolene-Composite, ungefärbt mit blauen Streifen	3
UPA612	ULTRAPRO ADVANCED Netz, 6x12cm, teilresorbierbar, Monocryl-Prolene-Composite, ungefärbt mit blauen Streifen	1



ULTRAPRO Netz



Artikel-Nr.	Beschreibung	Anzahl pro Box
UMF1	ULTRAPRO Netz, 15x17cm, teilresorbierbar, Monocryl-Prolene-Composite, ungefärbt mit blauen Streifen	1



UML1	ULTRAPRO Netz, 30x30cm, teilresorbierbar, Monocryl-Prolene-Composite, ungefärbt mit blauen Streifen	1
------	---	---



UMM3	ULTRAPRO Netz, 15x15cm, teilresorbierbar, Monocryl-Prolene-Composite, ungefärbt mit blauen Streifen	3
------	---	---



UMN3	ULTRAPRO Netz, 10x15cm, teilresorbierbar, Monocryl-Prolene-Composite, ungefärbt mit blauen Streifen	3
------	---	---



UMP3	ULTRAPRO Netz, 10x12cm, teilresorbierbar, Monocryl-Prolene-Composite, ungefärbt mit blauen Streifen	3
------	---	---



UMS3	ULTRAPRO Netz, 6x11cm, teilresorbierbar, Monocryl-Prolene-Composite, ungefärbt mit blauen Streifen	3
------	--	---



UMT1	ULTRAPRO Netz, 15x30cm, teilresorbierbar, Monocryl-Prolene-Composite, ungefärbt mit blauen Streifen	1
------	---	---

ULTRAPRO HERNIA SYSTEM



Artikel-Nr.	Beschreibung	Anzahl pro Box
UHSL	ULTRAPRO HERNIA SYSTEM, teilresorbierbar, Oberer Patch: 12x6cm; Unterer Patch: Ø 10cm, Monocryl-Prolene-Composite, ungefärbt mit blauer Markierung, 3 St.	3



UHSL1	ULTRAPRO HERNIA SYSTEM, teilresorbierbar, Oberer Patch: 12x6cm; Unterer Patch: Ø 10cm, Monocryl-Prolene-Composite, ungefärbt mit blauer Markierung	1
-------	--	---



UHSM	ULTRAPRO HERNIA SYSTEM, teilresorbierbar, Oberer Patch: 12x6cm; Unterer Patch: Ø 7,5cm, Monocryl-Prolene-Composite, ungefärbt mit blauer Markierung, 3 St.	3
------	--	---



UHSM1	ULTRAPRO HERNIA SYSTEM, teilresorbierbar, Oberer Patch: 12x6cm; Unterer Patch: Ø 7,5cm, Monocryl-Prolene-Composite, ungefärbt mit blauer Markierung	1
-------	---	---



UHSOV	ULTRAPRO HERNIA SYSTEM, teilresorbierbar, Oberer Patch: 12x6cm; Unterer Patch: 12x10cm oval, Monocryl-Prolene-Composite, ungefärbt mit blauer Markierung	3
-------	--	---


	Artikel-Nr.	Beschreibung	Anzahl pro Box
	UHSOV1	ULTRAPRO HERNIA SYSTEM, teilresorbierbar, Oberer Patch: 12x6cm; Unterer Patch: 12x10cm oval, Monocryl-Prolene-Composite, ungefärbt mit blauer Markierung, 1St.	1

ULTRAPRO Plug

	Artikel-Nr.	Beschreibung	Anzahl pro Box
	UPPL1	ULTRAPRO Plug Groß 12x7,5cm, Plug=5cm obere Randzone, 5cm Ø Anker, teilresorbierbar, Monocryl-Prolene-Composite Plug, ungefärbt mit blauer Markierung und Onlay Patch, 1 St.	1
	UPPL6	ULTRAPRO Plug Groß 12x7,5cm, Plug=5cm obere Randzone, 5cm Ø Anker, teilresorbierbar, Monocryl-Prolene-Composite Plug, ungefärbt mit blauer Markierung und Onlay Patch	6
	UPPM1	ULTRAPRO Plug Mittel 12x7,5cm, Plug=5cm obere Randzone, 4cm Ø Anker, teilresorbierbar, Monocryl-Prolene-Composite Plug, ungefärbt mit blauer Markierung und Onlay Patch, 1 St.	1
	UPPM6	ULTRAPRO Plug Mittel 12x7,5cm, Plug=5cm obere Randzone, 4cm Ø Anker, teilresorbierbar, Monocryl-Prolene-Composite Plug, ungefärbt mit blauer Markierung und Onlay Patch	6
	UPPS1	ULTRAPRO Plug Klein 12x7,5cm, Plug=5cm obere Randzone, 3cm Ø Anker, teilresorbierbar, Monocryl-Prolene-Composite Plug, ungefärbt mit blauer Markierung und Onlay Patch	1
	UPPS6	ULTRAPRO Plug Klein 12x7,5cm, Plug=5cm obere Randzone, 3cm Ø Anker, teilresorbierbar, Monocryl-Prolene-Composite Plug, ungefärbt mit blauer Markierung und Onlay Patch, 6 St.	6

ULTRAPRO Comfort Plug

	Artikel-Nr.	Beschreibung	Anzahl pro Box
	UPLUG401	ULTRAPRO Comfort Plug Klein, Onlay Patch=7x14cm, Plug=4cm, teilresorbierbar, Monocryl-Prolene-Composite Plug, ungefärbt mit blauer Markierung und Onlay Patch	1
	UPLUG403	ULTRAPRO Comfort Plug Klein, Onlay Patch=7x14cm, Plug=4cm, teilresorbierbar, Monocryl-Prolene-Composite Plug, ungefärbt mit blauer Markierung und Onlay Patch, 3 St.	3
	UPLUG406	ULTRAPRO Comfort Plug Klein, Onlay Patch=7x14cm, Plug=4cm, teilresorbierbar, Monocryl-Prolene-Composite Plug, ungefärbt mit blauer Markierung und Onlay Patch, 6 St.	6
	UPLUG551	ULTRAPRO Comfort Plug Groß Onlay Patch=7x14cm, Plug=5,5cm, teilresorbierbar, Monocryl-Prolene-Composite Plug, ungefärbt mit blauer Markierung und Onlay Patch	1



Artikel-Nr.	Beschreibung	Anzahl pro Box
UPLUG553	ULTRAPRO Comfort Plug Groß Onlay Patch=7x14cm, Plug=5,5cm, teilresorbierbar, Monocryl-Prolene-Composite Plug, ungefärbt mit blauer Markierung und Onlay Patch, 3St.	3
UPLUG556	ULTRAPRO Comfort Plug Groß Onlay Patch=7x14cm, Plug=5,5cm, teilresorbierbar, Monocryl-Prolene-Composite Plug, ungefärbt mit blauer Markierung und Onlay Patch, 6 St.	6

PROCEED NETZ



Artikel-Nr.	Beschreibung	Anzahl pro Box
PCDG1	PROCEED NETZ 15x20cm oval, teilresorbierbar, Prolene-PDS-ORZ (oxidierte regenerierte Zellulose) Composite, ungefärbt mit blauen Streifen	1
PCDH1	PROCEED NETZ 20x25cm oval, teilresorbierbar, Prolene-PDS-ORZ (oxidierte regenerierte Zellulose) Composite, ungefärbt mit blauen Streifen	1
PCDJ1	PROCEED NETZ 20x30cm rechteckig, teilresorbierbar, Prolene-PDS-ORZ (oxidierte regenerierte Zellulose) Composite, ungefärbt mit blauen Streifen	1
PCDM1	PROCEED NETZ 15x15cm quadratisch, teilresorbierbar, Prolene-PDS-ORZ (oxidierte regenerierte Zellulose) Composite, ungefärbt mit blauen Streifen	1
PCDN1	PROCEED NETZ 10x15cm oval, teilresorbierbar, Prolene-PDS-ORZ (oxidierte regenerierte Zellulose) Composite, ungefärbt mit blauen Streifen	1
PCDW1	PROCEED NETZ 25x35,5cm rechteckig, teilresorbierbar, Prolene-PDS-ORZ (oxidierte regenerierte Zellulose) Composite, ungefärbt mit blauen Streifen	1

PROCEED Ventral Patch



Artikel-Nr.	Beschreibung	Anzahl pro Box
PVPM	Proceed Ventral Patch 6,4 cm Ø, teilresorbierbar, Prolene-PDS-ORZ (oxidierte regenerierte Zellulose) Composite, ungefärbt mit blauen Streifen	2
PVPS	Proceed Ventral Patch 4,3 cm Ø, teilresorbierbar, Prolene-PDS-ORZ (oxidierte regenerierte Zellulose) Composite, ungefärbt mit blauen Streifen	2

VYPRO II Netz



Artikel-Nr.	Beschreibung	Anzahl pro Box
PVM2S3	VYPRO II Netz 6x11cm, teilresorbierbar, Vicryl-Prolene-Composite, ungefärbt	3

VYPRO Netz



Artikel-Nr.	Beschreibung	Anzahl pro Box
PVML1	VYPRO Netz 30x30cm, teilresorbierbar, Vicryl-Prolene-Composite, ungefärbt	1



PVMM1	VYPRO Netz 15x15cm, teilresorbierbar, Vicryl-Prolene-Composite, ungefärbt	1
-------	---	---

PROLENE Netz



Artikel-Nr.	Beschreibung	Anzahl pro Box
PML1	PROLENE Netz 30x30cm, nicht resorbierbar, Polypropylen, ungefärbt	1



PMLK3	PROLENE Netzzuschnitt L, 6,1x13,7cm, nicht resorbierbar, Polypropylen, ungefärbt	3
-------	--	---



PMM3	PROLENE Netz 15x15cm, nicht resorbierbar, Polypropylen, ungefärbt	3
------	---	---



PMN3	PROLENE Netz 15x10cm, nicht resorbierbar, Polypropylen, ungefärbt	3
------	---	---



PMP3	PROLENE Netz 12x10cm, nicht resorbierbar, Polypropylen, ungefärbt	3
------	---	---



PMS3	PROLENE Netz, 6x11cm, nicht resorbierbar, Polypropylen, ungefärbt	3
------	---	---



PMSK3	PROLENE Netzzuschnitt S, 4,6x10cm, nicht resorbierbar, Polypropylen, ungefärbt	3
-------	--	---



Artikel-Nr.	Beschreibung	Anzahl pro Box
SPM3XL	PROLENE SOFT Netz 50x50cm, nicht resorbierbar, Polypropylen, ungefärbt mit blauen Streifen	3
SPMH	PROLENE SOFT Netz 15x15cm, nicht resorbierbar, Polypropylen, ungefärbt mit blauen Streifen	6
SPMII	PROLENE SOFT Netz 7,6x15cm, nicht resorbierbar, Polypropylen, ungefärbt mit blauen Streifen	6
SPMLI	PROLENE SOFT Netz 25x25cm, nicht resorbierbar, Polypropylen, ungefärbt mit blauen Streifen	3
SPMS	PROLENE SOFT Netz 6,4x11,4cm, nicht resorbierbar, Polypropylen, ungefärbt mit blauen Streifen	6
SPMXS	PROLENE SOFT Netz 2,5x10cm, nicht resorbierbar, Polypropylen, ungefärbt mit blauen Streifen	6
SPMXXL	PROLENE SOFT Netz 35,6x30,5cm, nicht resorbierbar, Polypropylen, ungefärbt mit blauen Streifen	3

PROLENE HERNIA SYSTEM



Artikel-Nr.	Beschreibung	Anzahl pro Box
PHSE	PROLENE HERNIA SYSTEM L nicht-resorbierbar; Oberer Patch: 12,5x5,5cm; Unterer Patch: Ø 10cm, Polypropylen, ungefärbt	3
PHSL	PROLENE HERNIA SYSTEM XL nicht-resorbierbar; Oberer Patch: 10x4,5cm; Unterer Patch: Ø 10cm, Polypropylen, ungefärbt	3
PHSL1	PROLENE HERNIA SYSTEM XL nicht-resorbierbar; Oberer Patch: 10x4,5cm; Unterer Patch: Ø 10cm, Polypropylen, ungefärbt, 1St.	1
PHSM	PROLENE HERNIA SYSTEM M nicht-resorbierbar; Oberer Patch: 10x4,5cm; Unterer Patch: Ø 7,5cm, Polypropylen, ungefärbt	3
PHSM1	PROLENE HERNIA SYSTEM M nicht-resorbierbar; Oberer Patch: 10x4,5cm; Unterer Patch: Ø 7,5cm, Polypropylen, ungefärbt, 1 St.	1

PROLENE 3D Patch



Artikel-Nr.	Beschreibung	Anzahl pro Box
3DPL	PROLENE 3D Patch, Oberer Patch: 5,5x12,5 cm Unterer Patch: 4,8x2,3 cm, nicht resorbierbar, Polypropylen, ungefärbt	3
3DPM	PROLENE 3D Patch, Oberer Patch: 5,5x12,5 cm Unterer Patch: 3,5x1,9 cm, nicht resorbierbar, Polypropylen, ungefärbt	3
P3DPL	PROLENE 3D Patch, Oberer Patch: 5,5x12,5 cm Unterer Patch: 4,8x2,3 cm vorgeschnitten, nicht resorbierbar, Polypropylen, ungefärbt	3
P3DPM	PROLENE 3D Patch, Oberer Patch: 5,5x12,5 cm Unterer Patch: 3,5x1,9 cm vorgeschnitten, nicht resorbierbar, Polypropylen, ungefärbt	3

VICRYL Netz



Artikel-Nr.	Beschreibung	Anzahl pro Box
VKMLC	VICRYL Netz zur temporären Wundunterstützung, 30x30cm, resorbierbar, Polyglactin 910, ungefärbt, feinmaschig	3
VM1208	VICRYL Netz zur temporären Wundunterstützung, 12x8cm, resorbierbar, Polyglactin 910, ungefärbt, feinmaschig	3
VM2515	VICRYL Netz zur temporären Wundunterstützung, 25x15cm, resorbierbar, Polyglactin 910, ungefärbt, feinmaschig	3
VM302	VICRYL Netz zur temporären Wundunterstützung, 3x2cm, resorbierbar, Polyglactin 910, ungefärbt, feinmaschig	3
VM3020	VICRYL Netz zur temporären Wundunterstützung, 28x18cm, resorbierbar, Polyglactin 910, ungefärbt, feinmaschig	3
VM605	VICRYL Netz zur temporären Wundunterstützung, 6x5cm, resorbierbar, Polyglactin 910, ungefärbt, feinmaschig	3
VM74	VICRYL Netz zur temporären Wundunterstützung, 26,5x21,5cm, resorbierbar, Polyglactin 910, ungefärbt, grobmaschig	1
VM802	VICRYL Netz zur temporären Wundunterstützung, 8x2cm, resorbierbar, Polyglactin 910, ungefärbt, feinmaschig	3

	Artikel-Nr.	Beschreibung	Anzahl pro Box
	VM94	VICRYL Netz zur temporären Wundunterstützung, 26,5x21,5cm, resorbierbar, Polyglactin 910, ungefärbt, feinmaschig	1
	VM96	VICRYL Netz zur temporären Wundunterstützung, 10,5x8,5cm, resorbierbar, Polyglactin 910, ungefärbt, feinmaschig	1
	X579	VICRYL Netz zur temporären Wundunterstützung, 35x28cm, resorbierbar, Polyglactin 910, ungefärbt, grobmaschig	1

VICRYL Netztasche

	Artikel-Nr.	Beschreibung	Anzahl pro Box
ohne Abb.	VM106	VICRYL Netz-Tasche zur Gewebekompression, 26x30cm, milzumhüllend, resorbierbar, Polyglactin 910, ungefärbt, grobmaschig	1
ohne Abb.	VM210	VICRYL Netz-Tasche zur Gewebekompression, 44x30cm, leberumhüllend/rechter Leberlappen, resorbierbar, Polyglactin 910, ungefärbt, grobmaschig	1
ohne Abb.	VM220	VICRYL Netz-Tasche zur Gewebekompression, 50x20,5cm, leberumhüllend/linker Leberlappen, resorbierbar, Polyglactin 910, ungefärbt, grobmaschig	1

Hautkleber: DERMABOND & PRINEO


DERMABOND

	Artikel-Nr.	Beschreibung	Anzahl pro Box
ohne Abb.	AHV12	DERMABOND HIGH VISCOSITY Hautkleber / 0,5ml Inhalt, double layer use, 2-Octyl-Cyanoacrylat	12
ohne Abb.	AHV6	DERMABOND HIGH VISCOSITY Hautkleber / 0,5ml Inhalt, double layer use, 2-Octyl-Cyanoacrylat, 6St.	6
	AHVM12	DERMABOND MINI HIGH VISCOSITY Hautkleber / 0,35ml Inhalt, double layer use, 2-Octyl-Cyanoacrylat	12

	Artikel-Nr.	Beschreibung	Anzahl pro Box
	ANX12	DERMABOND Advanced Hautkleber / 0,7ml Inhalt, single layer use, 2-Octyl-Cyanoacrylat, 12 St.	12
	ANX6	DERMABOND Advanced Hautkleber / 0,7ml Inhalt, single layer use, 2-Octyl-Cyanoacrylat	6
ohne Abb.	APP6	DERMABOND ProPen (HVD) Hautkleber / 0,5ml pro Pen, double layer use, 2-Octyl-Cyanoacrylat	6
ohne Abb.	APPXL6	DERMABOND ProPen XL (HVD) Hautkleber / 0,75ml pro Pen, double layer use, 2-Octyl-Cyanoacrylat	6

PRINEO Wundverschluss-System



	Artikel-Nr.	Beschreibung	Anzahl pro Box
	10CLR222	Box mit 5 Wundverschluss-Systemen, 22 cm Netzstreifen und 3,8 ml 2-Octyl-Cyanoacrylat	1
	20CLR222	Box mit 10 Wundverschluss-Systemen , 22 cm Netzstreifen und 3,8 ml 2-Octyl-Cyanoacrylat	1
	40CLR222	Box mit 10 Wundverschluss-Systemen , 22 cm Netzstreifen und 3,8 ml 2-Octyl-Cyanoacrylat	1
	CLR222	Wundverschluss-System, 22 cm Netzstreifen und 3,8 ml 2-Octyl-Cyanoacrylat	2
	CLR422	Wundverschluss-System, 42 cm Netzstreifen und 3,8 ml 2-Octyl-Cyanoacrylat	2
	CLR602	Wundverschluss-System, 60 cm Netzstreifen und 3,8 ml 2-Octyl-Cyanoacrylat	2

BLAKE Drainagen & Saugreservoirs**BLAKE Silikon Drainagen**

ohne Abb.



Artikel-Nr.	Beschreibung	Anzahl pro Box
2211	BLAKE Silikon Drainagen, 7 mm, voll kanneliert, flach	10
2212	BLAKE Silikon Drainagen, 7 mm, voll kanneliert, flach mit 4,8 mm Trokar	10
2214	BLAKE Silikon Drainagen, 10 mm, voll kanneliert, flach	10
2215	BLAKE Silikon Drainagen, 10 mm, voll kanneliert, flach mit 4,8 mm Trokar	10
2225S	10FR ROUND HUBLESS DRAINS 1/8IN BENDABLE SHARP TROCAR,2225S	10
2226	BLAKE Silikon Drainagen, 10 FR, voll kanneliert, rund	10
2227	BLAKE Silikon Drainagen, 10 FR, voll kanneliert, rund mit 3,2 mm Trokar	10
2228	BLAKE Silikon Drainagen, 15 FR, voll kanneliert, rund	10
2229	BLAKE Silikon Drainagen, 15 FR, voll kanneliert, rund mit 4,8 mm Trokar	10
2230	BLAKE Silikon Drainagen, 19 FR, voll kanneliert, rund	10
2231	BLAKE Silikon Drainagen, 19 FR, voll kanneliert, rund mit 6,4 mm Trokar	10
2232	BLAKE Silikon Drainagen, 19 FR, voll kanneliert, rund mit 6,4 mm krümmbarem Trokar	10
2233	BLAKE Silikon Drainagen, 15 FR, voll kanneliert, rund mit 4,8 mm krümmbarem Trokar	10

	Artikel-Nr.	Beschreibung	Anzahl pro Box
	2234	BLAKE Silikon Drainagen, 24 FR, voll kanneliert, rund	10
ohne Abb.	2241B	10FR ROUND HUBLESS DRAINS 1/8IN BENDABLE BLUNT TROCAR,2241B	10
ohne Abb.	2242B	15FR ROUND HUBLESS DRAINS 3/16IN BENDABLE BLUNT TROCAR,2242B	10
ohne Abb.	2243B	19FR ROUND HUBLESS DRAINS 1/4IN BENDABLE BLUNT TROCAR,2243B	10
	BCC1	BLAKE Silikon Drainagen Konnektor 1:1 10-13mm x 5 mm	20
	BCC2	BLAKE Silikon Drainagen Konnektor 2:1 10-13mm x 5 x 5 mm	20
	BCC3	BLAKE Silikon Drainagen Konnektor 3:1 10-13mm x 5 x 5 x 5 mm	20

BLAKE J-VAC Saugreservoir

	Artikel-Nr.	Beschreibung	Anzahl pro Box
	2160	J-VAC Saugreservoir, birnenförmig, 100ml mit Anti-Rückflussventil	10
	2161	J-VAC WOUND DRAINAGE RESERVOIR 150 ml mit Anti-Rückflussventil	10
	2162	J-VAC WOUND DRAINAGE RESERVOIR 450 ml mit Anti-Rückflussventil	10
	2163	J-VAC WOUND DRAINAGE RESERVOIR 300 ml mit Anti-Rückflussventil	10

Implantate (resorbierbar & nicht resorbierbar)

Folie & Membran

	Artikel-Nr.	Beschreibung	Anzahl pro Box
ohne Abb.	ZX3	PDS Folie violett resorbierbar 0,25x30x40mm, Orbitazuschnitt	3
ohne Abb.	ZX4	PDS Folie violett resorbierbar; 0,5x30x40mm; Orbitazuschnitt	3
ohne Abb.	ZX5	PDS Folie violett resorbierbar; 0,25x40x50mm; rechteckig	3
ohne Abb.	ZX6	PDS Folie violett resorbierbar; 0,5x40x50mm; rechteckig	3
ohne Abb.	ZX7	PDS Folie violett resorbierbar; 0,15x30x40mm; Orbitazuschnitt, gelocht	3
ohne Abb.	ZX8	PDS Folie violett resorbierbar; 0,15x40x50mm; rechteckig, gelocht	3

PDS Kordel

Alternativen: Orthocord Artikel von DePuy Synthes Mitek

	Artikel-Nr.	Beschreibung	Anzahl pro Box
	X1219	PDS Kordel violett geflochten, rund; 1,2 mm; 1 x 80cm; 3	3 ¹
	X613	PDS Kordel violett geflochten, rund; 1 mm; 1 x 60cm; 3	3
	X671	PDS Kordel violett geflochten, rund; 1,5 mm; transossärer Durchzieher; 1 x 60cm; 3	3
	Z809G	PDS Kordel violett geflochten, rund; 0,8 mm; 1 x CT1 PLUS; 1 x 75cm; 12	12
	Z811G	PDS Kordel violett geflochten, rund; 0,8 mm; 1 x CT2 PLUS; 1 x 75cm; 12	12

¹Artikel mit Mindestbestellmenge ggf. mit verlängerter Lieferzeit



Artikel-Nr.	Beschreibung	Anzahl pro Box
Z812G	PDS Kordel violett geflochten, rund; 1 mm; 1 x CCS; 1 x 75cm; 12	12
Z813G	PDS Kordel violett geflochten, rund; 1 mm; 1 x V40; 1 x 75cm; 12	12
Z814G	PDS Kordel violett geflochten, rund; 1 mm; 1 x CPX; 1 x 75cm; 12	12
Z825G	PDS Kordel violett geflochten, rund; 1 mm; 1 x PT3; 1 x 75cm; 12	12
Z838G	PDS Kordel violett geflochten, rund; 1,5 mm; 1 x V40; 1 x 75cm; 12	12
ZK1015	PDS Kordel violett geflochten, rund; 1 mm; 1 x 150cm; 3	3
ZK1204	PDS Kordel violett geflochten, rund; 1,2 mm; 1 x 40cm; 3	3
ZK1206	PDS Kordel violett geflochten, rund; 1,2 mm; 1 x 60cm; 3	3
ZK1215	PDS Kordel violett geflochten, rund; 1,2 mm; 1 x 150cm; 3	3
ZK1308	PDS Kordel violett geflochten, rund; 1,3 mm; 1 x 75cm; 3	3
ZK1328	PDS Kordel violett geflochten, rund; 1,3 mm; 2 x V68W; 1 x 75cm; 3	3
ZK1506	PDS Kordel violett geflochten, rund; 1,5 mm; 1 x 60cm; 3	3
ZK2006	PDS Kordel violett zweifach geflochten, rund; 2 mm; 1 x 60cm; 3	3
ZX1506	PDS Kordel violett geflochten, rund; 1,5mm; transossärer Durchzieher; 1x 60cm; 3	3
ZX2006	PDS Kordel violett zweifach geflochten, rund; 2 mm; transossärer Durchzieher; 1 x 60cm; 3	3




Artikel-Nr.	Beschreibung	Anzahl pro Box
ZX2026	PDS Kordel violett zweifach geflochten, rund; 2mm; 2x transossärer Durchzieher; 1x 60cm; 3	3

ETHISORB Markraumplombe



Artikel-Nr.	Beschreibung	Anzahl pro Box
ZV2001	wiederverwendbarer Applikator für Markraumplomben	1
ZV2500	ETHISORB Markraumplombe ungefärbt resorbierbar, Ø oben 25mm, Ø unten 8mm, Höhe 15mm	6

Vicryl Band




Artikel-Nr.	Beschreibung	Anzahl pro Box
V152G	VICRYL Band violett flach gewebt, feste Struktur; 3 mm; BP1; 1 x 60cm; 12	12
V153G	VICRYL Band violett flach gewebt, feste Struktur; 3 mm; BP2; 1 x 60cm; 12	12
V159G	VICRYL Band violett flach gewebt, feste Struktur; 3 mm; BP6W; 1 x 60cm; 12	12
VH1003	VICRYL Band violett flach gewebt, feste Struktur; 10 mm; 1 x 30cm; 3	3
VH706	VICRYL Band violett flach gewebt, feste Struktur; 7,5 mm; 1 x 60cm; 3	3 ¹

¹Artikel mit Mindestbestellmenge ggf. mit verlängerter Lieferzeit

ETHISORB Patch Typ 6

	Artikel-Nr.	Beschreibung	Anzahl pro Box
ohne Abb.	ZVP203	ETHISORB PATCH resorbierbar 20x30mm	6
ohne Abb.	ZVP406	ETHISORB PATCH resorbierbar 40x60mm	3

ETHISORB Dura Patch

	Artikel-Nr.	Beschreibung	Anzahl pro Box
	EDP23	ETHISORB DURAPATCH resorbierbar, 2cm x 3cm	6
	EDP46	ETHISORB DURAPATCH resorbierbar, 4cm x 6cm	3
	EDP614	ETHISORB DURAPATCH resorbierbar, 6cm x 14cm	1

ETHISORB Nahtwiderlager

	Artikel-Nr.	Beschreibung	Anzahl pro Box
ohne Abb.	ZV1530G	ETHISORB NAHTWIDERLAGER resorbierbar 1x15x30mm	12
ohne Abb.	ZV1590	ETHISORB NAHTWIDERLAGER resorbierbar 1x15x90mm	6
ohne Abb.	ZV805H	ETHISORB NAHTWIDERLAGER resorbierbar 1x8x5mm	36 ¹


¹Artikel mit Mindestbestellmenge ggf. mit verlängerter Lieferzeit

Sonstiges

NUROLON

	Artikel-Nr.	Beschreibung	Anzahl pro Box
ohne Abb.	EH6604H	NUROLON schwarz geflochten Sutupak; 2-0; 3 x 45cm; 36	36
ohne Abb.	EH6622H	NUROLON schwarz geflochten Sutupak; 3-0; 12 x 45cm; 36	36
ohne Abb.	EH6625E	NUROLON schwarz geflochten Sutupak; 1; 12 x 45cm; 24	24
ohne Abb.	EH6626E	NUROLON schwarz geflochten Sutupak; 2; 12 x 45cm; 24	24

Bänder etc.

	Artikel-Nr.	Beschreibung	Anzahl pro Box
	RS21G	MERSILENE Band weiß geflochten, Cervix Band; 5 mm; 2 x BP1; 1 x 40cm; 12	12
	RS22G	MERSILENE Band weiß geflochten, Cervix Band; 5 mm; 2 x BP2; 1 x 40cm; 12	12
	RS23G	MERSILENE Band weiß geflochten, Cervix Band; 5 mm; 2 x BP3; 1 x 40cm; 12	12
ohne Abb.	W275	NYLON Band weiß monofil; 3 mm; 1 x 70cm; 12	12
ohne Abb.	W277	NYLON Band weiß monofil; 6 mm; 1 x 70cm; 12	12
ohne Abb.	W31C	Knochenwachs 2,5g; 12	12

Sortiereinheiten



ohne Abb.

	Artikel-Nr.	Beschreibung	Anzahl pro Box
	R8	ATRALOC-Folien-Kabinett-Grundeinheit mit 8 Fächern	1
	R9	ATRALOC-Ergänzungs-Folien-Kabinett für R 8, mit 8 Fächern	1
	EH64	Ersatzschiene aus Kunststoff für Naht-Kabinett	1 ¹

¹Artikel mit Mindestbestellmenge ggf. mit verlängerter Lieferzeit

Blutstillung & Versiegelung

BIOPATCH Antimikrobielle Auflage mit CHG

BIOPATCH Antimikrobielle Auflage mit CHG



	Artikel-Nr.	Beschreibung	Anzahl pro Box
	44150	BIOPATCH Auflage mit CHG (2,5cm /4,0mm)	40
	44151	BIOPATCH Auflage mit CHG (1,9cm /1,5mm)	40
	44152	BIOPATCH Auflage mit CHG (2,5cm /7,0mm)	40

TABOTAMP Oxidierte regenerierte Cellulose

TABOTAMP Original



ohne Abb.

ohne Abb.

	Artikel-Nr.	Beschreibung	Anzahl pro Box
	1901	TABOTAMP Original, Hämostyptikum aus ORC, 5 x 35 cm	10
	1902	TABOTAMP Original, Hämostyptikum aus ORC, 10 x 20 cm	10
	1903	TABOTAMP Original, Hämostyptikum aus ORC, 5 x 7,5 cm	10
	1906	TABOTAMP Original, Hämostyptikum aus ORC, 5 x 1,25 cm	10
ohne Abb.	K121901	TABOTAMP Original Kit, besteht aus 12 VE, Hämostyptikum aus ORC, 5 x 35 cm	1
ohne Abb.	K121903	TABOTAMP Original Kit, besteht aus 12 VE, Hämostyptikum aus ORC, 5 x 7,5 cm	1

	Artikel-Nr.	Beschreibung	Anzahl pro Box
ohne Abb.	K241901	TABOTAMP Original Kit, besteht aus 24 VE, Hämostyptikum aus ORC, 5 x 35 cm	1
ohne Abb.	K241902	TABOTAMP Original Kit, besteht aus 24 VE, Hämostyptikum aus ORC, 10 x 20 cm	1
ohne Abb.	K241903	TABOTAMP Original Kit, besteht aus 24 VE, Hämostyptikum aus ORC, 5 x 7,5 cm	1

TABOTAMP Fibrillar



	Artikel-Nr.	Beschreibung	Anzahl pro Box
	431961	TABOTAMP Fibrillar, Hämostyptikum aus ORC, 2,5 x 5 cm	10
	431962	TABOTAMP Fibrillar, Hämostyptikum aus ORC, 5 x 10 cm	10
	431963	TABOTAMP Fibrillar, Hämostyptikum aus ORC, 10 x 10 cm	10
ohne Abb.	K12431961	TABOTAMP Fibrillar Kit, besteht aus 12 VE, Hämostyptikum aus ORC, 2,5 x 5 cm	1
ohne Abb.	K12431962	TABOTAMP Fibrillar Kit, besteht aus 12 VE, Hämostyptikum aus ORC, 5 x 10 cm	1
ohne Abb.	K12431963	TABOTAMP Fibrillar Kit, besteht aus 12 VE, Hämostyptikum aus ORC, 10 x 10 cm	1
ohne Abb.	K24431961	TABOTAMP Fibrillar Kit, besteht aus 24 VE, Hämostyptikum aus ORC, 2,5 x 5 cm	1

TABOTAMP Nu-Knit

	Artikel-Nr.	Beschreibung	Anzahl pro Box
	1940G	TABOTAMP Nu Knit, Hämostyptikum aus ORC, 2,5 x 2,5 cm	10
	1942G	TABOTAMP Nu Knit, Hämostyptikum aus ORC, 5 x 7,5 cm	10
	1943G	TABOTAMP Nu Knit, Hämostyptikum aus ORC, 7,5 x 10 cm	10
	1946M	TABOTAMP Nu Knit, Hämostyptikum aus ORC, 15,2 x 22,9 cm	10

TABOTAMP Snow

	Artikel-Nr.	Beschreibung	Anzahl pro Box
	T2091	TABOTAMP Snow, Hämostyptikum aus ORC, 2,5 x 5 cm	10
	T2092	TABOTAMP Snow, Hämostyptikum aus ORC, 5 x 10 cm	10
	T2093	TABOTAMP Snow, Hämostyptikum aus ORC, 10 x 10 cm	10

SPONGOSTAN Gelatinehämostyptikum

SPONGOSTAN Gelatinehämostyptikum

	Artikel-Nr.	Beschreibung	Anzahl pro Box
	MS0001	SPONGOSTAN Film, Gelatinehämostyptikum, 20cm x 7cm x 0,05cm	20
	MS0002	SPONGOSTAN Standard, Gelatinehämostyptikum, 7cm x 5cm x 1cm	20
	MS0003	SPONGOSTAN Spezial, Gelatinehämostyptikum, 7cm x 5cm x 0,1cm	20
	MS0004	SPONGOSTAN Anal, Gelatinehämostyptikum, 8cm x 3cm	20
ohne Abb.	MS0005	Spongostan Dental, MS0005	24
	MS0006	SPONGOSTAN Standard, Gelatinehämostyptikum, 7cm x 5cm x 1cm	2
	MS0007	SPONGOSTAN Anal, Gelatinehämostyptikum, 8cm x 3 cm	5
	MS0008	SPONGOSTAN Puder, Gelatinehämostyptikum, 1 g	6

SURGIFLO Hämostatische Matrix

SURGIFLO Hämostatische Matrix

	Artikel-Nr.	Beschreibung	Anzahl pro Box
	MS0010	SURGIFLO Hämostatische Matrix, Resorbierbares Gelatinehämostyptikum	1
	MS0012	SURGIFLO Hämostatische Matrix Kit mit Thrombin	1
	MS1995	SURGIFLO 34cm Endoskopischer Applikator	6

SURGIFLO Hämostatische Matrix Kit mit Thrombin

	Artikel-Nr.	Beschreibung	Anzahl pro Box
ohne Abb.	K12MS0012	SURGIFLO Hämostatische Matrix Kit mit Thrombin, besteht aus 12 VE	1
ohne Abb.	K24MS0012	SURGIFLO Hämostatische Matrix Kit mit Thrombin, besteht aus 24 VE	1
ohne Abb.	K6MS0012	SURGIFLO Hämostatische Matrix Kit mit Thrombin, besteht aus 6 VE	1

EVICEL Humaner Fibrinkleber

EVICEL Humaner Fibrinkleber

	Artikel-Nr.	Beschreibung	Anzahl pro Box
ohne Abb.	EVRC63	EVICEL CO2 Druckregler	1
	EVT35	EVICEL 35 cm Applikatorspitze	3
	EVT45	EVICEL 45 cm Applikatorspitze	3
	EVT4C1	EVICEL 4 cm Control Tip	10
	EVTAS1	EVICEL Airless Spray Tip	10
ohne Abb.	EVTASLR	EVICEL Laparoskopischer Applikator	3
ohne Abb.	VRAAS1E	VeraSeal open Tip,VRAAS1E	3

Gynäkologie

Inkontinenzprodukte

TVT - O



Artikel-Nr.	Beschreibung	Anzahl pro Box
810081L	Gynecare TVT Obturator System, spannungsfreies Vaginalband, transobturatorisch	1

TVT - Classic



ohne Abb.

ohne Abb.



Artikel-Nr.	Beschreibung	Anzahl pro Box
810041BL	Gynecare TVT Band, spannungsfreies Vaginalband, retropubisch	1
810051	Gynecare TVT Einführungsinstrument, Mehrweg	1
810061	Gynecare TVT starre Führungssonde	1
830041BL	Gynecare TVT Band, spannungsfreies Vaginalband, retropubisch, 3 St.	3

TVT - Abbrevio



Artikel-Nr.	Beschreibung	Anzahl pro Box
TVTOML	Gynecare TVT ABBREVO spannungsfreies Vaginalband, obturatorisch	1

TVT - Exact



	Artikel-Nr.	Beschreibung	Anzahl pro Box
	TVTRL	Gynecare TVT EXACT spannungsfreies Vaginalband, retropubisch	1

Adhäsionsprophylaxe

Interceed

	Artikel-Nr.	Beschreibung	Anzahl pro Box
ohne Abb.	M4345	Gynecare Interceed 7,6 x 10,2 cm	5
ohne Abb.	M4350	Gynecare Interceed 7,6 x 10,2 cm, (1 VE = 10 Stück)	10

Versapoint

Versascope Disposables

	Artikel-Nr.	Beschreibung	Anzahl pro Box
ohne Abb.	GMS730	Versascope Greifwerkzeug	1

Beckenbodennetze

Gynemesh

	Artikel-Nr.	Beschreibung	Anzahl pro Box
ohne Abb.	GPSL	Gynecare GYNEMESH PS 10 x 15 cm	1
ohne Abb.	GPSXL3	Gynecare GYNEMESH PS 25 x 25 cm	3

Artisyn

	Artikel-Nr.	Beschreibung	Anzahl pro Box
	ARTY	Gynecare ARTISYN für die Sakrokolpopexie Y-formiges Netz, 27 x 5 cm	1

**Bestellnummern**

0800	42	18303G	64	2163	312	4PA6343YH	251	6683H	263
0825	42	18304G	64	2211	311	4PB2544H	60	668H	238
0830	42	18305G	64	2212	311	4PE2545YE	66	669H	240
0835	42	18312G	66	2214	311	4PE2674YH	66	6710H	252
0840	42	18316G	67	2215	311	4PF2573YE	67	677G	282
0845	42	18318G	68	2225S	311	4PF2574YE	67	678G	282
0846	42	18323G	70	2226	311	4PF2575YE	68	679H	282
0847	42	18325G	70	2227	311	4PG2543YG	70	680H	282
0848	42	18452G	82	2228	311	4PK2545YE	68	681H	281
10AG	14	18453G	82	2229	311	4PK2575YE	68	682H	281
10BB	14	18501G	279	2230	311	4PN2545YG	72	6833H	253
10CLR222	310	18506G	271	2231	311	4TB7177E	254	6836E	256
1162H	238	18507G	287	2232	311	583H	283	683H	281
1171H	241	18509G	278	2233	311	585H	244	684H	282
1215H	241	18510G	50	2234	312	593H	245	685G	282
1611G	244	18513G	271	2241B	312	5BB	14	6870H	252
1628H	238	18514G	279	2242B	312	5DCD	14	6871H	252
1629H	240	18515G	279	2243B	312	5DCS	15	6872H	252
1647H	248	18516G	271	2794G	204	5DSG	15	6881H	262
1663H	246	18521G	271	2808G	237	5TC2576YG	61	6882H	262
1665G	243	18528G	276	2809G	237	611H	239	6890H	262
1666H	244	18529G	286	2810G	237	622H	287	6903H	259
1667SLH	244	18530G	286	2814G	237	627H	250	690G	243
1668H	243	18531G	90	2860G	233	628H	250	691G	243
1669H	244	18532G	90	2B12LT	11	629H	282	6935H	258
1670H	241	18534G	286	2B12XT	11	632G	279	6936H	258
1673BH	241	18535G	267	2B5LT	11	632H	279	6937H	258
1674BH	241	18536G	267	2B5ST	11	639H	284	6937LG	258
1675H	283	18537G	267	2B5XT	11	640G	283	6943H	263
1677SLH	283	18538G	267	2CB12LT	11	641G	282	6944H	263
1678H	283	18539G	268	2CB5LT	11	642G	234	6951H	257
1679H	283	18540G	268	2CB5ST	11	644H	248	6953H	257
1691H	245	18626G	290	2D12LT	11	648H	234	6954H	257
1696G	243	18636G	290	2D12XT	11	6521H	253	6959G	258
1698H	243	18637G	290	2D5LT	11	6523H	253	6963H	259
1713G	228	1865H	245	2D5ST	11	653H	239	6964H	259
1716G	236	1901	320	2H12LP	11	6550H	252	6965H	259
1717G	248	1902	320	3DPL	308	6557H	252	6976H	259
1722G	275	1903	320	3DPM	308	6558H	252	6977H	259
1753G	225	1906	320	3JC2643H	83	660H	238	697H	243
1754G	224	1940G	322	40CLR222	310	661H	239	6987H	259
1755G	203	1942G	322	431961	321	662SLH	240	698H	243
1757G	224	1943G	322	431962	321	663H	240	699H	243
1760G	275	1946M	322	431963	321	664H	241	6OB2545YE	74
1763G	275	20CLR222	310	44150	320	6661H	263	6PB2973G	141
1765G	272	2160	312	44151	320	6663H	263	6R45B	8
1778G	275	2161	312	44152	320	6664H	264	7000G	236
1780G	286	2162	312	4MF2675YE	76	667H	238	7008G	249



7013H	241	8581H	212	8725BG	210	8OC2544YG	75	B12LT	12
7060G	246	8592G	228	8725H	210	8OS2542YG	75	B12XT	12
7061G	235	8603G	203	8726H	210	8PA2543YD	64	B15LT	12
7062G	249	8614H	217	8730H	204	8PA3544YD	278	B5LT	12
706H	280	8617G	223	8732H	204	8PB2574YE	64	B5ST	12
711H	281	8618G	223	8734H	205	8PB2643YD	60	B5XT	12
719H	281	8622H	228	8735H	205	8PB2644YE	60	B7718	247
7344H	278	8623H	228	8740H	205	8PF2593YG	67	B8LT	12
734H	279	8629H	219	8741H	205	8PF2673YE	68	B925H	263
736H	281	8648G	225	8750G	218	8PK2544YG	68	B934H	258
737G	279	8660H	217	8756H	194	8PK2574YG	68	BA1673H	57
737H	279	8661G	218	8766H	205	8PM2544YG	71	BA2574H	90
739H	285	8661H	218	8767H	205	8PN2545YG	72	BCC1	312
746G	275	8663G	222	8776H	209	8PN2577YG	72	BCC2	312
7665H	244	8665G	218	8807H	214	9060G	246	BCC3	312
768G	286	8665H	218	8831H	195	9706H	212	BCD10	15
769G	286	8666H	219	8832H	195	A1H	114	BH1643H	57
780G	284	8675H	219	8833H	195	AA1673H	57	BLL6375E	269
783G	284	8681G	223	8834H	195	AC107	31	BP100	43
786G	284	8681H	221	8841H	205	AC207	31	BP120	43
788G	225	8682H	221	8843H	197	AC210	31	BP310	43
789G	284	8682SLH	222	8862H	212	AC310	31	BP320	43
810041BL	327	8683G	218	8870H	194	AC320	31	BP340	43
810051	327	8683H	218	8871H	194	AC410	31	BP360	43
810061	327	8684G	219	8872H	194	AHV12	309	BP520	43
810081L	327	8684H	219	8880H	212	AHV6	309	BP540	44
8204H	193	8685H	219	8881H	212	AHVM12	309	BP560	44
8205H	193	8686H	222	8889H	209	ANX12	310	BP720	44
8206H	193	8687H	222	8890H	209	ANX6	310	BP910	44
8207H	204	8689H	219	8925H	213	AP100	31	BP930	44
830041BL	327	8690H	219	8934H	201	AP200	31	BP940	44
8335H	205	8695H	223	8935H	201	AP201	31	BTD05	15
8356H	194	8697H	223	8936H	201	AP2010S	15	BV0520	75
8411H	199	8698H	220	8937H	201	AP202	32	BV1389	81
8412H	199	8699H	220	8942H	213	AP300	32	C380	114
8417H	195	869G	260	8943H	213	AP301	32	C3D	277
8423H	200	8701H	206	8951H	200	AP3010S	15	C490	125
8424H	200	8702H	206	8952H	200	AP302	32	C5280	118
8425H	200	8703H	207	8953H	200	AP306	32	C53D	278
8521H	196	8704H	215	8954G	201	AP400	32	C589	123
8522H	196	8705H	214	8955G	201	AP401	32	C84D	277
8523H	196	8706H	210	8962H	201	AP4010S	15	CB11LT	12
8526H	195	8707H	217	8963H	201	AP402	32	CB12LT	12
8527G	197	8709H	206	8964H	201	AP403	32	CB53D	252
8528H	196	8710H	193	8966H	205	AP406	32	CB54D	252
8529H	196	8711H	193	8967H	205	APP6	310	CB5LT	12
8556H	194	8713H	193	8975H	201	APPXL6	310	CB5ST	12
8557H	194	8717H	210	8976H	201	ARTY	329	CB84D	251
8558H	194	8719H	216	8977H	202	ATS45	8	CDH21B	26
8559H	194	8720H	210	8ME2544YD	76	B020G	233	CDH23P	26
8580H	212	8721H	216	8MF2543YE	76	B11LT	11	CDH25B	26



CDH25P	26	EBF01	44	EH6454H	293	EH6934H	294	EH7229H	211
CDH29B	26	EBF02	44	EH6455H	293	EH6935H	294	EH7230H	211
CDH29P	27	EC11	298	EH6456H	293	EH6936H	294	EH7231H	211
CDH31P	27	EC12	298	EH6457H	293	EH6937H	294	EH7235H	214
CDH33B	27	EC1534G	56	EH6458H	293	EH7008H	218	EH7236H	214
CLR222	310	EC22	298	EH6459H	293	EH7018H	263	EH7238H	208
CLR422	310	EC2634E	87	EH6523H	293	EH7026H	218	EH7240H	207
CLR602	310	EC45A	8	EH6524H	293	EH7032H	219	EH7241H	202
CR30G	31	EC45AL	8	EH6525H	293	EH7033H	264	EH7242H	202
CR40B	30	EC50	298	EH6526H	293	EH7060H	220	EH7244G	202
CR40G	30	EC52	298	EH6527H	293	EH7081H	265	EH7245H	206
CRT11	37	EC60A	8	EH6604H	317	EH7085H	266	EH7251H	216
CS40B	30	ECC2933E	155	EH6622H	317	EH7086H	266	EH7253H	216
CS40G	30	ECC3543G	285	EH6625E	317	EH7102H	222	EH7254H	210
CSS	27	ECR45B	8	EH6626E	317	EH7111H	266	EH7255H	210
CTB11LT	12	ECR45D	8	EH6663H	294	EH7113H	245	EH7257H	211
CTB12LT	12	ECR45G	8	EH6664H	294	EH7114H	245	EH7258H	216
CTB5LT	12	ECR45M	8	EH6665E	294	EH7115BH	245	EH7259H	216
CTB5ST	12	ECR45W	8	EH6666E	294	EH7118BH	245	EH7270H	240
CX27D	254	ECR60B	8	EH6712H	294	EH7120H	222	EH7276H	240
CX45D	254	ECR60D	8	EH6714H	295	EH7121H	222	EH7284H	218
D10178	161	ECR60G	8	EH6715E	295	EH7124H	222	EH7285H	218
D10179	160	ECR60M	9	EH6716H	295	EH7136G	248	EH7286H	218
D10180	159	ECR60W	9	EH6717E	295	EH7142H	263	EH7287H	219
D11LT	13	ECS21B	27	EH6722E	294	EH7143BH	239	EH7291H	221
D12LT	13	ECS25B	27	EH6723E	294	EH7144H	239	EH7293H	221
D12XT	13	ECS29B	27	EH6724H	295	EH7145H	239	EH7299H	219
D5LT	13	ECS33B	27	EH6726E	295	EH7146H	239	EH7325H	272
D5ST	13	ED12	298	EH6732H	294	EH7147H	273	EH7338G	273
E6102S	299	EDP23	316	EH6733H	294	EH7149G	281	EH7343H	278
E6562H	257	EDP46	316	EH6734H	294	EH7150H	218	EH7345H	281
E6563H	257	EDP614	316	EH6735H	294	EH7151H	218	EH7346H	263
E6761H	256	EF5130G	246	EH6736H	294	EH7160BH	267	EH7350H	272
E6833H	256	EH40	27	EH6737H	294	EH7162H	245	EH7352H	273
E6871H	256	EH41L	27	EH6765H	295	EH7163H	245	EH7383H	201
E6890H	262	EH6372H	293	EH6768H	295	EH7164H	274	EH7384H	257
E6942H	263	EH6373H	293	EH6823H	294	EH7167H	222	EH7385H	270
E6953H	257	EH6374H	293	EH6824H	295	EH7167SLH	222	EH7386H	270
E705R	15	EH6376E	293	EH6825H	295	EH7168H	221	EH7387H	270
E7398H	256	EH64	318	EH6835E	295	EH7175H	218	EH7393H	252
E7399H	256	EH6434H	293	EH6836E	295	EH7176H	218	EH7395H	252
EA12	297	EH6435H	293	EH6837E	295	EH7177H	239	EH7397H	252
EA2531H	88	EH6437H	293	EH6839E	295	EH7190LG	198	EH7398H	252
EA62G	298	EH6441H	293	EH6853H	294	EH7216G	288	EH7399H	252
EAA2641H	88	EH6442H	293	EH6854H	294	EH7221H	207	EH7400H	193
EB11	297	EH6443H	293	EH6855H	294	EH7222H	207	EH7401H	193
EB12	297	EH6444H	293	EH6856H	294	EH7223H	207	EH7402H	209
EB4407H	260	EH6445H	293	EH6857H	294	EH7225H	207	EH7403H	206
EB5133H	249	EH6446H	293	EH6858H	294	EH7226H	210	EH7404H	193
EBC02	44	EH6447H	293	EH6887H	294	EH7227H	210	EH7405H	207
EBC05	44	EH6453H	293	EH6888E	294	EH7228H	211	EH7406H	206



EH7408H	258	EH7554H	275	EH7730H	228	EH7897G	225	EH8087H	199
EH7411H	193	EH7555H	223	EH7735H	268	EH7900G	228	EH8088H	199
EH7412H	193	EH7556H	266	EH7750H	274	EH7920H	219	EH8091H	199
EH7416H	251	EH7559H	274	EH7755H	267	EH7921H	227	EJ11	297
EH7417H	251	EH7562H	264	EH7756H	222	EH7937H	241	EL5ML	15
EH7419H	251	EH7563H	244	EH7758H	222	EH7938BH	241	ELH19	17
EH7420H	251	EH7568H	224	EH7759H	203	EH7939H	241	ELH20	17
EH7434G	281	EH7569H	267	EH7760H	265	EH7940H	234	ELH21	17
EH7435G	286	EH7570H	267	EH7761H	243	EH7942BH	234	EMM2830G	88
EH7436G	236	EH7573H	266	EH7763H	283	EH7953H	245	ENN2534H	79
EH7440G	286	EH7579H	268	EH7764H	221	EH7957BH	246	ENSEALSTART20	20
EH7444G	237	EH7580H	196	EH7769G	259	EH7970H	214	ENSEALSTART30	30
EH7446H	238	EH7581H	195	EH7770H	201	EH7971H	214	ENSEALSTART40	40
EH7448G	237	EH7583H	196	EH7771H	201	EH7972E	214	EP7402H	208
EH7456E	204	EH7584H	196	EH7772H	201	EH7973H	214	EP7403H	208
EH7459E	204	EH7585H	195	EH7774H	201	EH7975H	216	EP7970H	215
EH7459LG	204	EH7586H	195	EH7775H	201	EH7976H	216	EP7972H	215
EH7464G	286	EH7587H	196	EH7778H	201	EH7977H	216	EP7975H	217
EH7465G	247	EH7588H	196	EH7779H	202	EH7980G	246	EP8702H	208
EH7466E	237	EH7595G	203	EH7786H	259	EH7981G	246	EP8703H	208
EH7467G	247	EH7597G	204	EH7787H	214	EH7983G	285	EP8704H	215
EH7469E	204	EH7598G	224	EH7788H	214	EH7984G	224	EP8704SLH	215
EH7469LG	204	EH7633H	282	EH7793BH	239	EH7985G	246	EP8705SLH	215
EH7470E	204	EH7637H	274	EH7795H	240	EH7990G	235	EP8706H	211
EH7471H	213	EH7638H	274	EH7797BH	239	EH7991G	235	EP8707H	217
EH7472H	213	EH7640H	240	EH7797H	239	EH7995G	235	EP8708H	211
EH7473G	224	EH7673H	261	EH7798BH	241	EH7997G	227	EP8709H	208
EH7474H	213	EH7674H	261	EH7798H	241	EH7998G	249	EP8711H	193
EH7475H	213	EH7679H	260	EH7799BH	241	EH8000H	226	EP8719H	217
EH7476H	209	EH7683H	273	EH7801H	245	EH8010H	226	EP8726H	211
EH7477H	210	EH7684H	273	EH7806H	246	EH8014H	226	EP8727H	211
EH7478H	210	EH7687H	264	EH7807H	241	EH8020H	226	EP8729H	205
EH7480H	212	EH7688H	264	EH7808BH	246	EH8021E	226	EP8729LG	205
EH7490H	255	EH7689H	272	EH7809H	241	EH8025H	226	EP8730H	205
EH7491H	255	EH7691H	222	EH7811E	192	EH8030H	227	EP8732H	205
EH7492H	255	EH7692H	218	EH7813E	192	EH8031H	227	EP8734H	206
EH7493H	252	EH7693H	218	EH7814E	192	EH8032H	226	EP8735H	206
EH7499H	197	EH7694H	219	EH7815G	248	EH8036H	227	EP8740H	206
EH7504G	233	EH7695H	224	EH7822BH	248	EH8037H	227	EP8741H	206
EH7508H	227	EH7697H	219	EH7822H	248	EH8050H	212	EP8746H	209
EH7526H	270	EH7711LG	259	EH7823H	238	EH8051H	212	EP8747H	209
EH7528H	253	EH7712LG	258	EH7826BH	240	EH8062H	199	EP8755H	209
EH7535H	195	EH7713LG	259	EH7827BH	240	EH8073H	198	EP8766H	206
EH7544H	260	EH7714LG	259	EH7827H	240	EH8074H	198	EP8767H	206
EH7545H	202	EH7715LG	258	EH7828E	213	EH8078H	198	EP8800H	211
EH7546H	271	EH7716LG	259	EH7830H	192	EH8080H	198	EP8805H	208
EH7547H	279	EH7717LG	259	EH7834LG	192	EH8081H	198	EP8806H	208
EH7550H	224	EH7718LG	258	EH7835H	192	EH8082H	199	EP8807H	215
EH7551H	267	EH7719LG	258	EH7845H	253	EH8083H	199	EP8811H	215
EH7552H	285	EH7722H	269	EH7851H	254	EH8084H	199	EP8812H	215
EH7553H	246	EH7724H	287	EH7896G	225	EH8086H	199	EP8812SLH	215



EP8889H	211	F2829	213	GST60G	9	J347H	62	K12431961	321
EPEH7402H	208	F2831H	220	GST60T	9	J358H	62	K12431962	321
EPH02	44	F2832H	221	GST60W	9	J359H	62	K12431963	321
EPH04	44	F2840	201	H12LP	13	J371H	63	K12LT	13
EPH7477H	211	F2847H	220	HAP02	17	J377H	58	K12MS0012	324
EPH8710H	194	F2854H	220	HAR1120	39	J381H	58	K241901	321
EPH8716H	194	F2858H	220	HAR1136	38	J382H	58	K241902	321
EPH8720H	211	F2859H	221	HAR17F	39	J436H	62	K241903	321
EPH8725H	211	F2860H	220	HAR23	39	J458H	76	K24431961	321
EPH8890H	211	F3206BH	238	HAR36	38	J461H	76	K24MS0012	324
EPH9702H	209	F3211BH	239	HAR9F	39	J466H	77	K5LT	13
EPS01	44	F6715G	295	HARH23	39	J472H	77	K5ST	13
EPS02	45	FD5640H	217	HARH36	38	J474H	77	K6MS0012	324
EPS03	45	FH1642H	52	HARH45	38	J486H	77	K802H	280
EPS04	45	FH5171H	239	HARHD20	39	J494H	83	K803H	280
EPS05	45	FJ5272BH	240	HARHD36	38	J496H	84	K804H	280
EPS06	45	FLR01	16	HARHPBL	37	J497H	83	K831H	278
EPS07	45	FLR02	16	HARHPGR	37	J503G	78	K832H	278
EPS13	45	FLR03	16	HDH05	38	J507G	78	K833H	278
ER320	15	FP007	13	HGA11	37	J517H	75	K834H	278
ER420	16	FP015	13	HKK5631G	225	J520H	82	K835H	277
ESS15	296	FP020	13	HP054	37	J555G	89	K843H	277
EVRC63	325	FPK02	13	HPBLUE	37	J572G	89	K844H	278
EVT35	325	FSW11	37	HS6822H	196	J586H	82	K845H	278
EVT45	325	FZ500E	154	HS6855H	196	J587H	82	K846H	278
EVT4C1	325	G1628H	238	HS6856H	194	J601H	58	K853H	287
EVTAS1	325	G1667SLH	243	HS6857H	194	J602H	58	K854H	287
EVTASLR	325	G661H	239	HS6861H	195	J829T	76	K861H	287
EZ11	296	G662G	239	HS8556H	194	J9527H	86	K870H	278
F1826	212	G667G	244	HSA08	37	J9566G	78	K871H	278
F1827	212	G698G	242	HST01	38	JA5742H	223	K872H	278
F1894	204	G7143H	239	HST02	38	JA6442H	265	K873H	278
F24012H	243	GCR40B	30	J1058H	77	JB9999G	73	K880H	280
F24022H	244	GCR40G	30	J1150H	59	JC515H	91	K881H	280
F2403	238	GCS40B	30	J15H	60	JE2672H	86	K882H	280
F2412H	238	GCS40G	30	J242H	60	JG2942H	148	K889H	280
F2423H	234	GEN11C	37	J243H	60	JV1012	81	K890H	280
F2427H	234	GEN11VK	37	J246H	61	JV1013	81	K891H	280
F2428H	234	GENKIT3HARH367	367	J2575H	58	JV1024	80	K936H	279
F2429	249	GENKIT8HAR3637	3637	J2594H	58	JV1025	80	K942H	281
F2430H	249	GENKIT8HARH367	367	J312H	60	JV1211	290	K951H	279
F2431	249	GMS730	328	J316H	60	JV314	67	K952H	279
F2431H	249	GPSL	329	J317H	60	JV315	67	K953H	279
F2433	250	GPSXL3	329	J318H	60	JV390	81	K954H	279
F2434	250	GST45B	9	J322H	62	JV492H	83	K963G	279
F2440H	241	GST45D	9	J323H	62	JV495	86	K964H	279
F2441H	241	GST45G	9	J324H	62	JV500	85	KAA5660H	207
F2442H	249	GST45T	9	J330H	61	JV7440	88	KBB5650H	210
F2446	234	GST45W	9	J331H	61	K11LT	13	KBB5661H	210
F2448H	239	GST60B	9	J335H	61	K121901	320	KBB5671VG	295
F2820H	203	GST60D	9	J346H	62	K121903	320	KBL5690JG	210



KHH5662H	204	LCOL309	19	LSR284	22	M2K08	43	MCP3219H	129
KHH5673SH	204	LCOL327	19	LSR288	22	M2K09	43	MCP3221G	132
KHL5673JG	204	LGBP286	19	LSR289	22	M4345	328	MCP3224G	126
KHL5674LG	204	LGBP347	19	LSR320	23	M4350	328	MCP3288G	130
L153	294	LGBP362	19	LSR322	23	M649G	288	MCP3326G	133
L154	294	LGBP370	19	LSR323	23	M653G	288	MCP3327G	133
L155	294	LGBP436	19	LSR325	23	M654G	288	MCP3435G	126
LAPD37	17	LGBP462	19	LSR326	23	M655G	288	MCP3440G	130
LAPD38	17	LGBP463	20	LSR330	23	M807C	210	MCP3441G	127
LAPD39	17	LGBP505	20	LSR331	23	M8206	210	MCP3600H	131
LAPDB12	17	LGBP540	20	LSR362	23	M8307	210	MCP3625H	126
LAPDB19	17	LGBP542	20	LSR364	23	M8702G	207	MCP3627G	129
LAPDB20	17	LGBP553	20	LSR366	23	M8706G	210	MCP3628G	129
LAPDB7	18	LGBP559	20	LSR379	23	M8935	205	MCP3650G	136
LAPDB8	18	LGBP560	20	LSR385	23	MCL20	33	MCP3651G	136
LAPDB9	18	LGBP588	20	LSR395	23	MCM20	34	MCP3755G	127
LC105	32	LGBP593	20	LSR401	23	MCM30	34	MCP3758H	127
LC107	32	LGBP602	20	LSR406	23	MCP1039H	136	MCP4150H	129
LC2010Z	16	LGBP609	20	LSR411	24	MCP134H	126	MCP4160H	129
LC205	32	LGBP634	20	LSR415	24	MCP2131H	128	MCP4170H	129
LC207	32	LGBP639	20	LSR416	24	MCP215H	128	MCP418H	129
LC210	32	LGBP644	20	LSR433	24	MCP218H	128	MCP4232H	127
LC220	33	LGBP659	20	LSR434	24	MCP219G	126	MCP4259H	127
LC3010Z	16	LGBP666	21	LSR455	24	MCP220H	128	MCP4260H	134
LC307	33	LGBP685	21	LSR458	24	MCP227H	130	MCP4269H	127
LC310	33	LGBP715	21	LSR464	24	MCP228H	130	MCP4271H	134
LC320	33	LGBP733	21	LSR473	24	MCP229H	130	MCP428H	131
LC4010Z	16	LGBP734	21	LSR489	24	MCP242H	129	MCP432H	127
LC407	33	LGBP747	21	LSR490	24	MCP243H	129	MCP4330H	127
LC410	33	LGBP757	21	LSR499	24	MCP247H	127	MCP4394H	132
LC420	33	LGBP779	21	LSR509	24	MCP260H	130	MCP4422H	133
LC800	33	LGBP803	21	LSR514	24	MCP2660H	132	MCP4423H	133
LCOL190	18	LGBP821	21	LSR520	24	MCP267H	132	MCP442H	133
LCOL196	18	LGBP831	21	LSR529	25	MCP268H	132	MCP4443H	133
LCOL199	18	LGBP843	21	LSR54C	25	MCP291H	133	MCP45280H	131
LCOL209	18	LGBP844	21	LSR78	25	MCP292H	133	MCP458H	132
LCOL210	18	LGBP845	21	LSR80	25	MCP293H	133	MCP459H	132
LCOL211	18	LGBP855	21	LSR81	25	MCP3040H	128	MCP470H	131
LCOL212	18	LONG60A	9	LT100	33	MCP3050H	128	MCP489H	133
LCOL213	18	LSR132	22	LT102	33	MCP3070H	128	MCP490H	135
LCOL214	18	LSR158	22	LT200	33	MCP3100H	128	MCP491H	131
LCOL215	18	LSR180	22	LT202	33	MCP3110H	128	MCP492H	134
LCOL216	18	LSR182	22	LT300	33	MCP3150H	129	MCP4930H	134
LCOL217	18	LSR185	22	LT400	33	MCP3160H	129	MCP493H	134
LCOL218	19	LSR187	22	M2K01	42	MCP3170H	129	MCP4940H	134
LCOL219	19	LSR199	22	M2K02	42	MCP3200H	127	MCP4945H	127
LCOL220	19	LSR200	22	M2K03	42	MCP3205G	135	MCP4946H	127
LCOL269	19	LSR259	22	M2K04	42	MCP3209G	133	MCP4947H	127
LCOL290	19	LSR278	22	M2K05	43	MCP3212H	136	MCP494H	134
LCOL293	19	LSR280	22	M2K06	43	MCP3213H	136	MCP4950G	136
LCOL296	19	LSR283	22	M2K07	43	MCP3218H	129	MCP4957H	127



MCP4958H	127	MF2675H	76	MPP8682H	222	MS0012	324	PB21H	200
MCP4959H	127	MF6175H	272	MPP8697H	220	MS1995	324	PB30H	200
MCP495H	135	MH2976E	148	MPV489H	83	MS6377H	261	PBB5613H	194
MCP4960H	134	MIC102H	299	MPV490H	83	MSM20	34	PCDG1	305
MCP496H	134	MIC103H	299	MPV493H	83	N266H	278	PCDH1	305
MCP4970H	134	MIC108G	297	MPV494H	83	N267H	277	PCDJ1	305
MCP497H	134	MIC109G	297	MPV496H	84	N271H	277	PCDM1	305
MCP498H	131	MIC110G	297	MPV497H	84	NSEALX22L	41	PCDN1	305
MCP500H	134	MIC111G	297	MPV683H	84	NSLG2C14	41	PCDW1	305
MCP5218H	129	MIC112G	297	MPV684H	84	NSLG2C25	41	PCEE45A	9
MCP5270H	129	MIC113G	297	MPVCP493H	110	NSLG2C35	40	PCEE60A	9
MCP587H	133	MIC114H	300	MPVCP494H	110	NSLG2C35A	40	PDP072H	168
MCP589H	133	MIC115H	300	MPVCP496H	111	NSLG2C45	40	PDP1002H	168
MCP6050H	126	MIC130G	296	MPVCP497H	111	NSLG2C45A	40	PDP1012H	168
MCP6820H	136	MIC131G	296	MPVCP683H	111	NSLG2S14	41	PDP1013H	168
MCP6830H	135	MIC133G	296	MPVR32H	53	NSLG2S25	41	PDP1032H	169
MCP683H	135	MIC134G	296	MPVR4260H	54	NSLG2S35	40	PDP1033H	169
MCP684H	135	MIC135G	296	MPVR4270H	54	NSLG2S35A	40	PDP1043H	169
MCP869H	132	MIC136G	296	MPVR489H	53	NSLG2S45	40	PDP113H	157
MCP917H	130	MIC170G	296	MPVR4930H	53	NSLG2S45A	40	PDP114H	157
MCP918H	130	MIC171G	296	MPVR4940H	53	NSLX120L	41	PDP115H	157
MCP919H	130	MIC182H	299	MPVR4970H	54	NSLX125C	41	PDP1310H	163
MCP925H	127	MIC252H	298	MPVR9360H	54	NSLX137C	40	PDP1311H	158
MCP9350H	135	MIC253H	298	MPVR9380H	54	NSLX145C	40	PDP1312H	163
MCP946H	132	MIC4030	299	MPVR9913H	53	NTLC55	27	PDP1315H	164
MCS20	34	MIC4032	299	MPVR9915H	53	NTLC75	27	PDP1317H	159
MD2543H	76	MIC4034	299	MPY426H	124	OA1674G	49	PDP13H	157
MD5642H	202	MIC4036	299	MPY489H	123	OA2644H	74	PDP14H	157
MD6343H	260	MIC500Z	15	MPY492H	123	OB1674H	49	PDP15H	157
MEH6937N	258	MIC503Z	15	MPY493H	123	OB2675H	74	PDP166H	169
MEH7213G	288	MIC507E	300	MPY495H	124	OBB5694SH	202	PDP1702H	168
MEH7216G	288	MIC509E	300	MPY496H	124	OBL5695LG	202	PDP1712H	169
MEH7224JG	207	MIC511G	297	MPY498H	120	OK2674H	74	PDP1721H	168
MEH7232JG	210	MIC514H	300	MPY500H	124	OPHY1010	301	PDP1722H	168
MEH7710LG	259	MIC52E	300	MPY501H	124	OPHY1215	301	PDP177H	166
MEH7710PG	258	MIC54E	300	MPY684H	124	OPHY1520	301	PDP1923T	160
MEH7712N	258	MIC551H	299	MPZ489H	152	OPHY1525	301	PDP1924T	160
MEH7714LG	259	MIC552H	299	MPZ493H	153	OPHY2030	301	PDP1926T	164
MEH7715N	258	MIC55E	300	MPZ494H	153	OPHY2536	302	PDP1935T	166
MEH7716N	259	MIC573H	299	MPZ496H	153	OPSTRAP20	301	PDP1936T	166
MEH7717N	259	MIC582H	299	MPZ497H	153	P1625H	274	PDP271H	159
MEH7718LG	258	MIC586H	298	MPZ9626H	154	P1626H	274	PDP274H	165
MEH7719LG	258	MLL2641H	79	MS0001	323	P1690H	282	PDP275H	165
MEH7722LG	259	MN2641H	88	MS0002	323	P3DPL	308	PDP276H	165
MEH8024G	226	MNN2531H	89	MS0003	323	P3DPM	308	PDP277H	165
MEH8024JG	226	MPE1626H	245	MS0004	323	P6937H	257	PDP293H	170
MEH8033JG	226	MPE1855H	244	MS0005	323	P6977H	259	PDP2971H	157
MEH8034G	226	MPP2833H	221	MS0006	323	P7085H	241	PDP2993H	158
MEH8034JG	227	MPP2860H	221	MS0007	323	PA2671H	59	PDP302H	162
MEH8040G	226	MPP2861H	222	MS0008	323	PAA6373SH	251	PDP3030H	162
MF2574H	76	MPP2862H	222	MS0010	324	PB20H	200	PDP303H	158



PDP304H	158	PDP495H	171	PDP9950H	170	PMN3	306	PQQ5660E	192
PDP305H	158	PDP496H	171	PDP9959H	165	PMP3	306	PQQ5671H	192
PDP3100H	163	PDP497H	171	PDP995H	165	PMR35	34	PRR35	34
PDP310H	163	PDP498H	171	PDP9965H	165	PMS3	306	PRW35	34
PDP3110H	163	PDP500H	171	PDP9966T	165	PMSK3	306	PSEE45A	10
PDP311H	158	PDP507H	168	PDP9967T	165	PMW35	34	PSEE60A	10
PDP314H	163	PDP513H	172	PDP996H	172	PN120	13	PSX	34
PDP3150H	164	PDP514ZH	171	PDP997H	166	PN150	14	PT2XV	35
PDP315H	159	PDP526H	164	PDPA2993H	169	PN1695H	47	PUU2971E	138
PDP3160H	164	PDP527H	164	PDPJD942H	171	PN1800H	229	PUU5662SH	192
PDP316H	159	PDP528H	164	PDPL995H	160	PN1811H	232	PVE35A	10
PDP3170H	164	PDP582G	161	PDPS925ST	161	PN1812H	232	PVM2S3	306
PDP317H	159	PDP6261H	158	PDPZ500H	171	PN1830H	231	PVML1	306
PDP322H	164	PDP626H	293	PDPZ682H	172	PN1831H	231	PVMM1	306
PDP323H	164	PDP637H	293	PE2975H	142	PN1832H	231	PVPM	305
PDP328H	158	PDP662H	172	PE6434H	255	PN1836LG	229	PVPS	305
PDP329H	158	PDP683H	172	PE6680H	264	PN1837H	229	PX1003	259
PDP333H	159	PDP684H	172	PEE2993H	139	PN1851H	230	PXR35	34
PDP334H	164	PDP863H	162	PEE2994H	139	PN1852H	230	PXW35	34
PDP335H	159	PDP864H	162	PEE5692H	195	PN1855H	231	R424H	271
PDP338H	160	PDP866H	157	PEE5693SH	195	PN1856H	231	R499G	264
PDP339H	160	PDP9077H	169	PF2577H	68	PN1859H	231	R623H	276
PDP340H	160	PDP9108H	158	PF5672SH	198	PN1860H	231	R633H	273
PDP341H	160	PDP9109H	158	PF6315H	253	PN1863H	231	R647H	273
PDP357H	160	PDP9115H	162	PF6324E	253	PN1889H	229	R665H	273
PDP358H	160	PDP9116H	162	PFF2992E	143	PN1890LG	229	R670H	273
PDP359T	160	PDP9124H	163	PFF2993H	143	PN2517E	72	R677H	274
PDP370H	164	PDP9132H	159	PFF6374LG	253	PN2890LG	231	R683H	273
PDP371H	164	PDP9133H	159	PG1674H	48	PN2925SG	141	R690G	274
PDP421H	170	PDP9134H	160	PG2592H	62	PN2997E	145	R691G	274
PDP422H	170	PDP9179H	166	PGG2972E	140	PN3703H	230	R730H	271
PDP423H	170	PDP9184H	166	PGG5614H	197	PN3706H	230	R8	318
PDP441H	170	PDP9201H	157	PGG5694H	197	PN3711H	229	R832H	270
PDP442H	170	PDP9237T	160	PGG6396H	255	PN3720H	230	R833H	270
PDP443H	170	PDP924H	157	PHSE	307	PN5695H	197	R834H	270
PDP458H	166	PDP925H	157	PHSL	307	PN6371H	255	R836H	270
PDP4630H	171	PDP925ST	161	PHSL1	307	PN6376H	255	R843H	270
PDP463H	171	PDP9262T	161	PHSM	307	PN8502H	230	R844H	270
PDP4640H	171	PDP926H	161	PHSM1	307	PN8522H	231	R845H	270
PDP464H	171	PDP9299H	167	PJ6375H	256	PN8529H	232	R870H	270
PDP466H	167	PDP935H	162	PK2597H	69	PN8612H	230	R871H	270
PDP467H	167	PDP941H	167	PK5676H	196	PN8623H	232	R872H	270
PDP468H	167	PDP9626H	172	PKIT001	43	PN8706H	230	R873H	270
PDP485H	167	PDP969H	167	PL2995E	144	PN8709H	230	R9	318
PDP4870H	170	PDP9714H	172	PLEE45A	10	PN8714H	230	R943H	272
PDP487H	170	PDP9715H	172	PLEE60A	10	PNN6375H	255	R952H	271
PDP489H	170	PDP9733H	170	PLL6375H	257	POO5694G	197	R953H	271
PDP490H	170	PDP9734H	170	PM1694H	49	POUCH	17	R964H	271
PDP492H	171	PDP973SH	171	PML1	306	PP6373H	251	RS21G	317
PDP493H	171	PDP983H	167	PMLK3	306	PPH01	31	RS22G	317
PDP494H	171	PDP994H	165	PMM3	306	PPH03	30	RS23G	317



RS71G	260	SXMP1B110	188	SXPD2B422	186	SXPP1A432	175	SXPP1B450	180
SC45A	10	SXMP1B111	188	SXPD2B423	186	SXPP1A433	175	SXPP1B451	180
SC60A	10	SXMP1B113	188	SXPD2B424	185	SXPP1A435	175	SXPP1B452	183
SNGCB	39	SXMP1B114	188	SXPD2B425	185	SXPP1A439	175	SXPP1B453	179
SNGHK	39	SXMP1B117	187	SXPD2B426	185	SXPP1A440	175	SXPP1B454	179
SNGHK2	39	SXMP1B119	187	SXPL1B400	191	SXPP1A441	176	SXPP1B455	180
SP4491	293	SXMP1B408	186	SXPL2B400	191	SXPP1A442	176	SXPP1B456	180
SP4693	149	SXMP1B409	186	SXPL2B401	191	SXPP1A443	175	SXPP1B457	181
SPM3XL	307	SXMP1B410	187	SXPP1A100	177	SXPP1A444	176	SXPP1B458	181
SPMH	307	SXMP1B411	187	SXPP1A101	177	SXPP1A445	176	T2091	322
SPMII	307	SXMP1B413	187	SXPP1A200	174	SXPP1A446	176	T2092	322
SPMLI	307	SXMP1B414	187	SXPP1A201	174	SXPP1B103	182	T2093	322
SPMS	307	SXMP1B416	187	SXPP1A202	176	SXPP1B104	182	T4213AH	121
SPMXS	307	SXMP1B417	187	SXPP1A203	176	SXPP1B105	182	T4258H	115
SPMXXL	307	SXMP1B419	187	SXPP1A204	176	SXPP1B108	183	T4261AH	121
SR55	27	SXMP1B421	188	SXPP1A205	176	SXPP1B109	183	T4269H	114
SR75	28	SXMP1B424	186	SXPP1A300	174	SXPP1B110	182	T4270H	114
SRNH1	15	SXMP1B425	186	SXPP1A301	174	SXPP1B114	182	T45058G	119
STR5G	31	SXMP1B427	186	SXPP1A302	174	SXPP1B119	182	T4682H	125
STRAP12	301	SXMP1B428	186	SXPP1A304	177	SXPP1B120	181	TB11LT	14
STRAP12R	301	SXMP1B429	187	SXPP1A306	177	SXPP1B201	182	TB12LT	14
STRAP25	301	SXMP1B433	189	SXPP1A400	174	SXPP1B202	181	TB12ST	14
SW100	16	SXMP1B434	186	SXPP1A401	173	SXPP1B203	182	TB5696H	195
SW110	16	SXMP1B435	186	SXPP1A402	174	SXPP1B204	182	TB5LT	14
SW120	16	SXMP1B438	186	SXPP1A403	173	SXPP1B205	181	TB5ST	14
SW122	16	SXMP1B439	186	SXPP1A404	173	SXPP1B401	181	TCD75	28
SXMD2B150	190	SXPD2B200	185	SXPP1A405	173	SXPP1B402	181	TCR10	28
SXMD2B400	189	SXPD2B201	185	SXPP1A406	173	SXPP1B403	181	TCR55	28
SXMD2B401	189	SXPD2B202	185	SXPP1A407	173	SXPP1B405	180	TCR75	28
SXMD2B402	189	SXPD2B400	184	SXPP1A408	173	SXPP1B406	180	TCT10	28
SXMD2B403	189	SXPD2B401	184	SXPP1A409	173	SXPP1B408	180	TCT55	28
SXMD2B404	190	SXPD2B402	184	SXPP1A410	173	SXPP1B409	180	TCT75	28
SXMD2B405	189	SXPD2B403	184	SXPP1A411	175	SXPP1B410	180	THORAX20	25
SXMD2B406	190	SXPD2B404	183	SXPP1A412	176	SXPP1B411	180	THORAX23	25
SXMD2B407	189	SXPD2B405	184	SXPP1A413	175	SXPP1B412	180	THORAX32	25
SXMD2B408	190	SXPD2B406	184	SXPP1A414	175	SXPP1B413	180	THX08	25
SXMD2B409	189	SXPD2B407	184	SXPP1A415	176	SXPP1B415	179	TLB01	38
SXMD2B410	190	SXPD2B408	184	SXPP1A416	175	SXPP1B416	179	TLC10	28
SXMD2B411	190	SXPD2B409	184	SXPP1A417	173	SXPP1B417	179	TLC55	28
SXMD2B412	190	SXPD2B410	184	SXPP1A418	175	SXPP1B419	179	TLC75	28
SXMD2B413	190	SXPD2B411	184	SXPP1A419	176	SXPP1B420	179	TR45G	10
SXMD2B414	189	SXPD2B412	184	SXPP1A420	175	SXPP1B421	179	TR45W	10
SXMP1B101	188	SXPD2B413	183	SXPP1A421	175	SXPP1B422	179	TRD75	28
SXMP1B102	188	SXPD2B414	183	SXPP1A422	175	SXPP1B423	179	TRT10	28
SXMP1B103	188	SXPD2B415	185	SXPP1A423	175	SXPP1B424	183	TRT55	28
SXMP1B104	188	SXPD2B416	185	SXPP1A424	178	SXPP1B427	179	TRT75	28
SXMP1B105	187	SXPD2B417	186	SXPP1A425	175	SXPP1B429	180	TT012	14
SXMP1B106	188	SXPD2B418	186	SXPP1A427	177	SXPP1B430	180	TTBLUE	38
SXMP1B107	188	SXPD2B419	186	SXPP1A428	175	SXPP1B431	180	TVC55	29
SXMP1B108	188	SXPD2B420	186	SXPP1A429	175	SXPP1B433	179	TVR55	29
SXMP1B109	188	SXPD2B421	186	SXPP1A431	175	SXPP1B434	179	TVTOML	327



TVTRL	328	V1059H	77	V2180G	47	V3060H	65	V372H	72
TX30B	29	V110H	70	V2180H	47	V306H	64	V375H	58
TX30G	29	V113H	59	V2190G	47	V3100H	67	V376H	58
TX30V	29	V114H	59	V2190H	48	V310H	66	V383H	91
TX60B	29	V119G	87	V219H	66	V3110H	67	V388H	81
TX60G	29	V1204G	291	V220H	66	V311H	66	V38G	56
U7003	247	V1205G	291	V224H	68	V3120G	67	V391H	81
U7061	246	V1206G	291	V225H	68	V3120H	67	V392H	81
UHSL	303	V1207G	291	V226H	70	V312H	66	V392ZG	81
UHSL1	303	V1208G	291	V227H	70	V3150H	69	V392ZH	81
UHSM	303	V1209G	291	V230H	74	V315H	67	V393G	81
UHSM1	303	V120G	87	V231H	74	V3160H	69	V393H	81
UHSOV	303	V1210G	56	V237H	61	V3170H	69	V396H	81
UHSOV1	304	V1211G	56	V238H	61	V317H	67	V397H	81
UMF1	303	V1214E	289	V239G	80	V3219H	67	V398H	82
UML1	303	V1215E	289	V240G	81	V321H	66	V399H	91
UMM3	303	V1216E	290	V241H	67	V3220H	71	V39G	56
UMN3	303	V1217E	290	V2420H	69	V3224H	70	V400G	80
UMP3	303	V1218H	290	V2430H	69	V3230H	71	V401H	47
UMS3	303	V1219H	290	V244H	68	V324H	70	V4150H	48
UMT1	303	V1220G	56	V245H	70	V325H	70	V4160H	48
UPA1015	302	V1223H	289	V247H	70	V326H	68	V416H	68
UPA1515	302	V1224H	289	V249H	81	V327H	66	V4170H	48
UPA1530	302	V1225H	289	V253H	61	V328H	66	V422H	82
UPA3030	302	V1226H	289	V254H	61	V329H	66	V423H	82
UPA31015	302	V1227E	290	V255H	62	V32H	55	V4260H	54
UPA31515	302	V1228E	290	V269H	69	V330H	68	V426H	66
UPA3612	302	V1229H	290	V270H	69	V331H	69	V4270H	54
UPA37615	302	V133H	64	V271H	69	V332H	68	V429G	87
UPA612	302	V134H	59	V274H	74	V333H	68	V432H	62
UPLUG401	304	V13H	60	V276H	74	V334H	68	V439G	87
UPLUG403	304	V1407E	62	V277H	74	V336H	69	V440G	87
UPLUG406	304	V1408E	62	V278H	74	V338H	71	V4416H	70
UPLUG551	304	V140G	76	V279H	74	V339H	71	V441H	82
UPLUG553	305	V1428E	63	V2910H	52	V340H	71	V4420H	52
UPLUG556	305	V14H	60	V291H	82	V341H	71	V4421H	52
UPPL1	304	V152G	315	V2920G	52	V345H	71	V442H	82
UPPL6	304	V153G	315	V2920H	52	V348H	71	V4430H	52
UPPM1	304	V159G	315	V292H	82	V349G	79	V4431H	52
UPPM6	304	V16H	60	V292ZH	82	V350H	71	V443H	82
UPPS1	304	V170H	72	V2930G	52	V352H	71	V449G	78
UPPS6	304	V1774E	74	V2930H	52	V353H	72	V450G	78
UV120	14	V2130H	48	V293H	82	V357H	71	V451H	82
V1002H	49	V213H	64	V301G	80	V360H	72	V452H	82
V100H	70	V2140G	48	V302H	60	V362H	63	V453H	82
V1010H	71	V2140H	48	V3030H	65	V363H	63	V4550H	50
V101H	70	V214H	64	V303H	64	V364H	72	V460H	76
V1028H	59	V2150G	48	V3040H	65	V365H	72	V466H	77
V102H	70	V2150H	48	V304H	64	V366H	72	V467H	77
V103H	70	V215H	64	V3050H	65	V367H	72	V468H	77
V1058H	77	V216H	65	V305H	64	V370H	72	V4721H	51



V4731H	51	V57H	47	V7330E	65	V7840E	69	V924H	59
V473H	77	V581G	63	V733E	64	V784E	67	V925H	64
V474H	77	V582G	63	V7340D	65	V7850E	69	V926H	59
V479H	77	V585G	63	V734D	64	V785E	67	V928H	66
V480H	77	V585H	82	V7350G	65	V786G	70	V9360H	54
V481H	77	V586H	82	V735G	60	V7902H	51	V9380H	54
V482H	77	V600G	87	V7361G	71	V791E	66	V944H	71
V4851H	51	V603H	58	V736G	71	V7920E	67	V9450H	49
V485H	77	V611H	291	V737G	71	V792E	66	V945H	71
V4861H	51	V614H	289	V740G	71	V7930E	67	V9460H	49
V489H	85	V615H	289	V741G	71	V793E	66	V946H	71
V490H	85	V616H	290	V742G	71	V7940D	67	V947H	62
V491H	83	V617H	290	V744E	68	V794D	66	V948H	71
V492H	83	V618H	290	V745E	69	V7950E	67	V9580H	49
V4930H	53	V6191H	50	V746E	69	V795E	66	V9590H	49
V493H	85	V620H	90	V747G	68	V7970D	64	V959H	72
V4940H	55	V623E	289	V748G	69	V7971D	64	V960G	87
V4960H	54	V624E	289	V753G	72	V797D	59	V960H	72
V4961H	54	V625E	290	V754G	72	V7980D	67	V962E	290
V496H	86	V626E	290	V755G	72	V798G	66	V963E	290
V496ZH	86	V627H	290	V756E	69	V799D	64	V964E	290
V4970H	55	V628H	290	V759E	69	V807E	70	V965E	290
V4971H	54	V62H	48	V760G	69	V808E	61	V966H	291
V498H	84	V632H	289	V7642E	68	V81H	51	V967H	291
V499H	83	V633H	289	V765G	72	V836G	71	V970G	79
V505H	78	V634H	289	V766G	62	V837G	71	V971G	80
V516H	75	V635H	289	V767G	62	V8643E	289	V975G	86
V5170H	50	V636E	290	V76H	50	V8644E	289	V977H	290
V517H	75	V637E	290	V7700E	70	V8645E	289	V978H	290
V5180H	50	V638H	290	V770E	68	V8653E	289	V979H	290
V518H	75	V642H	290	V7710E	70	V8654E	289	V97H	62
V5190H	50	V643H	290	V771E	68	V8655H	289	V980E	290
V519H	75	V644H	290	V7730D	69	V8978E	289	V981E	291
V523H	91	V645H	290	V773D	68	V8979E	289	V982H	291
V528H	68	V646E	290	V7740E	69	V8980E	289	V987H	74
V542G	86	V664H	91	V774E	67	V8981E	289	V988H	74
V544G	89	V667H	65	V7750E	69	V903H	289	V991H	80
V546G	87	V66H	48	V775E	67	V904H	289	V993E	74
V547G	87	V670G	89	V7760G	71	V905E	289	V994G	74
V548G	87	V671G	89	V777G	70	V906E	290	V994H	74
V549G	87	V6830H	54	V778G	70	V907E	290	V998H	74
V551G	88	V683H	86	V7790H	69	V908E	290	V999H	74
V557G	85	V6840H	54	V779H	67	V909H	290	VA1673H	47
V55H	47	V684H	86	V7800H	69	V910H	290	VAA2573E	58
V561G	76	V686H	84	V780H	67	V911E	290	VAA2594H	58
V56H	47	V687H	84	V7810G	69	V912E	290	VAA2973E	137
V570G	89	V703D	74	V781G	67	V913E	291	VASECR35	10
V571G	89	V70H	49	V7820E	67	V914E	291	VBAR01	25
V574G	78	V7190H	50	V782H	66	V919H	75	VC5673H	192
V575G	89	V7191H	50	V7830D	69	V921H	90	VCC2573H	58
V577G	89	V719G	71	V783G	67	V9240H	64	VCC2593H	58



VCC2993E	137	VCP244H	100	VCP318H	100	VCP433H	93	VCP625E	291
VCP100H	102	VCP245H	102	VCP321H	93	VCP434H	93	VCP626E	291
VCP101H	102	VCP246H	102	VCP322H	102	VCP437H	95	VCP627H	291
VCP102H	102	VCP247H	102	VCP3230H	103	VCP438H	95	VCP628H	292
VCP1036H	109	VCP250H	93	VCP323H	102	VCP442H	110	VCP633H	291
VCP1037H	109	VCP251H	93	VCP324H	102	VCP443H	110	VCP634H	291
VCP1038H	109	VCP253H	94	VCP325H	102	VCP451H	110	VCP635H	291
VCP103H	102	VCP2543D	98	VCP326H	93	VCP452H	110	VCP636E	291
VCP1058H	108	VCP2573E	100	VCP328H	93	VCP453H	110	VCP637E	291
VCP1059H	108	VCP2574E	100	VCP329H	93	VCP458H	106	VCP638H	292
VCP1086H	107	VCP2575E	93	VCP330H	94	VCP459H	106	VCP6441H	292
VCP1087H	107	VCP2576G	94	VCP331H	94	VCP460H	106	VCP645H	292
VCP1088H	107	VCP2577G	96	VCP333H	93	VCP461H	106	VCP663H	113
VCP115H	92	VCP2593H	92	VCP334H	93	VCP466H	107	VCP664H	113
VCP1214E	291	VCP2594H	92	VCP335H	94	VCP467H	107	VCP683H	112
VCP1215E	291	VCP2597H	94	VCP336H	94	VCP468H	107	VCP684H	112
VCP1216E	291	VCP2644H	104	VCP339H	95	VCP471H	107	VCP694H	106
VCP1217E	291	VCP2672H	98	VCP340H	95	VCP473H	107	VCP695H	106
VCP1218H	291	VCP2674H	104	VCP341H	95	VCP474H	107	VCP699H	108
VCP1219H	292	VCP270H	94	VCP345H	95	VCP479H	107	VCP7330E	99
VCP1224H	291	VCP271H	94	VCP346H	95	VCP480H	107	VCP733E	98
VCP1225H	291	VCP276H	104	VCP347H	95	VCP481H	107	VCP7340D	99
VCP1226H	291	VCP277H	104	VCP348H	95	VCP482H	107	VCP734D	98
VCP1227E	291	VCP278H	104	VCP351H	95	VCP485H	107	VCP736G	95
VCP1228E	291	VCP279H	105	VCP352H	95	VCP486H	107	VCP737G	95
VCP1229H	291	VCP291H	109	VCP353H	96	VCP491H	110	VCP740G	95
VCP133H	98	VCP292H	109	VCP358H	95	VCP493H	111	VCP741G	95
VCP1408T	107	VCP292ZH	110	VCP359H	96	VCP494H	111	VCP742G	95
VCP1410T	108	VCP293H	110	VCP360H	96	VCP496H	112	VCP744E	93
VCP1428T	96	VCP295H	108	VCP363H	103	VCP496ZH	112	VCP745E	94
VCP1472H	107	VCP296H	108	VCP364H	96	VCP497H	112	VCP746E	94
VCP1473H	107	VCP300H	102	VCP365H	96	VCP498H	111	VCP747G	93
VCP14H	93	VCP3016H	102	VCP366H	96	VCP499H	110	VCP748G	94
VCP15H	93	VCP303H	98	VCP367H	97	VCP500H	112	VCP753G	96
VCP16H	93	VCP3040H	99	VCP368G	97	VCP5020H	106	VCP754G	96
VCP1775E	105	VCP304H	98	VCP370H	96	VCP505H	111	VCP755G	96
VCP214H	98	VCP3050H	99	VCP371H	96	VCP516H	105	VCP756E	94
VCP215H	98	VCP305H	98	VCP372H	96	VCP517H	105	VCP759E	94
VCP219H	99	VCP306H	98	VCP375H	92	VCP518H	105	VCP760G	94
VCP220H	99	VCP308H	92	VCP376H	92	VCP519H	105	VCP765G	96
VCP224H	101	VCP3100H	100	VCP391H	109	VCP5200H	110	VCP766G	96
VCP225H	101	VCP310H	99	VCP392H	109	VCP520H	105	VCP767G	96
VCP226H	102	VCP3110H	100	VCP392ZH	109	VCP581G	97	VCP770E	101
VCP230H	104	VCP311H	99	VCP393H	109	VCP584G	97	VCP773D	100
VCP231H	104	VCP3120H	100	VCP394H	109	VCP585H	110	VCP7740E	101
VCP237H	94	VCP312H	99	VCP395H	109	VCP586H	110	VCP774E	100
VCP238H	94	VCP315H	100	VCP397H	109	VCP587H	110	VCP7750E	101
VCP2420H	101	VCP3160H	101	VCP398H	109	VCP589H	110	VCP775E	100
VCP242H	100	VCP316H	100	VCP416H	101	VCP602H	92	VCP777G	102
VCP2430H	101	VCP3170H	101	VCP422H	110	VCP603H	92	VCP7790H	101
VCP243H	100	VCP317H	100	VCP423H	110	VCP624E	291	VCP779H	100



VCP7800H	101	VCP9506H	111	VCPV646T	292	VTEK204	26	W883	262
VCP780H	100	VCP9531H	113	VCPV778G	102	VTEK205	26	W8998G	200
VCP7820E	100	VCP9532H	113	VCPV9240H	98	VTEK206	26	W9074	80
VCP782H	99	VCP9570H	112	VCPV944H	103	VTEK207	26	W9113	65
VCP7840E	101	VCP9571H	112	VCPV959H	103	VTEK208	26	W9114	65
VCP784E	100	VCP9580H	112	VCPV963T	292	W1611G	244	W9133H	140
VCP7850E	101	VCP9581H	112	VCPV967H	292	W1625BH	245	W9210H	140
VCP785E	100	VCP9582H	112	VCPV977H	292	W1626BH	245	W9211H	140
VCP786G	102	VCP960H	96	VCPW9467H	105	W1685BH	245	W9235T	140
VCP7920E	100	VCP964E	292	VH1003	315	W1686BG	241	W9244	63
VCP792E	99	VCP965E	292	VH706	315	W1702	87	W9262T	141
VCP7930E	100	VCP966H	292	VKMLC	308	W1756	236	W9269	137
VCP793E	99	VCP969H	106	VLAPPB	25	W1765	233	W9286T	147
VCP794D	99	VCP974H	106	VLAPPW	25	W1768	247	W9296	77
VCP7950E	100	VCP9781H	292	VLCOL19601	25	W1769	247	W9357	75
VCP795E	99	VCP9791H	292	VLCOL199	25	W1770	247	W9360	75
VCP7980D	100	VCP980E	292	VLGBP140921	25	W1782	285	W9362	75
VCP798G	99	VCP981E	292	VM106	309	W275	317	W9368	75
VCP799D	98	VCP982H	292	VM1208	308	W277	317	W9376	75
VCP807E	102	VCP987H	104	VM210	309	W2797	242	W9377	75
VCP829E	106	VCP988H	104	VM220	309	W2808	237	W9378	75
VCP829T	106	VCP9900H	105	VM2515	308	W2814	236	W9385T	146
VCP836G	95	VCP9901H	105	VM302	308	W295H	196	W9410	91
VCP837G	95	VCP9906H	105	VM3020	308	W2989	220	W9418	91
VCP9074H	109	VCP994H	104	VM605	308	W31C	317	W9436	90
VCP9213H	102	VCP9982H	93	VM74	308	W320BG	241	W9437	90
VCP9215H	94	VCP9987G	103	VM802	308	W3457	115	W9442	82
VCP9221H	113	VCP9989H	104	VM94	309	W3548	120	W9450	63
VCP9245H	96	VCP998H	105	VM96	309	W3604	114	W9466	75
VCP9246H	96	VCP9991T	104	VR2216	50	W3709	119	W9467	75
VCP924H	98	VCP9993	103	VR2251	52	W6156	293	W9468	75
VCP925H	98	VCP9995H	103	VR2275	56	W6582G	266	W9516T	86
VCP9287H	106	VCP9996T	104	VR2279	51	W6597	262	W9526T	86
VCP9289G	97	VCP9997T	104	VR2280	51	W6757	252	W9537	84
VCP9295H	108	VCP999H	105	VR2286	53	W6760	252	W9559	88
VCP9335H	113	VCPJV1025H	109	VR2287	53	W6891	262	W9561	88
VCP9357H	105	VCPJV294H	109	VR2289	52	W6917	258	W9563	78
VCP9360H	105	VCPJV3150H	101	VR2293	51	W6937	258	W9565	79
VCP9361H	105	VCPJV471H	107	VR2294	52	W6987	259	W9566	78
VCP9362H	105	VCPJV484H	107	VR2295	52	W736G	242	W9567	78
VCP9365H	105	VCPJV514H	105	VR2296	52	W737	235	W9631T	155
VCP9373H	105	VCPV113H	92	VR2298	52	W738G	235	W9636	61
VCP9375H	106	VCPV269H	101	VR2299	52	W742G	197	W9637	61
VCP9376H	106	VCPV274H	104	VR3100	48	W746	233	W9734T	152
VCP9377H	106	VCPV3224H	101	VRAAS1E	325	W747	233	W9756	78
VCP9378H	106	VCPV327H	99	VRI253H	52	W748	233	W975G	254
VCP945H	95	VCPV332H	101	VRI290H	52	W786	242	W9826	81
VCP9468H	105	VCPV350H	103	VS3530E	289	W8170	238	W9832T	85
VCP946H	95	VCPV357H	103	VS3540E	289	W8400	227	W9873T	154
VCP947H	95	VCPV426H	99	VS5020H	76	W8534	195	W9910	57
VCP9505H	111	VCPV643H	292	VTEK201	26	W8665	202	W9911	57



W9918	55	X522H	253	Y260H	118	Y4930H	123	Z1315H	143
W9919	55	X524H	253	Y261H	118	Y493H	125	Z1316H	140
W9926	55	X535G	217	Y270H	117	Y4940H	123	Z1317H	143
W9927	55	X550H	252	Y291H	123	Y494H	125	Z137E	146
W9930	52	X562H	253	Y292H	122	Y4950G	125	Z13H	138
W9945	50	X577H	210	Y293H	122	Y4960H	124	Z14H	138
W9946	50	X579	309	Y3030H	116	Y496H	125	Z15H	138
W9947	50	X605H	47	Y3040H	116	Y4970H	124	Z161E	149
W9959H	145	X613	313	Y304H	114	Y497H	125	Z162E	149
W9961	53	X671	313	Y3050H	116	Y499H	121	Z165H	150
W9966T	145	X6757G	252	Y3100H	116	Y513G	120	Z166H	150
W9967T	145	X6805H	261	Y3110H	116	Y5218H	117	Z1701E	149
W9975	47	X681G	265	Y3120H	116	Y5270H	118	Z1702H	149
W9978	49	X6891G	262	Y3150H	117	Y602H	114	Z1711E	151
W9981	59	X692G	266	Y3160H	117	Y605H	114	Z1712H	151
W9984	72	X698G	265	Y3170H	117	Y6830H	124	Z171H	150
W9985	73	X7418H	268	Y3214H	116	Y683H	125	Z1721H	150
W9988	73	X7479G	268	Y3218H	117	Y684H	125	Z1722H	150
W9989	73	X7497H	251	Y3219H	117	Y714G	116	Z177H	146
W9990	73	X7723H	269	Y322H	122	Y735H	292	Z1923E	140
W9991	73	X7733H	268	Y326H	117	Y74G	122	Z1924T	140
W9992	73	X7909H	251	Y330H	117	Y7840G	117	Z1927G	144
W9994	73	X832H	253	Y331H	117	Y793G	116	Z1939G	147
W9995	73	X834H	253	Y3416H	118	Y864G	117	Z1940G	147
W9996	73	X843H	255	Y3417H	118	Y925H	115	Z1950G	141
W9997	73	X870H	252	Y346H	115	Y935H	124	Z274H	145
W9999	74	X873H	252	Y375H	114	Y936H	120	Z275H	146
X1003H	216	X893G	267	Y376H	114	Y945H	118	Z276H	145
X1004G	202	X905H	259	Y3793G	116	Y947H	118	Z277H	146
X1059H	298	X916G	204	Y3864G	117	Y958H	118	Z282H	151
X1153G	142	X924G	202	Y3866G	116	Y959H	118	Z291E	151
X1154G	142	X943H	89	Y398H	115	Y977G	119	Z292E	151
X1219	313	X967G	207	Y399H	115	Y978G	119	Z292ZE	151
X1252E	155	XAB60S	14	Y415H	117	Y999H	120	Z293E	152
X1295H	199	XR30B	29	Y416H	117	YB258H	119	Z2942H	153
X1296H	199	XR30G	29	Y417H	117	YB978H	122	Z2973H	137
X31059H	255	XR30V	29	Y418H	117	Z1002H	149	Z2973SH	153
X31060	257	XR60B	29	Y422H	122	Z1012H	150	Z302H	141
X31060G	257	XR60G	29	Y423H	122	Z1013H	150	Z3030H	142
X32019	258	Y213H	116	Y424H	122	Z1032H	151	Z303H	139
X32071H	261	Y215H	116	Y426H	120	Z1033E	151	Z3040H	142
X32082G	260	Y219H	116	Y427H	120	Z1042H	151	Z304H	139
X41007	294	Y220H	116	Y428H	121	Z1043H	151	Z305H	139
X411H	253	Y227H	118	Y432H	115	Z1058E	148	Z3100H	142
X412H	253	Y228H	118	Y442H	123	Z113H	138	Z310H	142
X423H	254	Y229H	118	Y443H	123	Z114H	138	Z3110H	142
X424H	254	Y242H	117	Y470H	121	Z115H	138	Z311H	139
X425H	254	Y243H	117	Y489H	125	Z120H	298	Z3150BG	143
X4407H	261	Y246H	118	Y490H	121	Z1310H	142	Z3150H	143
X517H	261	Y247H	115	Y491H	121	Z1311H	139	Z315H	139
X518H	261	Y259H	118	Y492H	125	Z1312H	143	Z3160H	143



Z316CG	143	Z5270H	144	Z999H	146
Z316H	139	Z528H	143	ZK1015	314
Z3170H	143	Z605E	137	ZK1204	314
Z317H	139	Z620E	156	ZK1206	314
Z322H	144	Z621E	156	ZK1215	314
Z323H	144	Z625H	292	ZK1308	314
Z328H	139	Z626E	292	ZK1328	314
Z329H	139	Z627E	292	ZK1506	314
Z333H	140	Z630E	156	ZK2006	314
Z334H	143	Z630T	156	ZT2924SG	147
Z335H	140	Z631E	156	ZV1530G	316
Z339H	144	Z633H	292	ZV1590	316
Z340H	144	Z634H	292	ZV2001	315
Z341H	144	Z635H	292	ZV2500	315
Z357E	144	Z636E	292	ZV805H	316
Z358T	144	Z682G	153	ZVP203	316
Z359T	140	Z683G	153	ZVP406	316
Z370T	141	Z684E	155	ZX1506	314
Z371E	145	Z7800G	143	ZX2006	314
Z422E	151	Z809G	313	ZX2026	315
Z422ZE	151	Z811G	313	ZX3	313
Z423E	152	Z812G	314	ZX4	313
Z425E	156	Z813G	314	ZX5	313
Z441E	152	Z814G	314	ZX6	313
Z442E	152	Z825G	314	ZX7	313
Z443E	152	Z838G	314	ZX8	313
Z458E	147	Z863H	142		
Z4630H	152	Z864H	142		
Z463H	154	Z867H	138		
Z4640H	152	Z898E	151		
Z464BE	154	Z920E	156		
Z464H	154	Z9236T	140		
Z466H	148	Z924H	138		
Z467H	148	Z925H	138		
Z468H	148	Z9262T	141		
Z485E	148	Z926H	141		
Z487H	154	Z9299T	148		
Z489E	154	Z935H	141		
Z490E	154	Z9385T	146		
Z492E	152	Z9626H	155		
Z493E	154	Z969H	148		
Z494E	154	Z983H	148		
Z495E	152	Z984H	148		
Z496E	154	Z990H	150		
Z496ZE	154	Z991H	150		
Z497E	154	Z994H	145		
Z498E	153	Z995H	145		
Z500E	153	Z996H	156		
Z513H	154	Z997C	156		
Z513ZH	154	Z997H	146		
Z514ZH	154	Z998H	146		