



VOOR EEN DOELTREFFENDE OPPERVLAKKENDESINFECTIE

Incidin™ OxyFoam S

SPORICIDE GEBRUIJKSKLARE REINIGER EN DESINFECTANS

De innovatieve formule van Incidin™ OxyFoam S is op basis van een gepatenteerde* waterstofperoxide- oplossing met een breed werkingsspectrum.

Werkzaam tegen een breed scala van bacteriën en virussen. Laat geen actieve residuen achter doordat het actieve ingrediënt uiteenvalt in water en zuurstof.

- Actief bestanddeel breekt af in water en zuurstof
- Sporicide en virucide
- Uitstekende materiaalcompatibiliteit

Incidin OxyFoam S is in de EU goedgekeurd onder BPR (Biocide Product Verordening 528/2012)

- Voldoet aan uitgebreide toxicologische, ecotoxicologische en blootstellings-beoordelingscriteria van BPR
- Voldoet aan de hoogste veiligheidsnormen, waarborgt een hoog niveau van bescherming voor de menselijke gezondheid en het milieu
- Voor een duurzame compliance



*Europees Patent EP1987121

ECOLAB®
PROTECTING WHAT'S VITAL™

Incidin™ OxyFoam S

SPORICIDE GEBRUIKSKLARE REINIGER EN DESINFECTANS

EFFECTIEF

- Breed werkingspectrum

VEILIG

- Actief bestanddeel breekt af in water en zuurstof
- Uitstekende materiaalcompatibiliteit
- Voldoet aan stricte beoordelingscriteria van BPR

GEMAKKELIJK

- Reinigt en desinfecteert
- Gebruiksklaar

MICROBIOLOGISCHE EIGENSCHAPPEN TOEPASSING MEDISCH HULPMIDDEL

WERKZAAMHEID ONVERDUND	INWERKTIJD
Bacteriedodend volgens EN 13727 (1 min) / EN 16615 (1 min*)	1 min*
Gistdodend volgens EN 13624 (1 min) / EN 16615 (1min*)	1 min*
Schimmeldodend volgens EN 13624 (5 min) / EN 16615 (methode) (5 min*)	5 min*
Tuberculocide volgens EN 14348 (5 min) / EN 16615 (methode) (5 min*)	5 min*
Mycobacteriedodend volgens EN 14348 (5 min) / EN 16615 (methode) (5 min*)	5 min*
Effectief tegen omkapselde virussen volgens EN 14476	30 sec*
Virucide met beperkt spectrum volgens EN 14476 (Adenovirus - 30 sec, Norovirus - 1 min** / 15 min*)	1 min** / 15min*
Volledig virucide volgens EN14476	10min** / 30min*
Sporicide tegen C. difficile volgens EN 17126	60min**
Sporicide tegen C. difficile volgens EN 16615 (methode) volgens CEN TC216 prWI Oct 2020 / VAH methode 19	15 min**
Sporicidaal volgens EN 17126	60 min**

* vuile condities ** schone condities

MICROBIOLOGISCHE EIGENSCHAPPEN TOEPASSING BIOCIDEN

WERKZAAMHEID ONVERDUND	INWERKTIJD
Bacteriedodend, gistdodend	1 min**
Schimmels en Mycobacteriën	5 min**
Bacteriesporen	30 min* / 60 min**
Clostridium difficile sporen	5 min*
Virussen	30 min**

* schone condities ** vuile condities

GEBRUIK MEDISCH HULPMIDDEL EN BIOCIDEN VEILIG

Lees het etiket en de productinformatie.

TOEPASSING



Medisch hulpmiddel: Sporicide, gebruiksklare foam spray voor het reinigen en desinfecteren van oppervlakken van medische hulpmiddelen.

Biocide: Gebruiksklaar product voor desinfectie van oppervlakken in gezondheidszorg-toepassingen.

GEBRUIKSINSTRUCTIES

750 ml: Het product op een afstand van ca. 30 cm op het oppervlak sprayen of aanbrengen op een schone doek. Reinig het oppervlak en zorg voor volledig bevochtiging van het oppervlak. Niet naspoeien.

5L: Breng het product aan zodat het oppervlak volledig nat is. Gebruik mop en emmer: Giet het product in een schone emmer en reinig het oppervlak met een doek/mop. Laat aan de lucht laten drogen.

De aangegeven contacttijd en -condities in acht nemen voor de vereiste antimicrobiële activiteit. Bij gebruik onder schone condities, het oppervlak vooraf reinigen (gebruik een schone, verse doek/ mop voor elke stap). Niet gebruiken op oppervlakken die gevoelig zijn voor oxidatiemiddelen zoals marmer, koper of messing.

SAMENSTELLING

100g bevat het volgende actieve ingrediënt: 1,5g Waterstofperoxide (CAS 7722-84-1)

OPSLAG

Het product moet in de originele verpakking worden bewaard tussen 0°C en 25°C op een koele, droge plaats buiten direct zonlicht.

Houdbaarheid na eerste opening: Einde houdbaarheidsdatum.



ALLEEN VOOR PROFESSIONEEL GEBRUIK

Incidin™ OxyFoam S

VERPAKKING EN BESTEL-INFORMATIE

PRODUCT	VERPAKKING	REFERENTIE
Incidin™ OxyFoam S	6 x 750ml	3115790
Incidin™ OxyFoam S	2 x 5L	3115900
Kraantje voor 5L cannister	1 st	10002082



DE BIOCIDENVERORDENING (BPR), VERORDENING (EU) 528/2012:

De BPR heeft op 1 september 2013 de Biocidenrichtlijn (BPD) vervangen als de wetgeving die verantwoordelijk is voor het op de Europese markt brengen van biocide werkzame stoffen en producten.

Als verordening werd zij juridisch bindend voor landen die binnen de werkingssfeer van de EU-verordeningen vallen - alle Europese Unie landen, en IJsland, Liechtenstein, Noorwegen en Zwitserland (de landen van de Europese Vrijhandelsassociatie).

De BPR biedt een geharmoniseerde, gecentraliseerde toelatingsmogelijkheid voor biociden op Europees niveau. De BPR is bedoeld om het gebruik en het op de markt brengen van biociden te controleren. Zij omvat een beoordeling van de werkzaamheid, de toxiciteit en het risico van een biocide tijdens het gebruik. Bovendien vereist zij robuuste gegevens om de doeltreffendheid en de veiligheid van het biocide aan te tonen, alsmede een lijst van goedgekeurde werkzame stoffen en leveranciers van biociden.

EU BIOCIDE AUTORISATIE NUMMER

EU-0024303-0006 1-5

ECOLAB BV
Noordkustlaan 16C,
BE 1702 Groot Bijgaarden
België
T +32 2 467 51 50

ECOLAB BV
Oude Rhijnhofweg 17
2342 BB Oegstgeest
Nederland
T +31 30 60 82 419



ECOLAB DEUTSCHLAND GmbH
Ecolab-Allee 1
40789 Monheim am Rhein
Germany

